

フロス & 歯間ブラシ

オーラルケアの必須アイテム。豊富なラインナップをご用意しています。

◎ スペシフィックフロス

ブリッジ・インプラント・矯正ブラケット等広い歯間空隙の清掃に。

お値打ち価格

50
本入

患者参考価格：
1本あたり約28円
1,400円/個（税別）



箱中央部を切り取ると
ミシン目から1本ずつ
簡単に取り出すことが
出来ます。



スムーズな清掃



フィラメント部の表面は滑らかに加工。
ガシガシとした不快感はなくスムーズに清掃できます。

狙った場所に



挿入部がまっすぐ伸びており、水分も含みにくく
狙った場所に挿入しやすくなっています。



スレッダー 80mm フィラメント140mm スレッダー 80mm

スペシフィックフロス

Specific Floss

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0505	全長300mm(フィラメント部140mm)	50本	1,100円

◎ ビックミラフロス

ワックス付きのため滑りが良い。ミントフレーバーとノンフレーバーの2つのフロスが取り付け可能。



ラックにも固定ができます。

ビックミラフロス

MiraFloss Big

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
FC-0121	W78×D43×H103mm	ホワイト	1個	6,800円


フロス付(ホワイト：ノンフレーバー/ワックス付 ブラック：ミントブラック/ワックス付)

ビックミラフロス 替えフロス


MiraFloss Big Refills

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(A) FC-0122	ミントブラック/ワックス付	200m	ブラック	1本	1,000円
(B) FC-0123	ノンフレーバー/ワックス付		ホワイト		

定番のI字ストレート型。ワイヤーの根本を直角に折ることでL字になり臼歯部へのアクセスも楽に行なえます。



L字に曲がります。



最小通過径 mm

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)


(F)

1.3-1.5

1.6-1.8

>1.9

サイズ表記は当社規格に基づくものです。





毛(ナイロン) ワイヤー(ステンレス) 柄・キャップ(PP)

EZ歯間ブラシ

EZ Interdental Brushes

商品コード	種類	カラー	入数	価格
(A) G800-1	SSS	ラベンダー	6本	400円
(B) G800-2	SS	ホワイト		
(C) G800-3	S	イエロー		
(D) G800-4	M	ピンク		
(E) G800-5	L	ブルー		
(F) G800-6	LL	グリーン		
G800-ASS	アソート	—	6本(各1本)	
G800-1-B	SSSカートン	ラベンダー	6本×10	3,600円
G800-2-B	SSカートン	ホワイト		
G800-3-B	Sカートン	イエロー		
G800-4-B	Mカートン	ピンク		
G800-5-B	Lカートン	ブルー		
G800-6-B	LLカートン	グリーン		
G800-ASS-B	アソートカートン	—	6本(各1本)×10	

あたりの柔らかい歯間ブラシです。幅広ハンドルは指先でも持ちやすい形状です。




ディスポーザブル歯間ブラシ

Disposable Interdental Brush

ディスポーザブル

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) 3222	イントロパック	全長60mm	20本入ケース×10	4,000円
(B) 3222B	100本入り	ブラシ21mm φ0.8mm	100本	2,000円

臼歯部やブラケット、インプラント等の清掃しにくい部位に最適。



ブラシが収納できます。

I-ブロックポイントブラシ(携帯用ワンタフトブラシ)

I-Prox

商品コード	カラー	入数	価格
(A) FC-0134	※	ポイントブラシ×4個 ホルダー×1本	1,000円

※[FC-0134]は2色からお選びいただけます。●ブルー ●ピンク
※ブラシの差込方法を変えることで60°と120°の角度で使用可能です。
ハンドルには替えブラシの収納も可能。

I-ブロックポイントブラシ替えブラシ (携帯用ワンタフトブラシ 替えブラシ)

I-Prox P Replacement Brushes

商品コード	入数	価格
(B) FC-0135	4個	500円

緩やかなカーブの先端で歯間部に挿入しやすく、ホルダーには歯間ブラシの替えを収納出来て便利です。替えのブラシは7サイズあり、歯間に合わせて使い分けことが可能です。



ブラシが収納できます。

ピックブラシセット(携帯用歯間ブラシセット)

Pic-Brush Set Holder with 1 Brush

商品コード	カラー	入数	価格
FC-0126	※	歯間ブラシ×1本 ホルダー×1本	500円

※[FC-0126]は2色からお選びいただけます。
●ブルー(ブラシ：ファイン付) ●ピンク(ブラシ：エクストラエクストラファイン付)

ピックブラシ替えブラシ(携帯用歯間ブラシ 替えブラシ)

Pic-Brush Replacement Brushes

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(A) FC-0127	エクストラエクストラファイン	φ1.5mm	ピンク	6個	900円
(B) FC-0128	エクストラファイン	φ1.8mm	イエロー		
(C) FC-0129	ファイン	φ2.0mm	ホワイト		
(D) FC-0130	ミディアム	φ2.2mm	グリーン		
(E) FC-0131	ラージ	φ3.0mm	ブルー		
(F) FC-0132	エクストララージ	φ6.5mm	エンジ		
(G) FC-0133	コニカル	φ2.5~5.0mm	オレンジ		

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
〈お問合せ窓口〉072-735-7101 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店