



ブラックフロスで汚れをすみまでチェック 口腔内環境を整え、毎日を笑顔に

ブラックのフロスなので汚れが分かりやすく、毎日の口腔ケアもしっかり確認しながらおこなえます。両端部分のスレッダーは通しづらい箇所にもスッと入り、ブリッジ、インプラント、歯列矯正の方にもご使用いただけます。スッキリさわやかなミントのフレーバー付きです。

premiumTM
plus JAPAN

Sumi
BLACK
DENTAL FLOSS



Premium Plus Japan Co., Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)
〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F
お問合せ窓口：06-6845-0050 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

F5112506-01

歯ブラシでは届かない狭い隙間にも 384本の繊維でつくられたブラックフロスが優しくアプローチ

Sumi
BLACK
DENTAL FLOSS
Made in Italy

○ SUMIフロスの使い方

How to Use


1 スレッダー部分で切り取る



スレッダーから次のスレッダー部分までが1回分のフロスの長さになります。カッター部分で切り取りご使用ください。

How to Use

2 スレッダーを使い挿し込む



スレッダー部分がつかみやすく、指先でつまんで挿し込んでください。狭い隙間にも挿し込みやすい細さです。



384本の繊維のフロスは
爽快なミントのフレーバー付き

How to Use


3 歯間部や狭い隙間にもアプローチ



フロスにはマイクロクリスタリンワックスを塗布し、滑りやすいので歯間部や狭い隙間にもスムーズにアプローチいただけます。

How to Use

4 汚れをスミまで絡めとる



ふわとした384本の繊維を束ねたフロスがプラークをしっかり絡め取り、ブラックフロスで汚れをチェックできます。

スレッダー付きのSUMIフロスは
ブリッジ・インプラント・歯列矯正にもお使いいただけます

● ブリッジへの使用方法



- ① スレッダー部分で、ダミーの歯（ボンティック）下の隙間にフロスを通します。
- ② スポンジ部分を左右にゆっくりと動かして、歯ぐきとの接触部を清掃します。
※強く動かすと歯ぐきから出血する場合がありますので気をつけてください。
- ③ 細菌がたまりやすい部分なので、毎日丁寧に清掃してください。

● インプラントへの使用方法



- ① インプラントと隣在歯・または他のインプラントとの間にスレッダーで通します。
- ② スポンジ部分で周囲をやさしくこすります。
- ③ インプラントの根本はデリケートなので、優しく動かしてください。

● 歯列矯正への使用方法



- ① スレッダー部分を使って、ワイヤーとブラケットの間にフロスを通します。
- ② スポンジ部分でブラケット周り、歯の側面の汚れを取り除きます。
- ③ フロスをゆっくりと引き抜き、次の歯も同様に使用してください。



スミ フロス【ミントフレーバー】 50回分

メーカー希望小売価格 1,100円(税別) 1,210円(税込)

- 歯科医師、歯科衛生士の指導のもと、正しくご使用ください。
- スレッダー部で清掃しないでください。無理に歯間部に入ると、フロスが抜けなくなる場合があります。
- フロスに白い粉が付着している場合がありますが、香りの成分で品質には影響はありません。
- 本製品には炭の成分は使用していません。