

# インタープロキシマルダイヤモンドバー

ディスクングの手間と時間を大幅に減らします。



この部分を当てることで  
エッジを立てずに削れます。



IPR使用イメージ



施術後イメージ

動画でご覧いただくと速さがわかります。



安定かつ素早いIPR

検索からもご覧いただけます

YouTube

IPRダイヤモンドバー

## インタープロキシマルダイヤモンドバーキット

歯間削合時の細かいコントロールを可能にしました。

商品コード	セット内容	入数	価格
IPRKIT1	J316SF・J316PF Z12S/SF・Z12S/PF J10F・E11S/SF E11S/PF・バースタンド	×各1 1セット	15,000円

※バースタンド：オートクレープ滅菌可能(135℃まで)


販売名：インタープロキシマルキット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00017



STRAUSS & CO.  
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.

## インタープロキシマルダイヤモンドバー

切削したい幅によって、それぞれのヘッドサイズからお選びいただけます。



これまでになかった細さです。  
デリケートな作業を助けます。

	J316SF	J316PF	Z12S/SF	Z12S/PF	J10F	E11S/SF	E11S/PF
ISO No.	833-031		165-005		465-016	164-005	
種類	インタープロキシマルダイヤモンドバー						
ヘッドサイズ	0.3	0.4	0.2-0.45	0.3-0.5	0.4-1.6	0.2-0.55	0.3-0.65
ヘッド長	5		3.4		5	7	
全長	20		22		19	23.5	
タイプ	FG						
最大回転数	120,000※		450,000		300,000	450,000	
入数	2				6	2	
価格	3,000円				2,000円	3,000円	

※5倍速コントラで回転数を落としてご使用ください。

販売名：インタープロキシマルキット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00017

