

エレファントダストコレクター

チェアサイドの簡単な義歯調整などに。重量860gの超軽量ダストコレクター。
往診時にも軽く場所をとらないサイズです。低騒音タイプ。



ラボでの使用も
おすすめです

貸出品
あります

小さいですが切削粉塵をよく吸い込みます。
(大きい切削片の吸引は困難です)

貸出品をご用意していますので、お問い合わせください。

1年保証



「当センターではジルコニアを扱っています。
ちょっとした作業時に出る切削粉を
手軽によく吸い取ってくれます。
粉塵の吸引力は十分ですね。」

片岡繁夫先生より



タッチボタンで簡単操作

ファン

LED




LED

先端には3灯のLEDライト付き。
作業時の手元を明るく照らします。
(※LED寿命時間30,000時間)



ヘッド部分

蛇腹式の吸入口は、象の長い鼻を
イメージしています。360°好きな
方向に曲げて使用できます。



フィルター

多層構造フィルターは本体を開
けて簡単に取り外すことができ
ます。6か月ごとに交換をお勧め
します。

エレファントダストコレクター(ライト付)

Elephant Dust Collector


商品コード	サイズ	重さ	入数	価格
FC-0334	205×225×140mm	860g	1台	46,000円

※AC/DCアダプター付

エレファントダストコレクター 替フィルター

Elephant Dust Collector Filter

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0335	175×180mm	1枚	5,000円



YouTube

エレファントダストコレクター

テックを研磨している動画をご覧ください

検索からもご覧いただけます

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F

〈お問合せ窓口〉072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店