

# オーソドンティックバー・ポリッシャー

## Orthodontic Bur Polisher

矯正終了時のボンド除去用カーバイドバー・ポリッシャーです。コンポジットレジンのトリミング・フィニッシングにも使用できるEF6、FG7902もラインナップしています。

トリミングフィニッシングバー	アタッチメント ボンド除去	オーソドンティックバー	ボンド除去	オーソドンティックポリッシャー	ボンド除去 研磨
----------------	------------------	-------------	-------	-----------------	-------------

インタープロキシマルダイヤモンドバーキットにオーソドンティックバー・ポリッシャーを加えたキットです。

STRAUSS & CO.  
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.

### オーソドンティックキット

Orthodontic Kit

オート  
クレーブ  
OK

商品コード	セット内容	入数	価格
ORTHOKIT1	J316SF・J316PF・Z12S/SF Z12S/PF・J10F・E11S/SF E11S/PF・FG-EF6・FG7902 FG-M31SF・RA7006・RA-K2RSF RORTHORA17・RORTHORA16 バースタンド	×各1 1セット	30,000円

販売名：オーソドンティックキット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00087

※バースタンド：オートクレーブ滅菌可能(135℃まで)



### オーソドンティックバー・ポリッシャー

Orthodontic Bur Polisher

オート  
クレーブ  
OK

販売名：カーバイドバー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00031  
販売名：オーソドンティックポリッシャー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00086

商品コード	FG-EF6	FG7902	FG-M31SF	RA7006	RA-K2RSF	RORTHORA17	RORTHORA16
種類	トリミング・フィニッシングバー		オーソドンティックバー			オーソドンティックポリッシャー	
ヘッドサイズ	014	010	016	018	023	6	5
ヘッド長	6	4.5	8	1.9	4.4	7.5	10
全長	21	19	22	22		25	
タイプ	FG用			CA用		FG用	
最大回転数	450,000		300,000	120,000		20,000	
入数	3			5		12	
価格	4,400円		6,600円	11,000円		5,500円	

Premium Plus Japan Co., Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F

お問合せ窓口：06-6845-0050 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1丁目13番5号  
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店