

シルクケア ラテックスグローブ

Silkcare Latex Powder Free Gloves

シルクのような手触りが、着脱時のストレスを軽減。伸縮性がよく、フィット感があり、ラノリン、ビタミンEコーティングでお肌が敏感な方におすすめです。

シルクのような
肌触り

ぴったり
フィット

天然ゴム
使用で
環境に優しい

100枚
入り



- ラノリン*、ビタミンEコーティング
- 50 μg/g以下のプロテイン含有量でアレルギーリスク低減
- 塩素処理加工(内外両方)でスムーズ装着

*ラノリンとは、羊の毛に付着している分泌脂質を精製したもので、コレステロールや分岐脂肪酸など、人の表皮脂質に似た成分が多く含まれ、自重の約3倍の抱水力があります。



シルクケア ラテックスグローブ

商品コード	種 類	入 数	価 格
CR7815	エクストラスモール	100枚	オープン価格
CR7816	スモール		
CR7817	ミディアム		
CR7818	ラージ		

●ラノリン ビタミンE入 ●パウダーフリー ●左右兼用 ●未滅菌
販売名：シルクケア ラテックスグローブ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000026

Premium Plus Japan Co., Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F

お問合せ窓口：06-6845-0050 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南一丁目13番5号
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店