

premiumTM
plus JAPAN

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
〈お問合せ窓口〉 072-735-7101 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。
※製品のデザイン、仕様、外観、パッケージ、価格は予告なく変更する場合がございます。

担当販売店

F0621912-01

premiumTM
plus JAPAN

CABINET

CABINET Quadra CABINET Deco
MINI CABINET Patto MINI CABINET Lungo

with
Mobile cart

STOOL

DENTAL STOOL Amazone
DENTAL STOOL Jumper

aries
STAR MEDICAL SYSTEMS

SCORE[®]
DENTAL

Supported by Advanced Technology



CABINET Quadra CABINET Deco

premiumTM
plus JAPAN

MINI CABINET Patto MINI CABINET Lungo

Mobile cart

モダンデザインを院内に

～ Clinics with Modern Design 100%Made in Italy ～

世界中にファッション、デザインをはじめとする情報を発信し続ける国、イタリア。プレミアムプラスジャパン株式会社がご紹介するキャビネットメーカーは、そのイタリアの北東部に位置する水の都「ベネチア」、北イタリア最古の都市と云われる「パドバ」で、1988年、1989年にそれぞれ誕生。革新的なアイデアと、品質、遊び心を探求し続け、デンタルキャビネットの製造において確固たるポジションを創り上げてきました。

25年を超える年月を経た今日、伝統と技術を継承し、且つ先進技術を駆使した職人が、1つ1つを細部まで丁寧に「手作り」で製造することで、安全で高品質なキャビネットのご提供をお客様へお約束いたします。

Aries社ブランドのキャビネットデコ並びにキャビネットクアドラに加え、Premium Plusブランドのミニキャビネット、モービルカート各種は、常に一步先の「モダンデザイン」と、飽きのこない「シンプルさ」とのバランスを追求した製品です。完成度の高いキャビネットが、収納力と実用性のみでなく、クリニック内のどの場所においても洗練された空間を造り出し、また、小さな心遣いの機能が患者様の安心につながってほしい、そう願っております。

イタリアの秀麗、ご堪能ください。

INDEX

Aries series

CABINET Quadra P5

CABINET Deco P7

Premium Plus series

MINI CABINET Patto P9

MINI CABINET Lungo P11

SCORE DENTAL

DENTAL STOOL P13

Mobile cart P19

商品のお届けについて

- ご注文からお届けまでに時間がかかる場合がございます。
- お届けの際はお客様立ち合いのもと、開梱・設置・空き箱の回収まで無償で行います。
※モービルカートのお届けの際は、開梱・設置・空き箱の回収はございません。
- 配送サービスの都合上、離島など一部お届けできない地域があります。



スマートに支える

1日平均9時間。
年間平均263日間。

歯科医療に従事される皆様が座っている時間です。
首肩腰に痛みはありませんか? コリはありませんか?

この度プレミアムプラスジャパン株式会社为您介绍するのは、「スマートに支える」を実現した
歯科に特化したデンタルツールです。

1977年に創業したオランダの作業用チェア専門メーカー、SCORE社。オフィスはもちろん、歯
科医院や病院、研究所やクリーンルームなど、様々な業界、業種で働く座り作業の多いプロ
フェッショナル達が抱える特有の問題を解消すべく、創業時より研究開発に余念がありません。
今では世界50カ国以上にビジネスパートナーを持ち10万人以上に愛されている世界的なチェア
メーカーとなりました。

～チェアを通じた職場環境の改善を追求し続けてきた～

その自信が垣間見れます。

美しいデザインだけでなく、人間工学やオペレーターの疲労のことを考え抜いた実用的な
ツール。日々の診療の動きひとつにも負担を感じさせないようなアイデアが隠れています。

高い衛生基準が求められる医療施設に向けて、優れた抗菌性と心地の良い質感を持ち合わせ
る素材を採用し、完成度と満足度の高い仕上がりをお約束します。



CABINET Quadra

キャビネット クアドラ

CABINET Quadra

キャビネット クアドラ

キャビネット クアドラは、どのような歯科医院様の内装デザインとも相性のよい、白を基調とした洗練されたデザインのキャビネットです。
天板のお手入れもし易い、ガラス天板とホワイト天板をご用意しております。

5



ガラス天板

● グリーン

● ブルー

● クリア

ホワイト天板

● ホワイト

※ガラス天板タイプとホワイト天板タイプではキャビネットハンドルの形状が異なります

基本性能

引き出し内レイアウト

1段目

2段目

3段目

4段目

ガラス天板



ホワイト天板



※仕切りトレイは取り外しが可能です

サイレントクローズシステム



引き出しを軽く押すとスムーズに自動的に閉じる事ができます。作業の際も使い易いことはもちろん、開閉時の引き出しの音を与える患者さんへの不快感も軽減できるよう設計されたクローズシステムです。

キャスター



スムーズな移動を可能にするキャスター。後輪にはブレーキストッパー機能付きのキャスターも装備されています。

CABINET Deco

キャビネット デコ

キャビネットデコは、院内デザインを最上質かつ洗練された空間へ生まれ変わらせる事のできるキャビネットです。天板ガラスの美しい曲線美、ステンレスボディの重厚感。そして、細部にまでこだわったデザインをお楽しみください。



ガラス天板

● グリーン

● ブルー

● クリア

CABINET Deco

キャビネット デコ


基本性能

引き出し内レイアウト



※仕切りトレイは取り外しが可能です

サイレントクローズシステム



引き出しを軽く押すとスムーズに自動的に閉じる事ができます。作業の際も使い易いことはもちろん、開閉時の引き出しの音を与える患者さんへの不快感も軽減できるよう設計されたクローズシステムです。

キャスター



稼働可能時

ストッパー起動時

滑らかな動きでデザイン性も高いローラータイプのキャスターです。ストッパー機能付きとなっております。

MINI CABINET Patto

ミニキャビネットパット

ミニキャビネットパットは、キュートなフォルムで院内の雰囲気を明るく演出してくれるフットワークの良いキャビネットです。
別売の専用トレーを使えば理想の収納環境へコーディネートできます。

9



グリップ

● イエロー

● グリーン

● ホワイト

● ブルー

MINI CABINET Patto

ミニキャビネットパット

基本性能

引き出し ※仕切りトレー / フリートレーは別売りとなります。

1段目



2段目



3段目



4段目



キャスター



キャスター付きですので、作業のし易い位置へ簡単に動かす事ができます。

MINI CABINET 専用トレー〈別売〉

1段目・2段目・3段目は仕切りの無いフリートレーと6つの収納ポケットに別れた仕切りトレーをお好みに合わせ選択いただけます。

1/2/3段目用

4/5段目用

● フリートレー 1/2/3段目用

● 仕切りトレー 1/2/3段目用

● フリートレー 4/5段目用



MINI CABINET Lungo

ミニキャビネット ルンゴ

40cm幅の省スペースながら足元までたっぷり使える収納性の良いキャビネットです。
MINI CABINET 専用トレイ (P10) もお使い頂けます。

11



グリップ

● イエロー

● グリーン

● ホワイト

● ブルー



MINI CABINET Lungo

ミニキャビネット ルンゴ

基本性能

引き出し ※仕切りトレイ / フリートレイは別売りとなります。

3種類の高さがある計6段の引き出しで、薄い書類や大きな箱モノでもきれいに収納することが可能です。



マグネット取付可能 (フロント・ボディ)



マグネット付きタイマーやマグネット付きメモ帳等を貼り付ける事ができます。

キャスター



キャスター付きですので、作業のし易い位置へ簡単に動かす事ができます。

DENTAL STOOL

Amazone Jumper

アマゾン ジャンパー

オペレーターの疲労のことを考え抜き、人間工学的にもっとも負担のない自然な姿勢になる実用的なサドル型デンタルツールです。
高級感のある美しいフォルムのツールで院内に華やかさを添えませんか。



基本性能

カラー (アマゾン/ジャンパー)



ブラック ブルー グリーン レッド ダークブルー オレンジ ターコイズ

特徴



座面傾斜調整が可能 衛生的なフットコントロール

足を広げるように座るため、座ったまま簡単に移動ができ作業効率も向上。着座中の太腿や臀部への圧迫が軽減されるので、足のしびれやむくみ、疲れなども改善。

施術中の座面高さ調整を足の踏み込みだけで行うことができ、治療内容に合わせて簡単に微調整できるので作業効率もあがります。手やグローブ、調整レバーを汚すことがなく感染予防対策としても有効です。

座面


アマゾン座面サイズ

適用身長：155-180cm



ジャンパー座面サイズ

適用身長：160-185cm



CABINET Quadra

キャビネット クアドラ



カラー	グリーン	ブルー	クリア	ホワイト
商品コード	QR6G	QR6B	QR6W	QR6
サイズ	W500×D475×H785mm		W500×D510×H785mm	
重量	50kg		46kg	
耐荷重	約150kg			
引き出し内寸 (上2段)	W427×D372×H60mm			
引き出し内寸 (下2段)	W427×D372×H158mm			
価格	180,000円		170,000円	

材質 フロント：スチール(電気亜鉛めっき鋼板) ボディ：スチール(電気亜鉛めっき鋼板) トップ：ガラス/合成樹脂(ホワイト天板のみ)
● トレー：標準装備 ● サイレントクローズシステム：標準装備

CABINET Deco

キャビネット デコ



カラー	グリーン	ブルー	クリア
商品コード	DS6G	DS6B	DS6W
サイズ	W500×D550×H810mm		
重量	51kg		
耐荷重	約150kg		
引き出し内寸 (上2段)	W427×D375×H60mm		
引き出し内寸 (下2段)	W427×D375×H158mm		
価格	260,000円		

材質 フロント：ウレタン樹脂(ポリウレタン) ボディ：スチール(電気亜鉛めっき鋼板) トップ：ガラス
● トレー：標準装備 ● サイレントクローズシステム：標準装備

MINI CABINET Patto

ミニキャビネット パット



カラー	イエロー	グリーン	ホワイト	ブルー
商品コード	RC4SN	引き出し内寸 (1,2,3段目)	W340×D340×H35mm	
サイズ	W400×D480×H800mm	引き出し内寸 (4段目)	W340×D340×H75mm	
重量	33kg	価格	110,000円	
耐荷重	約20kg			

材質 フロント：ステンレススチール ボディ：ステンレススチール トップ：人工大理石

MINI CABINET Lungo

ミニキャビネット ルンゴ



カラー	イエロー	グリーン	ホワイト	ブルー
商品コード	PSRT6	引き出し内寸 (1,2,3段目)	W340×D340×H35mm	
サイズ	W400×D480×H800mm	引き出し内寸 (4,5段目)	W340×D340×H75mm	
重量	50kg	引き出し内寸 (6段目)	W340×D340×H155mm	
耐荷重	約20kg	価格	150,000円	

材質 フロント：ステンレススチール ボディ：ステンレススチール トップ：人工大理石


MINI CABINET 専用トレイ

価格 3,000円

フリートレイ 1/2/3段目用

商品コード BA-AS01


サイズ W315×D295×H35mm



仕切りトレイ 1/2/3段目用

商品コード BA-AS06

サイズ W100×D145×H30mm



フリートレイ 4/5段目用

商品コード BA-BS01

サイズ W315×D295×H75mm



モバイルカート 3段

※ノーマルタイプと電源付きタイプの2種類をご用意しております。



電源



電源付きタイプもご用意しております。

モバイルカート3段 電源無		電源有
商品コード	MC3RK	MC3RK-S
サイズ	W490×D360×H800mm	
重量	11kg	
耐荷重(各段)	約10kg	
棚サイズ	W400×D300mm	
価格	39,000円	45,000円

材質 ボディ：ステンレススチール
 ●溶接タイプ（組み立てタイプではありません）
 ※開梱・設置・空き箱の回収はございません。

モバイルカート 2段



収納



引き出しが付いておりますので、収納スペースとしてお使いいただけます。

モバイルカート 2段	
商品コード	MC2R
サイズ	W560×D440×H815mm
引き出し(内寸)	W268×D250×H55mm
重量	20kg
耐荷重(各段)	約10kg
棚サイズ	W560×D440mm
価格	50,000円

材質 ボディ：ステンレススチール
 ●溶接タイプ（組み立てタイプではありません）
 ※開梱・設置・空き箱の回収はございません。

DENTAL STOOL Amazone
アマゾン



商品コード	FC-0486	FC-0487
フットコントロール	なし	あり
座面サイズ	W340×D300mm	
サイズ	Φ650×H550～750mm	
重量	9kg	
耐荷重	約150kg	
カラー	※7色からお選び頂けます。	
価格	120,000円	140,000円

材質 座面: スタムスキン(PVC) 脚部: アルミニウム

DENTAL STOOL Jumper
ジャンパー



商品コード	FC-0488	FC-0489
フットコントロール	なし	あり
座面サイズ	W440×D300mm	
サイズ	Φ650×H550～750mm	
重量	9kg	
耐荷重	約150kg	
カラー	※7色からお選び頂けます。	
価格	120,000円	140,000円

材質 座面: スタムスキン(PVC) 脚部: アルミニウム