

エヴァ サクションミラー

お使いのバキュームにそのまま接続も可能
ミラーヘッドから吸引するサクションミラー



φ11mm

ライトグリーン ライトブルー ライトラベンダー オレンジ イエロー



POINT

ミラーハンドルエンドはφ11mmなのでお使いのバキュームに直接接続可能。
径が違う場合は別売3Dサクションチューブや変換アダプターをご使用ください。

POINT

前後左右上下にある計21のバキューム孔が、どのような角度でも吸い残しを許さず且つ舌や粘膜を吸い込むことはありません。
※大きな切削片や歯石は吸引できない場合があります。



別売の3Dサクションチューブには診療時に邪魔にならない軽量のサクションチューブに3Dアクシスジョイントがプリセットされています。
人間工学に基づいて設計された3Dアクシスジョイントは360°回転することで操作時のチューブのねじれを防ぎ、診療・治療時の操作性が著しく向上します。



詳細動画
ございます



超音波洗浄時のミラーへの傷を防ぐ専用ミラー保護カバーが付属しています。



反射率98%の防曇加工表面反射ミラー。傷がついてしまった場合もミラーのみを取り換えるエコフレンドリーな交換方法を採用。

セット内容



M7-3



M7-5



M7-P11



305

307

エヴァ サクションミラー

M7 Eva 3D HVE Suction Mirror

高品質防曇ミラー ミラー交換 オート
軽量ハンドル サクションシステム クレフ OK

商品コード	種類	入数	価格
M7-3	3本カラーアソート		
	ミラー 3枚セット/交換用防曇ミラー 2枚/ 専用ミラー交換キー 1個/専用ミラー保護カバー 3個 (ライトブルー・イエロー・ライトグリーン)		42,000円
M7-5	5本カラーアソート		
	ミラー 5本/交換用防曇ミラー 4枚/ 専用ミラー交換キー 1個/専用ミラー保護カバー 5個/ ホルダー 1個 (ライトラベンダー・ライトブルー・オレンジ・イエロー・ライトグリーン)	1セット	60,000円
M7-P11	エヴァ 3Dサクションチューブ 3Dサクションチューブ1.8m1本/ホルダー 1個		20,000円
R98-10A	交換用防曇ミラー (R98%) ミラー 10枚/プラグ10個		15,000円
305	アダプター オーラルエバキューエーター用/16mm	1個	900円
307	アダプター オーラルエバキューエーター用/10mm		

販売名: M7 サクションミラー 一般医療機器 届出番号: 12B3X00034000120
販売名: 排唾管アダプター 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268000037

製造販売業者 株式会社アイ・メテックス

販売業者 Premium Plus Japan Co.,Ltd.

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F

(プレミアムプラスジャパン株式会社)

〈お問合せ窓口〉072-735-7101 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)


※商品は税別価格となります。

滅菌ケース

収納したまま超音波洗浄・高圧蒸気滅菌・保管できる滅菌ケース
各種インスツルメント、インプラント用ドリル、
エンドファイルに適したケースをご用意いたしました



収納されたいインスツルメントの長さ、厚さに
合わせてお選びください。
振動による蓋への傷を防ぐため、超音波洗浄のみ
蓋を外した状態で行ってください。



各ケースには専用のシリコンマットが1枚付属。

インスツルメント滅菌ケース

Autoclavable Instrument Case



商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) 2801	#1	L174×W79×H18mm	1セット	8,500円
(B) 2802	#2	L174×W79×H28mm		
(C) 2803	#3	L241×W149×H17mm		
(D) 2806	#6	L237×W145×H54mm		

※サイズは内寸です。



ヘッド長20mm以下のドリル
バーを収納できます。


インプラント用ドリルやCAバーを収納管理できます。
超音波洗浄のみ蓋を開けた状態で行ってください。

ドリル滅菌ケース

Autoclavable Drill Case



商品コード	種類	入数	価格
(E) 2807S	9孔	1個	3,800円
(F) 2807M	12孔		4,500円
(G) 2807L	15孔		5,000円



ファイルが取り出しやすい角度に飛び出る設計です。
スライド式の蓋がファイルの落脱を防ぎます。

エンドファイル滅菌ケース

Endo File Case



商品コード	種類	入数	価格
2818	ファイル容量9本	1個	3,500円

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラス ジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F

〈お問合せ窓口〉072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売)

※商品は税別価格となります。

担当販売店