

# ファイル / リーマー

## File, S.S. Reamers

コストパフォーマンスに優れたファイル、リーマーです。欧米のメーカーへOEM提供も行っており、安定した品質とコストパフォーマンスをご提供します。Hファイル、KファイルはNiTiもご用意しています。



**形状と番号による識別**

作業部長 (L)

20 リーマー  
20 Kファイル  
20 Hファイル

**落下防止**

穴に糸を通して落下を防止します。

**すべり止め加工**

凸凹がグリップ力を高めます。

**R加工**

ゆるいRがあるため持ちやすくなっています。

**ラバーストッパー**

ラバーストッパーは、それぞれの形状、長さのものが付属しています。長さも色によって分かれているため一目で区別できます。

**正確な寸法加工**

ISO規格に準じた2%のテーパー。

**刃部拡大図**

Hファイル Kファイル リーマー

パッケージの外からでも太さを確認できます。

NiTiもおすすめです!  
#08、#10もラインナップ

湾曲した根管には、ステンレススチールよりもしなりの良いニッケルチタンがおすすめです。根管作業の確認にも適しています。

### Kファイル/Hファイル/リーマー

S.S.K-File, S.S.H-File, S.S.Reamers



| 種類                                                         | サイズ                          | 入数 | 価格   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|----|------|
| #08 #10 #15 #20 #25 #30 #35<br>#40 #45 #50 #55 #60 #70 #80 | 21mm<br>25mm<br>28mm<br>31mm | 6本 | 660円 |
| アソート #15 ~ #40 (各1本)<br>アソート #45 ~ #80 (各1本)               |                              |    |      |

販売名: Kファイル 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00036  
販売名: Hファイル 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00019  
販売名: リーマー 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00042  
製造販売業者: プレミアムプラスジャパン株式会社

### NiTi Kファイル/NiTi Hファイル

S.S.K-File, S.S.H-File, S.S.Reamers



| 種類                              | サイズ          | 入数 | 価格     |
|---------------------------------|--------------|----|--------|
| #08 #10 #15 #20 #25 #30 #35 #40 | 21mm<br>25mm | 6本 | 1,400円 |
| アソート #15 ~ #40 (各1本)            |              |    |        |

販売名: NiTi Kファイル 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00037  
販売名: NiTi Hファイル 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00035  
製造販売業者: プレミアムプラスジャパン株式会社