

診療時間に合わせ、 効率良く操作できるシンプル設計

診療シチュエーションに合わせてお選びいただける
スタンドタイプとテーブルトップタイプの2種類をご用意しました。

シンプル設計で操作も簡単。診療にかかる無駄な時間を省きます。



3ボタンで簡単操作！



電源ボタン

タイマーボタン

照射ボタン

タイマー完了時には
音でお知らせします。

照射時間を診療時間に合わせ、細かく12段階でセット可能！



premiumTM
plus JAPAN

Premium Plus Japan Co., Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)
〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F
お問合せ窓口：06-6845-0050 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1丁目13番5号
(製造販売業)

商品のクオリティー維持・追求の為、スペック・カラー等を予告なく変更する場合がございます。掲載商品の写真は、
印刷により実際のカラーと異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※商品は税別価格です。

担当販売店

premiumTM
plus JAPAN



iBRITE

毎日の彩りをサポートする。白い歯のために。



B2812307-01


iBRITE

Portable Light Unit

審美歯科は輝く歯とともに日常を明るくしてくれます。



- LED 3灯
- 照度 3,600ルクス
- 光量 120±10mW/cm²
- 波長 460～490nm



診療シチュエーションに合わせ、自在に照射ヘッドを調節できます。



180度回転可能の照射ヘッド



テーブルトップタイプのみ
パワーを入れると台座部分のプレートが光ります。



スタンドタイプのみ
キャスター（ストッパー機能付き）



マウスピースと保護メガネが1つずつ付属されています。



テーブルトップタイプならユニットを使用せず行えるので省スペース！



iBRITE

テーブルトップタイプ
Portable Light Unit



IB-688T 価格 120,000円

販売名：iブライト 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268X00047



スタンドタイプならユニットまで安定してスムーズに移動できる

iBRITE

スタンドタイプ
Portable Light Unit



IB-688W 価格 150,000円

販売名：iブライト 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268X00047

プレミアムプラスジャパンのホワイトニング照射器は安心のメーカー1年保証付き

- セット内容
- ホワイトニングライト×1
 - 保護メガネ×1
 - マウスピース×1
 - 電源ケーブル×1
 - 取扱説明書×1
 - ポール（スタンドタイプ）×1
 - 保証書×1




- 仕様
- 電源：入力AC100～240V 50/60Hz
 - 重量：スタンドタイプ 8kg / テーブルタイプ 8kg
 - 波長：460nm～490nm
 - LED寿命：10,000時間
 - 照射時間：10分～60分（12段階）
 - 光源：青LED（3灯）

※ご使用に関しては必ず製品の添付文書をお読みください。

注意 酸化チタンを配合したティオン、ビレーネ等には適しません。

iBrite マウスピース
Portable Light Unit Mouthpiece
交換用マウスピース



IB-688MP-D 価格 5,000円

販売名：iブライト 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268X00047

画像はイメージです。照射時は必ず保護メガネをご使用ください。