

診療時間に合わせ、

効率良く操作できるシンプル設計

診療シチュエーションに合わせてお選びできる、  
スタンドタイプ、テーブルトップタイプの2種類をご用意しました。

シンプル設計で操作も簡単。診療にかかる無駄な時間を省きます。



3ボタンで簡単操作!

電源ボタン    タイマーボタン    照射ボタン

タイマー完了時には音でお知らせします。

照射時間を診療時間に合わせ、細かく12段階でセット可能!

10分	12分	15分	20分	25分	30分	35分	40分	45分	50分	55分	60分
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

premium<sup>TM</sup>  
plus JAPAN

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)  
〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F  
〈お問合せ窓口〉 072-735-7101 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5  
(製造販売所)

※商品は税別価格となります。

※製品のデザイン、仕様、外観、パッケージ、価格は予告なく変更する場合がございます。

担当販売店

※商品は税別価格となります。

F0321711-02



iBRITE

毎日の彩りをサポートする。白い歯のために。




# iBRITE

Portable Light Unit

審美歯科は輝く歯とともに日常を明るくしてくれます。

- LED 3灯
- 照度 3,600ルクス
- 光量 120±10mW/cm<sup>2</sup>
- 波長 460～490nm



診療シチュエーションに合わせ、自在に照射ヘッドを調節できます。



施術部位へ  
アプローチしやすい  
自在可動のネック部

色分けて見やすい  
4段の角度調節



テーブルトップタイプなら  
ユニットを使用せず行えるので  
省スペース！



## iBrite

テーブルトップタイプ

Portable Light Unit



商品コード **IB-688T** 価格 **110,000円**

販売名: iブライト 一般医療機器 特定保守管理医療機器  
届出番号: 27B2X00268X00047

プレミアムプラスジャパンの  
ホワイトニング照射器は  
安心のメーカー1年保証付き

### セット内容

- ・ホワイトニングライト×1
- ・保護メガネ×1
- ・マウスピース×1
- ・電源×1
- ・取扱説明書×1
- ・ポール(スタンドタイプ)×1
- ・保証書×1



### 仕様

- 電源: 入力AC100～240V 50/60Hz
- 重さ: スタンドタイプ 8kg / テーブルタイプ 8kg
- 波長: 460nm～490nm
- LED寿命: 10,000時間
- 照射時間: 10分～60分(12段階)
- 光源: 青LED(3灯)

※ご使用に関しては必ず製品の添付文書をお読みください

酸化チタンを配合した  
ティオン、ピレネ等には適しません。

### 別売品

## iBrite マウスピース

Portable Light Unit Mouthpiece

ディスプレイ

iBrite交換用マウスピース。



商品コード **IB-688MP-D**

価格 **3,600円** 入数 **5個**



商品コード **IB-688W** 価格 **130,000円**

販売名: iブライト 一般医療機器 特定保守管理医療機器  
届出番号: 27B2X00268X00047

スタンドタイプならユニットまで  
安定してスムーズに移動できる

## iBrite

スタンドタイプ

Portable Light Unit

画像はイメージです。(テーブルトップタイプ、スタンドタイプ共)  
照射時は必ず保護メガネをご使用ください。