

premiumTM
plus JAPAN

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
〈お問合せ窓口〉 072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。
※製品のデザイン、仕様、外観、パッケージ、価格は予告なく変更する場合がございます。

担当販売店

F0222103-03

premiumTM
plus JAPAN
— Piece by Piece with pleasure —



Instruments
CATALOG

プレミアムプラスジャパンが考える

Instruments



COST×Quality = 愛着

使用頻度が多く、歯科従事者の皆さまがよりよい診療をご提供されるにあたり、こだわりを感じられるインスツルメント。手にしたとき、口腔内に運び操作をしたとき、歯面に当てたとき、ストレスなく、また効率よくその診療をサポートすることができるインスツルメントでありたいと考える。使用頻度が多いから、コストもしっかり意識したい。目指すのは存在感を感じさせない存在。それがこだわりの診療へとつながるサポート。

この度プレミアムプラスジャパンよりご紹介させていただくインスツルメントは、愛着を持っていただけるための一つの考え方、COST×Qualityに基づいた商品。お客様一人ひとりに大きなCOSTと小さなQualityによる「驚き」と「感動」をご提供させていただけると信じて、そして結果として少なからず+プラスを感じていただけることを信じて、皆さまに自信をもってご紹介させていただきます。

INDEX

マウスミラー	3
バラレルミラー	3
マウスミラーハンドル	4
滅菌済ディスポインストルメント	5
ペーパートレイ(コーティング付)	5
ミリアム	6
アドソン	6
コーク型	6
ロック14A	6
マイクロピンセット	7
エキスポローラー	8
スプレッタ	9
ブラガー	9
エキスカベーター	10
練成充填器	10
プローブ	11
プローブエキスポローラー	11
スケーラー	12
キュレット	13
ミニファイブ	15
アフターファイブ	15
インプラントスケーラー	16
アイリスシザーズ	17
マイクロシザーズ	18
マイクロニードルホルダー	18
ニードルホルダー	19
抜糸ハサミ	20
メスハンドル	20
アイマトリックス フォーセプス	21
アイマトリックス ツイザー	21
クラウンリムービングブライヤーシリコンチップ付	21
クラウンリムービングブライヤーチップ10入	21
エレベーター	22
エレベーターラクスエータータイプ	23
抜糸鉗子	24
アライナー用カッター	26
アライナー用ブライヤー	26
ヤングブライヤー	27
ツイードブライヤー T.C.	27
バンドリムービングブライヤーテフロンチップ付	27
ピン&リガチャーカッター T.C.	27
インスツルメント トレイ	28
ステンレスインスツルメントトレイ	28
トレイラック	28
インスツルメント マット	29
キャビネットトレイ	29
インスツルメント リング	29
シリコン歯式オーガナイザー	29
インスツルメント カセット	30
プラスチックインスツルメント カセット	30
インスツルメント 滅菌ケース	30

種類が豊富なミラートップ。



マウスミラー

Mouth Mirror Stainless Steel
販売名：マウスミラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00024



プレーン

入数/10個 ¥1,000

FC-0194 No.3 φ20mm

FC-0195 No.4 φ22mm

FC-0196 No.5 φ24mm

拡大鏡

入数/10個 ¥2,500

FC-0197 No.3 φ20mm

FC-0198 No.4 φ22mm

FC-0199 No.5 φ24mm

倍率はNo.3×3倍/No.4×7倍/No.5×8倍となります。

表面反射

入数/10個 ¥3,500

FC-0200 No.3 φ20mm

FC-0201 No.4 φ22mm

FC-0202 No.5 φ24mm



表面反射ミラーはロジウムコーティング。
表面反射式なので、2次残像がなく、シャープに見られます。

ブリッジなどの形成時に使用する平行測定ミラー。



パラレルミラー

Parallelometer Mirror
販売名：パラレルミラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000021



FC-0116 W18×H48mm 入数/1枚 ¥5,000

マウスミラーハンドルには付きません

スタンダードなハンドルと中空ハンドルと6種類ご用意。



丸型



角型



ルーラー付



超軽量



ホロー



ホローチタンコート

マウスミラーハンドル

Mirror Handle
販売名：マウスミラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00024



丸型

FC-0203 全長122mm 入数/1本 ¥500

角型

FC-0204 全長120mm 入数/1本 ¥500
ハンドルは8角になっています

ルーラー付

FC-0205 全長116mm 入数/1本 ¥1,000
1mm単位が目盛付きです

超軽量

FC-0206 全長139mm 入数/1本 ¥1,500
11gと軽く、操作性の良いハンドルです


ホロー

FC-0207 全長120mm 入数/1本 ¥1,200
滑り止め加工してある中空ハンドルです

ホローチタンコート

FC-0208 全長126mm 入数/1本 ¥1,800
チタンコートされた滑り止め加工付の中空ハンドルです

EOG 滅菌済みディスポインストルメント訪問診療にも便利で衛生的な個別包装仕様です。



ミラー

エキスポローラー

ピンセット



滅菌済みディスポインストルメント

Presterilized Disposable Dental Instruments
販売名：滅菌済みディスポインストルメント
一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00098

ミラー

LK-112 全長174mm φ21mm 入数/100本 ¥3,000

エキスポローラー

LK-120 全長165mm 入数/100本 ¥3,000

ピンセット

LK-122 全長164mm 入数/100本 ¥4,000

3 in 1

LK-106 入数/20セット ¥2,000

衛生的な使い捨ての紙トレーです。
表面が防水コートされています。

ペーパートレー(コーティング付)

Paper Tray

FC-0252 W230×D135×H15mm(外寸) 入数/100枚 ¥1,200

こちらの商品は袋包装になります。



防水コート



※インストルメントは別売です。

手に馴染み使いやすい4種類のピンセットをご用意。



ミリアム ギザ有



コーク型



アドソン



ロック14A

先端の特徴(先端拡大)



正面

側面

縫合時など軟組織を把持することができます。

ミリアム

Meriam 16cn serrated

販売名：ミリアムピンセット 一般医療機器 届出番号 27B2X00268X00033

FC-0209 全長160mm 入数/1本 ¥800



コーク型

Kaulc Meriam Tweezer Japanese Pattern

販売名：コーク型ピンセット 一般医療機器 届出番号 27B2X00268X00032

FC-0210 全長160mm 入数/1本 ¥1,000



アドソン

Adoson Koucher

販売名：アドソンピンセット 一般医療機器 届出番号 27B2X00268X00034

FC-0234 全長120mm 入数/1本 ¥800



ロック14A

Lockable Tweezer

販売名：ロック付きピンセット 一般医療機器 届出番号 27B2X00268X00059

FC-0331 全長153mm 入数/1本 ¥1,200



豊富な先端バリエーションを持ったマイクロピンセット。
ダイヤモンドコーティング付は滑りにくく対象をしっかりと把持します。

中空タイプのエクスプローラー。
歯根面の状態も伝わりやすくなっています。



ギザ付



先端リング ダイヤモンドコーティング



ダイヤモンドコーティング



鉤付ダイヤモンドコーティング



3



9



23



25

マイクロピンセット

Micro Tweezer
販売名：マイクロピンセット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00065

ギザ付
FC-0431 全長185mm 入数/1本 ¥12,000

先端リング ダイヤモンドコーティング
FC-0433 全長180mm 入数/1本 ¥15,000

ダイヤモンドコーティング
FC-0432 全長183mm 入数/1本 ¥15,000

鉤付ダイヤモンドコーティング
FC-0434 全長183mm 入数/1本 ¥15,000



エクスプローラー

Explorer
販売名：エクスプローラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00055

FC-0295 3 全長170mm 入数/1本 ¥1,200

FC-0297 23 全長160mm 入数/1本 ¥1,200

FC-0296 9 全長168mm 入数/1本 ¥1,200

FC-0298 25 全長166mm 入数/1本 ¥1,200



側方加圧根管充填用スプレッタ。



スプレッタ

Spreader
販売名：スプレッタ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00076



FC-0464 20 全長155mm 入数/1本 ¥1,200

FC-0465 25 全長155mm 入数/1本 ¥1,200

垂直加圧根管充填用プラグー。



プラグー

Plugger S/E
販売名：プラグー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00077




FC-0466 1 全長150mm 入数/1本 ¥1,200

FC-0467 2 全長150mm 入数/1本 ¥1,200

FC-0468 3 全長150mm 入数/1本 ¥1,200

軟化象牙質の除去、窩洞形成に使用するエキスカベーター。
使いやすいラウンドタイプです。



エキスカベーター

Excavator
販売名：エキスカベーター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00026



FC-0190 No.17 全長161mm 入数/1本 ¥1,200

FC-0191 No.18 全長164mm 入数/1本 ¥1,200

FC-0192 No.19 全長161mm 入数/1本 ¥1,200

FC-0193 No.20 全長165mm 入数/1本 ¥1,200

コンポジットレジン等を歯牙に充填、塗布します。



練成充填器

Filling Instrument
販売名：練成充填器 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00057




FC-0299 13 全長176mm 入数/1本 ¥1,500

FC-0300 13A 全長176mm 入数/1本 ¥1,500

FC-0301 14 全長177mm 入数/1本 ¥1,500

FC-0302 14A 全長176mm 入数/1本 ¥1,500

歯周ポケットを測るペリオプローブ。
はっきりとした目盛りで、高い視認性となっています。



プローブ・プローブエクスプローラーが
細くなりました



ウィリアムズ



WHO



CP11



CP12

プローブ

Perio Probes Laser Marked Hollow
Handle Extra Light Single Ended

販売名：プローブ 一般医療機器
届出番号：27B2X00268X00023



ウィリアムズ 1-2-3-5-7-8-9-10

FC-0186 全長162mm 入数/1本 ¥1,500

WHO 3.5-5.5-8.5-11.5

FC-0187 全長165mm 入数/1本 ¥1,500

CP11 3-6-8-11

FC-0188 全長158mm 入数/1本 ¥1,500

CP12 3-6-9-12

FC-0189 全長155mm 入数/1本 ¥1,500

1本で2役。プローブ・エクスプローラーが対になっています。



23/ウィリアムズ



23/WHO



23/CP11



23/CP12

プローブエクスプローラー

Perio Probes Laser Marked Hollow
Handle Extra Light Double Ended

販売名：プローブ 一般医療機器
届出番号：27B2X00268X00023



23/ウィリアムズ 1-2-3-5-7-8-9-10

FC-0182 全長165mm 入数/1本 ¥1,500

23/WHO 3.5-5.5-8.5-11.5

FC-0183 全長164mm 入数/1本 ¥1,500

23/CP11 3-6-8-11

FC-0184 全長158mm 入数/1本 ¥1,500

23/CP12 3-6-9-12

FC-0185 全長162mm 入数/1本 ¥1,500

歯肉縁上の歯石、肉芽の除去にも便利なシッケルスクレーラー。
やや太めの中空グリップで握り易い形状となっております。



H6-H7



H5-U15



H5-33



H15-30



U15-33

スクレーラー

Scalers Hollow Handle Extra Light

販売名：スクレーラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00027



シッケルスクレーラー

FC-0177 H6-H7 全長170mm 入数/1本 ¥1,500

FC-0179 H5-33 全長170mm 入数/1本 ¥1,500

FC-0181 U15-33 全長165mm 入数/1本 ¥1,500

FC-0178 H5-U15 全長165mm 入数/1本 ¥1,500

FC-0180 U15-30 全長162mm 入数/1本 ¥1,500

歯根面の廓清に使いやすいグレーシーキュレット。
中空ハンドルのため、軽く扱いやすいキュレットです。



キュレット

Curettes Hollow Handle Extra Light

販売名：キュレット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00028



グレーシーキュレット

FC-0167	1-2	全長172mm	入数/1本	¥1,300	FC-0168	3-4	全長170mm	入数/1本	¥1,300
FC-0169	5-6	全長172mm	入数/1本	¥1,300	FC-0170	7-8	全長172mm	入数/1本	¥1,300
FC-0171	9-10	全長164mm	入数/1本	¥1,300					

グレーシーキュレット

FC-0172	11-12	全長171mm	入数/1本	¥1,300	FC-0173	13-14	全長172mm	入数/1本	¥1,300
----------------	-------	---------	-------	--------	----------------	-------	---------	-------	--------

コロンビアキュレット



FC-0174	2L-2R	全長174mm	入数/1本	¥1,500	FC-0175	4L-4R	全長170mm	入数/1本	¥1,500
----------------	-------	---------	-------	--------	----------------	-------	---------	-------	--------

マッカルキュレット

FC-0176	13S-14S	全長172mm	入数/1本	¥1,500
----------------	---------	---------	-------	--------



人気のグレイシーキュレット ミニファイブ・アフターファイブ。
狭いポケット、隅角部に使用しやすいミニファイブ、
深いポケットや根面に使用しやすいアフターファイブです。



通常のグレイシーキュレットとの比較

	シャンク	刃
ミニファイブ	長め	薄く短い
アフターファイブ	長め	薄い

ミニファイブ

Gracey Curettes Mini Five
販売名：キュレット 一般医療機器
届出番号：27B2X00268X00028



FC-0303	1-2	全長174mm	入数/1本	¥1,600
FC-0304	3-4	全長172mm	入数/1本	¥1,600
FC-0305	5-6	全長175mm	入数/1本	¥1,600
FC-0306	7-8	全長172mm	入数/1本	¥1,600
FC-0307	11-12	全長175mm	入数/1本	¥1,600
FC-0308	13-14	全長173mm	入数/1本	¥1,600

アフターファイブ

Gracey Curettes After Five
販売名：キュレット 一般医療機器
届出番号：27B2X00268X00028



FC-0309	1-2	全長177mm	入数/1本	¥1,600
FC-0310	3-4	全長175mm	入数/1本	¥1,600
FC-0311	5-6	全長176mm	入数/1本	¥1,600
FC-0312	7-8	全長173mm	入数/1本	¥1,600
FC-0313	11-12	全長175mm	入数/1本	¥1,600
FC-0314	13-14	全長175mm	入数/1本	¥1,600

先端チップが取外し可能なインプラントスケーラー。
先端のチップはカーボン樹脂で高い強度と再研磨が可能です。
またハンドルは軽量なので使いやすいです。



インプラントスケーラー

Autoclavable Implant Scaler
販売名：インプラントスケーラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000039



スケーラー セット

1128	ハンドル1本/チップ24個(H6×12個・H7×12個)	
	ハンドル単体 全長105mm	チップ装着時 全長170mm
		¥6,000

スケーラー チップ

1128A	チップ24個(H6×12個・H7×12個)	チップ全長32mm	¥4,000
--------------	-----------------------	-----------	--------



カーボン樹脂製のチップ装着は
ハンドル本体へ回転し固定させます。

コストパフォーマンスに優れた歯肉用バサミ。



ステンレススチール
ストレート

T.C.ストレート

ステンレススチール
カーブ

T.C.カーブ

アイリスシザーズ

Iris Smooth
販売名：アイリスシザーズ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00022

ステンレススチール

- FC-0211 ストレートタイプ 全長115mm 入数/1本 ¥800
- FC-0212 カーブタイプ 全長115mm 入数/1本 ¥800

T.C.

- FC-0213 ストレートタイプ 全長115mm 入数/1本 ¥4,000
- FC-0214 カーブタイプ 全長115mm 入数/1本 ¥4,000



カストロビージュタイプのマイクロシザーズ。
デリケートな操作をサポートします。



直

曲

マイクロシザーズ

Micro Scissor
販売名：マイクロシザーズ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00066

- FC-0435 直 全長149mm 入数/1本 ¥6,000

- FC-0436 曲 全長149mm 入数/1本 ¥6,000



カストロビージュタイプのマイクロニードルホルダー。
ラウンドハンドルで手に馴染みやすい形状です。



直

曲

マイクロニードルホルダー


Micro Needle Holder with Round Handle
販売名：マイクロニードルホルダー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00067

- FC-0437 直 全長180mm 入数/1本 ¥8,000

- FC-0438 曲 全長180mm 入数/1本 ¥8,000



2タイプのニードルホルダー。



メーヨヘガール 140

マチュー

メーヨヘガール 153

ニードルホルダー

Needle Holder
販売名：ニードルホルダー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00030

メーヨヘガール
FC-0215 全長140mm 入数/1本 ¥1,200
繊細な縫合操作に適したメーヨヘガール持針器。

FC-0216 全長153mm 入数/1本 ¥1,200

マチュー
FC-0217 全長144mm 入数/1本 ¥2,200
大きな縫合をする際に適したマチュー持針器。



先端のくぼみが抜糸に便利です。



抜糸ハサミ

Spencer Stitch Scissors
販売名：抜糸はさみ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00078

FC-0470 全長110mm 入数/1本 ¥1,500



定番のメスハンドル3種。



No.3

直

曲

メスハンドル

Scalpel Handle
販売名：メスハンドル 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00075

FC-0461 No.3 全長125mm 入数/1本 ¥800
FC-0462 直 全長150mm 入数/1本 ¥1,200
FC-0463 曲 全長150mm 入数/1本 ¥1,200



人間工学に基づくグリップデザインで
マトリックスリングの開閉設置がしやすくなっています。



アイマトリックス フォーセプス
iMatrix
PM-F1 入数/1本 ¥12,000



ツイザーは、マトリックスバンドを確実に把持します。
臼歯部へのアプローチがしやすい角度です。
他社のマトリックスバンドにも対応可能です。



アイマトリックス ツイザー
iMatrix
PM-P1 入数/1本 ¥15,000



先端のシリコンチップでクラウンを優しく撤去。
傷を最小限に抑えます。



クラウンリムービングプライヤー
シリコンチップ付

Crown Removing Plier with Silicone Tips
販売名：クラウンリムービングプライヤー
一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00074




FC-0469 全長140mm 入数/1本 ¥8,000

クラウンリムービングプライヤー
チップ10入

Crown Removing Plier with Silicone Tips
FC-0485 入数/10個 ¥1,000



オーソドックスなハンドル形状のエレベーター。




エレベーター

Bein Root Elevator
販売名：エレベーター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00068



曲				直			
FC-0443	曲1C 全長143mm	入数/1本	¥3,000	FC-0448	直1S 全長143mm	入数/1本	¥3,000
FC-0442	曲2C 全長143mm	入数/1本	¥3,000	FC-0447	直2S 全長143mm	入数/1本	¥3,000
FC-0441	曲3C 全長143mm	入数/1本	¥3,000	FC-0446	直3S 全長143mm	入数/1本	¥3,000
FC-0440	曲4C 全長143mm	入数/1本	¥3,000	FC-0445	直4S 全長143mm	入数/1本	¥3,000
FC-0439	曲5C 全長143mm	入数/1本	¥3,000	FC-0444	直5S 全長143mm	入数/1本	¥3,000

軽く持ちやすいプラスチックハンドルのエレベーター。
薄すぎない刃の厚みで扱いやすいラクスエータータイプエレベーター。



エレベーター ラクスエータータイプ

Elevator Luxator Type
販売名：エレベーター ラクスエータータイプ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00069

FC-0449	タイプ1S	全長160mm	入数/1本	¥4,000	FC-0453	タイプ5C	全長160mm	入数/1本	¥4,000
FC-0450	タイプ2S	全長160mm	入数/1本	¥4,000	FC-0454	タイプ5S	全長160mm	入数/1本	¥4,000
FC-0451	タイプ3C	全長160mm	入数/1本	¥4,000	FC-0455	タイプDE3	全長160mm	入数/1本	¥4,000
FC-0452	タイプ3S	全長160mm	入数/1本	¥4,000	FC-0456	タイプDE5	全長160mm	入数/1本	¥4,000



基本バリエーションを揃えました。



抜歯鉗子

Extracting Forceps
販売名：抜歯鉗子 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00058

FC-0323	1	上顎前歯用	全長177mm	入数/1本	¥8,000	FC-0324	46	下顎前歯用	全長170mm	入数/1本	¥8,000
FC-0325	32	上顎小臼歯用	全長186mm	入数/1本	¥8,000	FC-0326	21	下顎小臼歯用	全長173mm	入数/1本	¥8,000
FC-0327	4	上下顎小臼歯用	全長174mm	入数/1本	¥8,000	FC-0315	10S	上顎大臼歯用	全長182mm	入数/1本	¥8,000





17 下顎大白歯用



27 下顎大白歯用



8 上顎智歯用



222 下顎智歯用



65 上顎残根用



44 下顎残根用



69 上下顎兼用残根用



67 上顎歯根分離用



66 下顎歯根分離用

販売名：抜歯鉗子 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00058


FC-0316	17 下顎大白歯用	全長170mm	入数/1本	¥8,000	FC-0317	27 下顎大白歯用	全長172mm	入数/1本	¥8,000
FC-0318	8 上顎智歯用	全長174mm	入数/1本	¥8,000	FC-0319	222 下顎智歯用	全長182mm	入数/1本	¥8,000
FC-0320	65 上顎残根用	全長186mm	入数/1本	¥8,000	FC-0321	44 下顎残根用	全長170mm	入数/1本	¥8,000
FC-0322	69 上下顎兼用残根用	全長175mm	入数/1本	¥8,000	FC-0328	67 上顎歯根分離用	全長183mm	入数/1本	¥8,000
FC-0329	66 下顎歯根分離用	全長168mm	入数/1本	¥8,000					



アライナー矯正治療に使用する Cutter。



ホールパンチ



直径5mmに丸く繰り抜くパンチです。
アライナーに挿入しやすいように先端を薄くしています。
丸くカットしやすいようにパンチ部にR(アール)を付けています。

アライナー用Cutter

Orthodontic Cutter


販売名：アライナープライヤー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00079

ホールパンチ

FC-0471 全長130mm 入数/1本 ¥12,000



ティアドロップカッター



幅2mm×長さ最大5mmのスリットを入れるCutterです。
アライナーに挿入しやすいように先端を薄くしています。

ティアドロップカッター


FC-0472 全長130mm 入数/1本 ¥12,000



アライナー矯正治療に使用するプライヤー。



ディンプルバーティカル



2mm×5mmで縦にディンプルを付与するプライヤーです。
アライナーに挿入しやすいように先端を薄くしています。

アライナー用プライヤー

Orthodontic Plier


販売名：アライナープライヤー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00079

ディンプルバーティカル

FC-0473 全長130mm 入数/1本 ¥12,000



ディンプル&水平



3mm×2mmで横向きにディンプルを付与するプライヤーです。
アライナーに挿入しやすいように先端を薄くしています。

ディンプル&水平

FC-0474 全長130mm 入数/1本 ¥12,000



矯正治療に使用する定番プライヤー&カッター。



ヤングプライヤー

ヤングプライヤー

Orthodontic Instruments
販売名：ヤングプライヤー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00070



FC-0457 全長138mm 入数/1本 ¥6,000



バンドリムーピングプライヤー T.C.
テフロンチップ付

バンドリムーピングプライヤー
テフロンチップ付

Orthodontic Instruments
販売名：バンドリムーピングプライヤー 一般医療機器
届出番号：27B2X00268X00072



FC-0459 全長138mm 入数/1本 ¥12,000



ツイードプライヤー T.C.

ツイードプライヤー T.C.

Orthodontic Instruments
販売名：ツイードプライヤー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00071



FC-0458 全長127mm 入数/1本 ¥12,000



ピン&リガチャーカッター T.C.

ピン&リガチャーカッター T.C.

Orthodontic Instruments
販売名：ピン&リガチャーカッター 一般医療機器
届出番号：27B2X00268X00073



FC-0460 全長127mm 入数/1本 ¥12,000

● インstrumentトレイ

オートクレーブ可能なプラスチック製のインスツルメントトレイ。プラスチック素材のため、金属音の不快感を軽減します。

スタンダード



ミニ

7色からお選びいただけます。

- ブルー ● ライトブルー ● グリーン ● イエロー
- ベージュ ● ラベンダー ● ホワイト



N650	スタンダード	W340×D245×H20mm	入数/1枚	¥1,200
N652	ミニ	W240×D170×H15mm	入数/1枚	¥1,000

● ステンレスインスツルメントトレー

180mmまでのインスツルメントを収納頂けます。

ラージ



スモール



FC-0218	ラージ	W214×D172×H20mm(外寸)	入数/1枚	¥2,000
FC-0219	スモール	W220×D123×H15mm(外寸)	入数/1枚	¥1,500

● トレイラック

N650・N652 インスツルメントトレイの専用ラック。

スタンダード



ミニ

658	スタンダード8枚用	W370×D245×H395mm	入数/1個	¥12,000
659	ミニ6枚用	W270×D170×H310mm	入数/1個	¥8,000

● **インスツルメント マット**

インスツルメント同士の接触がなく、刃先の保護にも役立つシリコンマット。10本までインスツルメントをセットできます。



7色からお選びいただけます。

- ブルー ● ライトブルー ● グリーン ● イエロー
- ペーヂュ ● ラベンダー ● ホワイト



655 入数/1個 ¥1,500

● **キャビネットトレイ**

インスツルメント等の収納に最適なトレイ。5種類の形状から用途に合わせてお選びいただけます。



7色からお選びいただけます。

- ブルー ● ライトブルー ● グリーン ● イエロー
- ペーヂュ ● ラベンダー ● ホワイト



- ① 653-16A W198×D96×H25mm 入数/1枚 ¥1,200
- ② 653-17 W198×D96×H20mm 入数/1枚 ¥1,200
- ③ 653-18 W198×D96×H20mm 入数/1枚 ¥1,200
- ④ 653-19 W198×D96×H20mm 入数/1枚 ¥1,200
- ⑤ 653-20 W198×D96×H20mm 入数/1枚 ¥1,200

● **インスツルメント リング**

インスツルメントに取り付け、カラーコード化する事で、サイズや形状を識別しやすくする為のリングです。



8色からお選びいただけます。

- ブルー ● ライトブルー ● グリーン ● イエロー
- ブラック ● レッド ● ラベンダー ● ホワイト



- 657S スモール 外径：7mm 内径：4mm 入数/50個 ¥800
- 657L ラージ 外径：10mm 内径：7mm 入数/25個 ¥800

● **シリコン歯式オーガナイザー**

インプラント、ベニア、クラウン等補綴物を歯式に合わせてスマートに整理。そのままオートクレープも可能です。ステインやグレースのパレットとしても。エアロゾルから保護するカバー付き。



FC-0497 W123XD130XH28mm 入数/1セット ¥10,000

ベース部はメディカルグレードの高耐久シリコン、カバー部は耐熱性、耐薬品性の高いポリスルホン樹脂。非常に耐久性に優れたオーガナイザーです。

● **インスツルメント カセット**

インスツルメントの滅菌・保管用カセット。



5本用
※上蓋下蓋取り外し可能



10本用
※上蓋下蓋取り外し不可



15本用
※上蓋下蓋取り外し可能
※付属品等を入れるスペース有


3色からお選びいただけます。

- ブルー ● グリーン ● オレンジ

- YCDM1505S 5本用 183×75×32mm 入数/1個 ¥6,000
- YCDM1510F 10本用 183×148×32mm 入数/1個 ¥8,000

● **プラスチックインスツルメント カセット**

使い易さを考え、簡単に開閉できるようになったインスツルメントカセット。



スモール

ミディアム



- 3881 スモール(5本用) 189×90×25mm 入数/1個 ¥3,000
- 3882 ミディアム(8本用) 189×135×25mm 入数/1個 ¥3,500



10本用

15本用


5本用



YCDM1515S 15本用 280×210×32mm 入数/1個 ¥14,000

● **インスツルメント 滅菌ケース**

インスツルメントの洗浄、滅菌、保管に最適なケースです。インスツルメントを収納したまま超音波洗浄、オートクレープ可能。専用シリコンマット付き。



#1

#1

#1

#1



- 2801 #1 L174×W79×H18mm(内寸) 入数/1セット ¥8,500
- 2802 #2 L174×W79×H28mm(内寸) 入数/1セット ¥8,500
- 2803 #3 L241×W149×H17mm(内寸) 入数/1セット ¥18,000
- 2806 #6 L237×W145×H54mm(内寸) 入数/1セット ¥22,000

収納したいインスツルメントの長さ、厚さに合わせてお選びください。振動による蓋への傷を防ぐため、超音波洗浄のみ蓋を外した状態で行ってください。各ケースには専用のシリコンマットが1枚付属しています。