

# マジックタッチ


硬く時間のかかるジルコニアの切削を圧倒的スピードで実現。

ジルコニアを撤去するケースが増えてきています。症例を前にして慌てる前に備えの1本を。  
ポーセレン、ジルコニア、E-Max®に適したダイヤモンドバー。

- ダイヤモンド粒子のサイズ、形状が均一。すべての粒子が効果的に作用し短時間で切削が可能です。ポーセレンは数秒で、ジルコニアコーピングも短時間でカットします。
- 細かいダイヤモンド粒子は切削中の微小亀裂の発生および熱の発生を抑えます。



ジルコニアクラウンの分割撤去も短時間で行えます。



拡大写真 (×400倍)

マジックタッチ

他社ブランド

均一なサイズの粒子全てが、効果的に切削を進めます。



咬合面やマージン調整にも。



ジルコニアを短時間でカットしている動画をご覧ください

STRAUSS & CO.  
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.



## マジックタッチ




販売名: マジックタッチ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268000030

FG用														
商品コード	A3PF	A4PF	B4PF	M3PF	C31PF	T2PF	K2PF	K2RPF	PR2PF	PR15PF	E12PF	E7PF	E5PF	
ISO No.	001-018	001-022	225-018	198-018	197-025	298-022	257-023	277-023	254-018	170-012	172-012	130-012	249-014	
ヘッドサイズ	018	022	018	018	025	022	023	023	018	012	012	012	014	
ヘッド長	—	—	5	9	8	8	5.3	4.4	3	4	8	8	8	
全長	19	19	19	21	21.5	20.5	20	19	19	20	22	21	21	
用途	エンドアクセス			ジルコニアクラウンリムーバー				舌・口蓋側		咬合面		マージン調整		
入数	2													
価格	1,800円													
MAGIC T1	○	○				○	○		○	○		○	○	
MAGIC T2	○	○				○	○		○	○		○	○	
MAGIC T3	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	

HP用					
商品コード	H19RPF	H27RPF	H37PF	H24PF	H13PF
ヘッドサイズ	024	033	023	024	019
ヘッド長	10	9.3	8	6.9	—
全長	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
入数	1				
価格	2,400円				

セラミック咬合調整用



マジックタッチキットT1



商品コード	入数	価格
MAGICT1	1セット	12,000円

※バースタンド：オートクレープ滅菌可能(135℃まで) [カバーはオートクレープ不可]  
販売名：マジックタッチ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000030

ポーセレン咬合調整用



マジックタッチキットT2



商品コード	入数	価格
MAGICT2	1セット	20,000円

※バースタンド：オートクレープ滅菌可能(135℃まで)  
販売名：マジックタッチ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000030

ジルコニア及びE-max®咬合調整用



マジックタッチキットT3



商品コード	入数	価格
MAGICT3	1セット	20,000円

※バースタンド：オートクレープ滅菌可能(135℃まで)  
販売名：マジックタッチ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000030

ポーセレン・ジルコニア・E-max®用の研磨用ポリッシャーです。

研磨用ポリッシャー



販売名：マジックタッチ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000030

CA用



商品コード	RDRA16F	RDRA16M	RDRA16C	RDRAZ16F	RDRAZ16M
種類	ファイン	ミディアム	コース	ファイン	ミディアム
全長(mm)	25				
ヘッド長(mm)	4×10				
用途	ポーセレン専用			ジルコニア・E-max専用	
回転数(rpm)	推奨7,000~12,000 最大 20,000				
入数	1				
価格	2,000円				

MAGIC T1					
MAGIC T2	○	○	○		
MAGIC T3				○	○

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F  
〈お問合せ窓口〉 072-735-7101 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5  
(製造販売)

※商品は税別価格となります。

担当販売店