


滅菌ケース Autoclavable Case

収納したまま超音波洗浄・高圧蒸気滅菌・保管できる滅菌ケースです。
各種インスツルメント、インプラント用ドリル、エンドファイルに適したケースをご用意しました。



収納したいインスツルメントの長さ、厚さに合わせてお選びください。
振動による蓋への傷を防ぐため、超音波洗浄のみ蓋を外した状態で
行ってください。



各ケースには専用のシリコンマットが
1枚付属しています。


インスツルメント滅菌ケース

Autoclavable Instrument Case



商品コード	種類	サイズ	入数	価格
2801	#1	L174×W79×H18mm	1セット	9,000円
2802	#2	L174×W79×H28mm		20,000円
2803	#3	L241×W149×H17mm		24,000円
2806	#6	L237×W145×H54mm		

※サイズは内寸です。



ドリル滅菌ケース

Autoclavable Drill Case




商品コード	種類	入数	価格
2807S	9孔	1個	4,000円
2807M	12孔		4,800円
2807L	15孔		5,500円



ヘッド長20mm以下の
ドリル・バーを収納で
きます。

※超音波洗浄のみ蓋を開け
た状態で行ってください。



ファイルが取り出しやすい
角度に飛び出る設計です。
スライド式の蓋がファイル
の落脱を防ぎます。

エンドファイル滅菌ケース

Endo File Case



商品コード	種類	入数	価格
2818	ファイル容量9本	1個	3,800円

Premium Plus Japan Co., Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F

お問合せ窓口：06-6845-0050 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1丁目13番5号
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店