

マイクロモーター PRIME1210

本体1年保証

6か月保証

- 軽量で手軽に持ち運べる充電式マイクロモーター。
- ブラシレスモーターで静音タイプ。
- 最高回転数30,000rpm。
3時間の充電で約25時間使用可能。
- 往診時でも場所を選びません。



HPタイプモーター



Eタイプモーター

お使いのコントラ・ストレート (ISO規格) がご利用になれます。
(ライト付のハンドピースは除きます)



使用中の動画を
ご覧ください



手のひらサイズでコンパクト。



ラバーパッド滑り止め付。



ベルトクリップ付。



正逆回転機能付き。グリーンは正回転、レッドは逆回転。

仕様

- 本体サイズ：W65 x L129 x H27mm
- 重量：235 g
- 電源：入力AC100~240V 50/60HZ
- ハンドピース：重量：64 g

セット内容



- ・本体×1
- ・ハンドピース×1
- ・ACアダプター×1
- ・ラバーパッド×1
- ・ベルトクリップ×1
- ・ケース×1
- ・ハンドピーススタンド×1
- ・ハンドピースホルダー×1
(Eタイプのみ)



HPタイプモーター
(HPバーが使えます)

マイクロモーター PRIME1210 (Eタイプ)

Prime1210

商品コード	種類	カラー	入数	価格
PRIME1210B	Eタイプ	ブラック	1セット	58,000円
PRIME1210C		ホワイト		

販売名：マイクロモーター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00085

マイクロモーター PRIME1210 (HPタイプ)

Prime1210

商品コード	種類	カラー	入数	価格
PRIME1210HPB	HPタイプ	ブラック	1セット	60,000円
PRIME1210HPW		ホワイト		

販売名：マイクロモーター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00085

premiumTM
plus JAPAN

→ Piece by Piece with pleasure ←

マイクロモーター RENHE315

6か月保証



スピードコントローラーで出力0にすると
すぐに回転をストップするクイックストップ仕様。

- 軽量小型マイクロモーター
フットコントロール付き。
- 最高回転数35,000rpm。



仕様

- 本体サイズ：W120×D150×H80mm
- 重量：1,110g
- 電源：入力AC110-120V 50/60Hz
- ハンドピース重量：220g
- 最高回転数：35,000rpm



セット内容



- ・本体×1
- ・電源ケーブル×1
- ・ハンドピース×1
- ・フットコントロール×1
- ・ハンドピーススタンド×1
- ・カーボンブラシ×1ペア
- ・工具×1

チェアサイドでの活用例



コンパクトなモバイルカートに
マイクロモーターと集塵機を
乗せています。
デンチャーや補綴物の調整に。

下記の当社取り扱い商品を
組み合わせています。

1. エレファントダストコレクター
(ライト付き集塵機)
2. マイクロモーター-RENHE315
3. モバイルカート3段(電源有)



3芯電源付き

マイクロモーター

Renhe315

商品コード	入数	価格
RENHE315	1台	35,000円

販売名：マイクロモーター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00085

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F

〈お問合せ窓口〉072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店