

premiumTM
plus JAPAN

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
〈お問合せ窓口〉 072-735-7101 9:00 ~ 17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター (製造販売) : 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5

※商品は税別価格となります。
※製品のデザイン、仕様、外観、パッケージ、価格は予告なく変更する場合がございます。

担当販売店

F0631912-01

premiumTM
plus JAPAN



MIRRORS

For professionals



MOTRANSER製品の特徴

高品質ミラー



従来のロジウムコーティングミラーより約40%明るく見える(当社比)反射率98%の表面反射ミラー。

防曇ミラー
 レインボー(p2)
 ブライト(P4)
 マイクロ(p8)
 ルミ(P10)
 疎水性ミラー
 ブリーズ(P6)

軽量ハンドル



ハンドルが軽く、握りやすい太さのグリップ。

レインボー(p2)
 ブリーズ(p6)
 マイクロ(p8)

ミラー交換



ミラー交換キーを用い、ミラー部のみを取り替えるエコフレンドリーな交換方法を採用。

レインボー(p2)
 ブライト(p4)
 ブリーズ(p6)

エアフローシステム



ミラー表面にエアを噴射することにより、クリーンな視野を確保することができるエアフローシステム。

ブリーズ(p6)
 マイクロ(p8)
 ルミ(p10)



Rainbow Dental Mirror with Endo Gauge



インストゥルメントリングなしでカラーコード化可能な多色展開
 従来のステンレス製ミラートップ・ハンドルと比べ、重さは約半分の12.4g!

レインボー エンドゲージ付ミラー

販売名: デンタル ミラー 一般医療機器 届出番号: 13B1X10231000159

高品質防曇ミラー 軽量ハンドル ミラー交換



M2-4	4本カラーアソート ミラー 4本/交換用ミラー 10枚/ミラー交換キー 1個 (ブルー・ライトブルー・ピーチ・イエロー)	1セット	30,000円
M2-10	10本カラーアソート ミラー 10本/交換用ミラー 10枚/ミラー交換キー 1個 (ブルー2・ライトブルー2・ライトグリーン1・ピンク2・ピーチ2・イエロー1)	1セット	40,000円
R98-10A	交換用防曇ミラー (R98%) ミラー 10枚/プラグ10個	1セット	15,000円
M3-P5	ミラー交換キー	1個	3,000円



ブルー ライトブルー ライトグリーン ピンク ピーチ イエロー




30mmまで1mm刻みで測れる便利なエンドゲージ付。

M2-4



M2-10




Bright LED Dental Mirror



CRI(演色指数)90以上のLEDライトで自然な発色を実現



光源がミラーに近いので、反射光がぼやけず、狙った部分のみシャープに照らします。暗い口腔内でも最大60,000LUXの視野を確保可能。



作業範囲が狭く、覗きにくかった暗い根管を明るく照らすことができます。



M1 電源部を取り外し、ミラー本体のオートクレープが可能です。

LEDライトソース 単4電池2本要 (アルカリ・リチウム充電電池) 昇圧回路により最後まで明るさが持続します。

ブライツLEDデンタルミラー

販売名：デンタル ミラー 一般医療機器 届出番号：13B1X10231000159

高品質防曇ミラー

ミラー交換



レッド ライトグレー ブルー パープル グリーン グレー

M1-5	5本カラーアソート ミラー5本/ライトソース1本/交換用ミラー10枚/ミラー交換キー1個 (レッド・ライトグレー・ブルー・グリーン・グレー)	1セット	60,000円
M1-10	10本カラーアソート ミラー10本/ライトソース2本/交換用ミラー10枚/ミラー交換キー1個 (レッド・ライトグレー2・ブルー2・パープル・グリーン2・グレー2)	1セット	80,000円
M1	LEDライトソース 	1本	18,000円
R98-10A	交換用防曇ミラー (R98%) ミラー10枚/プラグ10個	1セット	15,000円
M3-P5	ミラー交換キー	1個	3,000円



M1-5



M1-10



Breeze Air Clean Dental Mirror



視野の違いをご覧ください

ミラー表面にエアーを噴射することにより、
クリーンな視野を確保することができるエアフローミラーです



診療時の患者さんの呼気によるミラーの曇りや治療時の注水等による水滴の付着を防止することで、常にクリーンな視野を確保することができます。




ハンドル接続部にあるOリングを外すことで、ハンドルを360°回転可能。チューブがねじれず快適に操作できます。ミラーハンドルへの着脱も容易に行えるワンタッチ仕様。

ブリーズエアクリーンミラー

販売名：デンタル ミラー 一般医療機器 届出番号：13B1X10231000159

高品質疎水性ミラー 軽量ハンドル ミラー交換 エアフローシステム **オートクレーフOK**

M3-5	5本カラーアソート ミラー5本/専用ユニットアダプター1セット/ミラー交換キー1個/交換用ミラー10枚 (グレー・ライトグリーン・ブルー・ライトブルー・ピーチ・イエロー)	1セット	80,000円
M3-10	10本カラーアソート ミラー10本/専用ユニットアダプター2セット/ミラー交換キー1個/交換用ミラー10枚 (グレー・2・ライトグリーン・ブルー・ライトブルー・2・ピンク・ピーチ・2・イエロー)	1セット	130,000円
M3-P2	専用ユニットアダプター 2.5m <small>別注</small> ホルダー1個/2.5mチューブ付アダプター1個	1セット	25,000円
R98-10	交換用疎水性ミラー (R98%) ミラー10枚/プラグ10個	1セット	15,000円
M3-P5	ミラー交換キー	1個	3,000円



院内のエアクリーナを通した清潔な圧縮エア（圧力：0.4MPa）の供給が必要です。付属のコネクターで接続できない場合、または接続口がない場合はユニットメーカーによる工事が必要です。
※当社では設置作業・配管分岐作業の施工、手配は致しかねます。

Micro Air Clean Dental Mirror

顕微鏡下での圧倒的な視野の確保を実現

推奨用途



4種類のミラーサイズが1つのセットに入っているので、使用用途に合わせてお選び頂けます。黒色マット加工しているミラーヘッドが、不要な反射光を抑えコントラストが高く鮮明に写します。

マイクロエアクリーンミラー

販売名：デンタル ミラー 一般医療機器 届出番号：13B1X10231000159

高品質防曇ミラー 軽量ハンドル エアフローシステム




M5-5	5本カラーアソート ミラー5本/交換用ミラーヘッド5本/専用ユニットアダプター1セット/ヘッド交換キー1個 (ブラック・ブルー・イエロー・ピンク・ライトグリーン)	1セット	90,000円
M5-P15	マイクロ交換用ミラーヘッド15mm ヘッド交換キー1個	4本	30,000円
M5-P10	マイクロ交換用ミラーヘッド10mm ヘッド交換キー1個	4本	30,000円
M5-P5	マイクロ交換用ミラーヘッド5mm ヘッド交換キー1個	4本	30,000円
M5-P3	マイクロ交換用ミラーヘッド3mm ヘッド交換キー1個	4本	30,000円
M5-P20	ヘッド交換キー	1個	3,000円
M3-P2	専用ユニットアダプター2.5m ホルダー1個/2.5mチューブ付アダプター1個	1セット	25,000円



マイクロのミラー交換はヘッド交換キーを用いミラーヘッドを交換します。



M5-5



院内のエアクリーナを通した清潔な圧縮エア(圧力:0.4MPa)の供給が必要です。付属のコネクターで接続できない場合、または接続口がない場合はユニットメーカーによる工事がが必要です。
※当社では設置作業・配管分岐作業の施工、手配は致しかねます。

Air Clean Photographic Mirror




使用前の保温不要！エアースプレーで曇らない口腔内撮影用ミラー



ルミ エアクリーン口腔内撮影用ミラー

販売名：デンタル ミラー 一般医療機器 届出番号：13B1X10231000159

高品質防曇ミラー エアフローシステム



M6-5	ルミ エアクリーン口腔内撮影用ミラー 5枚セット	1セット	150,000円
ミラー5枚(A~E各1枚)/交換用ハンドル3個/専用ユニットアダプター1セット			
M6-3	ルミ エアクリーン口腔内撮影用ミラー 3枚セット	1セット	110,000円
ミラー3枚(A・B・D各1枚)/交換用ハンドル3個/専用ユニットアダプター1セット			
M6-ABC	口腔内撮影用 交換ミラー(頬側用)	1枚	30,000円
M6-BLG	口腔内撮影用 交換ミラー(舌側用)	1枚	30,000円
M6-COS	口腔内撮影用 交換ミラー(咬合面用S)	1枚	25,000円
M6-DOM	口腔内撮影用 交換ミラー(咬合面用M)	1枚	25,000円
M6-EOL	口腔内撮影用 交換ミラー(咬合面用L)	1枚	25,000円
M6-P4	交換用ハンドル	1個	15,000円
M3-P2	専用ユニットアダプター2.5mホルダー1個	1セット	25,000円



院内のエアークリーナを通した清潔な圧縮エア(圧力：0.4MPa)の供給が必要です。付属のコネクターで接続できない場合、または接続口がない場合はユニットメーカーによる工事が必要です。
※当社では設置作業・配管分岐作業の施工、手配は致しかねます。