

# インタープロキシマルダイヤモンドバー

## IPR Bur

IPR、ディスクング用のダイヤモンドバーです。歯間削合時の細かいコントロールを可能にしました。切削したい幅によって、それぞれのヘッドサイズからお選びいただけます。

極めて細いダイヤモンドバーがデリケートな作業を助けます。

カーブの部分を当てることでエッジを立てずに削れます。



J316SF



IPR使用



施術後



動画で製品特長をご覧ください

安定して素早いIPR

### インタープロキシマルダイヤモンドバーキット

IPR Kit

オート  
クレーブ  
OK

商品コード	セット内容	入数	価格
IPRKIT1	J316SF・J316PF Z12S/SF・Z12S/PF J10F・E11S/SF E11S/PF・パースタンド	×各1 1セット	16,000円

販売名：インタープロキシマルキット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00017

※パースタンド：オートクレーブ滅菌可能(135℃まで)




STRAUSS & CO.  
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.

### インタープロキシマルダイヤモンドバー

IPR Bur

オート  
クレーブ  
OK

販売名：インタープロキシマルダイヤモンドバー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00084



実寸大

商品コード	J316SF	J316PF	Z12S/SF	Z12S/PF	J10F	E11S/SF	E11S/PF
ISO No.	833-031		165-005		465-016	164-005	
種類	インタープロキシマルダイヤモンドバー						
ヘッドサイズ	0.3	0.4	0.2-0.45	0.3-0.5	0.4-1.6	0.2-0.55	0.3-0.65
ヘッド長	5		3.4		5	7	
全長	20		22		19	23.5	
最大回転数	120,000*		450,000		300,000	450,000	
入数	2				6	2	
価格	3,300円				2,400円	3,300円	

\*5倍速コントラで回転数を調整してご使用ください。