

premiumTM
plus JAPAN

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
〈お問合せ窓口〉 072-735-7101 9:00 ~ 17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。
※製品のデザイン、仕様、外観、パッケージ、価格は予告なく変更する場合がございます。

担当販売店

F0091604-01

premiumTM
plus JAPAN



PMTTC
Professional Mechanical Tooth Cleaning

プレミアムプラスジャパンが考える

PMTC

～ Professional Mechanical Tooth Cleaning ～

通常の歯磨きとデンタルフロスによる清掃ではケアしきれない歯垢を、定期的な歯面清掃を行う事により虫歯や歯周病リスクを防ぎ口腔内環境を整える。プレミアムプラスジャパンが目指すのは「治療歯科から予防歯科」の流れの拡大。口腔ケアの専門家、歯科衛生士によるPMTCの重要性認知を拡散し、歯科医院へ行くきっかけ作りのお手伝いをしたいと考えております。

この度、ご提案させていただく製品はPMTCのプロフェッショナルから選んでもらえるよう、幅広くご用意しております。プレミアムプラスジャパンのPMTCツールはすべてディスプレイ製品。患者様への衛生面の配慮はもちろん、常に安定した操作性も兼ね備えております。そして、様々な使用方法に対応できるバリエーションもご用意。あらゆるPMTCの局面へもご対応いただけます。

私達と同じ「想い」を持っている方々へ、違いを感じてもらえるPMTCシリーズを今後も増やし、新しい歯科の未来を想像して行きたい。

それがプラス1の「想い」だから。

INDEX

Prophy Cups	P3
Prophy Brushes	P11
Prophy Paste	P17

premiumTM
plus JAPAN
PMTC

Prophy Cups

コストパフォーマンスに優れ、種類も豊富な PMTC 用プロフィーカップ。

接続方法



スクリュータイプ



CAタイプ



アングルタイプ



スナップオンタイプ


カップ形状



スタンダードタイプ
1500~3000r.p.m



タービンタイプ
1500~3000r.p.m




ポイントタイプ
1500~3000r.p.m



ショートタイプ
1500~3000r.p.m

柔らかさ



※カラーバリエーションは全タイプ共通となります。

ポイントタイプ

先細の形状で、隣接部分や歯周ポケット、ブラケット回りなどの清掃・研磨に最適です。



カップの届きにくい叢生部位や矯正装置周辺、最後臼歯遠心のアプローチに効果的です。



スクリュータイプ CAタイプ

タービンタイプ

底面、側面どちらも使用可能、清掃効率が飛躍的に向上します！



実寸大

カップ内形状はペーストが飛び散りにくく、より綺麗に磨いていただけるよう再設計。




※回転数 1500~3000r.p.m

側面の凸凹が隣接面に入り込み、わずかな隙間も綺麗に清掃していただけます。また、最後臼歯遠心や舌側、臼歯部、口蓋側へのアプローチも効果的です。

ショートタイプ

ショートタービンタイプ

カップ形状が短いので、小児や臼歯部の類側隅角部、舌側側など届きづらい場所を磨く場合に適しています。



ショートタイプの最大の特徴はコンパクトなカップ形状で、口腔内の特に窮屈な場所へのアプローチに非常に有効的です。



ショートタイプ

ショートタービンタイプ

約20%短くなっています。

Prophy Cups

スクリュータイプ

販売名：プロフィーカップ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000051

ディスプレイ

カップ形状
1500~3000r.p.m



タービン
ショートタービン



スタンダード
ショート



ポイント

形状

硬さ



商品コード

色

入数

価格

スタンダード

レギュラー



221LB

ライトブルー

100本

3,500円



221RA

※アソート

100本

3,500円



221G

グリーン

100本

3,500円



221SA

※アソート

100本

3,500円



221Y

イエロー

100本

3,500円



221XA

※アソート

100本

3,500円

ショートタービン

レギュラー



T-221LB

ライトブルー

100本

3,800円



T-S221RA

※アソート

100本

3,800円



T-S221P

ピンク

100本

3,800円



T-S221SA

※アソート

100本

3,800円



T-S221Y

イエロー

100本

3,800円



T-S221XA

※アソート

100本

3,800円

ポイント

レギュラー



226LB

ライトブルー

100本

3,800円



226RA

※アソート

100本

3,800円



226P

ピンク

100本

3,800円



226SA

※アソート

100本

3,800円



226Y

イエロー

100本

3,800円



226XA

※アソート

100本

3,800円

※アソートタイプは各色同じ本数が入っているとは限りません。

※アソートタイプは各色同じ本数が入っているとは限りません。

Prophy Cups

コントラタイプ

販売名：プロフィーカップ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000051

ディスプレイザブル

カップ形状

1500-300r.p.m



タービン
ショートタービン



スタンダード
ショート



ポイント

形状

硬さ



商品コード

色

入数

価格

スタンダード

レギュラー



M222LB

ライトブルー

100本

3,600円



M222RA

※アソート

100本

3,600円



M222G

グリーン

100本

3,600円



M222SA

※アソート

100本

3,600円



M222Y

イエロー

100本

3,600円



M222XA

※アソート

100本

3,600円

タービン

レギュラー



T-M222LB

ライトブルー

100本

4,000円



T-M222RA

※アソート

100本

4,000円



T-M222P

ピンク

100本

4,000円



T-M222SA

※アソート

100本

4,000円



T-M222Y

イエロー

100本

4,000円



T-M222XA

※アソート

100本

4,000円

※アソートタイプは各色同じ本数が入っているとは限りません。

ショート

レギュラー



S222LB

ライトブルー

100本

3,600円



S222RA

※アソート

100本

3,600円



S222P

ピンク

100本

3,600円



S222SA

※アソート

100本

3,600円



S222Y

イエロー

100本

3,600円



S222XA

※アソート

100本

3,600円

ショートタービン

レギュラー



T-S222LB

ライトブルー

100本

4,000円



T-S222RA

※アソート

100本

4,000円



T-S222P

ピンク

100本

4,000円



T-S222SA

※アソート

100本

4,000円



T-S222Y

イエロー

100本

4,000円



T-S222XA

※アソート

100本

4,000円

ポイント

レギュラー



225LB

ライトブルー

100本

4,000円



225RA

※アソート

100本

4,000円



225P

ピンク

100本

4,000円



225SA

※アソート

100本

4,000円



225Y

イエロー

100本

4,000円



225XA

※アソート

100本

4,000円

※アソートタイプは各色同じ本数が入っているとは限りません。

Prophy Cups

プラスチックコントラタイプ

ディスポーザブル

販売名：プロフィーカップ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000051

コストパフォーマンスに優れたプラスチック CA タイプもございます。

レギュラー		ソフト		エクストラソフト	
スタンダード	タービン	スタンダード	タービン	スタンダード	タービン
					
P222LB	T-P222LB	P222G	T-P222P	P222Y	T-P222Y
ライトブルー	ライトブルー	グリーン	ピンク	イエロー	イエロー
100本	100本	100本	100本	100本	100本
2,600円	3,000円	2,600円	3,000円	2,600円	3,000円

スナップオンタイプ

ディスポーザブル

販売名：プロフィーカップ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000051

スナップオンタイプのハンドピース、またはスナップオンタイプのマンドレルに接続します。

レギュラー	ソフト	エクストラソフト
		
221LB	221LB	221LB
ライトブルー	グリーン	イエロー
100本	100本	100本
1,500円	1,500円	1,500円

プロフィーマンドレル

販売名：プロフィーマンドレル 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000022

スナップオンタイプのプロフィーカップ&ブラシにご使用いただけます。



アングルタイプ・クリアアングルタイプ

ディスポーザブル

販売名：プロフィーカップ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000051

軸部分毎取り替えるので、訪問診療でも衛生的に使用できます。ストレートタイプのハンドピースに接続可能です。

レギュラー			
スタンダード			
			
3399R	3399S	C3399-105R	C3399-105S
ラベンダー	グリーン	ブルー	グリーン
100本	100本	100本	100本
6,000円	6,000円	6,000円	6,000円

レギュラー			
タービン	ショート		
			
CT3399-105R	CT3399-105S	CS3399-105R	CS3399-105S
ブルー	ピンク	ブルー	ピンク
100本	100本	100本	100本
6,000円	6,000円	6,000円	6,000円

Prophy Brushes

バリエーション豊富なブラシは、どのようなシチュエーションへも対応可能です。


接続方法



ブラシ形状



柔らかさ



フラットタイプ

平らな毛先形状で歯の表面に効果的です。



テーパータイプ

尖った毛先形状が歯間にフィットします。



マイクロタイプ

シーラント前の小窩裂溝、マージンライン、ブラケットの清掃に適しています。



ジュニアタイプ・ジュニアミニタイプ

ジュニアタイプは歯の表面に付着した特に酷いステインや歯石等を清掃できるような設計されたブラシです。



Prophy Brushes

スクリュートタイプ

販売名：プロフィーブラシ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000052

ディスプレイ

柔らかさ



形状

硬さ



商品コード

色

入数

価格

歯面清掃におすすめ

フラット

レギュラー	ソフト	エキストラソフト
R-261F	S-261F	X-261F
ホワイト	クリア	イエロー
100本	100本	100本
3,600円	3,600円	3,800円

隅角部・隣接面におすすめ

テーパー

レギュラー	ソフト	エキストラソフト
R-261T	S-261T	X-261T
ホワイト	クリア	イエロー
100本	100本	100本
3,600円	3,600円	3,800円

ハードブラック・ステイン除去におすすめ

ジュニア

レギュラー	ソフト	エキストラソフト
R-268-1	S-268-1	X-268-1
ホワイト	クリア	イエロー
100本	100本	100本
8,000円	8,000円	8,000円

ハードブラック・ステイン除去におすすめ

ジュニアミニ

レギュラー	ソフト	エキストラソフト
R-269-1	S-269-1	X-269-1
ホワイト	クリア	イエロー
100本	100本	100本
8,000円	8,000円	8,000円

歯列不正・矯正中の方、シーラント前の清掃におすすめ

マイクロ

レギュラー	ソフト	エキストラソフト
R-265-1	S-265-1	X-265-1
ホワイト	クリア	イエロー
100本	100本	100本
3,800円	3,800円	3,800円

スナップオン フラット

レギュラー	ソフト	エキストラソフト
260F	S-260F	X-260F
ホワイト	クリア	イエロー
144本	100本	100本
4,500円	3,500円	3,500円

スナップオン テーパー

レギュラー	ソフト	エキストラソフト
260T	S-260T	X-260T
ホワイト	クリア	イエロー
100本	100本	100本
4,500円	3,500円	3,500円

Prophy Brushes

コントラタイプ

販売名：プロフィーブラシ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000052

ディスプレイ

柔らかさ



形状

硬さ



商品コード

色

入数

価格

歯面清掃におすすめ

フラット

レギュラー

ソフト

エキストラソフト



R-262F

S-262F

X-262F

ホワイト

クリア

イエロー

100本

100本

100本

3,800円

3,800円

4,000円

隅角部・隣接面におすすめ

テーパー

レギュラー

ソフト

エキストラソフト



R-262T

S-262T

X-262T

ホワイト

クリア

イエロー

100本

100本

100本

3,800円

3,800円

4,000円

ハードブラーク・ステイン除去におすすめ

ジュニア

レギュラー

ソフト

エキストラソフト



268N

268N-S

X268

ホワイト

クリア

イエロー

144本

100本

100本

9,000円

7,000円

8,000円

ジュニアミニ

レギュラー

ソフト

エキストラソフト



R-269N

S-269

X-269

ホワイト

クリア

イエロー

100本

100本

100本

8,000円

8,000円

8,000円

歯列不正・矯正中の方、シーラント前の清掃におすすめ

マイクロ

レギュラー

ソフト

エキストラソフト



R-265

S-265

X-265

ホワイト

クリア

イエロー

100本

100本

100本

3,800円

3,800円

4,000円

プラスチックジュニア

レギュラー

豚毛



P268N

P268B

ホワイト

-

100本

100本

6,000円

7,000円

アングルタイプ

販売名：プロフィーブラシ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000052

フラット

レギュラー



R-265-1

ホワイト

100本

7,000円

テーパー

レギュラー



S-265-1

ホワイト

100本

7,000円

Prophy Paste

LUNOS® プロフィーペースト 2 in 1

販売名：LUNOS プロフィーペースト 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00064



17

LUNOS® プロフィーペースト スーパーソフト

販売名：LUNOS プロフィーペースト 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00064



18

「2in1」ペーストは1本で粗研磨から仕上げ研磨まで可能です。

研磨成分にはハイドロキシアパタイトを使用、1歯10秒で仕上げ研磨まで行えます。RDA28、ケイ酸カルシウムがステインを吸着し包み込んで落とします。歯面を滑沢に艶のある表面にすることでプラークの再付着を予防、飛び散りにくく、操作性が良いペーストです。インプラントや知覚過敏の患者様への使用も可能です。

CPZ710A1901

ナチュラル(無香料)

100g

1本

4,200円

CPZ720A1901

オレンジ

100g

1本

4,200円

CPZ730A1901

ミント

100g

1本

4,200円

CPZ740A1901

ナチュラル(無香料)

50g

1本

2,800円

CPZ750A1901

オレンジ

50g

1本

2,800円

「スーパーソフト」ペーストは市場で初めてRDA5を実現しました。

研磨成分にはハイドロキシアパタイトを使用。歯面を滑沢に艶のある表面にすることでプラークの再付着を予防。美しい歯を保ちます。インプラントや知覚過敏の患者様への使用も可能です。

LUNOS (ルノス)について



LUNOSは極力研磨力を抑えて長期的に歯を守ることをコンセプトにドイツの歯科メーカー「デュールデンタル」が立ち上げた予防歯科材料ブランドです。