

プレミアムルーペ

Premium Loupe

倍率2.5/3.0/3.5の3種類に加え、ルーペレンズの位置を左右個別に調整できるインディビジュアルタイプと、効率的に中央1箇所調整するセンターフィックスタイプの2タイプをご用意。充実したラインナップから最も適したルーペをお選びいただけます。

頼れるパートナー。



2種類のタイプをご用意

両タイプ共に5色のフレームカラーを取り揃えています。



インディビジュアルタイプ



センターフィックスタイプ



繊細な作業を可能にする高性能ルーペは2タイプからお選びください。


● インディビジュアルタイプ・センターフィックスタイプの2種類をご用意

インディビジュアルタイプ



ルーペレンズの位置を左右個別に調整でき、個々にあった瞳孔距離での操作が可能となり目の疲れを軽減できます。

センターフィックスタイプ



効率的に中央1箇所ですべてのレンズの位置を調整できます。初めてお使いの方にもおすすめです。

● レンズ角度調整機能 (両タイプ共通)



詳細なレンズ角度の調整が可能です。

倍率

2.5倍/3倍/3.5倍

作業距離

340mm / 420mm

● 付属品 (両タイプ共通)



・ケース×1 ・レンズカバー×2 ・レンズクロス×1 ・ドライバー×1
・ヘッドストラップ×1 ・ネジ止め具×1

● フレームカラー (両タイプ共通)



ブルー



ピンク



レッド



シルバー



ブラック

6ヶ月保証 SELECT

プレミアムルーペ

Premium Loupe

インディビジュアルタイプ

商品コード	倍率	作業距離	視野範囲	焦点深度	ルーペ重量	カラー	入数	価格
FC-0143	2.5倍	340mm	100mm	115mm	40g			38,000円
FC-0144		420mm						
FC-0145	3倍	340mm	65mm	70mm	41g	※	1個	40,000円
FC-0146		420mm	90mm	125mm				
FC-0147	3.5倍	340mm	60mm	65mm	41g			42,000円
FC-0148		420mm	90mm	110mm				

※5色からお選びいただけます。 ●ブラック ◎シルバー ●ブルー ●レッド ●ピンク

センターフィックスタイプ

商品コード	倍率	作業距離	視野範囲	焦点深度	ルーペ重量	カラー	入数	価格
FC-0149	2.5倍	340mm	100mm	115mm	40g			38,000円
FC-0150		420mm						
FC-0151	3倍	340mm	65mm	70mm	41g	※	1個	40,000円
FC-0152		420mm	90mm	125mm				
FC-0153	3.5倍	340mm	60mm	65mm	41g			42,000円
FC-0154		420mm	90mm	110mm				

Premium Plus Japan Co., Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F

お問合せ窓口：06-6845-0050 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1丁目13番5号
(製造販売業)

※商品は税別価格です。

担当販売店