

PREMIUM LOUPE

プレミアムルーペ



プレミアム品質で患者の明日を観る


倍率2.5/3.0/3.5の3種類に加え、
ルーペレンズの位置を左右個別に調整できるインディビジュアルタイプと、
効率的に中央1箇所調整するセンターフィックスタイプの2種をご用意
充実したラインアップから最も適したルーペをお選びいただけます。



■スペック


■タイプ

● インディビジュアルタイプ



ルーペレンズの位置を左右個別に調整でき、個々にあった瞳孔距離での操作が可能となり目の疲れを軽減できます。

● センターフィックスタイプ



効率的に中央1箇所ですべてのレンズの位置を調整でき、初めてお使いのかたにもおすすめです。

■レンズ角度調節機能



倍率 2.5倍 / 3倍 / 3.5倍
作動距離 340mm / 420mm

レンズの角度を細かく調整いただけます。

■フレームカラー

● ブラック



○ シルバー



● ブルー




● レッド



● ピンク



■付属品



・ケース×1 ・レンズカバー×2 ・レンズクロス×1
・ドライバー×1 ・ヘッドストラップ×1 ・ネジ止め具×1

プレミアムルーペ

商品コード	種 類	倍 率	作動距離	視野範囲	焦点深度	ルーペ重量	カラー	入 数	価 格
FC-0143	インディビジュアル タイプ	2.5倍	340mm	100mm	115mm	40g	● ブラック ○ シルバー ● ブルー ● レッド ● ピンク ※上記5色から お選びいただけます。	1個	38,000 円
FC-0144			420mm						
FC-0145		3倍	340mm	65mm	70mm	41g			40,000 円
FC-0146			420mm	90mm	125mm				
FC-0147		3.5倍	340mm	60mm	65mm	41g			42,000 円
FC-0148			420mm	90mm	110mm				
FC-0149	センターフィックス タイプ	2.5倍	340mm	100mm	115mm	40g			38,000 円
FC-0150			420mm						
FC-0151		3倍	340mm	65mm	70mm	40g			40,000 円
FC-0152			420mm	90mm	125mm				
FC-0153		3.5倍	340mm	60mm	65mm	41g			42,000 円
FC-0154			420mm	90mm	110mm				

※6ヶ月保証

premiumTM
plus JAPAN

Premium Plus Japan Co., Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F

〈お問合せ窓口〉 072-735-7101 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。
※製品のデザイン、色、付属品等は予告なく変更する場合がございます。

担当販売店