

根管洗浄関連製品

バリエーション豊富な入りゲージョンニードルと合わせて使用できるルアーロックシリンジ。

- 外筒は透明なので、薬液の混濁や異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大目盛まで、安定した気密性を保持できます。



① 1.2cc
(キャップ付き)

② 3cc

③ 6cc

④ 12cc



ルアーロックシリンジ

Luer-Lock Syringe


ディスプレイザブル

商品コード	種類	入数	価格
① 310W	1.2cc キャップ付き	100本	4,000円
② 240	3cc	100本	3,000円
③ 241	6cc	50本	2,000円
④ 242	12cc	100本	4,200円

●未滅菌

販売名：ルアーロックシリンジ 一般医療機器 届出番号 27B2X00268X00095

- 細い根管に適した31Gの根管洗浄用ニードル。段違いの2つの側孔から理想的に薬液を噴出します。



先端はラウンド加工。
段違いの2つの側孔から理想的に薬液を噴出します。

オプテプローブ

OptiProbe Needle Tips


ディスプレイザブル

商品コード	種類	カラー	入数	価格
① 221-20	31G 21mm	イエロー	20本	3,700円
② 222-20	31G 27mm	グリーン	20本	3,700円
221-50	31G 21mm	イエロー	50本	9,000円
222-50	31G 27mm	グリーン	50本	9,000円

●未滅菌

販売名：オプテプローブイリゲーションニードル 一般医療機器 届出番号 27B2X00268X00096
※1.2ccシリンジ専用

- 縦長のノッチで薬液ソフトに噴出します。ニードルは自由に曲げて使用できます。



イリゲーションニードル

Irrigation Needle Tips

ディスプレイザブル

商品コード	種類	カラー	入数	価格
① 238	23G	ブルー	100本	2,800円
② 239	27G	イエロー	100本	2,800円
③ 232	30G	ピンク	100本	4,600円

●未滅菌

販売名：イリゲーションニードル 一般医療機器 届出番号 27B2X00268X00090



マイクロアプリーケーター
ウルトラファイン

エンドブラシ
アプリーケーター

エンドブラシアプリーケーター

Endo Brush Applicators

ディスプレイザブル

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
3223	全長60mm	ブラック	100本	2,500円

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
〈お問合せ窓口〉 072-735-7101 9:00 ~ 17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店