

X線防護エプロン

X-ray Protective Apron

エプロン内の鉛当量は0.175mmPd、エプロン背面にも鉛を搭載しX線からしっかりガードします。
エプロンは大人用でも1.95kgと非常に軽量で患者の負担が少ない構造となっております。

大人用

鉛当量：0.175mmPd 重量：1.95kg

① 大人用ブルー

② 大人用レッド



前面


背面

● 着衣イメージ

大人用



子供用



体の前後をしっかりガードしマジックテープ式なので楽に着脱できます。
また、着丈が程よく、座位での撮影もスムーズに行えます。

X線防護エプロン

X-ray Protective Apron

商品コード	種類	種類	カラー	入数	価格
① HB06-1B	大人用	丈700×幅500mm	ブルー	1着	30,000円
② HB06-1R			レッド		

子供用

鉛当量：0.175mmPd 重量：1.0kg

③ 子供用ブルー

④ 子供用レッド



前面

背面

布地部分拡大

パイピング部分拡大

● サイズ



商品コード	種類	種類	カラー	入数	価格
③ HP01-1B	子供用	丈500×幅390mm	ブルー	1着	28,000円
④ HP01-1R			レッド		

販売名：X線防護エプロン 一般医療機器 届出番号 27B2X00268X00100

Premium Plus Japan Co., Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F

お問合せ窓口：06-6845-0050 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南一丁目13番5号
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店