


人気有名作家が手がける プレミアムプラスジャパンだけのオリジナル作品。

院内のインテリアに。やさしい彩りを添えるアートたち。
医院の受付に、待合室に、診察室に。
患者様もスタッフも心が和む空間を演出。



窓辺



アオイ・秋



バラと横顔



グリーン



リース

窓辺(大森とこ)

By the Window

商品コード	種類	サイズ	入 数	価 格
PJ9150	A2	W421×D595×H17mm	1枚	特別価格 15,000円

※軽量でシンプルなアルミ製フレームになります。(壁掛け用つり下げ金具・紐つき)

アオイ・秋(大森とこ)

AOI, Autumn

商品コード	種類	サイズ	入 数	価 格
PJ9140	A3	W298×D421×H17mm	1枚	特別価格 10,000円

※軽量でシンプルなアルミ製フレームになります。(壁掛け用つり下げ金具・紐つき)

バラと横顔(大森とこ)

Girl with Rose

商品コード	種類	サイズ	入 数	価 格
PJ9120	A5インチ	W220×D275×H35mm	1枚	特別価格 10,000円

※A5インチサイズは、深さのあるボックスフレームになります。(壁掛けタイプ・紐つき)

グリーン(大森とこ)

Green

商品コード	種類	サイズ	入 数	価 格
PJ9130	A5インチ	W275×D220×H35mm	1枚	特別価格 10,000円

※A5インチサイズは、深さのあるボックスフレームになります。(壁掛けタイプ・紐つき)

リース(大森とこ)


Wreath

商品コード	種類	サイズ	入 数	価 格
PJ9110	A5インチ	W275×D220×H35mm	1枚	特別価格 10,000円

※A5インチサイズは、深さのあるボックスフレームになります。(壁掛けタイプ・紐つき)

A2・A3フレーム

軽量でシンプルなアルミ製フレーム。
(付属品：壁掛け用つり下げ金具・紐)
お好きな額装に入れ替えていただく
ことも可能です。



A5インチ・A5角

木製、ボックス型フレーム。表面ガラス。
(付属品の紐で壁掛け可能)
A5角(正方形)にかざり、
裏面にスタンドが付いています。

A2/ 594×420mm
A3/ 420×297mm
A5/ 210×148mm
A5角/ 148×148mm



大森とこ(オオモリトコ)

山口県生まれ。
東京造形大学一類(油彩具象科)卒業。
主に雑誌カットを中心に、広告、ポスター、
ウィンドウディスプレイの中身のイラスト、
書籍、雑誌、webサイト、Tシャツなどの
イラスト、挿絵など国内外制作・展示多数。
2020年2月14日～3月14日・
KIRIKO the MUSEUMにて個展。
<https://kirikothemuseum.com>

※イラストのイメージ違いなど、商品の破損以外の理由による返品はご遠慮ください。
印刷の都合上、実際の商品と多少色が異なる場合がございます。

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラス ジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
〈お問合せ窓口〉072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店

THANKS
Sale
2021 5.21 ~ 6.20

お使いのバキュームに接続。ミラーヘッドから吸引するバキュームミラー。

前後左右上下にある計22のバキューム孔が、どのような角度でも吸い残しを許さず
且つ舌や粘膜を吸い込むことはありません。 ※大きな切削片や歯石は吸引できない場合があります。



- 一人診療時
バキュームのアシスタントがない場合でも一人での診療を可能にします。
- 補綴セット時
常に吸い続けるのでミラーで圧排しながら防湿も同時にできます。
- 口腔内の狭い患者様に
タービン、ミラー、バキュームを入れるスペースがない場合に。

反射率
99%

防曇加工




反射率99%の表面反射ミラー。ロジウムコーティング表面反射ミラーと比較し40%明るいミラーです。 <当社比較>



グリーン ブルー イエロー
CM24J399
3本カラーアソート



360°回転アダプター付の軽量チューブでミラー操作を妨げません。(別売)



バキュームミラー

商品コード	種 類	入 数	価 格
CM24J399	3本カラーアソート (No.4) (ブルー・イエロー・グリーン)	1セット	特別価格 15,000円
CM2-12	バキュームミラー用チューブ		特別価格 18,000円
307	アダプター /10mm	1個	特別価格 900円

販売名：バキュームミラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00105
販売名：排唾管アダプター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000037

従来のステンレス製ミラートップ・ハンドルと比べ、重さは約半分の13g！

フィンガーグリップ付きでホールド性抜群。



反射率
99%


防曇加工



反射率99%の表面反射ミラー。ロジウムコーティング表面反射ミラーと比較し40%明るいミラーです。 <当社比較>



30mmまで1mm刻みで測れる便利なエンドゲージ。診療効果をアップします。



エンドゲージ付ミラー

商品コード	種 類	入 数	価 格
CM141699	エンドゲージ付ミラー No.4	6本	特別価格 10,000円

販売名：エンドゲージ付きミラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X100106

咬合圧分布を時系列で測定できるデジタル咬合分析システムです。



咬合圧分布のデジタルシステム。
インプラント・矯正など全ての歯科医院様へお勧めできます。



未来の咬合調整

－咬合圧と分布のデジタルシステム－

- 動画で確認できるため、早期接触や力の動きが分かります。




- ・バーの高さは、咬合力の高さを示しています。
 - ・バーの色が赤に近いほど、点で接触していることを表しています。
 - ・バーの色が緑色に近いほど、接触点が多いことを示しています。
- ※バーの色は、赤→オレンジ→黄色→緑の4色で表します。

60μの咬合紙センサーは歯に印記もできるため治療をスムーズに行えます。




- 測定データ表示

測定データの表示方法をご希望に合わせて選ぶことができます。4分割の圧力分布図は、咬合の偏りによって4色で表示します。バーセンテージは、咬合の偏りを数値化して表示します。



- 測定データ比較

患者さんのデータはiPadへ保存されるので、同じ患者さんのデータ同士で比較することが可能です。 ※保存できるデータ量は、iPadの空き容量に依存します。 センサーを噛んで印記された部分を切削し、すぐに咬合状態を確認することもできます。



- センサーで読み取ったデータはWi-Fiを通じてiPadへ送信されます。

iPad専用アプリケーションをインストールしてご使用ください。(インストールは無償で行えます) ※Wi-Fiの周波数は2.4GHzをご使用ください。



機 種	発売年
iPad Pro 12.9インチ (第4世代)	2020年
iPad Pro 11インチ (第2世代)	2020年
iPad Pro 12.9インチ (第3世代)	2018年
iPad Pro 11インチ	2018年
iPad Pro 12.9インチ (第2世代)	2017年
iPad Pro 10.5インチ	2017年
iPad Pro 9.7インチ	2016年
iPad Pro 12.9インチ	2015年
iPad Air (第3世代)	2019年
ipad Air 2	2014年後期
iPad Air	2013年後期および2014年前期
iPad (第6世代)	2018年
iPad (第5世代)	2017年

※2020年10月1日現在
※iOS、iPad、iPad Pro、iPad Airは、Apple Inc.の商標です。
※Wi-FiはWi-Fi Alliance®の登録商標です。

オクルセンス

商品コード	サイズ	入 数	価 格
BK5000	H173×W73×D30mm (本体のみ)	1セット	特別価格 300,000円

販売名：オクルセンス 特定保守管理医療機器 届出番号：27B3X00271100004
※出張セットアップをご要望の際は別途費用がかかります。

オクルセンス センサー 25枚入り

商品コード	サイズ	入 数	価 格
BK5025	H15×W70mm	25枚	特別価格 15,000円
BK5035	H15×W77mm (ワイド)		

仕 様


- 電 源：入力 AC100-240V.50/60Hz 出力DC5V/1,400mA
 - バッテリー：1.2V×3 種類：単4形ニッケル水素充電電池
 - 本体サイズ：H173×W73×D30mm
 - 本体重量：241g
 - 充電スタンドサイズ：H150×W94×D57mm
 - 充電スタンド重量：275g
- ※市販の単4形ニッケル水素電池をご使用いただけます。

セット内容

- ・オクルセンス
- ・オクルセンス センサー×25
- ・テストセンサー
- ・充電スタンド
- ・電池カバー(取外し用)ドライバー
- ・単4形ニッケル水素充電電池×3本
- ・取扱説明書
- ・クイックスタートガイド
- ・保証書



先端部分で、舌・頬粘膜の圧排ができ、効率よく治療スペースを確保しながら吸引できるバキュームチップ。
強化プラスチック素材で耐久性とコストパフォーマンスを追求しました。



サククションチューブ

HVE Suction Tubes

商品コード	種 類	サイズ	カラー	入 数	価 格
(A) 005L	ヨーロピアン スタイル	ラージ	φ16×H136mm	※ アソート 各2本	10本 特別価格 2,000円
(B) 005M		ミディアム	φ16×H134mm		
(C) 006P		スモール	φ16×H130mm		
(D) 205M	スタンダード	ミディアム	φ11×H134mm	※ アソート 各2本	10本 特別価格 2,000円
(E) 206P		スモール	φ11×H127mm		
(F) 335L	アングルタイプ	ラージ	φ16×H138mm		
(G) 335M	ヨーロピアン	ミディアム	φ16×H130mm	※ アソート 各2本	10本 特別価格 2,000円
(H) 336P	スタイル	スモール	φ16×H122mm		

販売名：サククションチューブ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000035

※ ● ラベンダー ● ライトブルー ● ライトグリーン ● ライム ● イエロー
※単色の販売はございません。



使用例



軟組織の表面を効率よく作業するためのセラミックソフトティシュートリミングバー（出血も疼痛も最小限に軽減できます）。歯肉整形、歯肉切除、不良肉芽の切除等におすすめです。




- レーザー、電気メスの代替として使用可能です。
- 回転によって、加熱凝固作用が生じます。
- バースタンドに常備できるので、すぐにご使用いただけます。

セラミックソフトティシュートリミングバー

Ceramic Soft Tissue Trimmer

販売名：ティシュートリミングバー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000031



商品コード	FG 用	
	(A) FG-Cer	(B) FG-CerOS
ヘッドサイズ	015	
ヘッド長	5	8
全 長	22.5	25
入 数	1	
価 格	特別価格 10,000円	

※推奨回転数：300,000rpm

アスピレーターの清掃用ブラシです。



アスピレーターブラシ

Aspirator Brushes

商品コード	種 類	サイズ	入 数	価 格
(A) 020	エクストラファイン	φ5mm	6本	特別価格 2,000円
(B) 021	ファイン	φ8mm		特別価格 2,200円
(C) 022	ミディアム	φ13mm		
(D) 023	ラージ	φ19mm		

ブリッジ・インプラント・矯正ブラケット等広い
歯間空隙の清掃に。お得な50本入り。



- スムーズな清掃
- 狙った場所に

患者参考価格 1本あたり約28円
1,400円/個（税別）

スペシフィックフロス

Specific Floss

商品コード	サイズ	入 数	価 格
FC-0505	全長300mm(フィラメント部140mm)	50本	特別価格 1,100円

インプラント即時埋入時の抜歯窩掻爬を効率よく
確実にを行うティッシュダイヤモンドバーキットです。



サージカルキュレットでは難しい不良肉芽除去も短時間かつ効果的
に行うことができます。
インプラントのみならず、ペリオサージェリ、エンドサージェリ、
歯根端切除などにも。



- 4つの径のティッシュダイヤモンドバーキットです。
- 耐久性が高く、100ケース以上使用可能です。
- 最大回転数2,500rpm。



デグラニュレーションキット


Degranulation Kit

商品コード	種 類	入 数	価 格
GRKIT1	1mm/2.5mm/3mm/3.5mm 各1本 外科用サククション/洗浄ブラシ	1セット	特別価格 60,000円
W-GR1D	バー 1mm	3本	特別価格 40,000円
W-GR2.5D	バー 2.5mm		
W-GR3D	バー 3mm		
W-GR3.5D	バー 3.5mm		
SCTN-G1	外科用サククション(洗浄ブラシ付)	1本	特別価格 18,000円

販売名：デグラニュレーションキット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00054

簡易的なデンチャー用音波洗浄器。

食物残渣やバイオフィーム、歯垢などの汚れを
音波と振動で洗い落とします。



洗浄槽は簡単に取り外せます。

仕 様

- 電池仕様：単3乾電池2本。
テスト電池は付属していません。
別途市販の乾電池をお求めください。
- 本体サイズ：W90×L83×H76mm
- 洗浄槽内寸：W80×L73×H38mm
- 本体重量：149g

ソニックデンチャークリーナー

Sonic Denture Cleaner

商品コード	入 数	価 格
04210	1 個	特別価格 1,500円

フルデンチャー上下1セットを一度に洗浄できる
音波洗浄器。

ICタイマー付き、10分後に自動的に電源が
切れるのでバッテリーが長持ちします。



ゴム吸盤付きなので使用中の振動でも
ズレません。



※デンチャーブラシ付き

仕 様

- 電池仕様：単4乾電池2本
テスト電池は付属していません。
別途市販の乾電池をお求めください。
- 本体サイズ：W115×L100×H55mm
- 洗浄槽内寸：W100×L70×H30mm（最深度）
- 本体重量：135g

デンチャースパクリーナー

Denture Spa Cleaner

商品コード	入 数	価 格
04230	1 個	特別価格 3,500円

CEREC MCXL用のミリングバー。



ミリングバー セレックMCXL用

Milling Bur for CEREC MCXL

商品コード	種 類	入 数	価 格
FC-0428	12S シリンダーポイントド	1本	特別価格 5,000円
FC-0429	12S ステップ		
FC-0430	12 ステップ		

販売名：ミリングバー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00082

ブラシの長さを調節できるワイヤーブラシ。



ブラスバーブラシ

Brass Bur Brush

商品コード	サイズ	入 数	価 格
1110	W120mm 径：8mm	1 個	特別価格 2,500円

細い根管に適した31Gの根管洗浄用ニードル。
2つの側孔で理想的に薬液を噴出。



オプチプローブ

OptiProbe Needle Tips

ディスプレイザブル

商品コード	種類	カラー	入数	価格
A 221-20	31G 21mm	イエロー	20本	特別価格 3,700円
B 222-20	31G 27mm	グリーン	20本	特別価格 3,700円
221-50	31G 21mm	イエロー	50本	特別価格 9,000円
222-50	31G 27mm	グリーン	50本	特別価格 9,000円

●未滅菌
販売名：オプチプローブイリゲーションニードル 一般医療機器 届出番号 27B2X00268X00096
※1.2ccシリンジ専用

縦長のノッチから薬液をソフトに噴出する
根管洗浄用ニードル。先端はフラット形状。



イリゲーションニードル

Irrigation Needle Tips


ディスプレイザブル

商品コード	種類	カラー	入数	価格
A 238	23G	ブルー	100本	特別価格 2,800円
B 239	27G	イエロー	100本	特別価格 2,800円
C 232	30G	ピンク	100本	特別価格 4,800円

●未滅菌
販売名：イリゲーションニードル 一般医療機器 届出番号 27B2X00268X00090

FG,CA,HPあらゆるバーをホールドするシリコンバースタンド。
患者ごとにバーをセットしてチェアサイドに。
バーを完全に覆うカバーでエアロゾルから保護します。

- 患者ごとにバーをセットしてチェアサイドに。
- 治療後はバーを挿したまま滅菌工程へ。
FG, CA, HPあらゆるバーを収納。
- ひっくり返してもバーが落ちないホールド性。
- 滅菌中やチェアサイドでバーを紛失しない。
- バー間隔が広く、抜き差しが容易。
- グロメットの買い替え不要。



シリコンバースタンド

Silicone Bar Stands

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
FC-0491	5孔	W74XD31XH35mm	1個	特別価格 3,200円
FC-0492	10孔	W74XD40XH35mm	1個	特別価格 4,500円
FC-0493	25孔	W74XD80XH35mm	1個	特別価格 5,500円
FC-0494	25孔 ラージカバー	W74XD80XH72mm	1個	特別価格 7,000円

※5孔はブラック以外の5色からお選びいただけます。
※10孔,25孔,25孔ラージカバーは6色からお選びいただけます。
○ホワイト ●ピンク ●パープル ●ブルー ●オレンジ ●ブラック

エアロゾル
感染対策



カバー部


耐熱性、耐薬品性の高い
ポリスルホン樹脂

ベース部

メディカルグレードの
高耐久シリコン

全体をカバーし、エアロゾルからガードします。

ディスプレイザブルルアーロックシリンジ。チップが外れないルアーロック式。



A 1.2cc (キャップ付き)

B 3cc

C 6cc

D 12cc

外筒は透明なので、薬物の混濁や異物混入を
容易に発見できます。
最小目盛から最大目盛まで安定した気密性を
保持します。

ルアーロックシリンジ

Luer-Lock Syringe

ディスプレイザブル

商品コード	種類	入数	価格
A 310W	1.2cc キャップ付き	100本	特別価格 4,000円
B 240	3cc	100本	特別価格 3,000円
C 241	6cc	50本	特別価格 2,000円
D 242	12cc	100本	特別価格 4,200円

●未滅菌
販売名：ルアーロックシリンジ 一般医療機器 届出番号 27B2X00268X00095

インプラント、ベニア、クラウン等補綴物を歯式に
合わせてスマートに整理。
そのままオートクレーブも可能です。



エアロゾルから保護する
カバー付き

ベース部はメディカルグレードの高耐
久シリコン、カバー部は耐熱性、耐薬
品性の高いポリスルホン樹脂。非常に
耐久性に優れたオーガナイザーです。


シリコン歯式オーガナイザー

Autoclavable Silicone Organizer with Dental Arch Notation

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0497	W123XD130XH28mm	1セット	特別価格 10,000円

インプラント用ドリルやCA用バーの収納・保管に
ドリルやバーを入れたまま超音波洗浄、
オートクレーブ、保管ができるので便利です。

※超音波洗浄のみ蓋を開けた状態で
行ってください。



ドリル滅菌ケース

Autoclavable Drill Case

商品コード	種類	入数	価格
A 2807S	9孔	1個	特別価格 3,800円
B 2807M	12孔	1個	特別価格 4,500円
C 2807L	15孔	1個	特別価格 5,000円

リングが付いているので、
指にはめて使用する事ができます。



18mm & 20mm
(リング内径)


左右両方から計測できる
エンドゲージ付き

クッションホルダー

Triangular Endo Ring and Cushions

商品コード	種類	入数	価格
088	本体(スポンジ付)	1セット (ホルダー×1・リング×2・スポンジ×1)	特別価格 1,000円
803	交換用スポンジ	50枚	特別価格 2,600円

オートクレーブ・超音波洗浄も可能な
エンドファイルケース。




ファイルが取り出しやすい
角度に飛び出る設計です。
スライド式の蓋がファイルの
落脱を防ぎます。

エンドファイル滅菌ケース

Endo File Case

商品コード	種類	入数	価格
2818	ファイル容量9本	1個	特別価格 3,500円

インスツルメントの洗浄、滅菌、保管に最適なケースです。
インスツルメントを収納したまま超音波洗浄、オートクレーブ可能。



収納したいインスツルメントの長さ、厚さに合わせてお選びください。
振動による蓋への傷を防ぐため、超音波洗浄のみ蓋を外した状態で
行ってください。



各ケースには専用のシリコン
マットが1枚付属。

インスツルメント滅菌ケース

Autoclavable Instrument Case

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
A 2801	#1	L174×W79×H18mm	1セット	特別価格 8,500円
B 2802	#2	L174×W79×H28mm	1セット	特別価格 18,000円
C 2803	#3	L241×W149×H17mm	1セット	特別価格 22,000円
D 2806	#6	L237×W145×H54mm	1セット	特別価格 22,000円

※サイズは内寸です。


人気のグレイシーキュレット ミニファイブ・アフターファイブ。

狭いポケット、隅角部に使用しやすいミニファイブ、
深いポケットや根面に使用しやすいアフターファイブです。

通常のグレイシーキュレットとの比較

	シャンク	刃
ミニファイブ	長め	薄く短い
アフターファイブ	長め	薄い

ミニファイブ




グレイシーキュレット ミニファイブ

Gracey Curettes Mini Five

商品コード	種 類	サイズ	入 数	価 格
A FC-0303	1-2	全長174mm	1 本	特別価格 ¥1,600円
B FC-0304	3-4	全長172mm		
C FC-0305	5-6	全長175mm		
D FC-0306	7-8	全長172mm		
E FC-0307	11-12	全長175mm		
F FC-0308	13-14	全長173mm		

販売名：キュレット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00028

アフターファイブ



グレイシーキュレット アフターファイブ

Gracey Curettes After Five

商品コード	種 類	サイズ	入 数	価 格
A FC-0309	1-2	全長177mm	1 本	特別価格 ¥1,600円
B FC-0310	3-4	全長175mm		
C FC-0311	5-6	全長176mm		
D FC-0312	7-8	全長173mm		
E FC-0313	11-12	全長175mm		
F FC-0314	13-14	全長175mm		

販売名：キュレット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00028

豊富な先端バリエーションを持ったマイクロピンセット。
ダイヤモンドコーティング付は滑りにくく対象をしっかり把持します。



マイクロピンセット


Micro Tweezer

	商品コード	種類	サイズ	入 数	価 格
A	FC-0431	ギザ付	全長185mm	1 本	特別価格 ¥12,000円
B	FC-0432	ダイヤモンドコーティング	全長183mm		特別価格 ¥15,000円

	商品コード	種類	サイズ	入 数	価 格
C	FC-0433	先端リング ダイヤモンドコーティング	全長180mm	1 本	特別価格 ¥5,000円
D	FC-0434	鉤付 ダイヤモンドコーティング	全長183mm		特別価格 ¥5,000円

販売名：マイクロピンセット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00065

定番の使いやすい網トレです。



網トレ

Mesh Tray

	商品コード	種 類	サイズ	入 数	価 格
A	FC-0260	全顎用 上顎 XL	W72×H66mm	1 個	特別価格 ¥1,500円
B	FC-0264	全顎用 下顎 XL	W74×H60mm		
C	FC-0261	全顎用 上顎 L	W72×H61mm		
D	FC-0265	全顎用 下顎 L	W69×H55mm		
E	FC-0262	全顎用 上顎 M	W65×H58mm		
F	FC-0266	全顎用 下顎 M	W69×H51mm		
G	FC-0263	全顎用 上顎 S	W65×H54mm	2 個(左右各 1 個)	特別価格 ¥1,200円
H	FC-0267	全顎用 下顎 S	W66×H43mm		
I	FC-0268	前歯用 上顎	W58×H41mm		
J	FC-0269	前歯用 下顎	W64×H39mm		
K	FC-0270	片顎用	W38×H61mm		
L	FC-0271	回転局部用		3 個	特別価格 ¥2,400円

販売名：網トレ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00053

アライナー矯正の必須アイテムをこの機会にそろえてみませんか？

P.6の「マジックストリップ」も人気です。

アライナー矯正の必需品。患者様にアライナーをフィットさせるために噛んでもらいます。



バニラフレーバー（白のみ）。
洗って繰り返し使用できます。

持ち手が長く、臼歯部にも容易に届きます。

アライナーシーター
Aligner Seater

	商品コード	種類	サイズ	入 数	価 格
(A)	FC-0427	白	φ10×30mm	2本入×10袋	特別価格 2,000円
(B)	4042-2	ペンギン	110mm長		特別価格 1,000円
(C)	4042-3	ハート	8mm厚	2本入	

アライナー矯正治療に使用するカッター。



ホールパンチ



直径5mmに丸く繰り返しパンチ
です。アライナーに挿入しやすい
ように先端を薄くしています。
丸くカットしやすいようにパンチ
部にR（アール）を付けています。



ティアドロップカッター



幅2mm×長さ最大5mmのスリット
を入れるカッターです。
アライナーに挿入しやすいように
先端を薄くしています。

アライナー用カッター
Orthodontic Cutter

	商品コード	種類	サイズ	入 数	価 格
(A)	FC-0471	ホールパンチ	全長130mm	1本	特別価格 12,000円
(B)	FC-0472	ティアドロップカッター			

販売名：アライナープライヤー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00079

アライナー矯正治療に使用するプライヤー。



ディンプルバーティカル



2mm×5mmで縦にディンプルを
付与するプライヤーです。
アライナーに挿入しやすいように
先端を薄くしています。



ディンプル水平



3mm×2mmで横向きにディンプルを
付与するプライヤーです。
アライナーに挿入しやすいように
先端を薄くしています。

アライナー用プライヤー
Orthodontic Plier

	商品コード	種類	サイズ	入 数	価 格
(C)	FC-0473	ディンプルバーティカル	全長130mm	1本	特別価格 12,000円
(D)	FC-0474	ディンプル水平			

販売名：アライナープライヤー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00079

約7分のチェアタイムで完成!その日のうちにお渡しできる顎関節症疼痛緩和用スプリント。



- 印象・咬合採得の必要がなく、約7分のチェアタイムで患者様に合わせたスプリントが完成します。
- 口腔内に挿入すると、左右のウォーターパッドにより咬合圧が左右均等に分散され、顎関節周辺の筋肉をリラックスさせることができます。



使用例

- マウスピース（印象トレー）と比較すると、少ない開口で作れます。
- 矯正装置を装着しながらでも使用可能（保護ワックス要）。
- 患者様ごとに簡単にカスタマイズ可能。




アクアスプリント
Aquasplint

商品コード	入 数	価 格
AQ1	1セット	特別価格 10,000円

販売名：アクアスプリント 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00013

南加大咬合器は2段階の高さ調節可能。



咬合器
Articulator

	商品コード	種 類	上下顎間距離	入 数	価 格
(A)	02042	ハイアーチ	65mm		
(B)	02043	ローアーチ	47mm	1個	特別価格 1,500円
(C)	02040	南加大	50・65mm		

販売名：歯科用咬合器 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00093

ワンタッチの電子着火式トーチ。
ガス/空気調整レバー・連続燃焼ボタン付き。



マイクロトーチ
Micro Torch

	商品コード	種 類	入 数	価 格
(A)	04020	エンボス		特別価格 6,000円
(B)	04020B	ストライプ	1個	特別価格 5,000円
(C)	04022	シャープ		特別価格 4,000円

- 仕 様
- 最高温度：1,300℃
- 使用燃料：ブタンガス（トーチ充填用ガスボンベ）

咬合紙トップブランド バウシュ、が提案する
床過圧部診査ペースト。



- ・口腔内で識別しやすい緑色のペースト。
- ・粘膜への付着性が高いペースト。
- ・アーラインのマーキングにも。
- ・極細（先端径0.3mm）付属チップ使用で、こまかなコントロールが可能。
- ・ディスポーザブル ニードルチップで衛生的に使用可能。

バイオインクフロー
Bio-Ink-Flow

商品コード	カラー	入 数	価 格
BK206	グリーン	1セット シリンジ1本(1ml)・ニードルチップ5本	特別価格 3,000円

● 重度の炎症部位や化膿した部位には使用しないでください。
販売名：バイオインクフロー 一般医療機器 届出番号：27B3X00271000005

