

バキュームミラー



● お使いのバキュームに接続。
ミラーヘッドから吸引するバキュームミラー。

● 一人診療時
バキュームのアシスタントがいない場合でも一人での診療を可能にします。

● 補綴セット時
常に吸い続けるのでミラーで圧排しながら防湿も同時にできます。

● 口腔内の狭い患者様に
タービン、ミラー、バキュームを入れる
スペースがない場合に。

反射率
99%

防曇
加工



前後左右上下にある計22のバキューム孔が、
どのような角度でも吸い残しを許さず
且つ舌や粘膜を吸い込むことはありません。

※大きな切削片や歯石は吸引できない場合があります。

反射率99% 表面反射



バキュームミラー用チューブ(別売)



接続方法

別売「バキュームミラー用チューブ」を
ユニットのバキュームに挿して使用します。
付属の変換アダプターでφ16mmとφ11mmに
対応。



接続方法と吸引力を
動画でご覧ください

セット内容



CM2-12

バキュームミラー用チューブ



CM24J399

3本カラーアソート

バキュームミラー

Vacuum Mirror

商品コード	種類	入数	価格
CM24J399	3本カラーアソート(No.4) (ブルー・イエロー・グリーン)	1セット	15,000円
CM2-12	バキュームミラー用チューブ		18,000円
307	アダプター /10mm	1個	900円

販売名：バキュームミラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00105
販売名：排唾管アダプター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000037

オート
クローズ
OK