



お使いのバキュームに接続。  
ミラーヘッドから吸引する  
バキュームミラー。



前後左右上下にある計22のバキューム孔が、  
どのような角度でも吸い残しを許さず  
且つ舌や粘膜を吸い込むことはありません。

※大きな切削片や歯石は吸引できない場合があります。



● 一人診療時

バキュームのアシスタントがいない場合でも一人での診療を可能にします。

● 補綴セット時

常に吸い続けるのでミラーで圧排しながら防湿も同時にできます。

● 口腔内の狭い患者様に

タービン、ミラー、バキュームを入れるスペースがない場合に。

バキュームミラー用チューブ(別売)



360°回転アダプター付の軽量チューブでミラー操作を妨げません。

反射率99% 表面反射



反射率99%の表面反射ミラー。  
ロジウムコーティング表面反射ミラーと比較し40%明るいミラーです。

<当社比較>

バキュームミラー

ロジウムコーティング表面反射ミラー

CM24J399 3本カラーアソート(No.4)  
(ブルー・イエロー・グリーン)

CM2-12 バキュームミラー用チューブ

307 アダプター /10mm



変換アダプター (16→11mm)  
360°回転アダプター  
ミラーホルダー

バキュームミラー用チューブ

3本カラーアソート

詳細は下記よりご覧ください。

## 製品情報→インスツルメント→バキュームミラー



商品ページからチラシPDFもご覧いただけます。  
A4サイズチラシもご用意しておりますので、  
お問い合わせください。

接続方法と吸引力を動画でもご覧いただけます。  
(動画は商品ページ、TOPページバナーにもございます)

