

大変お待たせしました！販売再開しております。

100枚入

シルクのような手触りが、着脱時のストレスを大幅に軽減。伸縮性がよくフィット感があり、ラノリン、ビタミンEコーティングでお肌が敏感な方におすすめです。



指先までフィット、伸縮性に優れています。

ラノリン、ビタミンEコーティングにより手荒れや乾燥を軽減。

*ラノリンとは、羊の毛に付着している分泌脂質を精製したもので、コレステロールや脂肪酸など、人の表皮脂質に似た成分が多く含まれ、自重の約3倍の抱水力があります。

50μg/gのプロテイン含有。

圧倒的な柔らかさとバランスのいい化学配合により手先の器用な動作もサポート。

塩素処理加工(内外両方)。



シルクケア ラテックスグローブ

商品コード	種類	入数	価格
CR7815	エクストラスモール	100枚	特別価格 ¥1,800
CR7816	スモール		
CR7817	ミディアム		
CR7818	ラージ		

●ラノリン ビタミンE入 ●パウダーフリー ●左右兼用 ●未滅菌
販売名:シルクケア ラテックスグローブ 一般医療機器 届出番号: 2782X00268000026


鉛当量 0.175mmPd で軽く、患者様の負担が少なく扱いやすい X線防護エプロン。背面にも鉛が入っており、X線からしっかりガードします。



表面
裏面
A 大人用ブルー
鉛当量0.175mmPd
重量: 1.95kg
B 大人用レッド



New 子供用サイズ加わりました！
C 子供用ブルー
鉛当量0.175mmPd
重量: 1.0kg
D 子供用レッド
700mm
500mm
390mm



布地部分拡大 バイピング部分拡大

体の前後をしっかりガードします。背面マジックテープ式で軽快に着脱できます。また前面が長過ぎず、座位での撮影でも前面が短いでもたつきません。

X線防護エプロン

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
A HB06-1B	大人用	丈700×幅500mm	●ブルー	1着	特別価格 ¥3,000
B HB06-1R			●レッド		
C HP01-1B	子供用	丈500×幅390mm	●ブルー		
D HP01-1R			●レッド		

販売名: X線防護エプロン 一般医療機器 届出番号 2782X00268X00100

Autumn SALE

2021

9.21 [Tue] ▶ 10.20 [Wed]

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラス ジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
(お問合せ窓口) 072-735-7101 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター: 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店

premium plus JAPAN

コストを抑えたシンプル機能入門機

初期費用を抑えたオフィスホワイトニング、予備機としても。

1年保証

- LED 3灯
- 照度 3,600ルクス
- 光量 120±10mW/cm²
- 波長 460～490nm



3ボタンで簡単操作!

- 電源ボタン
- タイマーボタン
- 照射ボタン

仕様

- 電源: 入力AC100～240V 50/60Hz
- 重さ: スタンドタイプ 8kg / テーブルタイプ 8kg
- 波長: 460nm～490nm
- LED寿命: 10,000時間
- 照射時間: 10分～60分(12段階)
- 光源: 青LED(3灯)

iBrite

商品コード	種類	価格
IB-688T	テーブルタイプ	110,000円 特別価格
IB-688W	スタンドタイプ	130,000円 特別価格

販売名: iBrite 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号: 2782X00268X00047

開口状態を保ち、中央部分で舌の動きも抑えられるリトラクター。オートクレープタイプ、ディスプレイタイプをご用意。オフィスホワイトニング時の開口におすすめです。



オートクレープ ディスプレーザブル

イントラオーラルチークリトラクター オートクレープ

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
A 2060A	大人用 L	W134×H50mm	1個	2,200円 特別価格
B 2060B	大人用 M	W117×H43mm		
C 2060C	子供用 S	W100×H36mm		


販売名: リトラクター 一般医療機器 届出番号: 2782X00268000008

イントラオーラルチークリトラクター ディスプレーザブル

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
D 2080A	大人用 L	W134×H50mm	10個	3,000円 特別価格
E 2080B	大人用 M	W117×H43mm		
F 2080C	子供用 S	W100×H36mm		

販売名: リトラクター 一般医療機器 届出番号: 2782X00268000008

前歯部の治療や矯正治療、ブリーチングに最適なリトラクター。



オートクレープ ディスプレーザブル

イントラオーラルリッパー オートクレープ

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
A 2040A	大人用	W87×H76mm	2個	1,600円 特別価格
B 2040C	子供用	W60×H68mm		

販売名: リトラクター 一般医療機器 届出番号: 2782X00268000008

イントラオーラルリッパー ディスプレーザブル

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
C 2030A	大人用	W87×H76mm	10個	2,500円 特別価格
D 2030C	子供用	W60×H68mm		

販売名: リトラクター 一般医療機器 届出番号: 2782X00268000008

2.5ℓ ウルトラスニッククリーナー。ヒーター付きで洗浄効果アップ。

1年保証



- 2.5リットル仕様
- 電源: AC110～120V 50/60Hz
 - 出力: 70W
 - タンク内寸: 247×150×78mm
 - 外寸: W294×D209×H167mm
 - 重量: 2.5kg

ヒーター機能で65℃に保温して洗浄できます。1～8分でタイマー設定。

0.75ℓ ウルトラスニッククリーナー。タイマー付き。



- 0.75リットル仕様
- 電源: AC110～120V 50/60Hz
 - 出力: 50W
 - タンク内寸: 150×126×44mm
 - 外寸: W190×D170×H120mm
 - 重量: 1.2kg

ウルトラスニッククリーナー

商品コード	種類	入数	価格
A UC-6300	2.5リットル	1個	2,000円 特別価格
B UC-6106	0.75リットル	1個	9,000円 特別価格

先端で頬や舌を圧排しつつ吸引可能な排唾管です。患者様の顎に引っ掛けることで固定できるため治療に専念できます。



口腔内の状態に合わせて形状を自在に変形することができます。満巻き部に5ヶ所の穴があり、効果的に吸引します。

フレックスサライバエジェクター ディスプレーザブル

商品コード	カラー	入数	価格
YCDM181	ホワイト	排唾管100本・アダプター3本	2,000円 特別価格

販売名: フレックスサライバエジェクター 一般医療機器 届出番号: 2782X00268X00060

タービン・エアモーター用の潤滑油スプレー。



大容量でリーズナブル。ご自身でメンテされる先生におすすめ。

Made in GERMANY


潤滑油スプレーの製造工場はドイツの有名ハンドピースブランド向けにOEM生産しております。その他にも、ヨーロッパ有数のブランド向けに25年以上にわたり、安定した品質を提供し続けております。1回、1秒の噴射でハンドピースのメンテナンスを実現します。

1回1秒の噴射でハンドピースのメンテナンスを実現します。

潤滑油スプレー

商品コード	内容量	入数	価格
FC-0157	500ml	1本	2,200円 特別価格

「クマ、サル、ネコ、カバのキャラクターがお口の中を点検するよ!」



本製品はディスプレイタイプですが、使用前のオートクレープ(121℃)が可能です。使用後は再使用はできません。

アンジー サライバエジェクター ディスプレーザブル

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
FC-0241	H145mm φ6.5mm	アソート(4色)	30本	1,600円 特別価格

※色の入数は袋により異なります。販売名: アンジーサライバエジェクター 一般医療機器 届出番号: 2782X00268X00048

ブリッジ・インプラント・矯正ブラケット等広い歯間空隙の清掃に。



お得な50本入!!

ミシン目から1本ずつ簡単に取り出すことができます。

狙った場所に

患者参考価格 ¥1,400/個(税別) 1本あたり28円(税別)

スペシフィックフロス

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0505	全長300mm(フィラメント部140mm)	50本	1,100円 特別価格

C01

従来の使いやすさはそのままに、4秒照射を実現！

2タイプの展開で、C01-D（デュアル）は青と紫の波長域を有し、さまざまな光重合材料に対応します。

C01-C
クラシック
5 TURBOモードで
秒照射!!

C01-D
デュアル
4 TURBOモードで
秒照射!!



360°回転可能

口腔内にスムーズに挿入でき、
特に舌側面への照射に適しています



C01-C (クラシック) 直径 8mm
C01-D (デュアル) 直径 11mm

C02-C
クラシック
5 TURBOモードで
秒照射!!

C02-D
デュアル
3 TURBOモードで
秒照射!!

90°の照射角度は少ない開口で
遠心部への照射が可能です。



360°回転可能

C02

より薄く進化したライトヘッドが、
臼歯部への照射をサポートします!

C02-D（デュアル）は3秒照射に加え、
青と紫の波長域を有し、
さまざまな光重合材料に対応します。




C01-C クラシック

波長範囲：440-480nm
光量：1,500mW/cm²
モード：4種類



C01-D デュアル

波長範囲：390-430/440-480nm
光量：2,000mW/cm²
モード：7種類



C02-C クラシック

波長範囲：440-480nm
光量：1,500mW/cm²
モード：4種類



C02-D デュアル

波長範囲：390-430/440-480nm
光量：2,500mW/cm²
モード：7種類

- 仕様**
- 電源：入力AC100-240V.50/60Hz 出力DC5V/1A
 - バッテリー：3.6V 2,600mAh 種類：リチウムイオン
 - バッテリー充電時間：2時間 (フル充電の場合20秒モードで約100回照射できます。)
 - 本体サイズφ27×264mm
 - 本体重量：206g(C01-C) 203g(C01-D)
 - ライトガイド：8mm(C01-C) 11mm(C01-D)
 - 充電スタンドサイズ：90×102mm
 - 充電スタンド重量：192g
 - 自動電源OFF機能：60秒

- セット内容**
- ・バッテリー
 - ・充電スタンド
 - ・ACアダプター
 - ・123ペン型キュアリングライトスリーブ (C01-C)×100
 - ・123Lペン型キュアリングライトスリーブ (C01-D)×100
 - ・キュアリングライトプロテクティブライトシールド×1
 - ・取扱説明書
 - ・保証書

- カラーは10色からお選びいただけます。
- ピンク ●オレンジ ●イエロー
 - ライトグリーン ●ライム
 - ライトブルー ●ブルー
 - ライトラベンダー ○ホワイト
 - ブラック



1年保証

NEWキュアリングライトC01-Cクラシック

商品コード	サイズ	入数	価格
C01-C	本体サイズ φ27×264mm ライトヘッド φ8mm	1セット	特別価格 =39,000円

販売名：キュアリングライトC01-C 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：2782X0026800047

NEWキュアリングライトC01-Dデュアル

商品コード	サイズ	入数	価格
C01-D	本体サイズ φ27×264mm ライトヘッド φ11mm	1セット	特別価格 =69,000円

販売名：キュアリングライトC01-D 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：2782X0026800048

- 仕様**
- 電源：入力AC100-240V.50/60Hz 出力DC5V/1A
 - バッテリー：3.6V 2,600mAh 種類：リチウムイオン
 - バッテリー充電時間：2時間 (フル充電の場合20秒モードで約100回照射できます。)
 - 本体サイズφ27×257mm (C02-C) φ27×253mm (C02-D)
 - 本体重量：187g(C02-C) 174g(C02-D)
 - ライトガイド：10mm
 - 充電スタンドサイズ：90×102mm
 - 充電スタンド重量：192g
 - 自動電源OFF機能：60秒

- セット内容**
- ・バッテリー
 - ・充電スタンド
 - ・ACアダプター
 - ・125口腔内カメラ/ペン型キュアリングライトスリーブ×100
 - ・キュアリングライトプロテクティブライトシールド×1
 - ・熱保護リング×6
 - ・取扱説明書
 - ・保証書

- カラーは10色からお選びいただけます。
- ピンク ●オレンジ ●イエロー
 - ライトグリーン ●ライム
 - ライトブルー ●ブルー
 - ライトラベンダー ○ホワイト
 - ブラック



1年保証

NEWキュアリングライトC02-Cクラシック

商品コード	サイズ	入数	価格
C02-C	本体サイズ φ27×257mm ライトヘッド φ10mm	1セット	特別価格 =49,000円

販売名：キュアリングライトC02-C 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：2782X00268000049

NEWキュアリングライトC02-Dデュアル

商品コード	サイズ	入数	価格
C02-D	本体サイズ φ27×253mm ライトヘッド φ10mm	1セット	特別価格 =79,000円

販売名：キュアリングライトC02-D 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：2782X00268000050

EZアタッチメントがセットになったスペシャルセット




EZアタッチメントスターターキット

商品コード	入数	価格
FL-0102	1セット (EZアタッチメント 50個入り +キュアリングライトC02-C)	特別価格 =58,000円
FL-0103	1セット (EZアタッチメント 50個入り +キュアリングライトC02-D)	特別価格 =88,000円

販売名：キュアリングライトC02-C 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：2782X00268000049
販売名：キュアリングライトC02-D 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：2782X00268000050

歯根面の廓清に使いやすいグレーシーキュレット。
中空ハンドルなため、軽く扱いやすいキュレットです。



キュレット


商品コード	種類	サイズ	入数	価格
A FC-0167	グレーシー キュレット	1-2 全長172mm	1本	特別価格 =1,300円=
B FC-0168		3-4 全長170mm		
C FC-0169		5-6 全長172mm		
D FC-0170		7-8 全長172mm		
E FC-0171		9-10 全長164mm		

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
F FC-0172	グレーシー	11-12 全長171mm	1本	特別価格 =1,300円=
G FC-0173	キュレット	13-14 全長172mm		
H FC-0174	コロンビア	2L-2R 全長174mm		
I FC-0175	キュレット	4L-4R 全長170mm		
J FC-0176	マッカルキュレット	13S-14S 全長172mm		

販売名: キュレット 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00028



中空タイプのエキスポローラー。歯根面の状態も伝わりやすくなっています。



エキスポローラー

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
A FC-0295	3	全長170mm	1本	特別価格 =1,200円=
B FC-0296	9	全長168mm		

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
C FC-0297	23	全長160mm	1本	特別価格 =1,200円=
D FC-0298	25	全長166mm		

販売名: エキスポローラー 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00055



衛生的な使い捨ての紙トレイです。
表面が防水コートされています。



※インストゥルメントは別売です。



防水コート

ペーパートレイ(コーティング付)

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0252	W230×D135×H15mm(外寸)	100枚	特別価格 =1,200円=

※こちらの商品は袋包装になります。

従来のステンレス製ミラートップ・ハンドルと比べ、重さは約半分の13g!
ミラー表面は30層のセラミックコーティングで高耐久&高反射率。
診察室の明かりだけでもかなり見えるミラーです。



フィンガーグリップ付きで
ホールド性抜群。



30mmまで1mm刻みで測れる便利なエンドゲージ。
診療効果をアップします。

往診にも軽くて明るいので
おすすめです!

とにかく明るいミラーです!



防曇加工
反射率 99%

反射率99%の表面反射ミラー。
ロジウムコーティング表面反射ミラーと
比較し40%明るいミラーです。<当社比較>

貸出品をご用意しています。軽さと明るさを体感してください!

エンドゲージ付ミラー

商品コード	種類	入数	価格
CM141699	エンドゲージ付ミラー No.4	6本	特別価格 =10,000円=

販売名: エンドゲージ付きミラー 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X100106



180mmまでのインストゥルメントを収納頂けます。





ステンレスインストゥルメントトレイ

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
A FC-0218	ラージ	W214xD172xH20mm(外寸)	1枚	特別価格 =2,000円=
B FC-0219	スモール	W220xD123xH15mm(外寸)		

販売名: ステンレスインストゥルメントトレイ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00055



定番の使いやすい網トレイです。



網トレイ

商品コード	種類	サイズ	入数	価格	
A FC-0260	全額用 上顎 XL	W72×H66mm	1個	特別価格 =1,500円=	
B FC-0264	全額用 下顎 XL	W74×H60mm			
C FC-0261	全額用 上顎 L	W72×H61mm			
D FC-0265	全額用 下顎 L	W69×H55mm			
E FC-0262	全額用 上顎 M	W65×H58mm			
F FC-0266	全額用 下顎 M	W69×H51mm			
G FC-0263	全額用 上顎 S	W65×H54mm			
H FC-0267	全額用 下顎 S	W66×H43mm			
I FC-0268	前歯用 上顎	W58×H41mm			
J FC-0269	前歯用 下顎	W64×H39mm			
K FC-0270	片顎用	W38×H61mm			2個(左右各1個)
L FC-0271	回転局部用				3個

販売名: 網トレイ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00053



問い合わせ
急増中

スケーラーチップ

販売名: スケーラーチップ 一般医療機器 届出番号: 2782X00268X00094



スケーリング				
歯肉縁上や歯頸部の除石	前歯部のプラーク・ステイン除去	隣接面・製溝の除石	隣接面・製溝の除石	歯肉縁上や歯頸部の除石
商品コード: ST-G1	商品コード: ST-G2	商品コード: ST-G3	商品コード: ST-G4	商品コード: ST-G5
入数 1本	入数 1本	入数 1本	入数 1本	入数 1本
特別価格	特別価格	特別価格	特別価格	特別価格
スケーリング				
歯肉縁上・歯頸部の大きな歯石に	クラウン除去	ポスト除去	シクルタイプ	キュレットタイプ
商品コード: ST-G6	商品コード: ST-G7	商品コード: ST-G8	商品コード: ST-G9	商品コード: ST-G10
入数 1本	入数 1本	入数 1本	入数 1本	入数 1本
特別価格	特別価格	特別価格	特別価格	特別価格
ペリオ				
浅い歯肉溝の除石	左湾曲型	左湾曲型ルートプレーニング用	右湾曲型	右湾曲型ルートプレーニング用
商品コード: ST-P1	商品コード: ST-P2L	商品コード: ST-P2LD	商品コード: ST-P2R	商品コード: ST-P2RD
入数 1本	入数 1本	入数 1本	入数 1本	入数 1本
特別価格	特別価格	特別価格	特別価格	特別価格
ペリオ				
深い歯肉ポケットなどに	フラップ後の除石など	歯肉縁下除石後の仕上げに	深い歯肉ポケットに	3mm以下の歯肉ポケットなどに
商品コード: ST-P3	商品コード: ST-P3D	商品コード: ST-P4	商品コード: ST-P6	商品コード: ST-P20
入数 1本	入数 1本	入数 1本	入数 1本	入数 1本
特別価格	特別価格	特別価格	特別価格	特別価格
エンド				
φ0.7~0.8mm用のファイルホルダー	φ0.7~0.8mm用のファイルホルダー	ガッターチャ側方圧入用	根管拡大や破折ファイル除去に	根管口明示に
商品コード: ST-E1	商品コード: ST-E2	商品コード: ST-E3	商品コード: ST-E3D	商品コード: ST-P4D
入数 1本	入数 1本	入数 1本	入数 1本	入数 1本
特別価格	特別価格	特別価格	特別価格	特別価格
エンド				
ガッターチャ除去に	根管内異物除去	ガッターチャ除去に	根管内異物除去	バーホルダー
商品コード: ST-E4	商品コード: ST-E4D	商品コード: ST-E5	商品コード: ST-E5D	商品コード: ST-E8
入数 1本	入数 1本	入数 1本	入数 1本	入数 1本
特別価格	特別価格	特別価格	特別価格	特別価格
エンド				
逆根管治療用	逆根管治療用	逆根管治療用	逆根管治療用	根管内異物除去
商品コード: ST-E10	商品コード: ST-E10D	商品コード: ST-E11	商品コード: ST-E11D	商品コード: ST-E14
入数 1本	入数 1本	入数 1本	入数 1本	入数 1本
特別価格	特別価格	特別価格	特別価格	特別価格
エンド				
根管内異物除去	咬合面や歯頸部のう蝕除去	近心隣接面のう蝕除去	遠心隣接面のう蝕除去	窩洞形成用左半球タイプ
商品コード: ST-E15	商品コード: ST-SB1	商品コード: ST-SB2	商品コード: ST-SB3	商品コード: ST-SBL
入数 1本	入数 1本	入数 1本	入数 1本	入数 1本
特別価格	特別価格	特別価格	特別価格	特別価格
窩洞形成				
窩洞形成用右半球タイプ	<p>チップ先端が1.0mm以上摩耗した状態では先端が適切に振動しなくなります。その場合、歯石除去効率が著しく下がり歯面に傷がつきやすくなると共に、患者様が痛みを感じるようになります。適切な振動で安全に効率よく作業を行うため、少しでも除去効率が下がったと感じた場合は新しいチップに交換してください。</p>			
商品コード: ST-SBR				
入数 1本				
特別価格				

約10分のケアタイムで完成! その日のうちにお渡しできる顎関節疼痛緩和用スプリント。
 熱可塑性サマルパッドを患者様の下顎に圧接してフィットさせます。手軽に個人スプリントが完成します。
 口腔内に挿入すると左右のウォーターパッドにより咬合圧が左右均等に分散され、顎関節周辺の筋肉をリラックスさせることができます。



AQUASPLINT classic
 ISABAGH Medical Dental Universal Therapy

その日に渡せるスプリント
 ウォーターパッドが歯面をリラックス

アメリカ矯正歯科学会 in Chicago 2011にてアクアスプリントの臨床結果が発表されています。
 詳細はお問い合わせください

80°Cのお湯に2~3分
 冷水で10秒間冷却
 下顎に圧接、5分間保持
 白くなり凝固
 余剰部分はハサミでカット

アクアスプリント サーマ

商品コード	入数	価格
AQ2	1セット	特別価格 12,000円

販売名: アクアスプリントサーモ 一般医療機器 届出番号: 2782X00268X00107

セット内容
 ・本体×1
 ・リテーナーボックス×1

サマルパッド
 ウォーターパッド

~特にジルコニアの印記にお困りの先生に~ 2ステップ・メソッドによる咬合検査



第1ステップ 咬合紙
 Bausch Articulating Paper 200μまたはBausch Articulating Paper PROGRESS100®のいずれかと、Arti-Fol® Articulating Film 8μまたはArti-Fol® metallic 12μを組み合わせて使用することで金合金やセラミックなどの咬合接触検査が困難な材質においても咬合接触状態が明瞭に印記されます。
 第1ステップの検査は青色の咬合紙を用いて行います。咬合接触により粘着剤(Transculse®)が咬合面上に転写されます。咬合接触状態は一目瞭然と判別できます。
 200μもしくは100μの色調グラデーション式感圧咬合紙[Bausch Articulating Paper 200μ]または[Bausch Articulating Paper PROGRESS100®]を使用。



粘着剤(Transculse®)により青く着色した部分がコントラストに富む背景を生み、咬合接触状態を正確に印記します。




200μ咬合紙(感圧紙)

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
BK101	短冊型ブリカッ両面	W52×17mm	50枚	特別価格 800円



第2ステップ 咬合フィルム
 引き続き第2ステップでは薄いフィルムを使用しますが、下地の青に対し十分なコントラストが得られるフィルムの色としては赤を推奨いたします。また粘着剤(Transculse®)の膜により、フィルムの色転写が格段に向上します。咬合検査において本法は最も信頼性が高く、従来の方法(咬合紙)だと印記が不十分で咬合接触部を見逃す可能性があります。



第1ステップで使用した咬合紙の粘着剤(Transculse®)薄膜が、咬合フィルムにより印記された咬合接触点をさらに見やすくします。


8μ咬合紙アルティフォル(ポリエステルフィルム)

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
BK21	ロールケース入片面	22mm×20m	1個	特別価格 2,000円



Refine Medical社は新興メーカーにも関わらず既に42カ国への販売実績があり、世界中の歯科医師からの支持を得ている歯科超音波機器メーカーです。50台ものコンピュータ数値制御工作機械(CNC)を所有し、業界でも数少ない一貫生産体制のもと【安定した高い品質の維持】【工程合理化による低コスト化】【顧客ニーズに応じた研究開発】を実現しています。

II級窩洞修復用のマトリックスシステム!!



隣接面のCR充填において、自然な豊隆の付与と緊密なコンタクトポイントの再現が可能です。

スターターキットはインストゥルメント付きです。



- セット内容**
- スターターキット**
 リング×各1
 ウェッジ×各35
 バンド×各35
 フォーセプス×1
 ツイザー×1
- イントロキット**
 リング×各1
 ウェッジ×各35
 バンド×各35



リング

- 強度に優れたNITISプリングリングにより、高い歯間離開力を実現!
- フォーセプスにあたる部分にアンダーカットを施すことで、リングの耐久性と操作安定性を向上。
- 複数歯に設置しやすい角度設計。
- M字型切り込みがウェッジがフィットし、しっかりと保持します。



インストゥルメント


人間工学に基づいたグリップデザインでマトリックスリングの開閉設置がしやすくなっています。

ツイザーは、マトリックスバンドを確実に把持します。臼歯部へのアプローチがしやすい角度です。他社のマトリックスバンドにも対応可能です。



バンド

- 辺縁隆線を有するマトリックス形状により天然歯に近い豊隆を再現できます!
- バンドに付与されているカーブが大きいので、バンドが歯牙を包むときもカーブが潰れません。
- バンド下部のフラップにより歯頸部からのレジン漏れを防ぎます。(6.5mmのみ)



ウェッジ

- S/M/Lの3サイズ展開。
- 歯間空隙にもフィットし、窩底部からのレジン漏れを防ぎます。
- ウェッジ形状はNITIRINGとマッチしており容易に挿入し設置できます!

アイマトリックス スターターキット

商品コード	種類	入数	価格
PM-01	スターターキット	1セット	19,000円 特別価格

販売名: アイマトリックス 一般医療機器 届出番号: 2782X00268X00050

アイマトリックス イントロキット

商品コード	種類	入数	価格
PM-02	イントロキット	1セット	32,000円 特別価格

販売名: アイマトリックス 一般医療機器 届出番号: 2782X00268X00050

アイマトリックス リング

商品コード	種類	カラー	入数	価格
PM-R1	リングアソート	ブラック/グレー	各1個	5,000円 特別価格
PM-R2	リングスタンダード	ブラック	2個	
PM-R3	リングナロー	グレー	2個	

販売名: アイマトリックス 一般医療機器 届出番号: 2782X00268X00050

アイマトリックス インストゥルメント

商品コード	種類	入数	価格
PM-F1	フォーセプス	1本	2,000円 特別価格
PM-P1	ツイザー	1本	15,000円 特別価格

販売名: アイマトリックス 一般医療機器 届出番号: 2782X00268X00050

アイマトリックス バンド

商品コード	種類	入数	価格
PM-M3	バンド 3.5mm	100枚	6,000円 特別価格
PM-M4	バンド 4.5mm		
PM-M5	バンド 5.5mm		
PM-M6	バンド 6.5mm		

販売名: アイマトリックス 一般医療機器 届出番号: 2782X00268X00050

アイマトリックス ウェッジ

商品コード	種類	カラー	入数	価格
PM-WS	ウェッジスモール	イエロー	100本	3,500円 特別価格
PM-WM	ウェッジミディアム	ブルー		
PM-WL	ウェッジラージ	オレンジ		

ペースト不要のポリッシングブラシ。CR、ポーセレン、金属、テンポラリーの最終研磨が可能です。



グローブラシ

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
GB-001	キット	-	15本(各5本)	8,000円 特別価格
GB-002	カップ	ブラシ5×6mm 全長27mm	12本	
GB-003	ポイント	ブラシ7×4mm 全長28mm		
GB-004	フラット	ブラシ6×4mm 全長25mm		

※バースタンド: オートクレーブ滅菌可能(134℃まで)
 カバー: 滅菌不可(カップ・ポイント・フラット)
 販売名: グローブラシ 一般医療機器 届出番号: 2782X00268X00046

CRの形態修正を簡単かつ短時間に仕上げるダイヤモンドバー。

オクルジネーター ダイヤモンドバー

販売名: FG ダイヤモンドバー 一般医療機器 届出番号: 2782X0026800029



商品コード	PR151F	PR261F	PR262F	K303XXF	K305XXF
種類	CR形態修正用			最終研磨用	
ヘッドサイズ	015	026	024	024	027
作業部長	0.7	1.1	1.1	2.5	4
全長	19			19.5	
最大回転数	300,000	120,000			
入数	2				
価格	3,500円 特別価格				

2ステップで形態修正を効率よく仕上げます。

●CR形態修正用バー
 三角錐状の作業部で咬合面の形態を簡単に付与。大幅な時短につながります。ダイヤモンド粒子のないエッジがストッパーになり過切削を防ぎます。

●最終研磨用バー
 スーパーファインよりさらに細かいエクストラスーパーファインは最終仕上げに最適。脱出しは不要です。ダイヤモンド粒子のないセーフエッジを支点として咬頭に添えながら使用。安定した研磨が可能です。



オクルジネーターキット

商品コード	セット内容	入数	価格
OCLKIT1	PR151F・PR261F・K305XXF×各1	1セット	12,000円 特別価格
OCLKIT2	PR151F・PR261F・PR262F・K303XXF・K305XXF×各1		

販売名: FG ダイヤモンドバー 一般医療機器 届出番号: 2782X0026800029

インストラクション動画をご覧ください。

Dr. Patrick L. Roetzer, DDS, FICD, FACD, PFAF
 Associate Professor/Director of Operative Dentistry,
 Arthur A. Dugoni School of Dentistry
 University of the Pacific

CR充填形成の流れを実演しています。



非貴金属合金の調整に最適です。

シリコンより長寿命で切削効率良く調整できます。

非貴金属合金の研磨に

ラバーポイント

販売名：ラバーポイント 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00101

荒研磨用

HP用



商品コード	RP513HP	RP533HP	RP133HP	RP143HP	RP273HP	RP343HP	RP383HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	=1,200円= 特別価格						

中研磨用

HP用



商品コード	RP511HP	RP531HP	RP131HP	RP141HP	RP271HP	RP341HP	RP381HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	=1,200円= 特別価格						

仕上研磨用

HP用



商品コード	RP510HP	RP530HP	RP130HP	RP140HP	RP270HP	RP340HP	RP380HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	=1,200円= 特別価格						

最終仕上研磨用

HP用



商品コード	RP519HP	RP539HP	RP139HP	RP149HP	RP279HP	RP349HP	RP389HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	=1,200円= 特別価格						

ラバーポイント シャンクレス

販売名：ラバーポイント 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00101

荒研磨用

シャンクレス



商品コード	RP614	RP664	RP684
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	=1,800円=	=4,000円= 特別価格	

中研磨用

シャンクレス



商品コード	RP613	RP663	RP683
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	=1,800円=	=4,000円= 特別価格	

仕上研磨用

シャンクレス



商品コード	RP612	RP662	RP682
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	=1,800円=	=4,000円= 特別価格	

最終仕上研磨用

シャンクレス



商品コード	RP611	RP661	RP681
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	=1,800円=	=4,000円= 特別価格	

陶材・プレシヤスメタル・レジンの調整に最適です。

発熱を抑えカーブでも効率良く研削・研磨します。

プレシヤスメタル・レジンの研磨に

シリコンポイントSCシリーズ

販売名：シリコンポイント 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00103

荒研磨用

HP用



商品コード	SC513HP	SC533HP	SC133HP	SC143HP	SC273HP	SC343HP	SC383HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	=1,200円= 特別価格						

中研磨用

HP用



商品コード	SC512HP	SC532HP	SC132HP	SC142HP	SC272HP	SC342HP	SC382HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	=1,200円= 特別価格						

仕上研磨用

HP用



商品コード	SC511HP	SC531HP	SC131HP	SC141HP	SC271HP	SC341HP	SC381HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	=1,200円= 特別価格						

最終仕上研磨用

HP用



商品コード	SC510HP	SC530HP	SC130HP	SC140HP	SC270HP	SC340HP	SC380HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	=1,200円= 特別価格						

シリコンポイント SCシリーズ シャンクレス

販売名：シリコンポイント 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00103

荒研磨用

シャンクレス



商品コード	SC613	SC663	SC683
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	=4,000円= 特別価格		

中研磨用

シャンクレス



商品コード	SC612	SC662	SC682
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	=4,000円= 特別価格		

仕上研磨用

シャンクレス



商品コード	SC611	SC661	SC681
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	=4,000円= 特別価格		

最終仕上研磨用

シャンクレス



商品コード	SC610	SC660	SC680
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	=4,000円= 特別価格		

ホイール・ディスク用マンドレール。



マンドレール

商品コード	種類	入数	価格
① M01	HP用	6本	特別価格 =1,800円=
② M02	RA用		

販売名：マンドレール 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000055



レジンの研磨に

シリコンポイントSTシリーズ

販売名：シリコンポイント 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00103

荒研磨用

HP用

商品コード	ST534	ST544	ST554	ST714
ヘッドサイズ	4.0	6.0	10.0	10.0
ヘッド長	12.0	16.0	20.0	24.0
推奨回転数	20,000~30,000			
入数	12本			
価格	=1,200円= 特別価格			

中研磨用

HP用

商品コード	ST533	ST543	ST553	ST713
ヘッドサイズ	4.0	6.0	10.0	10.0
ヘッド長	12.0	16.0	20.0	24.0
推奨回転数	20,000~30,000			
入数	12本			
価格	=1,200円= 特別価格			

仕上げ研磨用

HP用

商品コード	ST532	ST542	ST552	ST712
ヘッドサイズ	4.0	6.0	10.0	10.0
ヘッド長	12.0	16.0	20.0	24.0
推奨回転数	20,000~30,000			
入数	12本			
価格	=1,200円= 特別価格			

最終仕上げ研磨用

HP用

商品コード	ST530	ST540	ST550	ST710
ヘッドサイズ	4.0	6.0	10.0	10.0
ヘッド長	12.0	16.0	20.0	24.0
推奨回転数	20,000~30,000			
入数	12本			
価格	=1,200円= 特別価格			



ポーセレンの研磨に

シリコンポイントSPシリーズ

販売名：シリコンポイント 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00103

荒研磨用

HP用

商品コード	SP513HP	SP533HP	SP133HP	SP143HP	SP273HP	SP343HP	SP383HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	=1,200円= 特別価格						

シリコンポイント SPシリーズ シャンクレス

販売名：シリコンポイント 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00103

荒研磨用

シャンクレス

商品コード	SP613	SP663	SP683
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	=4,000円= 特別価格		

中研磨用

HP用

商品コード	SP512HP	SP532HP	SP132HP	SP142HP	SP272HP	SP342HP	SP382HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	=1,200円= 特別価格						

中研磨用

シャンクレス

商品コード	SP612	SP662	SP682
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	=4,000円= 特別価格		

仕上げ研磨用

HP用

商品コード	SP511HP	SP531HP	SP131HP	SP141HP	SP271HP	SP341HP	SP381HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	=1,200円= 特別価格						

仕上げ研磨用

シャンクレス

商品コード	SP611	SP661	SP681
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	=4,000円= 特別価格		

コンポジット、セラミック、非貴金属合金、貴金属、レジンを、石膏など幅広い用途にお使いいただけます。

作業時のブレや衝撃が少なく、作業面の仕上がりが良いクロスカットを採用。

技工用カーバイドバー

販売名：技工用カーバイドバー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00102

スーパー
ファイン

商品コード	11230	11240	11360	11236
ISO No.500-104	114-110	201-110	201-110	275-110
ヘッドサイズ	023	040	060	060
ヘッド長	14	15	15	14
用途	コンポジット・セラミック・非貴金属合金・貴金属			
入数	1本			
価格	=2,000円= 特別価格			

ファイン

商品コード	21013	21123	21230	21240	21360	21236
ISO No.500-104	187-140	292-140	144-140	201-140	201-140	275-140
ヘッドサイズ	023	023	023	040	060	060
ヘッド長	15	14	14	15	15	14
用途	セラミック・非貴金属合金・貴金属					
入数	1本					
価格	=2,000円= 特別価格					

ミディアム

商品コード	31013	31123	31230	31240	31360	31236
ISO No.500-104	187-190	292-190	144-190	201-190	201-190	275-190
ヘッドサイズ	023	023	023	040	060	060
ヘッド長	15	14	14	15	15	14
用途	貴金属・レジン・石膏					
入数	1本					
価格	=2,000円= 特別価格					

ラウンド
(ブレンカット)

ミディアム

商品コード	31R23	31R50
ISO No.500-104	001-175	001-175
ヘッドサイズ	023	050
ヘッド長	2.3	5.0
用途	非貴金属合金	
入数	1本	
価格	=2,000円= 特別価格	



コース

商品コード	41240	41360	41236
ISO No.500-104	201-220	201-220	275-220
ヘッドサイズ	040	060	060
ヘッド長	15	15	14
用途	レジン・石膏		
入数	1本		
価格	=2,000円= 特別価格		

スーパー
コース

商品コード	51360	51236
ISO No.500-104	201-225	275-225
ヘッドサイズ	060	060
ヘッド長	14	14
用途	レジン・石膏	
入数	1本	
価格	=2,000円= 特別価格	

ヘッドサイズ	推奨回転数
010-023	5,000~40,000
025-045	15,000~30,000
050-080	15,000~20,000

個人トレー・ベースプレート用のプレート状の光重合レジンを。粘着せず成形が容易で、優れた強度と寸法安定性でLED光、ハロゲン光または紫外線により重合します。

在庫
限り

Zhermack
Dental

技工用レジ
ン
トレー用レジ
ン



適用
●個人トレー
●バイトプレート

テクニカルデータ

硬化時間 3~5分
厚さ 2.5mm
硬度(1分後の) 80 Shore D



エリートLCトレー

商品コード	カラー	入数	価格
D500011	ホワイト		特別価格
D500021	ピンク	50枚	=16,000円=
D500031	ブルー		

販売名：エリートLCトレー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268Z00020

40cm幅の省スペースながら足元までたっぷり使える収納性。専用トレーで自由自在にレイアウト可能。



イエロー グリーン ブルー ホワイト

- 耐荷重：約20kg
- 引き出し内寸(1,2,3段目)：W340×D340×H35mm
- 引き出し内寸(4,5段目)：W340×D340×H75mm
- 引き出し内寸(6段目)：W340×D340×H155mm
- 材質 フロント：ステンレススチール
ボディ：ステンレススチール
トップ：人工大理石



ミニキャビネット ルンゴ

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
PSRT6	W400×D480×H800mm	50kg	※ 1台	特別価格 =180,000円=

※(PSRT6)は4色からお選びいただけます。○イエロー ●グリーン ○ホワイト ●ブルー