

LUNOS[®] プロフィーパウダー

LUNOS[®] Prophy Powder

主成分に「トレハロース」を使用。歯と患者さんに優しい歯面清掃用パウダーです。

ジェントルクリーン(歯肉縁上用)

粒子サイズ約65 μ m。歯肉縁上のステインとプラーク除去にご使用いただけます。補綴歯にも施術可能です。



ナチュラル
(無香料)

オレンジ

スペアミント

ワイルドベリー

ペリオコンビ(歯肉縁上/縁下用)

粒子サイズ約30 μ m。歯肉縁上/縁下のバイオフィーム除去、軽いステイン除去にご使用いただけます。



ナチュラル
(無香料)

主成分「トレハロース」



SEM画像250倍 Frauenhofer IGB研究所

新タイプの糖アルコールでプラークやバイオフィームはもちろん頑固なステインもやさしく除去します。

- 食品認可済の非う蝕性天然糖質
- 水溶性に優れた“糖アルコール”
 - ▶ ポケット内に残留しない
 - ▶ 口腔粘膜の乾燥と不快感軽減
 - ▶ ユニット内部や配管内で固着しない
- 砂糖の約50%の甘味度で患者さんの不快感軽減



片手で開け閉めできる
フリップキャップ仕様

LUNOS[®] プロフィーパウダー ジェントルクリーン(縁上用)

LUNOS[®] Prophylaxis Powder Gentle Clean

商品コード	種類	内容量	入数	価格
CPZ610A2250-1	ナチュラル(無香料)	180g	1本	4,200円
CPZ620A2250-1	オレンジ			
CPZ630A2250-1	スペアミント			
CPZ650A2250-1	ワイルドベリー			

LUNOS[®] プロフィーパウダー ペリオコンビ(縁上/縁下用)

LUNOS[®] Prophylaxis Powder Perio Combi

商品コード	種類	内容量	入数	価格
CPZ640A1950-1	ナチュラル(無香料)	100g	1本	3,300円

販売名: LUNOS プロフィーパウダー 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00097

Premium Plus Japan Co., Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F

お問合せ窓口: 06-6845-0050 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター: 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1丁目13番5号
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店