

総合カタログ掲載 新商品のご案内

LUNOS® プロフィーパウダー




研磨成分に「トレハロース」を使用。歯と患者さんに優しい歯面清掃用パウダーです。
トレハロースでプラーク、バイオフィルム、着色を優しく除去します。

LUNOS®(ルノス)について

LUNOSは極力研磨力を抑えて長期的に歯を守ることをコンセプトにドイツの歯科メーカー「デュールデンタル」が立ち上げた予防歯科材料ブランドです。

研磨成分「トレハロース」

- ・食品認可済みの天然糖質。
- ・代謝されない非う蝕性。
- ・象牙質より柔らかく、
根面、歯面、補綴物を傷つけにくい。
- ・水溶性が極めて高く詰まりにくい。
- ・ライトな甘味で処置後の不快感を低減。



LUNOS プロフィーパウダー
ジェントルクリーン(緑上用)

ジェントルクリーンは歯肉縁上用。
粒子サイズ約65 μ で矯正装置、
補綴物にもお使い頂けます。



LUNOS プロフィーパウダー
ペリオコンビ(緑下/縁上用)

ペリオコンビは歯肉縁上/縁下共用。
粒子サイズ約30 μ で矯正装置、補綴物、
インプラントにも安心してお使い
頂けます。



片手で開け閉めできるフリップキャップ仕様

詳細は下記よりご覧ください。

製品情報→予防歯科→LUNOSプロフィーパウダー

マジックストリップIPRコントラキット/ファイバーホイール

STRAUSS & CO.
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.

マジックストリップのIPRコントラ装着タイプキット。

IPR、隣接面コンタクト調整に使いやすいマジックストリップを
IPRコントラに装着可能にしました。



種 類	スーパーファイン	ファイン	ミディアム	コース	コース	コース
厚み(mm)	0.11	0.15	0.21	0.30	0.40	0.50
ギャップ有無	有	有	有	有	無	無
入数	2	2	2	2	1	1

※キットのみの販売となります。リフィルの取扱はございません。

アライナー、スプリント、レジン床等の研磨、艶出しに使用する
ファイバーホイールです。

研磨剤を練りこんだファイバーを使用。ポリッシングペースト不要です。
密度を抑えたソフト構造で形状追従性が高く、研磨熱の上昇を防ぎます。



推奨回転数：10,000rpm



ファイン



ミディアム



コース

詳細は下記よりご覧ください。

製品情報→矯正→


マジックストリップIPRコントラキット
ファイバーホイール

口腔内撮影用両面ミラー


両面鏡面の口腔内撮影用ミラー。

表面チタンコーティング。


ハンドメイドで角丸に仕上げてあり患者さんにも優しい仕様です。



アダルト大



アダルト中



チャイルド小



舌側



頬側

単位：mm



一枚ずつにソフトな保護袋付き。

詳細は下記よりご覧ください。

製品情報→インスツルメント→口腔内撮影用両面ミラー

デンタルアート(武内祐人作品)

ふっと表情がやわらぐ。

にこっと表情がほほえむ。

少しでも安心につながりますように。



20
枚限定



Yoshihito Takeuchi

武内 祐人 (たけうち よしひと)

画家/イラストレーター/絵本作家

1969年、大阪生まれ。1993年、京都市立芸術大学 プロダクトデザイン専攻 卒業。
阪急うめだ本店、松屋銀座、ジェイアール名古屋タカシマヤなど各地にて個展開催。
精力的にライブペインティングも行う。また幼稚園や病院の壁画イラストなども手がける。人気の『I wish you are always smiling.』というテーマで描かれた笑顔の動物や子供たちのイラストは、雑貨アイテムや広告などで多数使用。

2015～2019年度まで小学2年生国語の教科書(東京書籍)の表紙に採用。

代表作に、エッセイ集『涙は笑顔のひとつだって』、絵本『ブララのひこうきびゅーん』『マギマギのともだち』、『ブララのとんねるぶっぶー』、『まって まって』(大日本図書)、『おはな つんつん』、『おでこ びたっ』、『おてて たっち』(くもん出版)がある。

< 作者情報 > <http://www.ivory1.com>




詳細は下記よりご覧ください。

製品情報→インテリア→デンタルアート

商品ページからカタログPDFもご覧いただけます。

カタログもご用意しておりますので、お問い合わせください。



マイクロモーター



技工用小型マイクロモーター
RENHEシリーズの上位機種。

マイクロモーター RENHE505D/45K

最高回転数45,000rpm、最大トルク4.2Ncm。



高トルクブラシレスモーター採用。
大型LCDパネルで回転数を見やすく表示。

マイクロモーター PRIME SENSE A7

最高回転数55,000rpm、最大トルク8.5Ncm。



マイクロモーター RENHE505D/45K

正逆回転切替、マニュアル／フット切替付。
本体サイズ：W120xD130xH67mm
重量：1,550g
電源：入力AC100-120V 50/60Hz
ハンドピース重量：270g
最高回転数：45,000rpm
最大トルク：4.2Ncm
本体1年保証(コレットチャック・ベアリングを除く)



マイクロモーター PRIME SENSE A7

正逆回転切替、マニュアル／フット切替付。
本体サイズ：W185xD175xH128mm
重量：2,460g
電源：入力AC100-120V 50/60Hz
ハンドピース重量：204g
最高回転数：55,000rpm
最大トルク：8.2Ncm
本体1年保証(コレットチャック・ベアリングを除く)

詳細は下記よりご覧ください。

製品情報→ラボ→マイクロモーター

コンポジットチップガン



コンポジット、セメントなどを充填したチップを装着して使用します。

詳細は下記より
ご覧ください。

製品情報



歯冠修復



コンポジットチップガン

グリーンマイクロアプリーケーター



100%リサイクル素材の
マイクロアプリーケーター。

消費量の多いマイクロアプリーケーターの
素材を見直し、包装用のプラスチック容器も
紙にしました。

毎日大量に使う消耗品をリサイクル素材で
ご用意。

「サステナブル」歯科診療をサポートします。



レギュラー



ファイン



ウルトラファイン

詳細は下記より
ご覧ください。

製品情報



歯冠修復



グリーンマイクロ
アプリーケーター

ソールバイト エクストラハード 12月21日発売予定



パッションブルー

操作時間(23℃)	約20秒
口腔内保持時間	約30秒
弾性ひずみ	1.1%以下
寸法変化(48時間後)	ー 0.10%
硬度	95 Shore A

詳細は下記より
ご覧ください。

製品情報



印象



ソールバイトS
エクストラハード

ソールバイトSシリーズ

扱いやすさ、軽さを優先される方は、ソールバイトS。
20秒のスピード硬化。精密性重視の方は、スーパーファスト。
硬さを優先される方には、新発売のエクストラハード。

