

コンポジット、セラミック、非貴金属合金、貴金属、レジン、石膏など幅広い用途にお使いいただけます。
作業時のブレや衝撃が少なく、作業面の仕上がりが良いクロスカットを採用。

技工用カーバイドバー

販売名：技工用カーバイドバー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00102

スーパー
ファイン

商品コード	11230	11240	11360	11236
ISO No.500-104	114-110	201-110	201-110	275-110
ヘッドサイズ	023	040	060	060
ヘッド長	14	15	15	14
用途	コンポジット・セラミック・非貴金属合金・貴金属			
入数	1本			
価格	2,000円 特別価格			

ファイン

商品コード	21013	21123	21230	21240	21360	21236
ISO No.500-104	187-140	292-140	144-140	201-140	201-140	275-140
ヘッドサイズ	023	023	023	040	060	060
ヘッド長	15	14	14	15	15	14
用途	セラミック・非貴金属合金・貴金属					
入数	1本					
価格	2,000円 特別価格					

ミディアム

商品コード	31013	31123	31230	31240	31360	31236
ISO No.500-104	187-190	292-190	144-190	201-190	201-190	275-190
ヘッドサイズ	023	023	023	040	060	060
ヘッド長	15	14	14	15	15	14
用途	貴金属・レジン・石膏					
入数	1本					
価格	2,000円 特別価格					

ラウンド
ミディアム

商品コード	31R23	31R50
ISO No.500-104	001-175	001-175
ヘッドサイズ	023	050
ヘッド長	2.3	5.0
用途	非貴金属合金	
入数	1本	
価格	2,000円 特別価格	

コース

商品コード	41240	41360	41236
ISO No.500-104	201-220	201-220	275-220
ヘッドサイズ	040	060	060
ヘッド長	15	15	14
用途	レジン・石膏		
入数	1本		
価格	2,000円 特別価格		


スーパー
コース

商品コード	51360	51236
ISO No.500-104	201-225	275-225
ヘッドサイズ	060	060
ヘッド長	14	14
用途	レジン・石膏	
入数	1本	
価格	2,000円 特別価格	

ヘッドサイズ	推奨回転数
010-023	5,000~40,000
025-045	15,000~30,000
050-080	15,000~20,000

EOG滅菌済みディスポインストルメント

訪問診療にも便利で衛生的な個別包装仕様です。



滅菌済みディスポインストルメント ディスポーザブル

商品コード	種類	入数	価格
LK-112	ミラー		3,000円 特別価格
LK-120	エクスプローラー	100本	1,000円 特別価格
LK-122	ピンセット		2,000円 特別価格
LK-106	3in1	20セット	2,000円 特別価格

販売名：滅菌済みディスポインストルメント 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00098

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
〈お問合せ窓口〉072-735-7101 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売)

※商品は税別価格となります。

担当販売店

S0982112-01

HAPPY NEW YEAR Sale

2022
1.21-2.20

歯と患者様に優しいPMTc特集

衛生士さん
から
高評価!!

黄色のブラシとカップは歯質を傷つけにくいエクストラソフトの柔らかさ。

歯肉の傷んだ患者様にもお勧めです。



柔軟性に富み、
歯を包み込みながら
凹凸のある歯面にも
しっかり追従して
磨くことができます。



プロフィーカップ

スタンダード タービン ショート ショートタービン ポイント

221Y イエロー 100本 3,800円 特別価格	T-221Y イエロー 100本 3,800円 特別価格	S221Y イエロー 100本 3,800円 特別価格	T-S221Y イエロー 100本 3,800円 特別価格	226Y イエロー 100本 3,800円 特別価格

M222Y イエロー 100本 3,800円 特別価格	T-M222Y イエロー 100本 4,000円 特別価格	S222Y イエロー 100本 3,800円 特別価格	T-S222Y イエロー 100本 4,000円 特別価格	225Y イエロー 100本 4,000円 特別価格

販売名: プロフィーカップ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268000051

プロフィーブラシ

フラット テーパー ジュニア ジュニアミニ マイクロ

X-261F イエロー 100本 3,800円 特別価格	X-261T イエロー 100本 3,800円 特別価格	X-268-1 イエロー 100本 3,800円 特別価格	X-269-1 イエロー 100本 3,800円 特別価格	X-265-1 イエロー 100本 3,800円 特別価格

X-262F イエロー 100本 4,000円 特別価格	X-262T イエロー 100本 4,000円 特別価格	X-268 イエロー 100本 3,800円 特別価格	X-269 イエロー 100本 3,800円 特別価格	X-265 イエロー 100本 4,000円 特別価格

販売名: プロフィーブラシ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268000052

低侵襲性は粒子サイズだけでなく粒子の硬度がポイントです。

トレハロースのモース硬度は2~2.5、セメント質は4~5です。
トレハロースはブランク、バイオフィーム、着色を優しく除去します。

研磨成分「トレハロース」

- ・食品認可済みの天然糖質。
- ・代謝されない非う蝕性。
- ・象牙質より柔らかく、
根面、歯面、補綴物を傷つけにくい。
- ・水溶性が極めて高く詰まりにくい。
- ・歯周ポケット内にも残らない。
- ・ライトな甘味で処置後の不快感を低減。

20g サンプルボトルご準備しました!

水溶性の高さ、詰まりにくさを実感できるチャンスです。



ナチュラル オレンジ スペアミント ワイルドベリー
ジェントルクリーン (緑上用)

ヘリオコンビ
(緑下・緑上用)

ジェントルクリーンは歯肉縁上用。粒子サイズ約65μで矯正装置、補綴物にもお使いいただけます。

ヘリオコンビは歯肉縁上/縁下共用。粒子サイズ約30μで矯正装置、補綴物、インプラントにも安心してお使い頂けます。

LUNOS®プロフィーパウダージェントルクリーン(緑上用)

商品コード	種類	内容量	入数	価格
CPZ610A2250-1	ナチュラル(無香料)	180g	1本	4,000円 特別価格
CPZ620A2250-1	オレンジ			
CPZ630A2250-1	スペアミント			
CPZ650A2250-1	ワイルドベリー			

販売名: LUNOS プロフィーパウダー 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00097

LUNOS®プロフィーパウダーペリオコンビ(緑下/緑上用)

商品コード	種類	内容量	入数	価格
CPZ640A1950-1	ナチュラル(無香料)	100g	1本	2,800円 特別価格

販売名: LUNOS プロフィーパウダー 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00097

使用機種や部位に合わせて選べる100種類以上の豊富な品揃え。
お求めやすい価格で高品質なスケーラーチップをご提供します。



スケーラーチップ

販売名: スケーラーチップ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00094

用途	スケーリング			
	歯肉縁上や歯頸部の除石	前歯部のブランク・ステイン除去	隣接面・裂溝の除石	隣接面・裂溝の除石
形状 サイズ				
対応機種	EMS SATELEC・NSK	EMS SATELEC・NSK	EMS SATELEC・NSK	EMS SATELEC・NSK
商品コード	ST-G1 ST-GD1	ST-G2 ST-GD2	ST-G3 ST-GD3	ST-G4 ST-GD4
入数/価格	1本 1,200円 特別価格	1本 1,200円 特別価格	1本 1,800円 特別価格	1本 1,800円 特別価格

用途	スケーリング			
	歯肉縁上や歯頸部の除石	歯肉縁上・歯頸部の大きな歯石に	クラウン除去	ポスト除去
形状 サイズ				
対応機種	EMS SATELEC・NSK	EMS SATELEC・NSK	EMS SATELEC・NSK	EMS SATELEC・NSK
商品コード	ST-G5 ST-GD5	ST-G6 ST-GD6	ST-G7 ST-GD7	ST-G8 ST-GD8
入数/価格	1本 1,500円 特別価格	1本 1,500円 特別価格	1本 1,500円 特別価格	1本 1,500円 特別価格

用途	スケーリング		ペリオ	
	シクルタイプ	キュレットタイプ	浅い歯肉溝の除石	左湾曲型
形状 サイズ				
対応機種	EMS SATELEC・NSK	EMS SATELEC・NSK	EMS SATELEC・NSK	EMS SATELEC・NSK
商品コード	ST-G9 ST-GD9	ST-G10 ST-GD10	ST-P1 ST-PD1	ST-P2L ST-PD2L
入数/価格	1本 2,400円 特別価格	1本 2,400円 特別価格	1本 1,500円 特別価格	1本 2,400円 特別価格

用途	ペリオ			
	左湾曲型ルートプレーニング用	右湾曲型	右湾曲型ルートプレーニング用	深い歯周ポケットなどに
形状 サイズ				
対応機種	EMS SATELEC・NSK	EMS SATELEC・NSK	EMS SATELEC・NSK	EMS SATELEC・NSK
商品コード	ST-P2LD ST-PD2LD	ST-P2R ST-PD2R	ST-P2RD ST-PD2RD	ST-P3 ST-PD3
入数/価格	1本 3,000円 特別価格	1本 2,400円 特別価格	1本 3,000円 特別価格	1本 2,400円 特別価格

用途	ペリオ			
	フラップ後の除石など	歯肉縁下除石後の仕上げに	深い歯周ポケットに	3mm以下の歯周ポケットなどに
形状 サイズ				
対応機種	EMS SATELEC・NSK	EMS SATELEC・NSK	EMS SATELEC・NSK	EMS SATELEC・NSK
商品コード	ST-P3D ST-PD3D	ST-P4 ST-PD4	ST-P6 ST-PD6	ST-P20 ST-PD20
入数/価格	1本 3,000円 特別価格	1本 2,400円 特別価格	1本 2,400円 特別価格	1本 2,400円 特別価格

用途	エンド			
	φ0.7~0.8mm用のファイルホルダー	φ0.7~0.8mm用のファイルホルダー	ガッターチャ側方加圧充填用	根管拡大や破折ファイル除去に
形状 サイズ				
対応機種	EMS SATELEC・NSK	EMS SATELEC・NSK	EMS SATELEC・NSK	EMS SATELEC・NSK
商品コード	ST-E1 ST-ED1	ST-E2 ST-ED2	ST-E3 ST-ED3	ST-E3D ST-ED3D
入数/価格	1本 2,400円 特別価格	1本 2,400円 特別価格	1本 1,500円 特別価格	1本 3,000円 特別価格



スケーラーチップ

販売名: スケーラーチップ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00094

用途	エンド							
	根管口明示に		ガッターバーチャ除去に		根管内異物除去		ガッターバーチャ除去に	
形状								
サイズ	11.2, 6, 32.2mm		25.5, 22, 38.0mm		25.5, 15, 39.7mm		23.2, 16, 30.2mm	
対応機種	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK
商品コード	ST-P4D		ST-E4		ST-E4D		ST-E5	
入数/価格	1本 3,000円 特別価格							

用途	エンド							
	根管内異物除去		バーホルダー		逆根管治療用		逆根管治療用	
形状								
サイズ	23.2, 10, 30.7mm		12, 26.0mm		13.9, 4.5, 105°, 30.8mm		13.9, 3.3, 105°, 31.7mm	
対応機種	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK
商品コード	ST-E5D		ST-E8		ST-E10		ST-E10D	
入数/価格	1本 3,000円 特別価格							

用途	エンド							
	逆根管治療用		逆根管治療用		根管内異物除去		根管内異物除去	
形状								
サイズ	13.7, 3.5, 105°, 32.4mm		13.7, 2.2, 105°, 32.8mm		25.5, 22, 38.0mm		23.2, 16, 30.2mm	
対応機種	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK
商品コード	ST-E11		ST-E11D		ST-E14		ST-E15	
入数/価格	1本 3,000円 特別価格							

用途	高洞形成							
	咬合面や歯頸部のう蝕除去		近心隣接面のう蝕除去		遠心隣接面のう蝕除去		窩洞形成用左半球タイプ	
形状								
サイズ	8.2, 1.2, 1.5, 33.6mm							
対応機種	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK
商品コード	ST-SB1		ST-SB2		ST-SB3		ST-SBL	
入数/価格	1本 3,000円 特別価格							

用途	高洞形成				スケーリング(SIRONAスケーラー用)			
	窩洞形成用右半球タイプ		歯肉縁上・歯頸部の除石		前歯部のプラーク・ステイン除去		隣接面・裂溝の除石	
形状								
サイズ	1.2, 8.2, 1.5, 33.6mm		7.5, 27.6mm		7.7, 28.3mm		13.0, 30.8mm	
対応機種	EMS	SATELEC・NSK	SIRONA	SIRONA	SIRONA	SIRONA	SIRONA	
商品コード	ST-SBR		ST-GS1		ST-GS2		ST-GS3	
入数/価格	1本 3,000円 特別価格		1本 1,500円 特別価格		1本 1,500円 特別価格		1本 1,800円 特別価格	

用途	スケーリング(SIRONAスケーラー用)			ペリオ(SIRONAスケーラー用)
	隣接面・裂溝の除石		歯肉縁上・歯頸部の除石	浅い歯肉溝の除石
形状				
サイズ	10.3, 29.3mm		7.7, 30.2mm	8.9, 30.9mm
対応機種	SIRONA		SIRONA	SIRONA
商品コード	ST-GS4		ST-GS5	ST-PS1
入数/価格	1本 1,800円 特別価格		1本 1,800円 特別価格	1本 1,800円 特別価格



Refine Medical社 について

Refine Medical社は新興メーカーにも関わらず既に42カ国への販売実績があり、世界中の歯科医師からの支持を得ている歯科超音波機器メーカーです。50台ものコンピュータ数値制御工作機械(CNC)を所有し、業界でも数少ない一貫生産体制のもと【安定した高い品質の維持】【工程合理化による低コスト化】【顧客ニーズに応じた研究開発】を実現しています。

用途	ペリオ(SIRONAスケーラー用)			エンド(SIRONAスケーラー用)
	深い歯周ポケットなどに	フラップ後の除石など	歯肉縁下除石後の仕上げに	φ0.7~0.8mm用のファイルホルダー
形状				
サイズ	10, 32.3mm			13.1, 120°, 23.7mm
対応機種	SIRONA			SIRONA
商品コード	ST-PS3			ST-ES1
入数/価格	1本 3,000円 特別価格			1本 3,000円 特別価格

用途	エンド(SIRONAスケーラー用)			
	φ0.7~0.8mm用のファイルホルダー	ガッターバーチャ側方加圧充填用	根管口明示に	ガッターバーチャ除去に
形状				
サイズ	15.1, 95°, 20.5mm			
対応機種	SIRONA			
商品コード	ST-ES2			
入数/価格	1本 3,000円 特別価格			

用途	エンド(SIRONAスケーラー用)		高洞形成(SIRONAスケーラー用)	
	根管内異物除去	ガッターバーチャ除去に	咬合面や歯頸部のう蝕除去	近心隣接面のう蝕除去
形状				
サイズ	30.2, 34.9mm		7.9, 33.9mm	
対応機種	SIRONA		SIRONA	
商品コード	ST-ES4		ST-SBS1	
入数/価格	1本 3,000円 特別価格		1本 3,000円 特別価格	

用途	高洞形成(SIRONAスケーラー用)			スケーリング(KAVO SonicFlex用)
	遠心隣接面のう蝕除去	窩洞形成用左半球タイプ	窩洞形成用右半球タイプ	歯肉縁上・歯頸部の除石
形状				
サイズ	7.9, 33.9mm			0.5, 9, 37.8mm
対応機種	SIRONA			KAVO SonicFlex
商品コード	ST-SBS3			ST-GK1
入数/価格	1本 3,000円 特別価格			1本 3,000円 特別価格


用途	スケーリング(KAVO SonicFlex用)			ペリオ(KAVO SonicFlex用)
	歯肉縁上・歯頸部の大きな歯石に	隣接面やマージンラインに	隣接面・裂溝の除石など	歯肉縁下の清掃など
形状				
サイズ	0.5, 6, 38.7mm			0.4, 13.9, 36.4mm
対応機種	KAVO SonicFlex			KAVO SonicFlex
商品コード	ST-GK2			ST-GK5
入数/価格	1本 3,000円 特別価格			1本 3,000円 特別価格

用途	スケーリング(KAVO PiezoLED用)		
	隣接面・裂溝の除石	隣接面・裂溝の除石	深い歯周ポケットなどに
形状			
サイズ	9.9, 28.8mm		
対応機種	Kavo PiezoLED		
商品コード	ST-201		
入数/価格	1本 5,000円 特別価格		

チップ先端が1.0mm以上摩耗した状態では先端が適切に振動しなくなり、その場合、歯石除去効率が著しく下がり歯面に傷がつきやすくなります。また、患者様が痛みを感じるようになります。適切な振動で安全に効率よく作業を行うため、少しでも除去効率が下がったと感じた場合は新しいチップに交換してください。



6本用の蓋付きスケーラーチップホルダー。高さ37mmまでのスケーラーチップが収納できます。



スケーラーチップホルダー

商品コード	種類	入数	価格
TH02	蓋つき6本用	1個	1,500円 特別価格



ファイルホルダー・FGバーホルダー用マルチレンチ。



ホルダー用マルチレンチ

商品コード	サイズ	入数	価格
TW-A	W12xL60xH3mm	1個	1,000円 特別価格

※対応チップコード：ST-E1・ST-E2・ST-E8・ST-E51・ST-ED1・ST-ED2・ST-ED8・ST-E52



スケーラーチップ着脱用トルクレンチ。



トルクレンチ

商品コード	種類	入数	価格
TW-1L	EMS・SATELEC・NSK用	1個	1,500円 特別価格
TS-1L	SIRONA用		
TK-1L	KAVO・SonicFlex用		



歯肉縁上の歯石、肉芽の除去にも便利なシクルスケーラー。やや太めの中空グリップで握り易い形状となっております。



スケーラー

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
FC-0177	シクルスケーラー	H6-H7 全長170mm	1本	1,500円 特別価格
FC-0178		H5-U15 全長165mm		
FC-0179		H5-33 全長170mm		

先端チップが取外し可能なインプラントスケーラー。

先端のチップはカーボン樹脂で高い強度と再研磨が可能で、またハンドルは軽量なので使いやすいです。



チップ32mm (H6) カーボン樹脂製のチップ装着はハンドル本体へ回転固定させます。 チップ32mm (H7)



商品コード	種類	サイズ	入数	価格
FC-0180	シクルスケーラー	U15-30 全長162mm	1本	1,500円 特別価格
FC-0181		U15-33 全長165mm		

販売名：スケーラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00027



インプラントスケーラーセット

商品コード	入数	価格
1128	ハンドル1本+チップ24個 (H6×12個+H7×12個)	6,000円 特別価格

販売名：インプラントスケーラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000039



インプラントスケーラーチップ


商品コード	入数	価格
1128A	チップ24個 (H6×12個 + H7×12個)	4,000円 特別価格

販売名：インプラントスケーラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000039



人気のグレイシーキュレット ミニファイブ・アフターファイブ。狭いポケット、隅角部に使用しやすいミニファイブ、深いポケットや根面に使用しやすいアフターファイブです。

ミニファイブ



グレイシーキュレット ミニファイブ

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
FC-0303	1-2	全長174mm	1本	1,600円 特別価格
FC-0304	3-4	全長172mm		
FC-0305	5-6	全長175mm		

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
FC-0306	7-8	全長172mm	1本	1,600円 特別価格
FC-0307	11-12	全長175mm		
FC-0308	13-14	全長173mm		

販売名：キュレット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00028



アフターファイブ



グレイシーキュレット アフターファイブ

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
FC-0309	1-2	全長177mm	1本	1,600円 特別価格
FC-0310	3-4	全長175mm		
FC-0311	5-6	全長176mm		

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
FC-0312	7-8	全長173mm	1本	1,600円 特別価格
FC-0313	11-12	全長175mm		
FC-0314	13-14	全長175mm		

販売名：キュレット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00028




歯周ポケットを測るペリオプローブ。はっきりとした目盛りで、高い視認性となっております。



プローブ

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
FC-0186	ウィリアムズ	1-2-3-5-7-8-9-10	1本	1,500円 特別価格
FC-0187	WHO	3.5-5.5-8.5-11.5		



商品コード	種類	サイズ	入数	価格
FC-0188	CP11	3-6-8-11	1本	1,500円 特別価格
FC-0189	CP12	3-6-9-12		

販売名：プローブ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00023



種類が豊富なミラートップ。



表面反射ミラーはロジウムコーティング。表面反射式なので、2次残像がなく、シャープに見られます。

スタンダードなハンドルと中空ハンドルと6種類ご用意。



チタンコートされた滑り止め加工付の中空ハンドルです

マウスミラー



商品コード	種類	サイズ	入数	価格
FC-0194	No.3	φ20mm	10個	1,000円 特別価格
FC-0195	No.4 プレーン	φ22mm		
FC-0196	No.5	φ24mm		
FC-0197	No.3	φ20mm		
FC-0198	No.4 拡大鏡	φ22mm		
FC-0199	No.5	φ24mm	2,500円 特別価格	
FC-0200	No.3	φ20mm		
FC-0201	No.4 表面反射	φ22mm	3,500円 特別価格	
FC-0202	No.5	φ24mm		

販売名：マウスミラー 一般医療機器 届出番号：2782X00268X00024
※拡大鏡の倍率は No.3×3倍 / No.4×7倍 / No.5×8倍となります。


マウスミラーハンドル



商品コード	種類	サイズ	入数	価格
FC-0203	丸	全長122mm	1本	500円 特別価格
FC-0204	角	全長120mm		
FC-0205	ルーラー付	全長116mm		
FC-0206	超軽量	全長139mm		
FC-0207	ホロー	全長120mm		
FC-0208	ホローチタンコート	全長126mm		

販売名：マウスミラー 一般医療機器 届出番号：2782X00268X00024

両面鏡面の口腔内撮影用ミラー。表面チタンコーティング。ハンドメイドで角丸に仕上げてあり患者さんにも優しい仕様です。



一枚ずつにソフトな保護袋付き。

口腔内撮影用両面ミラー



商品コード	種類	入数	価格
YCDM500-L	咬合面アダルト大	1枚	6,000円 特別価格
YCDM500-M	咬合面アダルト中		
YCDM500-S	咬合面チャイルド小		
YCDM500-P	舌側用		
YCDM500-A	頬側用		

販売名：口腔内撮影用両面ミラー 一般医療機器 届出番号：2782X00268X00109

お使いのバキュームに接続。ミラーヘッドから吸引するバキュームミラー。



前後左右上下にある計22のバキューム孔が、どのような角度でも吸い残しを許さず且つ舌や粘膜を吸い込むことがありません。
※大きな切削片や歯石は吸引できない場合があります。

反射率99% 表面反射



バキュームミラー エンドゲージ付ミラー
ロジウムコーティング 表面反射ミラー

ロジウムコーティング表面反射ミラーと比較し40%明るいミラーです。 <当社比較>



バキュームミラー用チューブ 3本カラーアソート



一人診療時 バキュームのアシスタントがいなくても一人で診療を可能にします。

補綴セット時 常に吸い続けるのでミラーで圧排しながら防湿も同時にできます。



接続方法及び吸引力を動画でご覧ください

バキュームミラー



商品コード	種類	入数	価格
CM24J399	3本カラーアソート (No.4) (ブルー・イエロー・グリーン)	1セット	15,000円 特別価格
CM2-12	バキュームミラー用チューブ		18,000円 特別価格

販売名：バキュームミラー 一般医療機器 届出番号：2782X00268X00105

ミラー表面は30層のセラミックコーティングで高耐久&高反射率。



フィンガーグリップ付きでホールド性抜群。13gで軽量。



30mmまで1mm刻みで測れる便利なエンドゲージ。診療効果をアップします。



「非常に明るく映りがシャープで見やすいです。また圧排時、患者様へのミラーのあたりが柔らかく優しく診療できます。」
貞光歯科医院 貞光謙一郎院長先生

エンドゲージ付ミラー



商品コード	種類	入数	価格
CM141699	エンドゲージ付ミラー No.4	6本	10,000円 特別価格

販売名：エンドゲージ付ミラー 一般医療機器 届出番号：2782X00268X00106

ソールバイトSシリーズ

扱いやすさ、押し出しの軽さを優先される方に

20秒硬化トータル30秒! スピードも精密性も重視の方に



カートリッジ50ml(ベース+キャタリスト)×2本
ミキシングプラス(グリーン)×3本

- 30秒硬化! ゆったり操作、即硬化
- わずかな押し出し抵抗
- 収縮率-0.1%以下で寸法を維持
- ショアA90! 「硬すぎず、軟らかすぎず」あつかいやすい適度な硬度

色調 マットブルー

テクニカルデータ

操作時間(23℃)	約20秒
口腔内保持時間	約30秒
弾性ひずみ	1.1%以下
寸法変化(48時間後)	-0.10%
硬度	90 Shore A



カートリッジ50ml(ベース+キャタリスト)×2本
ミキシングプラス(グリーン)×3本

- 硬化が速くシャープ
- より精度の高い咬合採得が行える
- 収縮率-0.1%以下で寸法を維持
- ショアA90! 「硬すぎず、軟らかすぎず」あつかいやすい適度な硬度

色調 青紫

テクニカルデータ

操作時間(23℃)	約15秒
口腔内保持時間	約20秒
弾性ひずみ	1.1%以下
寸法変化(48時間後)	-0.10%
硬度	90 Shore A

ソールバイトS

商品コード	入数	価格
PJ8110	1セット	2,900円 特別価格

販売名：ソールバイトS 一般医療機器 届出番号：2782X00268P00003


ソールバイトS スーパーファスト

商品コード	入数	価格
PJ8180	1セット	3,400円 特別価格

販売名：ソールバイトS 一般医療機器 届出番号：2782X00268P00003

動画で確認できるため、早期接触や力の動きが分かります。

測定データ表示・比較



測定データの表示方法をご希望に合わせて選ぶことができます。4分割の圧力分布図は、咬合の偏りによって4色で表示します。パーセンテージは、咬合の偏りを数値化して表示します。

患者さんのデータはiPadへ保存されるので、同じ患者さんのデータ同士で比較することが可能です。
※保存できるデータ量は、iPadの空き容量に依存します。センサーを噛んで印記された部分を切削し、すぐに咬合状態を確認することもできます。

オクルセンス

商品コード	サイズ	入数	価格
BK5000	H173×W73×D30mm (本体のみ)	1セット	300,000円 特別価格

販売名：オクルセンス 特定保守管理医療機器 届出番号：2783X0027110004
※出張セットアップをご要望の際は別途費用がかかります。

オクルセンス センサー 25枚入り ディスプレイ

商品コード	サイズ	入数	価格
BK5025	H15×W70mm	25枚	45,000円 特別価格
BK5035	H15×W77mm(ワイド)		



App Store からダウンロード

センサーで読み取ったデータはWi-Fiを通じてiPadへ送信されます。

iPad専用アプリケーションをインストールしてご使用ください。(インストールは無償で行えます)
※Wi-Fiの周波数は2.4GHzをご使用ください。



仕様

- 電源：入力 AC100-240V,50/60Hz 出力DC5V/1,400mA
- バッテリー：1.2V×3
- 種類：単4形ニッケル水素充電電池
- 本体サイズ：H173×W73×D30mm
- 本体重量：241g
- 充電スタンドサイズ：H150×W94×D57mm
- 充電スタンド重量：275g

※市販の単4形ニッケル水素電池をご使用いただけます。



詳細動画あります。

オクルセンス・キュアリングライトミニは安心のメーカー1年保証付き

従来の使いやすさはそのまま、今までにない超軽量キュアリングライトです。



波長範囲：440-480nm
光量：1,200mW/cm

仕様

- 電源：入力DC5V/1A
- バッテリー：3.6V 850mAh 種類：リチウムイオン
- バッテリー充電時間：2時間
- 本体サイズ：φ17×230mm
- 本体重量：84g
- ライトガイド：φ8mm
- 充電スタンドサイズ：82×74mm
- 充電スタンド重量：53g
- 自動電源OFF機能：60秒

キュアリングライトミニC01

商品コード	サイズ	入数	価格
C01-M	本体サイズ：φ17×230mm ライトヘッド：φ8mm	1セット	36,000円 特別価格

販売名：キュアリングライトミニC01 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号 2782X00268000057

従来の製品からヘッドが1mm薄くなり、さらに約60%小型軽量化しました。当社最薄11mmのヘッドで口の開きにくい患者様でも挿入しやすく好評です。



波長範囲：440-480nm
光量：1,200mW/cm

仕様

- 電源：入力DC5V/1A
- バッテリー：3.6V 850mAh 種類：リチウムイオン
- バッテリー充電時間：2時間
- 本体サイズ：φ17×220mm
- 本体重量：83g
- ライトヘッド：φ10mm
- 充電スタンドサイズ：82×74mm
- 充電スタンド重量：53g
- 自動電源OFF機能：60秒

キュアリングライトミニC02

商品コード	サイズ	入数	価格
C02-M	本体サイズ：φ17×220mm ライトヘッド：φ10mm	1セット	42,000円 特別価格

販売名：キュアリングライトミニC02 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号 2782X00268000058

白を基調とした洗練されたデザイン。

歯科医院様の内装とも相性のいいデザインです。ガラス天板とホワイト天板の2タイプをご用意しています。



ブルー(ガラス天板)



グリーン(ガラス天板) ブルー(ガラス天板) ホワイト(樹脂天板)



●サイレントクローズシステム ●キャスターロック付(後輪のみ) ●マグネット取付可能(フロント・ボディ)

キャビネット クアドラ

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
QR6G	W500×D475×H785mm	●グリーン	1台	200,000円 特別価格
QR6B	50kg	●ブルー		
QR6	W500×D510×H785mm 46kg	○ホワイト		


- 耐荷重：約150kg
- トレー標準装備
- サイレントクローズシステム標準装備
- 引き出し内寸(上2段)：W427×D372×H60mm (下2段)：W427×D372×H158mm
- 材質 フロント：スチール(電気亜鉛めっき鋼板) ボディ：スチール(電気亜鉛めっき鋼板) トップ：ガラス/合成樹脂(ホワイト天板のみ)

CABINET Quadra *Made in Italy*

40cm幅の省スペースながら足元までたっぷり使える収納性。専用トレーで自由自在にレイアウト可能。



ブルー



イエロー グリーン ブルー ホワイト



●マグネット取付可能(フロント・ボディ) ●キャスター(ロックなし)

ミニキャビネット ルンゴ

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
PSRT6	W400×D480×H800mm 50kg	※	1台	160,000円 特別価格

※[PSRT6]は4色からお選びいただけます。●イエロー ●グリーン ○ホワイト ●ブルー

- 耐荷重：約20kg
- 引き出し内寸(1,2,3段目)：W340×D340×H35mm
- 引き出し内寸(4,5段目)：W340×D340×H75mm
- 引き出し内寸(6段目)：W340×D340×H155mm
- 材質 フロント：ステンレススチール ボディ：ステンレススチール トップ：人工大理石

MINI CABINET Lungo *Made in Italy*

非貴金属合金の調整に最適です。
シリコンより長寿命で切削効率良く調整できます。

ラバーポイント

販売名：ラバーポイント 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00101

非貴金属合金の研磨に

荒研磨用

HP用

商品コード	RP513HP	RP533HP	RP133HP	RP143HP	RP273HP	RP343HP	RP383HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	¥1,200 特別価格						

中研磨用

HP用

商品コード	RP511HP	RP531HP	RP131HP	RP141HP	RP271HP	RP341HP	RP381HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	¥1,200 特別価格						

仕上げ研磨用

HP用

商品コード	RP510HP	RP530HP	RP130HP	RP140HP	RP270HP	RP340HP	RP380HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	¥1,200 特別価格						

最終仕上げ研磨用

HP用

商品コード	RP519HP	RP539HP	RP139HP	RP149HP	RP279HP	RP349HP	RP389HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	¥1,200 特別価格						

ラバーポイント シャンクレス

販売名：ラバーポイント 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00101

荒研磨用

シャンクレス

商品コード	RP614	RP664	RP684
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	¥1,800 特別価格	¥4,000 特別価格	¥4,000 特別価格

中研磨用

シャンクレス

商品コード	RP613	RP663	RP683
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	¥1,800 特別価格	¥4,000 特別価格	¥4,000 特別価格

仕上げ研磨用

シャンクレス

商品コード	RP612	RP662	RP682
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	¥1,800 特別価格	¥4,000 特別価格	¥4,000 特別価格

最終仕上げ研磨用

シャンクレス

商品コード	RP611	RP661	RP681
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	¥1,800 特別価格	¥4,000 特別価格	¥4,000 特別価格

陶材・プレシャスメタル・レジン等の調整に最適です。
発熱を抑えカーブでも効率良く研削・研磨します。

シリコンポイントSCシリーズ

販売名：シリコンポイント 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00103

プレシャスメタル・レジンの研磨に

荒研磨用

HP用

商品コード	SC513HP	SC533HP	SC133HP	SC143HP	SC273HP	SC343HP	SC383HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	¥1,200 特別価格						

中研磨用

HP用

商品コード	SC512HP	SC532HP	SC132HP	SC142HP	SC272HP	SC342HP	SC382HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	¥1,200 特別価格						

仕上げ研磨用

HP用

商品コード	SC511HP	SC531HP	SC131HP	SC141HP	SC271HP	SC341HP	SC381HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	¥1,200 特別価格						

最終仕上げ研磨用

HP用

商品コード	SC510HP	SC530HP	SC130HP	SC140HP	SC270HP	SC340HP	SC380HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	¥1,200 特別価格						

シリコンポイントSCシリーズ シャンクレス

販売名：シリコンポイント 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00103

荒研磨用

シャンクレス

商品コード	SC613	SC663	SC683
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	¥4,000 特別価格	¥4,000 特別価格	¥4,000 特別価格

中研磨用

シャンクレス

商品コード	SC612	SC662	SC682
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	¥4,000 特別価格	¥4,000 特別価格	¥4,000 特別価格

仕上げ研磨用

シャンクレス

商品コード	SC611	SC661	SC681
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	¥4,000 特別価格	¥4,000 特別価格	¥4,000 特別価格

最終仕上げ研磨用

シャンクレス

商品コード	SC610	SC660	SC680
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	¥4,000 特別価格	¥4,000 特別価格	¥4,000 特別価格

ホイール・ディスク用マンドレール。



マンドレール

商品コード	種類	入数	価格
M01	HP用	6本	¥1,800 特別価格
M02	RA用		¥1,800 特別価格

販売名：マンドレール 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000055



シリコンポイント STシリーズ

販売名：シリコンポイント 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00103

レジンの研磨に

荒研磨用

HP用

商品コード	ST534	ST544	ST554	ST714
ヘッドサイズ	4.0	6.0	10.0	10.0
ヘッド長	12.0	16.0	20.0	24.0
推奨回転数	20,000~30,000			
入数	12本			
価格	¥2,200 特別価格			

中研磨用

HP用

商品コード	ST533	ST543	ST553	ST713
ヘッドサイズ	4.0	6.0	10.0	10.0
ヘッド長	12.0	16.0	20.0	24.0
推奨回転数	20,000~30,000			
入数	12本			
価格	¥2,200 特別価格			

仕上研磨用

HP用

商品コード	ST532	ST542	ST552	ST712
ヘッドサイズ	4.0	6.0	10.0	10.0
ヘッド長	12.0	16.0	20.0	24.0
推奨回転数	20,000~30,000			
入数	12本			
価格	¥2,200 特別価格			

最終仕上研磨用

HP用

商品コード	ST530	ST540	ST550	ST710
ヘッドサイズ	4.0	6.0	10.0	10.0
ヘッド長	12.0	16.0	20.0	24.0
推奨回転数	20,000~30,000			
入数	12本			
価格	¥2,200 特別価格			

シリコンポイント SPシリーズ

販売名：シリコンポイント 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00103

ポーセレンの研磨に

荒研磨用

HP用

商品コード	SP513HP	SP533HP	SP133HP	SP143HP	SP273HP	SP343HP	SP383HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	¥2,200 特別価格						

中研磨用

HP用

商品コード	SP512HP	SP532HP	SP132HP	SP142HP	SP272HP	SP342HP	SP382HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	¥2,200 特別価格						

仕上研磨用

HP用

商品コード	SP511HP	SP531HP	SP131HP	SP141HP	SP271HP	SP341HP	SP381HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	¥2,200 特別価格						

荒研磨用

シャンクレス

商品コード	SP613	SP663	SP683
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	¥4,000 特別価格		

中研磨用

シャンクレス

商品コード	SP612	SP662	SP682
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	¥4,000 特別価格		

仕上研磨用

シャンクレス

商品コード	SP611	SP661	SP681
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	¥4,000 特別価格		

技工用小型マイクロモーター RENHEシリーズの上位機種。
最高回転数45,000rpm、最大トルク4.2Ncm。

本体1年保証

コレットチャック・ベアリングを除く



正逆回転切替、マニュアル/フット切替付。

セット内容

- ・本体×1・電源ケーブル×1
- ・ハンドピース×1
- ・フットコントロール×1
- ・ハンドピーススタンド×1
- ・カーボンブラシ×1ペア・工具×1セット

仕様

- 本体サイズ:W120xD130xH67mm
- 重量:1,550g
- 電源:入力AC100-120V 50/60Hz
- ハンドピース重量:270g
- 最高回転数:45,000rpm
- 最大トルク:4.2Ncm

マイクロモーター RENHE505D/45K

商品コード	入数	価格
RENHE505D45K	1台	¥50,000 特別価格

販売名：マイクロモーター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00085

高トルクブラシレスモーター採用。
大型LCDパネルで回転数を見やすく表示。
最高回転数55,000rpm、最大トルク8.5Ncm。

本体1年保証

コレットチャック・ベアリングを除く



正逆回転切替、マニュアル/フット切替付。

セット内容

- ・本体×1・電源ケーブル×1
- ・ハンドピース×1
- ・フットコントロール×1
- ・ハンドピーススタンド×1
- ・工具×1セット・クロス

仕様

- 本体サイズ:W185xD175xH128mm
- 重量:2,460g
- 電源:入力AC100-120V 50/60Hz
- ハンドピース重量:204g
- 最高回転数:55,000rpm
- 最大トルク:8.2Ncm

マイクロモーター PRIME SENSE A7

商品コード	入数	価格
PRIMESENSEA7	1台	¥120,000 特別価格

販売名：マイクロモーター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00085

軽量小型マイクロモーターフットコントロール付き。
最高回転数35,000rpm。

本体1年保証

コレットチャック・ベアリングを除く



スピードコントローラーで出力0にすると
すぐに回転をストップするクイックストップ仕様。
正逆回転切替、マニュアル/フット切替付。

セット内容

- ・本体×1・電源ケーブル×1・ハンドピース×1
- ・フットコントロール×1
- ・ハンドピーススタンド×1
- ・カーボンブラシ×1ペア・工具×1

仕様

- 本体サイズ:W120xD150xH80mm
- 重量:1,110g
- 電源:入力AC110-120V 50/60Hz
- ハンドピース重量:220g
- 最高回転数:35,000rpm

マイクロモーター

商品コード	入数	価格
RENHE315	1台	¥35,000 特別価格

販売名：マイクロモーター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00085

軽量で手軽に持ち運べる充電式マイクロモーター。
ブラシレスモーターで静音タイプ。
最高回転数30,000rpm、3時間の充電で約25時間使用可能。

本体1年保証

コレットチャック・ベアリングを除く



使用中の動画を
ご覧ください



Eタイプモーター



HPタイプモーター

Eタイプモーターにはお使いのコントラ・ストレート
(ISO規格)がご利用になります。

セット内容

- ・本体×1・ハンドピース×1・ACアダプター×1
- ・ラバーパッド×1・ベルトクリップ×1
- ・ケース×1・ハンドピーススタンド×1
- ・ハンドピースホルダー×1(Eタイプのみ)

仕様

- 本体サイズ:W65xL129xH27mm
- 重量:235g
- 電源:入力AC100-240V 50/60Hz
- ハンドピース重量:64g
- 最高回転数:30,000rpm

マイクロモーター PRIME 1210

商品コード	種類	カラー	入数	価格
PRIME1210B	Eタイプ	ブラック	1セット	¥58,000 特別価格
PRIME1210C		ホワイト		
PRIME1210HPB	HPタイプ	ブラック	1セット	¥60,000 特別価格
PRIME1210HPW		ホワイト		

販売名：マイクロモーター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00085