

自然に消えるスキャンスプレーです。



- 消える成分だけで構成されているスプレーなので、スキャン後に粉末を除去する必要がありません。
- 酸化チタンなど不使用。
パウダーが飛び散らないため外に出て作業する必要がありません。
※換気の良いところで作業を行ってください。
- 高精度で均一なコーティング。
専用ノズルで薄く均一にスプレーすることができます。
被膜は約 2μ で補綴物の適合も良好です。



2022年
5月中
販売開始
予定

スキャン後



放っておくだけで



自然に消える！



バ이트スプリントに
使用している動画です

販売名：スキャンスプレー SCANTIST 3D 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00113

4月1日
発売開始
予約販売受付中

SOLE series



SOLE C LAB PUTTY 85



SOLE A LAB PUTTY 85



SOLE A LAB PUTTY 85



SOLEGE C-Silicone gel Catalyst



DUPLISOLE 24



販売名：ソールラボ 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 届出番号：27B2X00268P00004

販売名：ソールジェル 歯科印象採得用器材 届出番号：27B2X00268P00005

販売名：ソールラボパテ 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 届出番号：27B2X00268P00006

販売名：デュプリソール 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 届出番号：27B2X00268P00007

詳細は下記よりご覧ください。

製品情報→ラボ→ソールシリーズ

ソールバイトシリーズ

SOLEBITE
series

Vinyl Polysiloxane
Bite Registration Material

Made in Japan

硬さを最優先される方に

エクストラハード
New



New
SOLEBITE
Extra Hard

ショアA硬度が95と硬めのバイト材です。
硬さを最優先される方に



SOLEBITE
Super Fast

20秒硬化、トータル30秒！
スピードも精確性も重視の方に



SOLEBITE

扱いやすさ、押し出しの軽さを
優先される方に



販売名：ソールバイト S 一般医療機器 届出番号：27B2X00268P00003

詳細は下記よりご覧ください。

製品情報→印象→ソールバイトシリーズ

両面タイプが新発売!

反射率
99%

防曇
加工

2タイプ
片面
両面

● お使いのバキュームに接続。

ミラーヘッドから吸引するバキュームミラー。

● 一人診療時

バキュームのアシスタントがない場合でも
一人での診療を可能にします。

● 補綴セット時


常に吸い続けるのでミラーで圧排しながら防湿も同時にできます。

● 口腔内の狭い患者様に

タービン、ミラー、バキュームを入れるスペースがない場合に。

前後左右上下にある計22のバキューム孔が、
どのような角度でも吸い残しを許さず
且つ舌や粘膜を吸い込むことがありません
(片面タイプ)。

※大きな切削片や歯石は吸引できない場合があります。



片面タイプ



片面タイプのミラーは、
ハンドルや手で術野が遮られる場合があります。



反射率99%ミラー

反射率99%の表面反射ミラー。

ロジウムコーティング表面反射ミラーと
比較し40%明るいミラーです。



両面タイプ



両面タイプのミラーは頬圧排時もハンドルや手が術野を妨げません。
またチークリトラクターとして使用しながら反対面で口腔内を明るく照らします。



両面エンドゲージ付ミラーの例

販売名：バキュームミラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00105

詳細は下記よりご覧ください。

製品情報→インスツルメント→バキュームミラー