

DAS PREMIUM-PROPHYLAXE-SYSTEM

LUNOS[®]

VOR FREUDE STRAHLEN



LUNOS® POWDER JET

ルノスは「歯を長期的に守る」をコンセプトした
治療から予防まで可能な革新的な製品です。



革新的なパウダージェット

Lunos®パウダージェットは、シンプルでパワフル、そして人間工学に基づいたアシストを提供します。変色、付着物、バイオフィルムを除去する必要がある場合、歯肉縁上または歯肉縁下への適用はノズルの変更のみで可能です。取り外し可能なパウダーコンテナは、素早く簡単に交換でき迅速な業務が行なえます。また、常に目的に合ったパウダーを使用することができます。本製品は、準備から治療中の使用、そして再生処理に至るまで、厳格でシステム化されたアプローチを採用しています。Lunos®はパウダージェットのシステムは、優れた柔軟性と効率性をご提供します。

SUPRE&PERIO NOZZLE

様々な患者様の状況に合わせて、縁上用／縁下用の2種類のノズルを展開



STERILE SINGLE-USE PERIOTIP

衛生的かつ操作容易な目盛りつきチップ
ポケット内に挿入しやすい柔軟性と十分な長さの
チップで深いポケットも施術可能



* Verfügbar für Turbinenkupplungen von KaVo, Sirona, W&H, BienAir und NSK.

EXCHANGE CHAMBER PRINCIPLE

完全独立型チャンバーでパウダーの種類や用途に合わせて素早く交換可能



EXCHANGEABLE POWDER CHAMBER

完全独立型チャンバーでパウダーの種類や用途に合わせて素早く交換可能



HYGIENIC

全てのパーツの再生処理が可能です。(ペリオチップ除く)



LUNOS® POWDER JET

縁上用ノズル (スーブラ)

MyLunos®

スーブラノズルの形状、直径、長さ、触感は、セラピストの要求に完全に適合しています。

人間工学に基づいたデザインは、疲れることなく、力を入れすぎることなく作業することができます。

スーブラノズルは、頑丈でオートクレーブ可能なプラスチックと金属の混合素材で、納得のいく仕上がりです。



アクセスが困難な場所でも、極めて良好な噴射角度を持つ集中型フローパターン。



縁上用ノズル

ノズルの開口部は理想的な開口角度を持ち、ノズル開口部は理想的な開口角度を持ち、粉体の流れをパウダーの流れは、広い作業領域に正確に集中します。



スーブラのノズルは360°回転させることができます。

全ての部品が再生処理可能

MyLunos®ハンドピース、パウダーチャンバー、ノズル。は、次の使用に向けて手動または自動で処理することができます。超音波洗浄機、小型蒸気滅菌器、熱消毒器、消毒槽など、十分に検証された処理によって、次の使用に備えて手動または自動で処理することができます。または消毒槽で処理することができます。



LUNOS® POWDER JET

縁下用ノズル (ペリオ)



マークはWHOプローブと一致しています。そのため、ペリオチップはディープクリーニングを安全に行うことができます。



1つのノズル開口部から発生する均一で広いジェットコーンにより、バイオフィルムを効果的に除去することができます。



プレミアムな製品にできることは、その優れた機能をさらに高めることです。

ペリオチップは、細くて柔軟性があります。11.7mmの作業長で、8mm以上の深いポケットにもアクセスできます。



Working length approx. 11.7 mm

ペリオチップ

ペリオチップは滅菌パッケージに入っており、安全に廃棄することができます。



迅速な交換可能： トレイ付きのパウダーコンテナ

パウダーコンテナは、素早く充填・再生処理が可能のため、交換が迅速に行えます。このパウダーコンテナトレイは、充填から保管まで、人間工学に基づいて設計されており、効率的な作業環境を提供します。



LUNOS® プロフィーペースト



LUNOS® PROPHYLAXEPULVER GENTLE CLEAN

プロフィーパウダー 「ジェントルクリーン」

素早く効率的な歯肉縁上の歯面清掃と着色除去に使用します。

- 革新的な研磨粒子「トレハロース」
- 粒子サイズ約65µm
- 歯面を守りながらもしっかりと汚れが落とせます
- わずかな甘味度
- 口腔粘膜の乾燥と不快感フリー
- トレハロースは、口腔内で代謝されないため非う蝕性
- 水溶性が高い
- 患者さんの口腔内にパウダーが残りません
- デンタルユニットや配管内に残らないので機能を損ないません
- 4つのフレーバー（スペアミント、オレンジ、ニュートラル、ワイルドベリー）
- 180g（1本）×4



LUNOS® PROPHYLAXEPULVER PERIO COMBI

プロフィーパウダー 「ペリオコンビ」

歯肉縁下・縁上の歯面清掃に使用します。やさしく効果的にバイオフィルムを除去します。リコールの施術に最適です。

- 革新的な研磨粒子「トレハロース」
- 粒子サイズ約30µm
- 面を守りながらもしっかりと汚れが落とせます
- わずかな甘味度
- 口腔粘膜の乾燥と不快感フリー
- トレハロースは、口腔内で代謝されないため非う蝕性
- 水溶性が高い
- 歯周ポケットに残留しません
- 患者さんの口腔内にパウダーが残りません
- デンタルユニットや配管内に残らないので機能を損ないません
- 無香料（ニュートラル）
- 100g（1本）×4



LUNOS® POLIERPASTE TWO IN ONE

プロフィーペースト 「2in1」

革新的な「2in1」ペースト：着色除去から仕上げ研磨まで完了できます。施術時間が短縮でき、効率的で歯面にもやさしい。

- 施術中に研磨粒子が砕けて小さくなるため、清掃から仕上げ研磨に移行します。1歯10秒で患者さんの施術時間を短縮（棒状の粒子が砕けて細粒になります／下部写真参照）



- 新しいタイプの研磨粒子「天然ケイ酸カルシウム」で効果的に着色除去から仕上げ研磨ができます。
- ハイドロキシアパタイト含有で再石灰化をサポート
- 研磨性指標のRDA値28で歯にやさしい
- ※RDAは国際的な歯の研磨性の指標で数値が小さいほど低研磨性を示します。
- 歯面上のペースト量を目視確認可能にするペーストカラー
- 3つのフレーバー（ミント、オレンジ、ニュートラル）
- ミントフレーバーは高濃度フッ素含有（1500ppm）
- 100g × 1本



LUNOS® POLIERPASTE SUPER SOFT

プロフィーペースト 「スーパーソフト」

「スーパーソフト」は歯面へのダメージを最小限に抑えた細粒子ペーストで長期的に歯を守ります。特にデリケートな歯面にも使用できます。

- クリーニング全般に使用できます。インプラントや矯正、補綴物、乳歯などのデリケートな歯面にも使用できます。
- 歯面を滑沢にし艶出しができるので、新たな着色やプラークが付きにくくなります。
- ハイドロキシアパタイトの粒子でやさしく歯面清掃しバイオフィルムとプラークを除去します。歯面の再石灰化をサポートします。
- 市場最小の研磨性指標RDA値5以下
- ※RDAは国際的な歯の研磨性の指標で数値が小さいほど低研磨性を示します。
- 歯面上のペースト量を目視確認可能にするペーストカラー
- 2つのフレーバー（オレンジ、ニュートラル）
- 50g × 1本

LUNOS®

パッケージセット

LUNOS® セットプロ

歯肉縁上、縁下どちらも行えるお得なセット。

内容:

- ・ パウダージェット本体
- ・ 縁上用ノズル (スーブラ)
- ・ 縁下用ノズル (ペリオ) + ペリオチップ (滅菌済8個)
- ・ パウダーコンテナトレイ
- ・ レンチ
- ・ アダプター
- ・ パウダーコンテナ (ブルー、オレンジ)
- ・ 交換用部品
- ・ Lunosジェントルクリーンパウダー (1本)
- ・ Lunosペリオコンビパウダー (1本)



LUNOS® セットスーブラ

歯肉縁上用セット。

内容:

- ・ パウダージェット本体
- ・ 縁上用ノズル (スーブラ)
- ・ パウダーコンテナトレイ
- ・ レンチ
- ・ アダプター
- ・ パウダーコンテナ (ブルー)
- ・ 交換用部品
- ・ Lunosジェントルクリーンパウダー (1本)



LUNOS® エクステンションセット

セットスーブラをお持ちの方に縁下用ノズルを追加できます。

内容:

- ・ 縁下用ノズル (ペリオ) + ペリオチップ (滅菌済8個)
- ・ パウダーコンテナトレイ
- ・ レンチ
- ・ アダプター
- ・ パウダーコンテナ (オレンジ)
- ・ 交換用部品
- ・ Lunosペリオコンビパウダー (1本)

