

premiumTM
plus JAPAN

プレミアムプラスジャパン 株式会社
Premium Plus Japan Co.,Ltd.

www.premiumplus.jp

日本本社
〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F
〈お問合せ窓口〉
Tel.06-6845-0050
[9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)]

商品センター (製造販売業)
〒561-0805 大阪府豊中市原田南1丁目13番5号



商品のクオリティー維持・追求の為、スペック・カラー・価格等を予告なく変更する
場合がございます。本カタログ掲載商品の写真は、印刷により実際のカラーと異なる
場合がございますので、あらかじめご了承ください。


2022年10月発行

担当販売店

C1562207-01

2022-2023 Dental Products Catalog

premiumTM
plus JAPAN



premiumTM
plus JAPAN

2022
- 2023
総合カタログ

プレミアムプラスジャパンの「最新商品」が一冊に

DENTAL
PRODUCTS

Piece by Piece with pleasure

*hello
new day*

DENTAL
PRODUCTS
Piece by Piece with pleasure
2022 - 2023

私たちでしかできない自由な発想を探して、
これまでの当たり前を少しだけ変えていきたい。
このチャレンジが未来となるよう続けていきたい。

世界中の歯科メーカーブランドが集まる、
プレミアムプラスジャパン。

世界中の様々なブランドカラーを探し、
これからも、彩りを増やし続けたい。

そして、私たちも一つの彩りとして輝き続けるため、
新たな製品の開発を進めていきます。

患者様とふれあう皆様の声を聞かせてください。
きっと新たな彩りを探し出す旅があるから。

優しい色で包まれる世界。
それが、私たちの想い。
プラス1への想い。

いつだって。

ここから、はじまる。

ここから、はじめる。

hello
new day



新しい日常がはじまる。
昨日までをリセットして。

世の中が新しい価値観を創り上げながら動きだし、
私たちのビジネスもコミットし続ける。
世界中と手を取りながら。

起業当初から私たちは感染予防に力を入れ、
安全に留意することこそサステナブルな精神だと、
感染予防製品、ディスプレイ商品へも力を注いでまいりました。

これからも新しい提案を発信してまいります。
世界中と手を取りながら。
そして、日本からも世界へ発信します。

日本の技術と誇らしい輝きを味方にして今日も走ります。

新しい一日がはじまります。
綺麗なコントレイルで成長図を描くために。

hello
new day

私たちには大切なファミリーがいます。
世界中の歯科業界の情報を共有しながら共に歩みます。

Premium Plus Groups



グループ本社 Premium Plus International Ltd.
Flat 1001, Yuen Long Trading Center, No. 33 Wang Yip Street West, Yuen Long, N.T. Hong Kong

ファクトリー 1 Premium Plus China Ltd.
Tutang, Village, Changping Town, Dongguan, Guangdong Province, 523581 P.R. China

ファクトリー 2 Premium Plus Japan Co., Ltd.
1-13-5 Haradaminami, Toyonakashi, Osaka 561-0805 Japan

アメリカ支社 Premium Plus Dental Supplies Inc.
155 Liberty Avenue, Brooklyn, NY11212 U.S.A.

イギリス支社 Premium Plus UK Ltd.
Unit 2, Knighton Heath Industrial Estate, 847 Ringwood Road, Bournemouth, Dorset BH11 BNE, U.K.


ポーランド支社 Premium Plus Poland sp.zo.o.
ul.Bukowska27.62-081,Wysogotowo, Poland

香港販売店 Premium Plus Medical Supplies Ltd.
Flat 1001, Yuen Long Trading Center, No. 33 Wang Yip Street West, Yuen Long, N.T. Hong Kong

取扱メーカー



プレミアムプラスジャパン(株)が独自に製品開発し、製造または調達している製品ブランド。日本のお客様の声を多く反映させたラインナップとなっております。



世界展開しているプレミアムプラスグループだから実現可能な製品クオリティとコストパフォーマンスを兼ね備えたオリジナルのアイテムです。



日本の真裏、ブラジルで確固たるブランドを築いているメーカー。幅広い商品ラインナップの中から、子供向け商品シリーズに特化して取扱い。カラフルでかわいらしいキャラクターが少しでも診療を受けやすくするサポートをします。



デジタル写真関連機器に注力している中国メーカー。性能はさることながら、使いやすさや持ち運びやすさにも重点を置いています。



歯科用キャビネットを創業以来製造し続けているイタリアのメーカー。イタリアらしい斬新で垢抜けたデザインと職人による安定した品質は、歯科医院の雰囲気そのものをより良くするお手伝いをさせていただきます。
[AriesオフィシャルWEBサイト] <http://www.aries-online.com/>



60年以上の歴史を持ち、ドイツのケルンに本社を置く咬合紙の老舗メーカー。咬合紙に特化した同社が製造する咬合紙の圧倒的な品質の差を歯面の印記でご確認ください。



30年に渡り世界20か国以上に輸出するカナダの歯科材料メーカー。歯科医師が日々抱える問題を理解し、診療の効率化・スピードアップ・利益率アップに貢献する製品を開発しています。



アメリカ歯科市場で多くの支持を集め、急成長しているアメリカのグローブ専門メーカー。自社管理されているマレーシア工場では日本人も駐在し、安定した品質のグローブの製造と供給を行っています。



ドイツで生まれ世界中の歯科医院で使用されている歯科医療機器や衛生用品を製造しています。高いヨーロッパ基準をクリアしているだけでなく、シンプルで機能的なデザインは多くの賞を受賞しています。ご使用になる方はもちろん環境にも安全で安心できる製品は、「Made in Germany」の証であり、それに誇りを持ってこれからも歯科医療に貢献します。



歯科専門家の口腔内の視野を向上させるための革新的なマウスミラーの開発と製造を専門としている台湾のメーカー。歯科治療を行う際の視覚の重要性を認識しており、診療中に疲労を軽減できるようにする製品の開発に専念しています。機能、デザイン、テクノロジーをミラー製品に統合し、マウスミラーの機能を再構築しました。



歯科現場のニーズを独自に汲み取り、製品化することに長けているドイツのメーカー。ユニークな製品や多分野に亘る製品ラインナップでより便利で効率の良い診療のお手伝いをお約束します。



医療用素材の韓国上場企業META BIOMEDはガッタバーチャポイントの世界市場シェア17% (2012年META BIOMED調べ) を占め、世界中でご使用いただいている実績が安心の証拠。



1970年に南カリフォルニアで生まれた歯科材料メーカー。50年の歴史の中で歯科医師や患者さんに喜ばれる革新的な商品を次々とリリースしています。今なお研究開発に余念がなく簡単・安全・効率化をモットーに開発した商品をご提供します。



歯科製品の開発製造におけるグローバルリーダー。ホワイトニング・印象・補綴・予防などの分野で多くの知的財産を保有しています。商品は歯科のみならず化粧品や医薬品にも広がっています。



歯科業界に長く携わり、知識と経験を兼ね揃えたコアメンバー達によって立ち上げられた比較的新しいメーカーでありながら、現代のニーズを捉えた高品質・低価格な歯科医療機器をワールドワイドに提供し続けています。




創業約40年のオランダの作業用チェア専門メーカー。美しいデザインだけでなく人間工学に基づき機能性を考え抜いたチェアは、オフィスはもちろん、歯科医院や病院、研究所やクリニックなど座り作業の多いプロフェッショナル達が抱える多くの問題を解決します。



中国最大の根管治療用インスツルメント製造メーカー。160以上の国と地域で使用されています。安全で使いやすく機能性に優れた製品をご提供します。



全世界で使用されるStrauss社はバーの原材料から梱包まで、全ての製造を一貫して行うイスラエルに本社と工場を置く、歯科用バー製造メーカー。安定したクオリティで世界中の先生方から安心と信頼を築き上げてきました。



イタリアを代表する歯科材料メーカー。1981年の創業以来、継続的に革新を続ける製品とその品質の高さから、世界中の歯科並びに技工現場の絶大な支持を集め続けています。



歯科・口腔外科・歯科技工所向けの器具やスツールを製造するイタリアメーカーです。高品質な素材、革新的かつ高い機能性、デザイン性の高さを兼ね備えた製品をご提供します。

Piece by Piece with pleasure

NEW PRODUCTS 2022-2023

premiumTM
plus JAPAN

NEW PRODUCTS

2022-2023

自信を持ってお届けする、
プレミアムプラスジャパンの新商品のご紹介です。
詳しい製品内容はカタログ掲載ページをご覧ください。




SOLE series

ソールラボ・ソールラボ パテ・ソールジェル・デュプリソール

練和時はソフトで練りやすく、硬化後は硬く高精度な
プレミアム品質の技工用印象材、ソールシリーズをお試しください。

19 Laboratory

page 179



NiTi Rotary Files

ロータリーファイルシリーズ

安定した高品質とコストのバランスに優れ、世界中で認められたNiTiロータリーファイルはあらゆる
根管形態に対応し、効率よく根管の拡大形成が行えます。
切削効率と柔軟性を兼ね備えた6種のラインナップと豊富なバリエーションをご用意しています。
ぜひ、理想的なシークエンスをお選びください。

11 Bur/Endo

page 139



にほんの暮ら紙 Dental Apron

消耗品であるエプロンを国産で作りたという熱い思いから開発を始めたプレミアムプラスジャパン
が製造開発したデンタルエプロンです。ぜひ、このチャレンジをお試しください。

02 Chairside

page 31



LUNOS® パウダージェット

微細なパウダーを高速で吹き付ける歯面清浄器です。

03 Preventives

page 37



スキャンスプレー SCANTIST 3D

スキャン後、時間を置くとコーティングが自然に消える、画期的なスキャンスプレーです。酸化チタン等の白色顔料不使用。飛び散らないため外で作業する必要はありません。専用ノズルで均一に薄くスプレーでき、被膜は約2 μ mで補綴物の適合も良好です。

19 Laboratory

page 184



ウルトラソニッククリーナー 3.2リットル

3.2 l ステンレス製ウルトラソニッククリーナーです。ヒーター付きで洗浄効果が向上します。

06 Instruments

page 92



口腔内撮影アイテムシリーズ

お手持ちのスマートフォンで簡単に撮影いただけます。

06 Instruments

page 63



滅菌ロール

無駄なくお好みの長さでカットできるロールタイプ。マチ付きもご用意しています。

01 Infection Control

page 19

DENTAL PRODUCTS

Piece by Piece with pleasure
2022-2023

CONTENTS

プレミアムプラスジャパンのつながり	8
取扱いメーカー	9
NEW PRODUCTS	13
CONTENTS	18
索引	191

商品説明に記載されているアイコンのご紹介



今号からの新商品です。



色展開がございます。
好きなお色をご指定ください。



オートクレーブ対応商品です。
温度をご確認の上ご使用ください。



ディスプレイ対応商品です。



専用チラシを
ご用意している商品です。



専用カタログを
ご用意している商品です。

1年保証

1年保証対象の商品です。

6ヶ月保証

6ヶ月保証対象の商品です。



カタログ掲載サイズが
実寸サイズの商品です。



お子様専用の商品です。

QRコード掲載商品



動画で製品特長を
ご覧ください

※サンプル

お手持ちのスマートフォン・タブレット端末等のQRコードを読み取れるデバイスにてカタログ内に掲載されているQRコードを読み取ると商品のより詳細な説明や使用動画をご覧いただけます。是非お試しください。

※商品は税別価格となります。 ※製品のデザイン、仕様、外観、パッケージ、価格は予告なく変更する場合がございます。 ※テクニカルデータは製造業者の測定値であり、規格値ではありません。

PRODUCTS

感染予防	Infection Control	19
チェアサイド	Chairside	31
予防歯科	Preventives	37
バキューム ハンドピース	Aspirator Tips / Handpieces	57
ホワイトニング	Whitening	61
インスツルメント	Instruments	63
印象	Impression	93
石膏	Dental Stones	105
歯冠修復	Restoration	107
咬合	Occlusion	121
バー・根管	Bur/Endo	131
ルーペ	Loupe	116
矯正	Orthodontics	153
モデル	Model	160
アクリル製品	Acrylic Products	161
ユニフォーム	Uniform	163
インテリア	Interior	165
キッズ・グッズ	Kids/Goods	177
ラボ	Laboratory	179

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

感染予防 Infection Control

患者さんとスタッフが安心できる医院づくりをお手伝い。

滅菌パウチのロールタイプです。
耐久性のある滅菌パウチのロールタイプです。必要な長さに応じてカットいただけますので経済的です。

New



滅菌ロール

Heat-Sealing Flat Reel

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0515	50×200mm	1枚	2,000円
FC-0516	75×200mm		2,400円
FC-0517	100×200mm		3,000円
FC-0518	150×200mm		4,500円

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0519	200×200mm	1枚	6,000円
FC-0520	250×200mm		7,000円
FC-0521	300×200mm		8,000円
FC-0522	350×200mm		10,000円

オートクレープ用
E.O.G用

滅菌パウチのマチ付きのロールタイプです。

New



滅菌済みであることを色の変化により一目で確認可能です。
[EO]はE.O.G(ピンク→オレンジ)、
[STEAM]はオートクレープ(ブルー→ブラック)のインジケータータープです。(マチなし・マチあり両方にあります)

滅菌ロール マチあり

Heat-Sealing Gusseted Reel

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0523	75×100mm	1枚	2,200円
FC-0524	100×100mm		2,600円
FC-0525	150×100mm		3,600円
FC-0526	200×100mm		5,000円

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0527	250×100mm	1枚	6,000円
FC-0528	300×100mm		7,000円
FC-0529	350×100mm		8,000円

オートクレープ用
E.O.G用

オートクレープ・E.O.G用インジケータータープ付きの滅菌パウチです。
さまざまなサイズに対応しています。



滅菌パウチ

Self Sealing Sterilization Pouches

オートクレープ用
E.O.G用

商品コード	サイズ	入数	価格
(A) 6001	57×130mm	200枚	1,500円
(B) 6003	90×145mm		1,600円
(C) 6005	70×230mm		2,000円
(D) 6007	90×230mm		2,400円
(E) 6009	135×260mm		3,500円
(F) 6011	190×330mm		6,000円

滅菌済みの確認を色の変化で視認可能



オートクレープ、E.O.Gに使用可能なCSRラップです。



CSRラップ

Medical Crepe Paper

オートクレープ用
E.O.G用

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0164	300×300mm	200枚	2,200円
FC-0165	450×450mm		4,000円
FC-0166	600×600mm		6,800円

●材質：バルブ

滅菌後はテープに斜線が浮かび上がります。



滅菌済みの確認を模様の変化で視認可能



インジケータータープ

Sterilization Indicator Tapes

オートクレープ用

商品コード	サイズ	入数	価格
(A) 1255	幅12mm 長さ55m	1個	900円
(B) 1955	幅19mm 長さ55m		1,400円

ニトリルグローブ

薄手で伸びがよく、着け心地のよいニトリルグローブ。指先にエンボス加工しており、抜群のグリップ力があります。



- ・300枚入りでコストパフォーマンスが良い
- ・塩素処理加工(内側のみ)

先端のエンボス加工による
抜群のグリップ力

2022年11月中
販売再開予定

300
枚入

ニトリルプラス グローブ

Nitrile Plus Powder Free Gloves

商品コード	種類	入数	価格
CR3305PW	エクストラスモール	300枚	オープン価格
CR3306PW	スモール		
CR3307PW	ミディアム		
CR3308PW	ラージ		

販売名: ニトリルプラス グローブ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00016

- 非天然ゴム製 ●パウダーフリー ●左右兼用 ●未滅菌

柔らかくフィット感のあるニトリルグローブ。ラテックスアレルギーの方や、手荒れが気になる方におすすめです。



- ・ラノリン*・ビタミンEコーティング
- ・極小の表面加工を全体に施したことでグリップ感が向上(塩素処理加工[内側のみ])
- *ラノリンとは、羊の毛に付着している分泌脂質を精製したもので、コレステロールや分岐脂肪酸など、人の表皮脂質に似た成分が多く含まれ、自重の約3倍の抱水力があります。

アクアソース ニトリルグローブ

AQUA Source Nitrile Powder Free Gloves with Lanolin + Vitamin E

商品コード	種類	入数	価格
CR3445	エクストラスモール	200枚	オープン価格
CR3446	スモール		
CR3447	ミディアム		
CR3448	ラージ		

販売名: アクアソース ニトリルグローブ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268000028

- ラノリン・ビタミンE入 ●非天然ゴム製 ●パウダーフリー ●左右兼用 ●未滅菌

ラテックスグローブ

シルクのような手触りが、着脱時のストレスを大幅に軽減。伸縮性がよく、フィット感があり、ラノリン・ビタミンEコーティングでお肌が敏感な方におすすめです。



- ・ラノリン*・ビタミンEコーティング
- ・50µg/g以下のプロテイン含有
- ・塩素処理加工(内外両方)
- *ラノリンとは、羊の毛に付着している分泌脂質を精製したもので、コレステロールや分岐脂肪酸など、人の表皮脂質に似た成分が多く含まれ、自重の約3倍の抱水力があります。

100
枚入

シルクケア ラテックスグローブ

Silkcare Latex Powder Free Gloves with Lanolin + Vitamin E

商品コード	種類	入数	価格
CR7815	エクストラスモール	100枚	オープン価格
CR7816	スモール		
CR7817	ミディアム		
CR7818	ラージ		

販売名: シルクケア ラテックスグローブ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268000026

- ラノリン・ビタミンE入 ●パウダーフリー ●左右兼用 ●未滅菌

ゴムが薄く、しっかりと指先にフィット。極小の表面加工がグリップ感を向上。薄手のため感触のよいグローブです。



- ・50µg/g以下のプロテイン含有
- ・ポリマー加工(内側のみ)

ゼンス ラテックスグローブ

Zense Latex Powder Free Gloves

商品コード	種類	入数	価格
CR5705	エクストラスモール	100枚	オープン価格
CR5706	スモール		
CR5707	ミディアム		
CR5708	ラージ		

販売名: ゼンス ラテックスグローブ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268000027

- パウダーフリー ●左右兼用 ●未滅菌

関連商品の
ご紹介



グローブ・ティッシュディスペンサー



パウチディスペンサー

柔らかな素材で、着け心地のよいプレミアムマスク。



プレミアムマスク

Premium Masks

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
2288	イヤーループタイプ	94×175mm	※	50枚	オープン価格

- BFE(細菌ろ過率)99% ●防水加工 ●3層構造 ●ラテックスフリー ●ノーズワイヤー付
- ※4色からお選びいただけます。●ラベンダー ●ブルー ●グリーン ●ピンク

肌触りのよいタイオンタイプマスク。



プレミアムマスク タイオンタイプ

Premium Masks

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
2288T	タイオンタイプ	94×175mm	※	50枚	オープン価格

- BFE(細菌ろ過率)99% ●防水加工 ●3層構造 ●ラテックスフリー ●ノーズワイヤー付
- ※4色からお選びいただけます。●ラベンダー ●ブルー ●グリーン ●ピンク

肌にも優しい着け心地のパターンマスク。

マスク上部を鼻にフィットさせることでメガネがくもりなく、10種類とデザインも豊富です。




パターンマスク

Pattern Masks

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) 2288F1	マーガレット	94×175mm	50枚	オープン価格
(B) 2288F2	クレマチス			
(C) 2288F3	リンドウ			
(D) 2288F4	クローバー			
(E) 2288L1	アイビー			

- BFE(細菌ろ過率)99% ●防水加工 ●3層構造 ●ラテックスフリー ●ノーズワイヤー付



商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(F) 2288L2	リーフ	94×175mm	50枚	オープン価格
(G) 2288L3	メイプル			
(H) 2288L4	ヤシ			
(I) 2288MON	モンスター			
(J) 2288KID	キッズ			

診療中の液体の飛散から目を保護するシールド付きマスク。シールドは曇り止め加工がしてあり、診療の邪魔になりません。




プレミアムマスク シールド付き

Face Masks with Shields

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
FS2288	シールド付き	W300×H175mm	※	25枚	オープン価格

- 曇り止め加工 ●BFE(細菌ろ過率)99% ●ラテックスフリー ●ノーズワイヤー付き
- ※4色からお選びいただけます。●ラベンダー ●ブルー ●グリーン ●ピンク



軽量で透明度の高いフェイスシールドです。
シールドが頭に沿ってしなるため、全体をしっかり覆います。



頭部側面までシールドで
しっかり保護できます。



ゴムは固定されているため、
すぐにご使用いただけます。



使用前に保護フィルムをはが
してご利用ください。



ヘッドバンドとシールドは、
セットです。

ディスポーザブル フェイスシールド

Face Shield Disposable



商品コード	サイズ	入数	価格
1148	横330×縦220mm	20枚	6,000円

普段お使いのメガネや防護メガネにそのまま装着でき
ヘッドバンドの窮屈さや不快感なく使用できます。
クリップにはシリコンカバーがついており、メガネフレームが傷
つかず作業中もズレにくい設計です。



シールドの両面に貼られている保護
フィルムを剥がしてお使いください。

クリップオンディスポーザブルフェイスシールド

Clip-on Disposable Face Shield



商品コード	入数	価格
1168	12枚	3,000円

くもり防止の通気口があるので、快適に装着できます。



フェイスシールド

Face Shield

商品コード	種類	カラー	入数	価格
1145	-	※	1パック(フレーム1個 シールド3枚)	4,000円
1146	交換用シールド	○クリア	3枚	1,800円

※[1145]は3色からお選びいただけます。●ブルー ○ホワイト ●ラベンダー

厳しい検査項目で知られる米国アイウェア規格
ANSI Z87.1適合品です。
フレーム両端にはストラップ用の穴がついており、ストラップを
つけることで着脱が容易になります。




つるの長さは4段階に調節可能。

プロテクティブ アイウェア

Protective Eyewear

商品コード	入数	価格
500	1個	1,500円

飛沫と強いライトから目を保護するアイシールドです。



ディスポーザブルアイシールド


Disposable Eye Shields



商品コード	種類	カラー	入数	価格
(A) 720C	-	○クリア	1パック (フレーム20個 シールド20枚)	2,000円
(B) 720T	-	●ブラック		
720RC	交換用シールド	○クリア	50枚	
720RT		●ブラック		

※フレームにシールドを差し込みご使用いただく、使い捨てタイプの商品です。
※フレームは各色4個入りです。

常に手で触れる場所を素早く衛生的にカバーすることができます。
適度な粘性フィルムなので快適にご使用いただけます。




15cmごとにカットしやすく点線が入っています。



バリアフィルム

Barrier Film

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) 8008-C	クリア:1200枚分	100×150mm / 枚	1個	4,000円
(B) 8008-B	ブルー:1200枚分			



通気性が良く、触り心地のよい不織布素材のヘッドレストカバー。
大容量500枚入で大変お得です。清潔感のあるホワイトとライト
ブルーの2色からお選びいただけます。



不織布ヘッドレストスリーブ

Disposable Non-Woven Headrest Cover

500
枚入

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) 780S	スモール	260×280mm	500枚	8,000円
(B) 780M	ミディアム	350×280mm		10,000円

※2色からお選びいただけます。●ライトブルー ○ホワイト

クリアなヘッドレストカバーです。




ヘッドレストスリーブ

Headrest Sleeves

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) 113	スモール	255×270mm	500枚	4,500円
(B) 114	ラージ	348×282mm		5,000円

ユニットチェアに被せるタイプで着脱が簡単です。
チェア全体をカバーするフルサイズと上半分をカバーするハーフサイズがあります。



ユニットチェア用スリーブ

Chair Sleeves

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) 111	フルサイズ	1704×784mm	125枚	14,000円
(B) 112	ハーフサイズ	1010×640mm		12,000円

レントゲンヘッド用のスリーブです。
 スモールはキーボードスリーブとしてもご使用可能です。



X線スリーブ

X-ray Sleeves

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
108	スモール	215×670mm	250枚	7,500円
109	ラージ	358×755mm		12,000円

※[108]はキーボードスリーブとしてもご使用可能です。

Tタイプのライトハンドルに適したスリーブです。
 ずれにくく、着脱しやすい形状です。



Tスタイル ライトハンドルスリーブ

T Style Light Handle Sleeves

商品コード	サイズ	入数	価格
106	150×84mm	500枚	3,500円

装着に便利なスライド式のチューブスリーブです。
 先端を押さえて、リングを引っ張るだけで簡単にスリーブの装着ができます。
 ハイスピード・ロースピード・バキュームのすべてに対応でき、インプラントやおペ等のご使用に適しています。




滅菌済チューブスリーブ (インプラント・オペ用)

Sterilized Tube Sleeves

商品コード	サイズ	入数	価格
21302P	スリーブ全長145cm リング径59mm	25個(個別包装)	6,000円

●滅菌済み ●個別包装 ●テープ付き

パノラマ撮影用のバイトブロック専用スリーブです。




バイトブロックスリーブ

Bite Block Sleeves

商品コード	サイズ	入数	価格
145-200	56×25mm	200枚	1,200円
145		1000枚	5,000円

※関連商品 プロブロックP90参照

ロールタイプのチューブスリーブです。
 お好みの長さに合わせてカットし、ご使用いただけます。



チューブスリーブ

Tubing Sleeves

商品コード	サイズ	入数	価格
① 118	5cm 長さ366m	1個	2,500円
② 119	10cm 長さ366m		3,000円

バキュームラインをカバーする専用スリーブです。



バキュームライン用スリーブ

HVE Suction Tube Sleeves

商品コード	サイズ	入数	価格
135	55×357mm	500枚	6,000円

パソコンキーボードの専用スリーブです。



キーボードスリーブ

Keyboard Sleeves

商品コード	サイズ	入数	価格
108K	215×670mm	250枚	7,500円

※X線スリーブ(スモール)としてもご使用可能です。

パソコンマウスの専用スリーブです。



PCマウススリーブ

PC Mouse Sleeves

商品コード	サイズ	入数	価格
133	153×84mm	500枚	3,000円
133L	165×100mm		

滅菌が困難なシリンジをカバーし、汚れや感染を防止します。



シリンジ用スリーブ

Syringe/HVE Sleeves

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
100C	テープなし	63×258mm	500枚	2,000円

※関連商品 シリンジチップ P58参照 ※関連商品 メタルシリンジチップ P58参照

スリーウェイシリンジの先端に付け、唾液や血液の飛散を防ぐことができます。




シリンジチップシールド

Syringe Tip Shield

商品コード	サイズ	入数	価格
015	φ3mm	100個	1,200円

※関連商品 シリンジチップ P58参照 ※関連商品 メタルシリンジチップ P58参照

イメージングプレート(IP)専用カバーです。
切り口はストレスを感じることなくスムーズに開封できます。



X線バリアカバー

X-ray Barrier Envelopes

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) 188-0	No.0	24×37mm		
(B) 188-1	No.1	26×42mm	100枚	2,500円
(C) 188-2	No.2	33×43mm		
188-2B	No.2	33×43mm	500枚	12,000円
(D) 188-3	No.3	29×56mm	50枚	2,500円
(E) 188-4	No.4	58×78mm		3,300円

*サイズは内寸サイズです



リーズナブルタイプのIPカバーです。
切り口はストレスを感じることなくスムーズに開封できます。



X線バリアカバーエコタイプ横

X-ray Barrier Envelope Economy

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) TBT-00	No.0	25×39mm	100枚	1,100円
(B) TBT-02	No.2	33×45mm		

*サイズは内寸サイズです

やさしい使い心地で患者さんの負担を軽減できます。



開封イメージ
ビニールが伸びず、ストレスなく開封できます。

X線バリアカバー 縦

X-ray Barrier Envelopes

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(F) 198-0	No.0	37×24mm		
(G) 198-1	No.1	42×26mm	100枚	2,500円
(H) 198-2	No.2	43×33mm		
198-2B	No.2	43×33mm	500枚	12,000円

*サイズは内寸サイズです

保護カバー

Protective Covers

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(I) 178-0	No.0	23×36mm		
(J) 178-1	No.1	24×42mm	100枚	1,400円
(K) 178-2	No.2	30×42mm		



開封イメージ
スムーズに開封できます。

X線バリアカバーエコタイプ縦

X-ray Barrier Envelope Economy

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(C) TBS-00	No.0	37×25mm	100枚	1,100円
(D) TBS-02	No.2	45×33mm		

*サイズは内寸サイズです

X線センサースリーブ

X-ray Sensor Sleeves

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
140S	スモール	41×202mm		
140	ミディアム	44×205mm	500枚	3,000円
140L	ラージ	60×255mm		

経済的にご使用いただけるタイプの口腔内カメラ用スリーブ。
キュアリングライトスリーブとしてもご使用可能です。



口腔内カメラ/ペン型キュアリングライト用スリーブ

Intraoral Camera Sleeves

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
125SS	ショートスモール	49×286mm 先端25mm	500枚	5,000円
125	スタンダード	49×317mm		5,500円

*NEWキュアリングライトC02-C(クラシック)/C02-D(デュアル)(P110)にご使用いただけます。

装着しやすく経済的、衛生的なライトガイド用スリーブ。
テープ付きなのでしっかり固定できます。



スモール A 16mm B 65mm C 16mm
ラージ A 19mm B 74mm C 23mm

ライトガイドスリーブ

Peel-N-Stick Light Guide Sleeves

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
128	スモール	7~8mm用	200枚	2,500円
129	ラージ	9~11mm用		

ハンドル部とカートリッジをカバーします。




インプレッションガンスリーブ

Impression Gun Sleeves

商品コード	サイズ	入数	価格
107	210×250mm	500枚	6,500円

コンポジットシリンジをカバーする専用スリーブです。



コンポジットシリンジスリーブ

Flowable Composite Syringe Sleeves

商品コード	入数	価格
138	200枚	3,000円

ペンタイプの照射器用スリーブです。



ペン型キュアリングライトスリーブ

Pen Type Curing Light Sleeves

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
228	ミニ	38×250mm 先端25mm		4,500円
123SS	ショートスモール	50×280mm 先端15mm		5,000円
123	スモール	50×320mm	500枚	
123L	ラージ	65×350mm 先端20mm		5,500円
123XL	エクストララージ	72×380mm		6,000円

*123はNEWキュアリングライトC01-C(クラシック)(P109)にご使用いただけます。
*123LはNEWキュアリングライトC01-D(デュアル)(P109)にご使用いただけます。
*228はキュアリングライトミニC01/C02(P107/P108)にご使用いただけます。

各種ハンドピース、超音波スケーラーなどにフィット。



ハンドピース用スリーブ

Handpiece and Pen Sleeves

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
103	スモール	24×220mm	500枚	3,000円
104	ラージ	40×220mm		3,500円

*先端部にノズルやペン先用の穴があいています。

マウスミラーをカバーするスリーブです。




マウスミラー用スリーブ

Mouth Mirror Sleeves

商品コード	サイズ	入数	価格
140XS	38×202mm	500枚	3,000円

トレイを清潔に保つ専用スリーブです。



トレイスリーブ

Instrument Tray Sleeves

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) 101	スタンダード	265×365mm	500枚	6,500円
(B) 102	ミニ	192×283mm		4,500円

*関連商品 N650/N652インストゥルメントトレイ(P88)参照

洗浄除菌剤シリーズ

インスツルメント等

メス、鉗子、ピンセット、バー、ミラー、プローブ等

ゼタ1 ウルトラ

印象用

シリコン、アルジネート、ポリエーテルの印象

ゼタ7 ソリューション

ハンドピース等

ハンドピース、テーブル、インスツルメントトレイ、フィルムホルダー、ハンドル等

ゼタ3 ソフト

床等

シンク、タイル、床、診療所、歯科技工所等

ゼタ4 ウォッシュ

ハンドピース・ユニット等

ハンドピース、テーブル、インスツルメントトレイ、フィルムホルダー、ハンドル、ユニット等

ゼタ3 フォーム

洗浄除菌剤データ

製品	用途	使用方法	微生物スペクトル												
			黄色ブドウ球菌	緑膿菌	カンジダ・アルブicans	ノロウイルス	マイコプラズマ	マイコプラズマ・ヒト	アデノウイルス	ポリオウイルス	バルボウイルス	H B V	H C V	H I V	H I N 1
ゼタ1 ウルトラ	外科用器具、回転器具の除菌剤	水1Lに10mlを希釈(1%)。60分間浸漬又は超音波洗浄機にて35°Cで15分間洗浄します。その後よくすすぎ、滅菌してください。※汚染度合いによっては頻繁に交換が必要です。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ゼタ3 ソフト	院内器具表面の除菌剤	原液使用 表面にスプレーし、1~5分放置し、その後自然乾燥させるか、もしくは清潔なクロスにてふき取ります。あるいは、柔らかい布にスプレーし、拭くことができます。アルコールに敏感な素材には使用しないこと。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ゼタ3 フォーム	院内器具表面の除菌剤	原液使用 表面が泡で覆われるように直接スプレーします。1~5分放置し、その後清潔なクロスにてふき取ります。あるいは、柔らかい布にスプレーし、拭くことができます。アルコールに敏感な素材の表面に適しています。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ゼタ4 ウォッシュ	床等の表面洗浄剤	水1Lに1~2カップ(蓋で)を希釈。溶液を湿した布、モップなどで拭いてください。頑固な汚れは湿った布に原液少量を使用してください。	洗浄・消臭*												
ゼタ7 ソリューション	印象用除菌剤	水1Lに10mlを希釈(1%)。印象採得後直ちに印象を30秒程流水ですすぎ、10分間浸漬させます。その後よくすすいでください。※汚染の度合いに応じて交換してください。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

【欧州規格に基づいた試験によるもの】 抗細菌作用：EN13727, EN14561 抗真菌作用：EN13624, EN14562 抗抗酸菌作用：EN14348, EN14563 ウイルス作用：EN14476 ※(印)は上記記載の欧州規格による試験はされていません。

非腐食性の外科用器具及び回転器具の除菌剤です。



- 用途
メス、鉗子、ピンセット、バー、ミラー、プローブなどの除菌
- 主成分
・3-アミノプロピル-ドデシル-1,3-プロパンジアミン
・アルキル-ベンジル-ジメチルアンモニウム塩化物



ゼタ1 ウルトラ

商品コード	内容量	入数	価格
C810000	1L	1本	7,000円

デリケートな素材用の泡状除菌剤です。アルコールに敏感な素材の表面除菌に適しています。



- 用途
ハンドピース、テーブル、インスツルメントトレイ、フィルムホルダー、ハンドル、ユニットなどの表面の除菌
- 主成分
・ジメチル-ジデシル-アンモニウム塩化物
・アルキル-ベンジル-ジメチルアンモニウム塩化物



ゼタ3 フォーム

商品コード	内容量	入数	価格
C810025	750ml(ノズル付)	1本	5,000円

シリコン・アルジネート・ポリエーテル印象の除菌剤です。印象の形やサイズ、また使用する石膏に影響を与えません。



- 主成分
・ジメチル-ジデシル-アンモニウム塩化物
・フェノキシエタノール



ゼタ7 ソリューション

商品コード	内容量	入数	価格
C810048	1L	1本	7,000円

広範囲に使用でき、迅速にかつ効率よく除菌できるスプレーです。テーブルやコントラアングル等にご使用いただけます。



- 用途
ハンドピース、テーブル、コントラアングル、インスツルメントトレイ、フィルムホルダー、ハンドルなどの表面の除菌
- 主成分
・エタノール34.4wt%
・イソプロパノール14wt%



ゼタ3 ソフト

商品コード	内容量	入数	価格
C810023	750ml(ノズル付)	1本	4,000円

シンク・タイル・床・診療所・歯科技工所などにおすすめの除菌剤です。表面を洗浄、脱臭します。ゴム・木材・磁器・セラミック・エナメルまたは金属を傷つけることなく、短時間でクリーンアップします。90%以上生物分解可能、非発泡性。90%以上生物分解可能、非発泡性。



- 用途
診療所内のシンク、タイル、床、ドア部分や歯科技工所全般の清掃
- 主成分
カチオン性界面活性剤 非イオン性界面活性剤



ゼタ4 ウォッシュ

商品コード	内容量	入数	価格
C810037	3L	1本	9,000円

抗菌消臭剤シリーズ

抗菌力・消臭力の強い抗菌スプレー。院内の消臭・除菌・衣類や身の回りのウィルスの細菌対策として、またインフルエンザやノロウイルスの感染症対策にお使いください。大豆アミノ酸配合で人体にも優しい商品です。

- 使用方法
噴霧・清拭・浸漬・塗布など目的に応じて様々な使い方ができます。
- 成分
・殺菌抽出液(大豆アミノ酸)
・アミノ酸
・アルコール(2.7%)
・界面活性剤
・EDTA-2Na
(外装表示のとおり)




抗菌スプレー(G2TAM α プラス)

商品コード	内容量	入数	価格
Ⓐ GAP300T-N	300ml	1本	1,500円
Ⓑ GAP1000R-N	1000ml(詰め替え用)	1本	3,500円

チェアサイド Chairside

落ち着いた雰囲気でお客さまへ心地よさをご提供。

和紙をベースに防水加工のエプロンを創りました。
四季折々の色味をお楽しみください。



にほんの暮ら紙
Dental Apron



にほんの暮ら紙 デンタルエプロン

商品コード	種類	カラー	サイズ	入数	価格
① PJ1010	にじ	カラーアソート			
② PJ1020	そら	ブルー			
③ PJ1030	もも	ピンク	420×310mm	500枚	2,500円
④ PJ1040	いちよう	イエロー			
⑤ PJ1050	わかば	ライトグリーン			

●エンボス加工 ●3層 ●防水加工

オリジナルペーパーエプロン。
カラフルな5色アソートと単色からお選びいただけます。



ペーパーエプロン

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
FC-0158	335×455mm	※	500枚	3,000円

●エンボス加工 ●3層 ●防水加工
※5色もしくはアソートからお選びいただけます。
●ブルー ●ピンク ●イエロー ●オレンジ ●グリーン ●アソート

防水加工のPE(ポリエチレン)がよりしっかりとしている
高品質のエプロンです。

5色の中からお選びいただけます。




プレミアムビブ

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
2200	347×450mm	※	500枚	4,500円

●エンボス加工 ●3層 ●防水加工
※ ラベンダー ●ピンク ●ライトブルー ●ライトグリーン ○ホワイト

パターンビブはP22掲載のパターンマスクと同一の模様なので、一緒にコーディネートいただけます。
季節に合わせて模様を変えたり、お子様に喜ばれる可愛いモンスターやキッズデザインなど10種類の模様をご用意しています。




パターンビブ

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
① 2200F1	マーガレット			
② 2200F2	クレマチス			
③ 2200F3	リンドウ	334×445mm	500枚	5,000円
④ 2200F4	クローバー			
⑤ 2200L1	アイビー			

●エンボス加工 ●3層 ●防水加工

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
⑥ 2200L2	リーフ			
⑦ 2200L3	メイプル			
⑧ 2200L4	ヤシ	334×445mm	500枚	5,000円
⑨ 2200MON	モンスター			
⑩ 2200KID	キッズ			



パターンビブパターンマスクは
同一の模様なので、一緒に
コーディネートいただけます。

エプロンをしっかり挟み込むすべりにくいクリップを使用したシリコン製ホルダーです。首の接触部がフラットになっているため、痛みを和らげます。



エプロンホルダー

Autoclavable Napkin Holders



商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
090	大人用	全長47cm	※	1個	900円
090S	子供用	全長41cm	※	1個	900円

※8色からお選びいただけます。
●ライトブルー ●ブルー ●ラベンダー ●レッド ●ピンク ●グリーン ●イエロー ○ホワイト

先端部分がユーモアな歯の形をしたクリップの大人用シリコン製エプロンホルダーです。



Teethエプロンホルダー

Dental Model Bib Holders



商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
092	全長54cm	※	1個	1,500円

※2色からお選びいただけます。●レッド ○ホワイト

取り付け簡単なディスポーザブルエプロンホルダーです。伸びが良い素材を使用しているため、最大60cmまで伸びます。



ペーパーエプロンホルダー(テープタイプ)

Disposable Napkin Holders



商品コード	サイズ	入数	価格
2209	W15×L440mm	100本	800円

歯をモチーフにしたキャラクターのイラスト入りタオル。国内最大規模のタオル産地、今治で生産された、柔らかい肌ざわりと優れた吸水性のタオルです。



Teeth タオル

Teeth Towel

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
DC-0118	W880×H340mm	※	6枚	2,200円

※3色からお選びいただけます。○ホワイト ●ピンク ●ブルー

ブラッシング指導や染出し確認などに使いやすいハンドミラーです。歯の形をしたカラフルで可愛いミラーで診療に彩りを添えます。



歯型ハンドミラー

Tooth Shape Mirror

商品コード	カラー	入数	価格
(A) HY-617G	グリーン	1枚	800円
(B) HY-617Y	イエロー		
(C) HY-617B	ブルー		
(D) HY-617L	ラベンダー		
(E) HY-617W	ホワイト		

治療中の唾液を約15分間吸収し、快適な作業視野を確保します。



頬側に上図の様に挿入するとカラー面が頬粘膜に貼り付きます。使用後はパッドと頬粘膜の間に水を噴射しながら取り外します。

リフレクティブは保護面が鏡面加工されており反射光で口腔内を明るく保つことができます。

約15分間高吸水性ポリマーが唾液をジェル状に保持します。

NeoDryS 防湿パッド


NeoDryS Saliva Absorption Pad



商品コード	種類	入数	価格
(A) DYS	オリジナル	スモール	3,500円
(B) DYL	オリジナル	ラージ	
(C) DYRS	リフレクティブ	スモール	3,800円
(D) DYRL	リフレクティブ	ラージ	

販売名：ネオドライ 一般医療機器 届出番号 27B2X00268X00092

壁面取り付けタイプのステンレス製カップディスペンサーです。カップの直径に合わせて取り出しの調節が出来ます。




カップディスペンサー

Cup Dispenser

商品コード	種類	カラー	入数	価格
1150	収納カップ 約100個	シルバー	1個	9,000円

※本体のみ(取付けネジはついておりません)

背面マグネット付、ネジでの取付けも可能です。5オンスまでのカップに対応しています。



プラスチックカップディスペンサー

Cup Dispenser Plastic

商品コード	種類	カラー	入数	価格
CDP	収納カップ 約100個	ホワイト	1個	4,000円

※取付けネジ付属

壁面取り付けタイプのプラスチック製カップディスペンサーです。5オンスから7オンスまでのカップに対応しています。



プラスチックカップディスペンサー 50カップ用

Plastic Cup Dispenser

商品コード	種類	カラー	入数	価格
1280	収納カップ 約50個	ホワイト	1個	6,000円

低反発素材が頸部の負担を緩和し、快適な診療をご提供いただけます。




LUNOS®プロフィラキシスクッション

LUNOS Prophylaxis Cushion

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
CP200PA9700	W180×H180×D100mm	ネイビー	1個	20,000円

・マジックテープで簡単装着いただけます。
・柔らかく肌に優しい素材を使用しています。
・防水カバーは洗濯、消毒可能です。

診療をサポートするためのモニター用アームです。接続に関してはポールの径をご確認ください。



モニターアーム(プラ)53φ


Plastic Monitor Arm 53mm

商品コード	重量	入数	価格
M-22	600g	1セット	9,000円

●耐荷重4kg ●材質 プラスチック



※タブレット、口腔内カメラは別売です。




モニターアームタブレット用(プラ)53φ

Plastic Monitor Arm for Tablet PC 53mm

商品コード	重量	入数	価格
M-22B	750g	1セット	18,000円

●耐荷重2kg ●材質 プラスチック




モニターアーム(スチール)50φ

Metal Monitor Arm 50mm

商品コード	重量	入数	価格
M-22A	2,150g	1セット	20,000円

●耐荷重9kg ●材質 スチール



モニターアーム(スチール)43φ

Metal Monitor Arm 43mm

商品コード	重量	入数	価格
M-22C	1,700g	1セット	18,000円

●耐荷重9kg ●材質 スチール

鉛当量0.175mmPdで軽く、患者さんの負担が少なく扱いやすいX線防護エプロンです。背面にも鉛が入っており、X線からしっかりガードします。

大人用

鉛当量：0.175mmPd 重量：1.95kg



●大人用着丈イメージ

子供用

鉛当量：0.175mmPd 重量：1.0kg



●子供用着丈イメージ



●サイズ



●仕上げ



体の前後をしっかりガードします。背面マジックテープ式なので着脱が容易に行えます。また、着丈が程よく、座りでの撮影もスムーズに行えます。

X線防護エプロン

X-ray Protective Apron

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
A HB06-1B	大人用	丈700×幅500mm	ブルー	1着	28,000円
B HB06-1R			レッド		
C HP01-1B	子供用	丈500×幅390mm	ブルー	1着	24,000円
D HP01-1R			レッド		

販売名：X線防護エプロン 一般医療機器 届出番号 27B2X00268X00100

私たちと予防歯科について考えてみませんか。

Lunos®パウダージェットは、シンプルでパワフル、そして人間工学に基づいたアシスタントを提供します。



LUNOS® Powder Jet Handpiece

変色・付着物・バイオフィルムを除去する場合、歯肉縁上または歯肉縁下へはノズル交換のみで可能です。取り外し可能なパウダーコンテナは、素早く簡単に交換でき、準備から治療中の使用、そして再生処理に至るまでシステム化されたアプローチを採用しています。

2種類のノズルをご用意

様々な患者さんの状況に合わせて線上用・線下用の2種類のノズルをご用意しています。

ペリオノズル(線下用ノズル)



ペリオチップは、細くて柔軟性があります。11.7mmの作業長で、8mm以上の深いポケットにもアクセスできます。ペリオチップは、滅菌パッケージに入っており衛生的です。



目盛りはWHOプローブと一致しています。

スーبرانズル(線上用ノズル)



スーبرانズルの形状・直径・長さ・感触は人間工学に基づいたデザインで疲れることなく力を入れすぎることなく作業できます。スーبرانズルはオートクレーブ可能なプラスチックと金属の混合素材でできています。



スーبرانズルは360°回転式なので、アクセスが容易で良好な噴射が可能です。



独立型チャンバーなのでパウダーコンテナを素早く交換できます。



パウダーコンテナは、素早い充填が可能なため、交換は簡単で迅速に行えます。



パウダーコンテナは5色のカラーバリエーションをご用意しています。
LUNOS®プロフィーパウダー ジェントルクリーン(線上用)、LUNOS®プロフィーパウダー ペリオコンビ(線下/線下用)はP46に掲載しております。

LUNOS®パウダージェットハンドピース セット プロ

LUNOS® Powder Jet Handpiece Set Pro

商品コード	種類	入数	価格
2034910050	カボカップリング		
2034910051	シロナカップリング		
2034910052	W&Hカップリング	1セット	340,000円
2034910053	ピエンエアカップリング		
2034910054	NSKカップリング		

販売名: LUNOSパウダージェット 管理医療機器 医療機器認証番号: 304AKBZX00056000

LUNOS®パウダージェットハンドピース セット スープラ

LUNOS® Powder Jet Handpiece Set Supra

商品コード	種類	入数	価格
2034900050	カボカップリング		
2034900051	シロナカップリング		
2034900052	W&Hカップリング	1セット	290,000円
2034900053	ピエンエアカップリング		
2034900054	NSKカップリング		

販売名: LUNOSパウダージェット 管理医療機器 医療機器認証番号: 304AKBZX00056000



LUNOS®エクステンションセット ペリオ

LUNOS® Extension Set

商品コード	入数	価格
2034900100	1セット	120,000円

販売名: LUNOSパウダージェット 管理医療機器 医療機器認証番号: 304AKBZX00056000



LUNOS®ペリオノズル

LUNOS® Perio Nozzle

商品コード	入数	価格
2034430000	1本	85,000円



LUNOS®マイルノスペリオチップ

LUNOS® My Lanos Perio Tips

商品コード	入数	価格
2034100020	1箱(40個入り)	21,000円



LUNOS®パウダーコンテナ

LUNOS® Powder Container

商品コード	カラー	入数	価格
2034100197	オレンジ		
2034100245	ミントグリーン		
2034100261	レッド	1個	28,000円
2034100289	パープル		
2034100196	ブルー		
2034100105	オレンジ	1セット	53,000円
2034100104	ブルー	2個入	



LUNOS®スープラノズル

LUNOS® Supra Nozzle

商品コード	入数	価格
2034440000	1本	85,000円



LUNOS®パウダーコンテナトレイ

LUNOS® Powder Container Tray

商品コード	入数	価格
2034100147	1個	7,000円

Prophy Cups

コストパフォーマンスに優れ、種類も豊富なPMTC用プロフィーカップです。

3種類のカップの柔らかさ比較

レギュラー
ソフト
エクストラソフト

カラーバリエーション

レギュラー (Blue, Light Blue, Purple, Orange)
ソフト (Pink, Green, Teal, Blue)
エクストラソフト (Yellow, Red)

※カラーバリエーションは全タイプ共通となります。

カップ内形状

スタンダード
ショート
1500~3000r.p.m

タービン
1500~3000r.p.m

実寸

ポイントタイプ 先細の形状で、隣接部分や歯周ポケット、ブラケット回りなどの清掃・研磨に適しています。



カップの届きにくい叢生部位や矯正装置周辺、最後臼歯遠心のアプローチに効果的です。



タービンタイプ 底面、側面どちらも使用可能です。カップの特徴である凹凸部分が清掃効率を向上させます。



カップ内形状はペーストが飛び散りにくく、より綺麗に磨いていただけるよう再設計しました。
側面の凸凹が隣接面に入り込み、わずかな隙間も綺麗に清掃していただけます。また、最後臼歯遠心や舌側、臼歯部、口蓋側へのアプローチも効果的です。

ショートタイプ
ショートタービンタイプ カップ形状が短いので、小児や臼歯部の頬側隅角部、舌側など届きづらい場所を磨く場合に適しています。



ショートタイプの最大の特徴はコンパクトなカップ形状で、口腔内の特に窮屈な場所へのアプローチに非常に有効的です。

Prophy Brushes

バリエーション豊富なブラシはどのようなシチュエーションへも対応可能です。

毛先形状の違い

フラット テーパー マイクロ ジュニア ジュニアミニ

ジュニアと比べジュニアミニは毛先の長さが少し短くなっています。

3種類のブラシの柔らかさ比較

レギュラー
ソフト
エクストラソフト

レギュラー
ホワイト

ソフト
クリア

エクストラソフト
イエロー


フラットタイプ 平らな毛先形状で歯の表面に効果的です。



テーパータイプ 尖った毛先形状が歯間にフィットします。



マイクロタイプ シーラント前の小窩裂溝、マージンライン、ブラケットの清掃に適しています。



ジュニアタイプ ジュニアタイプは歯の表面に付着した特に酷いステインや歯石等を清掃できるような設計されたブラシです。
ジュニアミニタイプ



※ブラシ中央の空洞にはペーストを入れる事ができます。



3種類のブラシの柔らかさ比較



スクリュータイプ

レギュラー

ソフト

エクストラソフト

フラット



R-261F
ホワイト 100本
4,400円



S-261F
クリア 100本
4,400円



X-261F
イエロー 100本
4,400円

テーパ



R-261T
ホワイト 100本
4,400円



S-261T
クリア 100本
4,400円



X-261T
イエロー 100本
4,400円

マイクロ



R-265-1
ホワイト 100本
4,400円



S-265-1
クリア 100本
4,400円



X-265-1
ホワイト 100本
4,400円

ジュニア



R-268-1
ホワイト 100本
8,000円



S-268-1
クリア 100本
8,000円



X-268-1
イエロー 100本
8,000円

ジュニアミニ



R-269-1
ホワイト 100本
8,000円



S-269-1
クリア 100本
8,000円



X-269-1
イエロー 100本
8,000円

スナップオンタイプ

フラット



260F
ホワイト 144本
5,000円



S-260F
クリア 100本
4,200円



X-260F
イエロー 100本
4,200円

テーパ



260T
ホワイト 144本
5,000円



S-260T
クリア 100本
4,200円



X-260T
イエロー 100本
4,200円

CAタイプ

レギュラー

ソフト

エクストラソフト

フラット



R-262F
ホワイト 100本
4,400円



S-262F
クリア 100本
4,400円



X-262F
イエロー 100本
5,000円

テーパ



R-262T
ホワイト 100本
4,400円



S-262T
クリア 100本
4,400円



X-262T
イエロー 100本
5,000円

マイクロ



R-265
ホワイト 100本
4,400円



S-265
クリア 100本
4,400円



X-265
イエロー 100本
5,000円

ジュニア



R-M268N
ホワイト 100本
7,000円



268N-S
クリア 100本
8,000円



X-268
イエロー 100本
8,000円

ジュニアミニ



R-269N
ホワイト 100本
8,000円



S-269
クリア 100本
8,000円



X-269
イエロー 100本
8,000円



プロフィーカップ

商品コード	種類	カラー	入数	価格
(A) 3399R	アングルタイプ	レギュラー ラベンダー	100本	6,000円
(B) 3399S		ソフト グリーン		
(C) C3399-105R	クリアアングルタイプ	レギュラー ブルー		
(D) C3399-105S		ソフト グリーン		



プロフィーブラシ

商品コード	種類	カラー	入数	価格
(E) CT3399-105R	タービン	レギュラー ブルー	100本	6,000円
(F) CT3399-105S		ソフト ピンク		
(G) CS3399-105R	ショート	レギュラー ブルー		
(H) CS3399-105S		ソフト ピンク		



プロフィーブラシ

商品コード	種類	カラー	入数	価格
(A) 3399F	アングルタイプ	フラット ホワイト	100本	8,000円
(B) 3399T		テーパード		

届きにくい小さな隙間や歯間部の清掃に適しています。



ロトプロックス

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) FC-0119	コニカルタイプ	全長27mm	10本	5,000円
(B) FC-0120		ブラシ長さ10mm		

指に装着し使用すると、ペーストを塗布する作業が効率よく行えます。



ディスポーザブルプロフィーリング

商品コード	カラー	入数	価格
010	アソート(5色入)	200個(各色×40個)	3,000円

※アソートカラー ●ブルー ●グリーン ●イエロー ○ホワイト ●ラベンダー



アンジー プロフィーリング

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
FC-0229	W23×D24×H30mm	オレンジ/グリーン	2個(各1個)	2,800円

シリコン製で柔らかなプロフィーリング。フタ付きで指に装着してご使用いただけます。フッ素塗布などにどうぞ。

主成分に「トレハロース」を使用。歯と患者さんに優しい歯面清掃用パウダーです。トレハロースでプラーク、バイオフィーム、着色を優しく除去します。



ジェントルクリーン(歯肉縁上用) ペリオコンビ(歯肉縁上/縁下用)



ジェントルクリーンは歯肉縁上用。粒子サイズ約65μmで矯正装置、補綴物にもお使いいただけます。
ペリオコンビは歯肉縁上/縁下共用。粒子サイズ約30μmで矯正装置、補綴物、インプラントにも安心してお使いいただけます。



片手で開け閉めできるフリップキャップ仕様

主成分「トレハロース」

トレハロースでプラークや、バイオフィーム、着色を優しく除去します。



- 食品認可済みの天然糖質
- 代謝されない非う蝕性
- 象牙質より柔らかく、根面、歯面、補綴物を傷つけにくい
- 水溶性が極めて高く詰まりにくい
- ライトな甘味で処置後の不快感を低減

LUNOS®プロフィーパウダー ジェントルクリーン(緑上用)

商品コード	種類	内容量	入数	価格
CPZ610A2250-1	ナチュラル(無香料)	180g	1本	4,200円
CPZ620A2250-1	オレンジ			
CPZ630A2250-1	スベアミント			
CPZ650A2250-1	ワイルドベリー			

販売名: LUNOS プロフィーパウダー 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00097

LUNOS®プロフィーパウダー ペリオコンビ(緑上/縁下用)

商品コード	種類	内容量	入数	価格
CPZ640A1950-1	ナチュラル(無香料)	100g	1本	3,300円

販売名: LUNOS プロフィーパウダー 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00097




「2in1」ペーストは1本で粗研磨から仕上げ研磨まで可能です。1歯面10秒で研磨が完了。飛び散りにくく、操作性が良いペーストです。

ミントにはフッ素1500ppm配合。棒状の天然ケイ酸カルシウムは研磨中に折れて細かくなります。小さな角が多数できることにより、研磨力を維持します。



「スーパーソフト」ペーストはRDA5を実現しました。研磨成分にはハイドロキシアパタイトを使用し、再石灰化をサポート。バイオフィームとプラークを優しく除去し、歯面を滑沢に艶のある表面にすることでプラークの再付着を予防して美しい歯を保ちます。インプラントや知覚過敏の患者さんへの使用も可能です。



・RDA値28
・棒状粒子なので効率的
・着色の再付着が少ない

2in1ペーストとラバーカップで施術



LUNOS®プロフィーペースト 2in1

商品コード	種類	内容量	入数	価格
CPZ710A1901	ナチュラル(無香料)	100g	1本	4,400円
CPZ720A1901	オレンジ			
CPZ730A1901	ミント			

販売名: LUNOSプロフィーペースト 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00064

LUNOS®プロフィーペースト スーパーソフト

商品コード	種類	内容量	入数	価格
CPZ740A0901	ナチュラル(無香料)	50g	1本	3,000円
CPZ750A0901	オレンジ			

販売名: LUNOSプロフィーペースト 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00064

使用機種や部位に合わせて選べる100種類以上の豊富な品揃え。
お求めやすい価格で高品質なスケーラーチップをご提供します。

スケーラーチップ

Scaler Tip



販売名: スケーラーチップ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00094



Refine Medical社は新興メーカーにも関わらず既に42カ国への販売実績があり、世界中の歯科医師からの支持を得ている歯科超音波機器メーカーです。50台ものコンピュータ数値制御工作機械(CNC)を所有し、業界でも数少ない一貫生産体制のもと【安定した高い品質の維持】【工程合理化による低コスト化】【顧客ニーズに応じた研究開発】を実現しています。

スケーリング								
用途	歯肉縁上や歯頸部の除石		前歯部のプラーク・ステイン除去		隣接面・裂溝の除石		隣接面・裂溝の除石	
形状サイズ								
対応機種	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK
商品コード	ST-G1	ST-GD1	ST-G2	ST-GD2	ST-G3	ST-GD3	ST-G4	ST-GD4
入数/価格	1本	1,400円	1本	1,400円	1本	1,600円	1本	1,600円

スケーリング								
用途	歯肉縁上や歯頸部の除石		歯肉縁上・歯頸部の大きな歯石に		クラウン除去		ポスト除去	
形状サイズ								
対応機種	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK
商品コード	ST-G5	ST-GD5	ST-G6	ST-GD6	ST-G7	ST-GD7	ST-G8	ST-GD8
入数/価格	1本	1,600円	1本	1,600円	1本	1,600円	1本	1,600円

スケーリング				ヘリオ				
用途	シクルタイプ		キュレットタイプ		浅い歯肉溝の除石		左湾曲型	
形状サイズ								
対応機種	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK
商品コード	ST-G9	ST-GD9	ST-G10	ST-GD10	ST-P1	ST-PD1	ST-P2L	ST-PD2L
入数/価格	1本	2,600円	1本	2,600円	1本	1,600円	1本	2,600円

ヘリオ								
用途	左湾曲型ルートプレーニング用		右湾曲型		右湾曲型ルートプレーニング用		深い歯周ポケットなどに	
形状サイズ								
対応機種	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK
商品コード	ST-P2LD	ST-PD2LD	ST-P2R	ST-PD2R	ST-P2RD	ST-PD2RD	ST-P3	ST-PD3
入数/価格	1本	3,300円	1本	2,600円	1本	3,300円	1本	2,600円

ヘリオ								
用途	フラップ後の除石など		歯肉縁下除石後の仕上げに		深い歯周ポケットに		3mm以下の歯周ポケットなどに	
形状サイズ								
対応機種	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK
商品コード	ST-P3D	ST-PD3D	ST-P4	ST-PD4	ST-P6	ST-PD6	ST-P20	ST-PD20
入数/価格	1本	3,300円	1本	2,600円	1本	2,600円	1本	2,600円

エンド								
用途	φ0.7~0.8mm用のファイルホルダー		φ0.7~0.8mm用のファイルホルダー		ガッタバーチャ側方加圧充填用		根管拡大や破折ファイル除去に	
形状サイズ								
対応機種	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK
商品コード	ST-E1	ST-ED1	ST-E2	ST-ED2	ST-E3	ST-ED3	ST-E3D	ST-ED3D
入数/価格	1本	2,600円	1本	2,600円	1本	1,600円	1本	3,300円

エンド								
用途	根管口明示に		ガッタバーチャ除去に		根管内異物除去		ガッタバーチャ除去に	
形状サイズ								
対応機種	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK
商品コード	ST-P4D	ST-PD4D	ST-E4	ST-ED4	ST-E4D	ST-ED4D	ST-E5	ST-ED5
入数/価格	1本	3,300円	1本	3,300円	1本	3,300円	1本	3,300円

エンド								
用途	根管内異物除去		バーホルダー		逆根管治療用		逆根管治療用	
形状サイズ								
対応機種	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK
商品コード	ST-E5D	ST-ED5D	ST-E8	ST-ED8	ST-E10	ST-ED10	ST-E10D	ST-ED10D
入数/価格	1本	3,300円	1本	3,300円	1本	3,300円	1本	3,300円

エンド								
用途	逆根管治療用		逆根管治療用		根管内異物除去		根管内異物除去	
形状サイズ								
対応機種	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK
商品コード	ST-E11	ST-ED11	ST-E11D	ST-ED11D	ST-E14	ST-ED14	ST-E15	ST-ED15
入数/価格	1本	3,300円	1本	3,300円	1本	3,300円	1本	3,300円

高洞形成								
用途	咬合面や歯頸部のう蝕除去		近心隣接面のう蝕除去		遠心隣接面のう蝕除去		窩洞形成用左半球タイプ	
形状サイズ								
対応機種	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK	EMS	SATELEC・NSK
商品コード	ST-SB1	ST-SBD1	ST-SB2	ST-SBD2	ST-SB3	ST-SBD3	ST-SBL	ST-SBDL
入数/価格	1本	3,300円	1本	3,300円	1本	3,300円	1本	3,300円

高洞形成				スケーリング(SIRONAスケーラー用)				
用途	窩洞形成用右半球タイプ		歯肉縁上・歯頸部の除石		前歯部のプラーク・ステイン除去		隣接面・裂溝の除石	
形状サイズ								
対応機種	EMS	SATELEC・NSK	SIRONA		SIRONA		SIRONA	
商品コード	ST-SBR	ST-SBDR	ST-GS1		ST-GS2		ST-GS3	
入数/価格	1本	3,300円	1本 1,600円		1本 1,600円		1本 2,000円	

スケーリング(SIRONAスケーラー用)				ヘリオ(SIRONAスケーラー用)				
用途	隣接面・裂溝の除石		歯肉縁上・歯頸部の除石		歯肉縁上・歯頸部の大きな歯石に		浅い歯肉溝の除石	
形状サイズ								
対応機種	SIRONA		SIRONA		SIRONA		SIRONA	
商品コード	ST-GS4		ST-GS5		ST-GS6		ST-PS1	
入数/価格	1本 2,000円		1本 2,000円		1本 2,000円		1本 2,000円	

使用機種や部位に合わせて選べる100種類以上の豊富な品揃え。
お求めやすい価格で高品質なスケーラーチップをご提供します。

スケーラーチップ

Scaler Tip

販売名：スケーラーチップ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00094



	ペリオ(SIRONAスケーラー用)			エンド(SIRONAスケーラー用)
用途	深い歯周ポケットなどに	フラップ後の除石など	歯肉縁下除石後の仕上げに	φ0.7~0.8mm用のファイルホルダー
形状サイズ				
対応機種	SIRONA	SIRONA	SIRONA	SIRONA
商品コード	ST-PS3	ST-PS3D	ST-PS4	ST-ES1
入数/価格	1本 3,300円	1本 3,300円	1本 3,300円	1本 3,300円

	エンド(SIRONAスケーラー用)			
用途	φ0.7~0.8mm用のファイルホルダー	ガッターバーチャ側方加圧充填	根管口明示に	ガッターバーチャ除去に
形状サイズ				
対応機種	SIRONA	SIRONA	SIRONA	SIRONA
商品コード	ST-ES2	ST-ES3	ST-PS4D	ST-ES4
入数/価格	1本 3,300円	1本 2,000円	1本 3,300円	1本 3,300円

	エンド(SIRONAスケーラー用)		窩洞形成(SIRONAスケーラー用)	
用途	根管内異物除去	ガッターバーチャ除去に	咬合面や歯頸部のう蝕除去	近心隣接面のう蝕除去
形状サイズ				
対応機種	SIRONA	SIRONA	SIRONA	SIRONA
商品コード	ST-ES4D	ST-ES5	ST-SBS1	ST-SBS2
入数/価格	1本 3,300円	1本 3,300円	1本 3,300円	1本 3,300円


	窩洞形成(SIRONAスケーラー用)			スケーリング(KAVO SonicFlex用)
用途	遠心隣接面のう蝕除去	窩洞形成用左半球タイプ	窩洞形成用右半球タイプ	歯肉縁上・歯頸部の除石
形状サイズ				
対応機種	SIRONA	SIRONA	SIRONA	KAVO SonicFlex
商品コード	ST-SBS3	ST-SBSL	ST-SBSR	ST-GK1
入数/価格	1本 3,300円	1本 3,300円	1本 3,300円	1本 3,300円

	スケーリング(KAVO SonicFlex用)			ペリオ(KAVO SonicFlex用)
用途	歯肉縁上・歯頸部の大きな歯石に	隣接面やマージンラインに	隣接面・裂溝の除石など	歯肉縁下の清掃など
形状サイズ				
対応機種	KAVO SonicFlex	KAVO SonicFlex	KAVO SonicFlex	KAVO SonicFlex
商品コード	ST-GK2	ST-GK3	ST-GK4	ST-GK5
入数/価格	1本 3,300円	1本 3,300円	1本 3,300円	1本 3,300円

	スケーリング(KAVO PiezoLED用)		
用途	隣接面・裂溝の除石	隣接面・裂溝の除石	深い歯周ポケットなどに
形状サイズ			
対応機種	Kavo PiezoLED	Kavo PiezoLED	Kavo PiezoLED
商品コード	ST-201	ST-202	ST-203
入数/価格	1本 5,500円	1本 5,500円	1本 5,500円

注意
チップ先端が1.0mm以上摩耗した状態では先端が適切に振動しなくなります。その場合、歯石除去効率が著しく下がり歯面に傷がつきやすくなります。患者様が痛みを感じるようになります。適切な振動で安全に効率よく作業を行うため、少しでも除去効率が下がったと感じた場合は新しいチップに交換してください。

6本用の蓋付きスケーラーチップホルダーです。
高さ37mmまでのスケーラーチップが収納できます。



スケーラーチップホルダー

Scaler Tip Holder

商品コード	種類	入数	価格
TH02	蓋つき6本用	1個	1,600円



ファイルホルダー・FGバーホルダー用マルチレンチです。



ホルダー用マルチレンチ

Multipurpose Wrench

商品コード	入数	価格
TW-A	1個	1,200円

※対応チップコード：ST-E1・ST-E2・ST-E8・ST-ES1・ST-ED1・ST-ED2・ST-ED8・ST-ES2



スケーラーチップ着脱用トルクレンチです。



トルクレンチ

Torque Wrench

商品コード	種類	入数	価格
TW-1L	EMS・SATELEC・NSK・KAVO Piezo LED用		
TS-1L	SIRONA用	1個	1,600円
TK-1L	KAVO SonicFlex用		



プラークを効率よく除去できるエアースケーラー用ブラシ、ブラシホルダーです。
スケーラーブラシ用のホルダーに装着し、ご使用ください。KaVo・YOSHIDA・NSKのエアースケーラーに接続可能です。



スケーラーブラシ

Scaler Brushes

商品コード	種類	入数	価格
① 271F-10	レギュラー	フラット	10本 4,800円
① 271F-50		50本 22,000円	
② 271T-10	テーバー	10本 4,800円	
② 271T-50		50本 22,000円	
③ 275F-10	ミニ	フラット	10本 4,800円
③ 275F-50		50本 22,000円	
④ 275T-10	テーバー	10本 4,800円	
④ 275T-50		50本 22,000円	

販売名：スケーラーブラシ 一般医療機器 届出番号：27B2X0026800020

スケーラーブラシホルダー


Scaler Brush Holder

商品コード	サイズ	入数	価格
⑤ 270	全長30mm	1本(レンチ付属)	9,000円

販売名：スケーラーブラシホルダー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000040
※接続に関する詳細はお問い合わせください。



デントールAは歯槽膿漏を抜かずに治すことを目的として開発された製品です。歯周ポケットの奥までブラシが届き、ブラッシングと同時に水流で洗浄します。



ブラシノズルの先端から毎秒30回程度のパルス水流と共にブラシがピストン運動し、歯周ポケット奥の汚れを確実にブラッシング洗浄します。



ブラシ飛び出し長最大10mm。使用時間は一患部につき数秒~10秒程度。水流のみのノズルもご用意しています。

特徴

- ノズル先端を歯の面に対して45度くらいになるようにし、歯と歯茎の境目の少し上あたりに向け、ブラシが歯面に沿って歯周ポケットに滑り込むようにします。
- ブラシの先端が歯周ポケット奥に当たればブラシはそれ以上ストロークせず、水流はブラシの隙間からジェット水流となって飛び出すので、患部をブラシ先端で傷つける心配がありません。
- ブラシが患部まで水を導くので、水に溶けている酸素によって嫌気性である歯槽膿漏菌の繁殖を抑えることができます。
-ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。十分に内容をご理解いただいたうえで正しくお使いください。

仕様

- 電源：AC100-240V 50/60Hz
- 消費電力：18W
- 水圧：約500-700kPa
- パルス数：最大約1,700回/分
- タンク容量：600ml
- 連続運転時間：約3分(約3分で自動停止)
- 電源コード長：1.2m
- 本体サイズ：W155×L135×H215mm
- 重さ：730g

セット内容

- ・デントールA本体
- ・ブラシノズル×2本
- ・水流ノズル×3本
- ・取扱説明書
- ・保証書



デントールA

Dentool A

商品コード	種類	入数	価格
DC-0157	本体セット	1セット	18,000円
DC-0156	ブラシノズル	4本	5,000円

※使い始めは歯周ポケット奥に溜まっていた食べかすや血が出る場合があります。
※使用回数日は少しヒリヒリすることがあります。

白歯部やブラケット、インプラント等の清掃しにくい部位に適しています。



I-ブロックポイントブラシ(携帯用ワンタフトブラシ)

I-Prox

商品コード	カラー	入数	価格
① FC-0134	※	ポイントブラシ×4個 ホルダー×1本	1,000円

※2色からお選びいただけます。●ブルー ●ピンク
※ブラシの差込方法を変えることで60°と120°の角度で使用可能です。
ハンドルには替えブラシの収納も可能。

I-ブロックポイントブラシ替えブラシ(携帯用ワンタフトブラシ 替えブラシ)

I-Prox P Replacement Brushes

商品コード	入数	価格
② FC-0135	4個	800円

定番のI字ストレート型です。ワイヤーの根本を直角に折ることでL字型に曲がり臼歯部へのアクセスも容易に行えます。



ISO.No	1	2	3	4	5	6
サイズ	SSS	SS	S	M	L	LL
最小通過径mm	<0.8	0.9-1.0	1.1-1.2	1.3-1.5	1.6-1.8	>1.9
色	ラベンダー	ホワイト	イエロー	ピンク	ブルー	グリーン

サイズ表記は当社規格に基づくものです。



EZ歯間ブラシ

EZ Interdental Brushes

商品コード	種類	入数	価格
① G800-1	SSS	6本	440円
② G800-2	SS		
③ G800-3	S		
④ G800-4	M		
⑤ G800-5	L		
⑥ G800-6	LL		
G800-ASS	アソート	6本(各1本)	

商品コード	種類	入数	価格
G800-1-B	SSSカートン	6本×10	4,000円
G800-2-B	SSカートン		
G800-3-B	Sカートン		
G800-4-B	Mカートン		
G800-5-B	Lカートン		
G800-6-B	LLカートン		
G800-ASS-B	アソートカートン	6本(各1本)×10	

緩やかなカーブの先端で歯間部に挿入しやすく、ホルダーには歯間ブラシの替えを収納できて便利です。替えのブラシは7サイズあり、歯間に合わせて使い分けが可能で。



ピックブラシ替えブラシ(携帯用歯間ブラシ 替えブラシ)

Pic-Brush Replacement Brushes

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
① FC-0127	エクストラエクストラファイン	φ1.5mm	ピンク	6本	1,200円
② FC-0128	エクストラファイン	φ1.8mm	イエロー		
③ FC-0129	ファイン	φ2.0mm	ホワイト		
④ FC-0130	ミディアム	φ2.2mm	グリーン		
⑤ FC-0131	ラージ	φ3.0mm	ブルー		
⑥ FC-0132	エクストララージ	φ6.5mm	エンジ		
⑦ FC-0133	コニカル	φ2.5~5.0mm	オレンジ		

※2色からお選びいただけます。
●ブルー(ブラシ：ファイン付) ●ピンク(ブラシ：エクストラエクストラファイン付)

あたりの柔らかい歯間ブラシです。
幅広ハンドルは指先でも持ちやすい形状です。



ディスポーザブル歯間ブラシ

Disposable Interdental Brush



商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) 3222	イントロパック	全長60mm ブラシ21mm	20本入ケース×10	4,000円
(B) 3222B	100本入り	φ0.8mm	100本	2,000円

お子様に人気のアニマルキャップ付で、楽しく歯磨きをしていただける子供用歯ブラシです。
院内のディスプレイとしても好評です。



(A)



(B)



(C)



(D)



ブラシ部分

キッズ歯ブラシ

Kid's Brush

商品コード	種類	入数	価格
(A) FC-0101	アヒル	1本	400円
(B) FC-0102	オウム		
(C) FC-0103	クマ		
(D) FC-0104	イヌ		

※足を90°回すとキャップがきます。


ブリッジ・インプラント・矯正ブラケット等広い歯間空隙の清掃に。お得な50本入り。



箱中央部を切り取るとミシン目から1本ずつ簡単に取り出すことが出来ます。



たっぷり使える
50本入



狙った場所を清掃

挿入部がまっすぐ伸びており、水分も含みにくく狙った場所に挿入しやすくなっています。

スムーズな清掃

フィラメント部の表面は滑らかに加工。ガシガシとした不快感無くスムーズに清掃できます。



スペシフィックフロス

Specific Floss

患者参考価格 ¥1,400/個(税別)

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0505	全長300mm(フィラメント部140mm)	50本	1,100円

赤ちゃん用歯ブラシです。
歯ブラシのトレーニングとして生後6カ月頃から使用いただけます。



インファントオーブラシ

Infant-O-Brush

商品コード	カラー	入数	価格
FC-0124	レッド	1個	500円

2つのフロスを取り付けることが可能です。



ラックにも固定可能です。

ビックミラフロス

Mirafloss Big

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
FC-0121	W78×D43×H103mm	レッド	1個	6,800円

※フロス付(ホワイト:ノンフレーバー/ワックス付 ブラック:ミントブラック/ワックス付)

ビックミラフロス 替えフロス

Mirafloss Big Refills

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(A) FC-0122	ミントブラック/ワックス付	200m	ブラック	1本	1,000円
(B) FC-0123	ノンフレーバー/ワックス付		ホワイト		

フォーム状のフッ素、またはフッ素を染み込ませた綿球をトレイに入れて使用する、フッ素塗布用トレイです。



フッ素トレイ

Fluoride Trays



商品コード	種類	カラー	入数	価格
7800S	スモール	グリーン	50個	2,600円
7800M	ダブルアーチ	イエロー		
7800L	ラージ	ブルー		

商品コード	種類	カラー	入数	価格
7801S	スモール	グリーン	100個	2,600円
7801M	シングルアーチ	イエロー		
7801L	ラージ	ブルー		

先端の凸凹が舌の汚れを効果的に除去できる舌クリーナー。



先端部分

舌クリーナー

Tongue Cleaner

商品コード	カラー	入数	価格
9000	アソート(5色)	20本(各色×4本)	2,800円

※アソートカラー ○クリア ●イエロー ●グリーン ●ラベンダー ●レッド
※個別包装

歯の形をした歯ブラシホルダー。
4本の歯ブラシを立てることができます。




歯ブラシホルダー

Toothbrush Holder

商品コード	サイズ	入数	価格
2005	W82×D82×H103 φ20mm	1個	800円

カラフルな8色の中から好きな色をお選びいただけます。
8色セットのカラーアソートも好評です。



W80×D65×H48(内寸mm)

デンチャーバス 単色 10個入り

Denture Baths

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
603	W80×D65×H48(内寸mm)	※	10個	1,600円

※8色からお選びいただけます。

●ブルー○ホワイト●グリーン●イエロー●ピンク●ラベンダー●ライム●ライトブルー

デンチャーバス カラーアソート 10個入り

商品コード	カラー	サイズ	カラー	入数	価格
603	アソート	W80×D65×H48(内寸mm)	※(8色入)	10個	1,600円

●ブルー×2 ○ホワイト×2 ●グリーン●イエロー●ピンク●ラベンダー●ライム●ライトブルー

デンチャーバス カラーアソート 10個入り

200
個入

商品コード	カラー	サイズ	カラー	入数	価格
603-200	アソート	W80×D65×H48(内寸mm)	※(8色入)	200個 (10個入×20箱)	29,000円

●ブルー×2 ○ホワイト×2 ●グリーン●イエロー×20箱
●ピンク●ラベンダー●ライム●ライトブルー

デンチャーブラシとしてご使用いただけます。



使用例 1



使用例 2

プロスブラシ

Protho Brush De Luxe Transparent

商品コード	カラー	入数	価格
FC-0137	※	1本	800円

※2色からお選びいただけます。●ブルー ●ピンク

簡易的なデンチャー用音波洗浄器です。
食物残渣やバイオフィルム、歯垢などの汚れを音波と振動で洗い落とします。



洗浄槽は簡単に取り外せます。

仕様

■電池仕様:単3乾電池2本。
テスト電池は付属しておりません。
別途市販の乾電池をお求めください。
■本体サイズ:W90×L83×H76mm
■洗浄槽内寸:W80×L73×H38mm
■本体重量:149g

ソニックデンチャークリーナー

Sonic Denture Cleaner

商品コード	入数	価格
04210	1個	1,500円

フルデンチャー上下1セットを一度に洗浄できる音波洗浄器。
ICタイマー付き、10分後に自動的に電源が切れるのでバッテリーが長持ちします。



ゴム吸盤付きなので使用中の振動でもズレません。

仕様

■電池仕様:単4乾電池2本
テスト電池は付属しておりません。
別途市販の乾電池をお求めください。
■本体サイズ:W115×L100×H55mm
■洗浄槽内寸:W100×L70×H30mm(最深部)
■本体重量:135g

デンチャースパクリーナー

Denture Spa Cleaner


商品コード	入数	価格
04230	1個	3,500円

※デンチャーブラシ付き

バキューム・ハンドピース Aspirator Tips / Handpieces

機能とコストパフォーマンスを兼ね備えています。

好きな角度にチューブを曲げてご使用いただける、ディスプレイザブルの排唾管です。先端のチップの形状は、患者さんの口腔内組織を吸引しないようデザインされており、また、不快感を解消できるよう滑らかに仕上げています。曲げた角度をしっかりと維持させるため、より強度のある素材を使用しています。また、チューブの形は曲げて変わらず、吸引力も落ちません。



サライバエジェクター

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
(A) 300B	H143mm φ6.5mm	クリア/ブルー	100本	1,000円
(B) 300W	φ6.5mm	クリア/ホワイト		

販売名: ディスポーザブル排唾管 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268000007

サライバエジェクター ソフトチップタイプ

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
(C) 333	H143mm φ6.5mm	クリア/ネイビー	100本	1,600円

販売名: ディスポーザブル排唾管 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268000007

使用前に滅菌できて安心な小児向け排唾管です。再使用はできません。



注意
本製品はディスポーザブル製品ですが、使用前のオートクレーブ(121℃)が可能です。使用後は再使用はできません。



クマ・サル・ネコ・カバの4種類

アンジー サライバエジェクター

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
FC-0241	H145mm φ6.5mm	アソート(4色)	30本	1,600円

販売名: アンジーサライバエジェクター 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00048

※色の入数は袋により異なります。

先端で頬や舌を圧排しつつ吸引可能な排唾管です。患者さんの顎に引っ掛けることで固定できるため治療に専念できます。




口腔内の状態に合わせて形状を自在に変形することができます。渦巻き部に5ヶ所の穴があり、効果的に吸引します。

フレックスサライバエジェクター

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
YCDM181	外径6.5mm 長さ38mm (アダプター)	ホワイト	排唾管100本 アダプター 3本	2,500円

販売名: フレックスサライバエジェクター 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00060

部分的な吸引・切削片の吸引にご使用いただけます。




(C) チップミニは[009]スタンダードに接続してご使用ください。

サージカルアスピレーター

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) 008	ラージ	φ11mm		3,000円
(B) 009	スタンダード		25本	
(C) 007	チップミニ	-		2,000円

販売名: サージカルアスピレーター 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268000023

6.5mmの排唾管、11mmのバキュームチップを内径の異なるバキュームと連結できます。



アダプター

商品コード	種類	入数	価格
(A) 306	サライバエジェクター用 φ11mm		
(B) 305	オーラル φ16mm	1個	1,500円
(C) 307	エバキューエーター用 φ10mm		

販売名: 排唾管アダプター 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268000037

メタルタイプの3WAYシリンジ用のチップです。




※ サニ・チップ用アダプターが必要です。(当社での取扱はございません) 先端が細いので、しっかりと奥まで挿し込んでご利用ください。

メタルシリンジチップ

商品コード	サイズ	入数	価格
1112	H82mm	1本	900円

関連商品 シリンジチップシールド P26参照

アスピレーターの清掃用ブラシです。



アスピレーターブラシ

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) 020	エクストラファイン	φ5mm		2,200円
(B) 021	ファイン	φ6mm	6本	
(C) 022	ミディアム	φ13mm		2,500円
(D) 023	ラージ	φ19mm		


吸引管が口腔内に当たる感触を和らげ、患者さんの不快感を軽減します。



吸引チップ

商品コード	カラー	サイズ	入数	価格
290	ライトブルー	φ11mm	6本	2,800円

3WAYシリンジ用のディスポーザブルチップ。アメリカンタイプとヨーロピアンタイプの2種類があります。用途に合わせてご使用いただけます。




※ サニ・チップ用アダプターが必要です。(当社での取扱はございません)

シリンジチップ

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) 011A	アメリカンタイプ ロング	H75mm φ3.5mm	250本	6,000円
(B) 011E	ヨーロピアンタイプ ショート	H60mm φ3.5mm		

関連商品 シリンジチップシールド P26参照

内径11mmの吸引管に接続するディスポーザブルのサクシオンチップです。



オーラルエバキュエーター

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
① 001	スロットタイプ	H147mm φ11mm	ホワイト	100本	1,200円
② 301	Sカットタイプ	H145mm φ11mm			

販売名：オーラルエバキュエーター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000036
※カラーアソートは各色×20本入となっています。
○ホワイト ●グリーン ●イエロー ●ピンク ●ラベンダー



吸引チップが不要のディスポーザブルサクシオンチップ。先端がシリコン素材で柔らかく、患者様の不快感を軽減します。また、先端の切れ目で適度な吸力をコントロールできます。




オーラルエバキュエーター ソフトチップタイプ

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
ST001	H145mm φ11mm	ホワイト	50本	2,000円

販売名：オーラルエバキュエーター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000036

先端部分で、舌・頬粘膜の圧排ができ、効率よく治療スペースを確保しながら吸引できるバキュームチップです。強化プラスチック素材で耐久性とコストパフォーマンスを追求しました。



サクシオンチューブ

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
① 005L	ラージ	φ16×H136mm			
② 005M	ヨーロピアンスタイル	ミディアム φ16×H134mm			
③ 006P	スモール	φ16×H130mm		※アソート 10本 各2本	2,200円
④ 205M	ミディアム	φ11×H134mm			
⑤ 206P	スモール	φ11×H127mm			

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
⑥ 335L	アングルタイプ	ラージ φ16×H138mm			
⑦ 335M	ヨーロピアンスタイル	ミディアム φ16×H130mm		※アソート 10本 各2本	2,200円
⑧ 336P	スモール	φ16×H122mm			

販売名：サクシオンチューブ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000035
※ラベンダー ●ライトブルー ●ライトグリーン ●ライム ●イエロー
※単色の販売はございません。
関連商品 アダプター P58参照 アスピレーターブラシ P58参照

タービン・エアモーター用の潤滑油スプレーです。



潤滑油スプレーの製造工場はドイツの有名ハンドピースブランド向けにOEM生産しております。その他にも、ヨーロッパ有数のブランド向けに25年以上にわたり、安定した品質を提供し続けております。


大容量でリーズナブル。

1回、1秒の噴射でハンドピースのメンテナンスを実現します。

潤滑油スプレー

商品コード	内容量	入数	価格
FC-0157	500ml	1本	2,400円

今お使いの電球と交換できるLEDライトバルブです。LEDはハロゲン電球に比べ消費電力が1/4以下になります。



LEDライト

商品コード	種類	入数	価格
① L101K	KaVoジョイント		
② L101KM	KaVoモーター		
③ L101SM	Sironaモーター	1個	10,000円
④ L101S	Sironaジョイント		
⑤ L101Y	Yoshidaジョイント		

商品コード	種類	入数	価格
⑥ L101ST	Starジョイント		
⑦ L101WH	W&Hハンドピース		
⑧ L101N	NSKジョイント	1個	10,000円
⑨ L101NMNL	NSKモーター(M40/NL400/KCL6)		
⑩ L101NMT	NSKモーター(TIM40/TI205L)		

注意 モリタユニット、オサダユニットをお使いの歯科医院様につきましては、当社LEDライトバルブはハロゲン球用の設定のままではお使いいただけません。電流が過剰に流れ、数日間でLED球が切れてしまいますので、お取付の際は必ずユニット業者様にご相談ください。



ハロゲンライト

商品コード	種類	入数	価格
① H101K	KaVo・モリタジョイント		
② H101S	Sironaジョイント		
③ H101SM	Sironaモーター	1個	4,500円
④ H101WH	W&H・カスタムエアジョイント		
⑤ H101ST	Starジョイント		

商品コード	種類	入数	価格
⑥ H101BA	BienAirジョイント		
⑦ H101BAM	BienAirモーター		
⑧ H101N	NSKジョイント	1個	4,500円
⑨ H101Y	Yoshidaジョイント		

05

ホワイトニング Whitening

審美歯科は輝く歯と共に、日常を明るくします。

LEDホワイトニングライト iBrite。
スタンドタイプとテーブルトップタイプの2種類をご用意しています。

1年保証

LED 3灯
照度 3,600ルクス
光量 120±10mW/cm²
波長 460～490nm

3ボタンで簡単操作
照射ボタン タイマーボタン 電源ボタン

マウスピースは取り外し可能です。


照射時間を診療時間に合わせ、細かく12段階でセット可能です。

10分	12分	15分	20分	25分	30分
35分	40分	45分	50分	55分	60分

診療シチュエーションに合わせ、自在に照射ヘッドを調節できます。



180度回転可能な照射ヘッド



ネック部は自在可動



4段の角度調節



パワーを入れると台座部分のプレートが光ります。



iBrite テーブルトップタイプ

Portable Light Unit

商品コード	種類	価格
IB-688T	テーブルトップ	120,000円

販売名：iBライト 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268X00047

セット内容

- ホワイトニングライト×1
- 保護メガネ×1
- マウスピース×1
- 電源ケーブル×1
- 取扱説明書×1
- ポール(スタンドタイプ)×1
- 保証書×1



iBrite スタンドタイプ

Portable Light Unit

商品コード	種類	価格
IB-688W	スタンドタイプ	150,000円


販売名：iBライト 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268X00047

仕様

- 電源：入力AC100～240V 50/60Hz
- LED寿命：10,000時間
- 重さ：スタンドタイプ 8kg / テーブルタイプ 8kg
- 照射時間：10分～60分(12段階)
- 波長：460nm～490nm
- 光源：青LED(3灯)

注意 酸化チタンを配合したティオン、ピレーネ等には通しません。

交換用マウスピース



iBrite マウスピース

Portable Light Unit Mouthpiece

商品コード	入数	価格
IB-688MP-D	5個	5,000円



♥ プレミアムプラスジャパンのホワイトニング照射器は安心のメーカー1年保証付き

インストゥルメント Instruments

機能的なラインアップを用途に合わせてご用意しています。

口腔内撮影アイテムシリーズ

お手持ちのスマートフォンで撮影でき、多彩な組み合わせが可能です。

他商品との組み合わせが可能なハンドグリップです。
スマートフォンを取り付けて本格的な撮影ができます。

※スマートフォンを取付けてご使用ください。



ストラップ付



モバイルグリップ

Handle Grip

商品コード	セット内容	サイズ	入数	価格
APL-VG01	ハンドル×1 プレート×1 スマートフォンホルダー×1 ストラップ×1	ハンドル100mm 重量175g	1セット	5,000円

※対応スマートフォンサイズは5.8cm~8.7cmです。

スマートフォンを中央に配置できる、ダブルグリップタイプです。
握りやすい2本のグリップで、安定して動画や写真の撮影ができます。

※スマートフォンを取付けてご使用ください。



撮影用ライト [APL-FLO3] との組み合わせ。



グリップはお好みの位置へ可動できます



スマートフォンを取付けてご使用ください

モバイルグリップ

Handle Grip

商品コード	セット内容	サイズ	入数	価格
APL-VG02	ハンドル×2 プレート×1 スマートフォンホルダー×1 ストラップ×1	ハンドル100mm 重量420g	1セット	9,500円

※対応スマートフォンサイズは5.8cm~8.7cmです。

充電式ポータブルLED撮影ライトです。
明るさが調節できるライトです。

※モバイルグリップ組み合わせてご使用ください。



※スマートフォンを取付けてご使用ください。

撮影用ライト

Photography Lighting

商品コード	セット内容	サイズ	入数	価格
APL-FLO3	ライト×1 USBケーブル×1 取扱説明書×1	H75×W75×D30mm 重量95g	1セット	6,000円

※対応スマートフォンサイズは5.8cm~8.7cmです。

クリップタイプのリングLEDライトです。
フレキシブルアームのため、ライト角度の微調整ができます。

※スマートフォンを取付けてご使用ください。



撮影用ライト

Photography Lighting

商品コード	セット内容	サイズ	入数	価格
APL-FLO4	LEDライト×1 USBケーブル×1	ライト直径90mm 重量450g	1セット	3,500円

※対応スマートフォンサイズは5.8cm~8.7cmです。

三脚が付いたLED撮影ライトです。

高さを三段階に調節でき、モバイルグリップと組み合わせて撮影もできます。

※スマートフォンを取付けてご使用ください。



高さを三段階に可動できます



撮影用ライト [APL-VG01] との組み合わせ。

撮影用ライト

Photography Lighting

商品コード	セット内容	サイズ	入数	価格
APL-FLO7	RGB LEDライト×1 タイプCケーブル×1 三脚×1 ボールジョイント×1 取扱説明書×1	H70×W115×D20mm 重量275g	1セット	12,000円

※対応スマートフォンサイズは5.8cm~8.7cmです。

柔軟な三脚が付いた10インチリングLEDライトです。
三脚部分が自由に曲げられ、巻きつける事ができます。

※スマートフォンを取付けてご使用ください。



リングライト10インチモバイルオクトパスホルダー

Photography Lighting

商品コード	セット内容	サイズ	入数	価格
APL-FL10JJ10Y	リングライト×1 フレキシブル三脚×1 スマートフォンホルダー×1 USBケーブル×1 ボールジョイント×1 取扱説明書×1	ライト直径260mm	1セット	6,500円

※対応スマートフォンサイズは5.8cm～8.7cmです。

三脚が付いた10インチリングLEDライトです。
10段階調節のLED照明で、より明るく美しい動画や写真を撮影できます。

※スマートフォンを取付けてご使用ください。



撮影用ライト【APL-VG01】との組み合わせ。

リングライト10インチモバイルホルダー

Photography Lighting

商品コード	セット内容	サイズ	入数	価格
APL-FL10JJ13Y	リングライト×1 卓上三脚×1 スマートフォンホルダー×1 取扱説明書×1	ライト直径260mm	1セット	5,000円

※対応スマートフォンサイズは5.8cm～8.7cmです。

表面をチタンコーティングした、両面が鏡面の口腔内撮影用ミラー。
角をハンドメイドで滑らかに仕上げられており、患者さんにも優しいフォルムです。



一枚ずつにソフトな保護袋付き。

口腔内撮影用両面ミラー

Photographic Mirrors Glass Double sides

商品コード	種類	入数	価格
A YCDM500-L	咬合面アダルト大	1枚	6,000円
B YCDM500-M	咬合面アダルト中		
C YCDM500-S	咬合面チャイルド小		
D YCDM500-P	舌側用		
E YCDM500-A	頬側用		

販売名：口腔内撮影用両面ミラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00109

エア噴射で曇らない口腔内撮影用ミラーです。
使用前の保温が不要なのですぐに撮影を行えます。




ハンドル部からエア噴射することで、患者さんの体温や呼気による曇りを防ぎ、鮮明に撮影できます。

ルミ エアクリーン口腔内撮影用ミラー

Air Clean Photographic Mirror

商品コード	包装内容	入数	価格
M6-5	エアクリーン口腔内撮影用ミラー 5枚セット ミラー5枚(A~E各1枚) / 交換用ハンドル3個 専用ユニットアダプター1セット	1セット	150,000円



高品質防曇ミラー エアフローシステム

商品コード	包装内容	入数	価格
M6-3	エアクリーン口腔内撮影用ミラー 3枚セット ミラー3枚(A・B・D各1枚) / 交換用ハンドル3個 専用ユニットアダプター1セット	1セット	110,000円

販売名：デンタルミラー 一般医療機器 届出番号：13B1X10231000159

注意 院内のエアクリーナを通した清潔な圧縮エア（圧力：0.4MPa）の供給が必要です。
付属のコネクターで接続できない場合、または接続口がない場合はユニットメーカーによる工事が必要です。※当社では設置作業・配管分岐作業の施工、手配は致しかねます。

お使いのバキュームに簡単接続いただくことで、ミラーヘッドから吸引できるミラーです。
新しく両面タイプも追加され、さらに使いやすく生まれ変わりました。



Vacuum Mirror

バキュームミラー

ミラーヘッドのバキューム孔から吸引し、どのような角度からでも吸い残しを許しません。
お使いのバキュームに接続するだけでご使用いただけるのでスムーズに導入いただけます。
ひとりでの診療時や補綴セット時、口腔内が狭い患者さんの診療時にもおすすめです。
※大きな切削片や歯石は吸引できない場合があります。




片面・両面の2タイプをご用意しております。



- ✓ お使いのバキュームに接続
- ✓ ひとり診療時
- ✓ 補綴セット時
- ✓ 口腔内の狭い患者さん

● バキューム接続

別売「バキュームミラー用チューブ」をユニットのバキュームに挿して使用します。
付属の変換アダプターでφ16mmとφ11mmに対応可能です。



● 反射率99%の表面反射ミラー

反射率99%の表面反射ミラー。ロジウムコーティング表面反射ミラーと比較し40%明るいミラーです。



ミラー表面は30層のセラミックコーティングで高耐久 & 高反射率。

バキュームミラー

Vacuum Mirror

商品コード	種類	入数	価格
CM24J399	片面タイプ 3本カラーアソート (No.4)	1セット	20,000円
CM24J399D	両面タイプ 3本カラーアソート (No.4)	1セット	25,000円
CM2-12	バキュームミラー用チューブ180cm	1セット	22,000円
307	アダプター/10mm	1個	1,500円

販売名: バキュームミラー 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00105
販売名: 排唾管アダプター 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268000037

お使いのバキュームに簡単接続。
ミラーヘッドから吸引していただけます。



Suction Mirror

サククションミラー

ミラーヘッドのバキューム孔から吸引し、どのような角度からでも吸い残しを許しません。
ひとりでの診療時や補綴セット時、口腔内が狭い患者さんの診療時にもおすすめです。
※大きな切削片や歯石は吸引できない場合があります。



M7-3



M7-5



M7-P11



人間工学に基づいて設計された3Dアックスジョイントは360°回転することで操作時のチューブのねじれを防ぎ、診療・治療時の操作性が向上します。



ミラーハンドルエンドはφ11mmなのでお使いのバキュームに直接接続可能。径が異なる場合は別売3Dサククションチューブや変換アダプターをご使用ください。



エヴァ サククションミラー

M7 Eva 3D HVE Suction Mirror

商品コード	種類	入数	価格
M7-3	3本カラーアソート ミラー 3枚セット / 交換用防曇ミラー 2枚 専用ミラー交換キー 1個 / 専用ミラー保護カバー 3個 (ライトブルー・イエロー・ライトグリーン)	1セット	42,000円
M7-5	5本カラーアソート ミラー 5本 / 交換用防曇ミラー 4枚 専用ミラー交換キー 1個 / 専用ミラー保護カバー 5個 ホルダー 1個 (ライトラベンダー・ライトブルー・オレンジ・イエロー・ライトグリーン)	1セット	60,000円
M7-P11	エヴァ 3Dサククションチューブ 3Dサククションチューブ1.8m1本 / ホルダー1個	1個	20,000円
R98-10A	交換用防曇ミラー (R98%) ミラー 10枚 / プラグ10個	10個	15,000円

販売名: M7サククションミラー 一般医療機器 届出番号: 12B3X00034000120
販売名: 排唾管アダプター 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268000037

ミラー表面にエアを噴射することにより、クリーンな視野を確保することができるエアフローミラーです。



ブリーズ エアクリーンミラー

Breeze Air Clean Dental Mirror

商品コード	種類	入数	価格
M3-10	10本カラーアソート ミラー10本 / 専用ユニットアダプター2セット ミラー交換キー1個 / 交換用ミラー10枚 (グレー2・ライトグリーン・ブルー ライトブルー2・ピンク・ピーチ2・イエロー)	1セット	130,000円



診療時の患者さんの呼吸によるミラーの曇りや治療時の注水等による水滴の付着を防止することで、常にクリーンな視野を確保することができます。



ハンドル接続部にあるOリングを外すことで、ハンドルを360°回転可能。チューブがねじれず快適に操作できます。ミラーハンドルへの着脱も容易に行えるワンタッチ仕様。



動画で製品特長をご覧ください



商品コード	種類	入数	価格
R98-10	交換用疎水性ミラー (R98%) ミラー10枚 / プラグ10個	1セット	15,000円
M3-P5	ミラー交換キー	1個	3,000円

販売名：デンタルミラー 一般医療機器 届出番号：13B1X10231000159

顕微鏡利用時に視野の確保を実現できます。




マイクロエアクリーンミラー

Micro Air Clean Dental Mirror

商品コード	種類	入数	価格
M5-5	5本カラーアソート ミラー5本 / 交換用ミラーヘッド5本 専用ユニットアダプター1セット ヘッド交換キー1個 (ブラック・ブルー イエロー・ピンク・ライトグリーン)	1セット	90,000円
M5-P15	マイクロ交換用ミラーヘッド15mm ヘッド交換キー1個	4本	30,000円
M5-P10	マイクロ交換用ミラーヘッド10mm ヘッド交換キー1個	4本	30,000円

推奨用途



黒色マット加工のミラーヘッドが、不要な反射光を抑え、鮮明に映します。4種類のミラーサイズが1つのセットに入っているため、使用用途に合わせてお選びいただけます。



商品コード	種類	入数	価格
M5-P5	マイクロ交換用ミラーヘッド5mm ヘッド交換キー1個	4本	30,000円
M5-P3	マイクロ交換用ミラーヘッド3mm ヘッド交換キー1個	4本	30,000円
M5-P20	ヘッド交換キー	1個	3,000円

販売名：デンタルミラー 一般医療機器 届出番号：13B1X10231000159

ブライต์LEDデンタルミラーの交換用防曇ミラーです。



ブライต์LEDデンタルミラー交換用防曇ミラー

Bright LED Dental Mirror

商品コード	種類	入数	価格
R98-10A	交換用防曇ミラー (R98%) ミラー10枚 / プラグ10個	1セット	15,000円

商品コード	種類	入数	価格
M3-P5	ミラー交換キー	1個	3,000円

販売名：デンタルミラー 一般医療機器 届出番号：13B1X10231000159



エンドゲージを備えた、わずか13gの軽量ミラーです。
ミラー表面は30層のセラミックコーティング加工で高反射率、高耐久を実現しました。



片面タイプ

両面タイプ



エンドゲージ付



反射率99%の表面反射ミラー




エンドゲージ付ミラー

Dental Mirror with End Gauge

商品コード	種類	入数	価格
CM141699	片面エンドゲージ付ミラー (No.4)	6本	10,000円
CM141699D	両面エンドゲージ付ミラー (No.4)	6本	15,000円

販売名：エンドゲージ付きミラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00106

曇り止め加工されている
ディスプレイミラーです。



ディスプレイミラー


Disposable Mouth Mirrors

商品コード	サイズ	入数	価格
N800	全長：163mm ミラー部分：φ22mm	10本	700円

販売名：ディスプレイミラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000005 ※未滅菌です。



豊富な種類を揃えたミラートップです。



表面反射ミラーはロジウムコーティング。表面反射式なので、2次残像がなく、シャープに見られます。

マウスミラー

Mouth Mirror Stainless Steel

オート
クレープ
OK

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
FC-0194	No.3	φ20mm		
FC-0195	No.4 プレーン	φ22mm		1,500円
FC-0196	No.5	φ24mm		
FC-0197	No.3	φ20mm		
FC-0198	No.4 拡大鏡	φ22mm	10個	2,800円
FC-0199	No.5	φ24mm		
FC-0200	No.3	φ20mm		
FC-0201	No.4 表面反射	φ22mm		3,800円
FC-0202	No.5	φ24mm		

販売名：マウスミラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00024
※拡大鏡の倍率はNo.3×3倍/No.4×7倍/No.5×8倍となります。

ブリッジなどの形成時に使用する平行測定ミラーです。



※マウスミラーハンドルには取付けられません。

パラレルミラー

Parallelometer Mirror

オート
クレープ
OK

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0116	W18×H48mm	1枚	6,000円

販売名：パラレルミラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000021

スタンダードなハンドルと中空ハンドルの6種類をご用意しています。




① 丸型



② 角型

ハンドルは8角になっています。



③ ルーラー付

1mm単位の目盛付きです。



④ 超軽量

11gと軽く、操作性の良いハンドルです。



⑤ ホロー

滑り止め加工してある中空ハンドルです。



⑥ ホローチタンコート

チタンコートされた滑り止め加工付の中空ハンドルです。

マウスミラーハンドル

Mirror Handle

オート
クレープ
OK

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
① FC-0203	丸	全長122mm		800円
② FC-0204	角	全長120mm	1本	
③ FC-0205	ルーラー付	全長116mm		1,100円

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
④ FC-0206	超軽量	全長139mm		1,600円
⑤ FC-0207	ホロー	全長125mm	1本	1,500円
⑥ FC-0208	ホローチタンコート	全長126mm		2,000円

販売名：マウスミラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00024

歯肉縁上の歯石や肉芽の除去に便利なシッケルスケーラーです。やや太めの中空グリップで握り易い形状となっております。



スケーラー

Scalers Hollow Handle Extra Light

オート
クレープ
OK

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
① FC-0177	シッケル スケーラー	H6-H7 全長162mm	1本	2,000円
② FC-0178		H5-U15 全長170mm		
③ FC-0179		H5-33 全長170mm		

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
④ FC-0180	シッケル スケーラー	U15-30 全長168mm	1本	2,000円
⑤ FC-0181		U15-33 全長172mm		

販売名：スケーラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00027

先端チップが取外し可能なインプラントスケーラーです。ハンドルは軽量で、先端のチップはカーボン樹脂なので高い強度と再研磨が可能です。



インプラントスケーラーセット

Autoclavable Implant Scaler Set

オート
クレープ
OK

商品コード	入数	価格
1128	ハンドル1本+チップ24個(H6×12個+H7×12個)	7,000円

販売名：インプラントスケーラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000039

インプラントスケーラーチップ


Autoclavable Implant Scaler Tip

オート
クレープ
OK

商品コード	入数	価格
1128A	チップ24個(H6×12個+H7×12個)	5,000円

販売名：インプラントスケーラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000039

歯根面の廓清に使いやすいグレーシーキュレットです。
軽量で扱いやすい中空ハンドルです。



キュレット

Curettes Hollow Handle Extra Light

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) FC-0167	グレーシー キュレット	1-2 全長172mm	1本	1,800円
(B) FC-0168		3-4 全長170mm		
(C) FC-0169		5-6 全長172mm		
(D) FC-0170		7-8 全長172mm		
(E) FC-0171		9-10 全長164mm		
(F) FC-0172		11-12 全長171mm		
(G) FC-0173		13-14 全長172mm		

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(H) FC-0174	コロンビア キュレット	2L-2R 全長174mm	1本	2,000円
(I) FC-0175		4L-4R 全長170mm		
(J) FC-0176	マツカルキュレット	13S-14S 全長172mm		

販売名：キュレット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00028



先端の比較

通常のグレーシーキュレットとの比較

	シャンク	刃
ミニファイブ	長め	薄く短い
アフターファイブ	長め	薄い



狭いポケットや隅角部に使用しやすいミニファイブです。



グレーシーキュレット ミニファイブ

Gracey Curettes Mini Five

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) FC-0303	1-2	全長174mm	1本	2,000円
(B) FC-0304		全長172mm		
(C) FC-0305		全長175mm		

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(D) FC-0306	7-8	全長172mm	1本	2,000円
(E) FC-0307		全長175mm		
(F) FC-0308		全長173mm		

販売名：キュレット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00028



深いポケットや根面に使用しやすいアフターファイブです。



グレーシーキュレット アフターファイブ

Gracey Curettes After Five


商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) FC-0309	1-2	全長177mm	1本	2,000円
(B) FC-0310		全長172mm		
(C) FC-0311		全長176mm		

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(D) FC-0312	7-8	全長173mm	1本	2,000円
(E) FC-0313		全長175mm		
(F) FC-0314		全長175mm		

販売名：キュレット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00028



中空タイプのエクスプローラーです。歯根面の状態の探知に使用します。



エクスプローラー

Explorer

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
① FC-0295	3	全長168mm	1本	1,600円
② FC-0296	9	全長160mm		

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
③ FC-0297	23	全長160mm	1本	1,600円
④ FC-0298	25	全長158mm		

販売名：エクスプローラー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00055



1本で2役、プローブ・エクスプローラーが対になっています。



プローブエクスプローラー

Perio Probes Laser Marked Hollow Handle Extra Light Double Ended


商品コード	種類	サイズ	入数	価格
① FC-0182	23/ウィリアムズ 1-2-3-5-7-8-9-10	全長165mm	1本	2,000円
② FC-0183	23/WHO 3.5-5.5-8.5-11.5	全長164mm		

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
③ FC-0184	23/CP11 3-6-8-11	全長160mm	1本	2,000円
④ FC-0185	23/CP12 3-6-9-12	全長160mm		

販売名：プローブ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00023



歯周ポケットを測るペリオプローブです。目盛りがはっきりと見やすいです。



プローブ

Perio Probes Laser Marked Hollow Handle Extra Light Single Ended

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
① FC-0186	ウィリアムズ 1-2-3-5-7-8-9-10	全長150mm	1本	2,000円
② FC-0187	WHO 3.5-5.5-8.5-11.5	全長155mm		

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
③ FC-0188	CP11 3-6-8-11	全長148mm	1本	2,000円
④ FC-0189	CP12 3-6-9-12	全長155mm		

販売名：プローブ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00023



側方加圧根管充填用スプレッタです。



スプレッタ

Spreader

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
① FC-0464	20	全長155mm	1本	1,400円

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
② FC-0465	25	全長155mm	1本	1,400円

販売名：スプレッタ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00076



垂直加圧根管充填用プラグーです。



プラグー

Pluggers S/E

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) FC-0466	1	全長148mm	1本	1,400円
(B) FC-0467	2			

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(C) FC-0468	3	全長148mm	1本	1,400円

販売名：プラグー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00077



軟化象牙質の除去、窩洞形成に使用するエキスカベータ。使いやすいラウンドタイプです。



エキスカベーター

Excavator

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) FC-0190	No.17/1.2mm	全長168mm	1本	1,500円
(B) FC-0191	No.18/1.5mm	全長172mm		

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(C) FC-0192	No.19/2.0mm	全長170mm	1本	1,500円
(D) FC-0193	No.20/2.5mm	全長168mm		

販売名：エキスカベーター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00026



コンポジットレジンを歯牙に充填、塗布します。



練成充填器

Filling Instrument

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) FC-0299	13	全長176mm	1本	1,800円
(B) FC-0300	13A			

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(C) FC-0301	14	全長177mm	1本	1,800円
(D) FC-0302	14A	全長176mm		

販売名：練成充填器 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00057



4種類のピンセットをご用意。



先端の特徴（先端拡大）



ピンセット

Tweezers

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) FC-0209	ミリアム	全長160mm	1本	1,000円
(B) FC-0210	コーク型			1,500円

販売名：ミリアムピンセット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00033
販売名：コーク型ピンセット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00032

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(C) FC-0234	アドソン	全長120mm	1本	1,000円
(D) FC-0331	ロック14A	全長153mm		1,600円

販売名：アドソンピンセット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00034
販売名：ロック付きピンセット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00059



豊富な先端バリエーションを持ったマイクロピンセットです。ダイヤモンドコーティング付は滑りにくく対象をしっかり把持します。



マイクロピンセット

Micro Tweezer

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) FC-0431	ギザ付	全長185mm	1本	15,000円
(B) FC-0432	ダイヤモンドコーティング	全長183mm		18,000円

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(C) FC-0433	先端リングダイヤモンドコーティング	全長180mm	1本	18,000円
(D) FC-0434	鉤付ダイヤモンドコーティング	全長183mm		

販売名：マイクロピンセット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00065




オーソドックスなハンドル形状のエレベーターです。




軽く持ちやすいプラスチックハンドルのエレベーター。
薄すぎない刃の厚みで扱いやすいラクスエータータイプのエレベーターです。



曲



直



エレベーター

Bein Root Elevator



商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) FC-0443	曲1C	全長143mm	1本	4,000円
(B) FC-0442	曲2C			
(C) FC-0441	曲3C			
(D) FC-0440	曲4C			
(E) FC-0439	曲5C			

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(F) FC-0448	直1S	全長143mm	1本	4,000円
(G) FC-0447	直2S			
(H) FC-0446	直3S			
(I) FC-0445	直4S			
(J) FC-0444	直5S			

販売名：エレベーター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00068

エレベーター ラクスエータータイプ

Elevator Luxator Type



商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) FC-0449	タイプ1S	全長160mm	1本	5,000円
(B) FC-0450	タイプ2S			
(C) FC-0451	タイプ3C			
(D) FC-0452	タイプ3S			

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(E) FC-0453	タイプ5C	全長160mm	1本	5,000円
(F) FC-0454	タイプ5S			
(G) FC-0455	タイプDE3			
(H) FC-0456	タイプDE5			

販売名：エレベーター ラクスエータータイプ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00069

抜歯鉗子に必要な基本バリエーションを取り揃えました。



Ⓐ 1 上顎前歯用



Ⓔ 17 下顎大白歯用

Ⓕ 27 下顎大白歯用

Ⓖ 8 上顎智歯用



Ⓐ 1 上顎前歯用



Ⓑ 46 下顎前歯用



Ⓒ 32 上顎小臼歯用



Ⓙ 222 下顎智歯用



Ⓚ 65 上顎残根用



Ⓛ 44 下顎残根用



ⓓ 21 下顎小臼歯用



ⓔ 4 上下顎小臼歯用



ⓕ 10S 上顎大白歯用



Ⓜ 69 上下顎兼用残根用



Ⓝ 67 上顎歯根分離用



ⓐ 66 下顎歯根分離用

抜歯鉗子

Extracting Forceps



商品コード	種類	サイズ	入数	価格
Ⓐ FC-0323	1 上顎前歯用	全長180mm	1本	9,000円
Ⓑ FC-0324	46 下顎前歯用	全長172mm		
Ⓒ FC-0325	32 上顎小臼歯用	全長186mm		
ⓓ FC-0326	21 下顎小臼歯用	全長173mm		

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
ⓔ FC-0327	4 上下顎小臼歯用	全長174mm	1本	9,000円
ⓕ FC-0315	10S 上顎大白歯用	全長182mm		
Ⓔ FC-0316	17 下顎大白歯用	全長170mm		
Ⓕ FC-0317	27 下顎大白歯用	全長174mm		

販売名：抜歯鉗子 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00058

抜歯鉗子

Extracting Forceps



商品コード	種類	サイズ	入数	価格
Ⓖ FC-0318	8 上顎智歯用	全長174mm	1本	9,000円
Ⓙ FC-0319	222 下顎智歯用	全長182mm		
Ⓚ FC-0320	65 上顎残根用	全長186mm		
Ⓛ FC-0321	44 下顎残根用	全長170mm		

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
Ⓜ FC-0322	69 上下顎兼用残根用	全長180mm	1本	9,000円
Ⓝ FC-0328	67 上顎歯根分離用	全長183mm		
ⓐ FC-0329	66 下顎歯根分離用	全長168mm		

販売名：抜歯鉗子 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00058

コストパフォーマンスに優れた歯肉用バサミです。



① ステンレススチール [ストレートタイプ]



ストレートタイプ



カーブタイプ

② ステンレススチール [カーブタイプ]



③ T.C. [ストレートタイプ]



ストレートタイプ



カーブタイプ

④ T.C. [カーブタイプ]



アイリスシザーズ

Iris Smooth

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
① FC-0211	直	全長115mm	1本	1,000円
② FC-0212	曲			

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
③ FC-0213	T.C.直	全長115mm	1本	5,000円
④ FC-0214	T.C.曲			

販売名：アイリスシザーズ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00022

カストロピージョタイプのマイクロシザーズは、繊細な操作をサポートします。



① 直



② 曲



マイクロシザーズ

Micro Scissor

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
① FC-0435	直	全長149mm	1本	8,000円



商品コード	種類	サイズ	入数	価格
② FC-0436	曲	全長149mm	1本	8,000円

販売名：マイクロシザーズ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00066

2タイプのニードルホルダーをご用意しています。



① 繊細な縫合操作に適した
メーヨヘガール持針器。



②



③ 大きな縫合をする際に適した
マチュール持針器。



ニードルホルダー

Needle Holder

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
① FC-0215	メーヨヘガール 140mm	全長140mm	1本	1,500円
② FC-0216	メーヨヘガール 153mm	全長153mm		

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
③ FC-0217	マチュール	全長144mm	1本	2,500円

販売名：ニードルホルダー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00030

ラウンドハンドルで手に馴染みやすい形状のカストロピージョタイプのマイクロニードルホルダーです。

① 直



② 曲



マイクロニードルホルダー

Micro Needle Holder with Round Handle

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
① FC-0437	直	全長180mm	1本	10,000円

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
② FC-0438	曲	全長180mm	1本	10,000円

販売名：マイクロニードルホルダー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00067

先端にくぼみ部分があるので抜糸を容易に行えます。



抜糸ハサミ

Spencer Stitch Scissors

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0470	全長110mm	1本	2,000円

販売名: 抜糸はさみ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00078



定番のメスハンドル3種をご用意しました。



メスハンドル

Scalpel Handle

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
FC-0461	No.3	全長125mm	1本	900円
FC-0462	直	全長150mm		1,400円

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
FC-0463	曲	全長150mm	1本	1,400円

販売名: メスハンドル 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00075



先端のシリコンチップでクラウンを優しく撤去して、傷を最小限に抑えます。



クラウンリムービングプライヤー シリコンチップ付

Crown Removing Plier with Silicone Tips

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0469	全長140mm	1本	9,000円

販売名: クラウンリムービングプライヤー 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00074


クラウンリムービングプライヤーチップ10入

Crown Removing Pliers Spare Silicone Tips

商品コード	入数	価格
FC-0485	10個	1,000円



訪問診療にも便利なEOG滅菌済み Disposable Instrument です。個別包装なので衛生的にお使いいただけます。



滅菌済 Disposable Instrument

Presterilized Disposable Dental Instruments

商品コード	種類	入数	価格
LK-112	ミラー		3,200円
LK-120	エキスポローラー	100本	
LK-122	ピンセット		4,200円
LK-106	3in1	20セット	2,100円

販売名: 滅菌済 Disposable Instrument 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00098



インプラント、ベニア、クラウン等補綴物を歯式に合わせてスマートに整理。そのままオートクレープも可能です。ステインやグレイズのパレットとしても。エアゾールから保護するカバー付き。



ベース部はメディカルグレードの高耐久シリコン、カバー部は耐熱性、耐薬品性の高いポリスルホン樹脂。耐久性に優れたオーガナイザーです。

シリコン歯式オーガナイザー

Autoclavable Silicone Organizer with Dental Arch Notation

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0497	W123×D130×H28mm	1セット	15,000円



インストゥルメント同士の接触がなく、刃先の保護にも役立つシリコンマットです。10本までインストゥルメントをセットできます。



インストゥルメントマット

Instrument Mats

商品コード	カラー	入数	価格
655	※	1個	1,800円

※7色からお選びいただけます。
●ブルー ●ライトブルー ●グリーン ●イエロー ●ベージュ ●ラベンダー ○ホワイト



インストゥルメントに取り付け、カラーコード化する事で、サイズや形状を識別しやすくする為のリングです。



インストゥルメントリング

Instrument Rings


商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
657S	スモール	外径: 7mm 内径: 4mm	※	50個	900円
657L	ラージ	外径: 10mm 内径: 7mm		25個	

※8色からお選びいただけます。
●ブルー ●ライトブルー ●グリーン ●イエロー ●レッド ●ラベンダー ●ブラック ○ホワイト



インスツルメントの洗浄、滅菌、保管に適したケースです。
インスツルメントを収納したまま超音波洗浄、オートクレーブ可能。専用シリコンマット付き。

indusbello



各ケースには専用のシリコンマットが1枚付属しています。

インスツルメント滅菌ケース

Autoclavable Instrument Case



オートクレーブOK

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) 2801	#1	L174×W79×H18mm	1セット	9,000円
(B) 2802	#2	L174×W79×H28mm		
(C) 2803	#3	L241×W149×H17mm		
(D) 2806	#6	L237×W145×H54mm		

※サイズは内寸です。

収納したいインスツルメントの長さ、厚さに合わせてお選びください。振動による蓋への傷を防ぐため、超音波洗浄のみ蓋を外した状態で行ってください。

使いやすさを考え、簡単に開閉できるようになったインスツルメントカセットです。



プラスチックインスツルメントカセット

Plastic Sterilization Cassettes

オートクレーブOK

商品コード	種類	カラー	入数	価格
(A) 3881	スモール	5インスツルメント用	ブルー 1セット	3,200円
(B) 3882	ミディアム	8インスツルメント用		

(A) 5インスツルメント用

(B) 8インスツルメント用

インスツルメントの滅菌・保管用カセットです。

SELECT



(A) 5本用 (183×75×32mm) ※上蓋下蓋取り外し可能
(B) 10本用 (183×148×32mm) ※上蓋下蓋取り外し不可
(C) 15本用 (280×210×32mm) ※上蓋下蓋取り外し可能 ※付属品等を入れるスペース有

インスツルメントカセット

Instrument Cassettes

オートクレーブOK

商品コード	種類	カラー	入数	価格
(A) YCDM1505S	5インスツルメント用			7,000円
(B) YCDM1510F	10インスツルメント用	※	1個	10,000円
(C) YCDM1515S	15インスツルメント用			16,000円

※3色からお選びいただけます。●ブルー ●グリーン ●オレンジ

オートクレーブ可能なプラスチック製のインスツルメントトレイです。
プラスチック素材のため、音による不快感を軽減します。

SELECT



オートクレーブOK

インスツルメントトレイ

Autoclavable Plastic Trays

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(A) N650	スタンダード	W337×D242×H20mm	※	1枚	1,800円
(B) N652	ミニ	W240×D165×H20mm			1,400円

※7色からお選びいただけます。

●ブルー ●ライトブルー ●グリーン ●イエロー ●ベージュ ●ラベンダー ●ホワイト

衛生的な使い捨ての紙トレイです
表面が防水コートされています。



防水コート

※インスツルメントは別売です。

ペーパートレイ(コーティング付)

Paper Tray

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0252	W230×D135×H15mm(外寸)	100枚	1,500円

※こちらの商品は袋包装です。

N650・N652インスツルメントトレイの専用ラックです。



トレイラック

Instrument Tray Racks

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) 658	スタンダード 8枚用	W370×D245×H395mm	1個	18,000円
(B) 659	ミニ 6枚用	W270×D170×H310mm		

180mmまでのインスツルメントを収納いただけます。



オートクレーブOK

ステンレスインスツルメントトレイ

Instruments Tray

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) FC-0218	ラージ	W214×D172×H20mm(外寸)	1枚	2,200円
(B) FC-0219	スモール	W220×D123×H15mm(外寸)		

インスツルメント等の収納に適したトレイです。
5種類の形状から用途に合わせてお選びいただけます。

SELECT



オートクレーブOK

キャビネットトレイ

Autoclavable Cabinet Trays

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
(A) 653-16A	W198×D96×H25mm		1枚	1,400円
(B) 653-17				
(C) 653-18		※		
(D) 653-19	W198×D96×H20mm			
(E) 653-20				

※7色からお選びいただけます。

●ブルー ●ライトブルー ●グリーン ●イエロー ●ベージュ ●ラベンダー ●ホワイト

麻酔針のリキャップ時の針刺し防止に使用可能です。
本体の重さによりシリコン製の滑り止めが働き、安定しています。




ニードルステーション

Needle Station

オートクレーブOK

商品コード	サイズ	入数	価格
031	穴10mm 重さ380g	1個	6,000円

柔軟性があり、口腔内にスムーズに装着できるリトラクターです。口腔内写真撮影時の開口に適しています。




マウスリトラクター

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) 2050A-2	大人用	W131×H48mm	2個	2,500円
(B) 2050C-2	子供用	W98×H35mm		

販売名：リトラクター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000008

ハンドル部に滑り止めがついていて、持ちやすいリトラクターです。口唇部に引っ掛けてご使用いただけます。




チークリトラクター

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) 2055A-2	大人用	W53×H121mm	2セット(4個入)	2,500円
(B) 2055C-2	子供用	W41×H112mm		

販売名：リトラクター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000008


開口状態を保ち、中央部分で舌の動きも抑えられるリトラクターです。オートクレープタイプ、ディスプレイザブルタイプをご用意。オフィスホワイトニング時の開口におすすめです。



イントラオーラルチークリトラクター

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) 2060A	大人用 L	W134×H50mm	1個	2,400円
(B) 2060B	大人用 M	W117×H43mm		
(C) 2060C	子供用 S	W100×H36mm		

販売名：リトラクター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000008




商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(D) 2080A	大人用 L	W134×H50mm	10個	3,300円
(E) 2080B	大人用 M	W117×H43mm		
(F) 2080C	子供用 S	W100×H36mm		

販売名：リトラクター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000008



前歯部の治療や矯正治療、ブリーチングに適したリトラクターです。



イントラオーラルリッパー

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) 2040A	大人用	W87×H76mm	2個	2,000円
(B) 2040C	子供用	W60×H68mm		

販売名：リトラクター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000008



商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(C) 2030A	大人用	W87×H76mm	10個	3,000円
(D) 2030C	子供用	W60×H68mm		

販売名：リトラクター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000008

シリコン製のバイトブロックです。臼歯部に噛ませて適度な開口状態を維持し、長時間の診療にも適しています。



バイトブロック

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0156	大：W40×D13×H23mm 小：W36×D12×H22mm	バイトブロック大小各3個 リトラクター 1個	2,200円

販売名：バイトブロック 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000024

サイズ調節できる小児向けバイトブロックです。




アンジー バイトブロック

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0235	大：W28×D28×H17mm 小：W20×D20×H15mm	バイトブロック 大小各1個	4,200円

販売名：アンジーバイトブロック 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00049

シリコン製で弾力があり、開口時の負担が少ないマウスプロップです。中央部の孔にデンタルフロスを通して誤飲防止ができます。溝が浅いので、矯正中の方にもおすすめです。




マウスプロップ

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(A) 2090A	大人用	W41×D29×H20mm	ブルー	1個	1,400円
(B) 2090P	子供用	W32×D24×H17mm	グリーン		

販売名：マウスプロップ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000025


咬翼法に使用できます。



バイトウィングループ

商品コード	種類	入数	価格
(A) 2011-1	フィルムタイプ 子供用	500枚	2,000円
(B) 2011-2	フィルムタイプ 大人用		
(C) 2012-1	CCDセンサータイプ No.1		2,500円
(D) 2012-2	CCDセンサータイプ No.2		

パノラマ撮影用のディスプレイザブルバイトブロックです。



プロブロック

商品コード	種類	入数	価格
(A) PD-785	ヨシダX-ERA用	100個 (個別包装)	4,000円
(B) PD-790	朝日レントゲンSOLIO X用		

※対応に関してはお問い合わせください。

フィルムを曲げずに、しっかりと維持ができるX線フィルムホルダーです。



前歯撮影時使用箇所

X線フィルムホルダー

Autoclavable X-Ray Film Holder



商品コード	カラー	入数	価格
1188	ブルー・ベージュ	1個	900円

販売名: X線フィルムホルダー 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268000011

ワンタッチの電子着火式トーチです。ガス/空気調整レバー・連続燃焼ボタン付き。



① エンボス

③ シャープ

② ストライプ

仕様

- ・最高温度: 1,300°C
- ・使用燃料: プタンガス(トーチ充填用ガスボンベ)

マイクロトーチ

Micro Torch

商品コード	種類	入数	価格
① 04020	エンボス		6,500円
② 04020B	ストライプ	1個	5,500円
③ 04022	シャープ		4,500円

2.5ℓウルトラソニッククリーナーです。ヒーター付きで洗浄効果が向上します。

1年保証



2.5リットル仕様

- ・電源: AC110 ~ 120V 50/60Hz
- ・出力: 70W
- ・タンク内寸: 247x150x78mm
- ・外寸: W294xD209xH167mm
- ・重量: 2.5kg
- ・洗浄かご付



ヒーター機能で65°Cに保温して洗浄でき、1~8分でタイマーを設定可能です。

ウルトラソニッククリーナー 2.5リットル

Ultrasonic Cleaner

商品コード	種類	入数	価格
UC-6300	2.5リットル	1個	24,000円

750mlウルトラソニッククリーナーです。

1年保証



750ミリリットル仕様

- ・電源: AC110 ~ 120V 50/60Hz
- ・出力: 50W
- ・タンク内寸: 150x126x44mm
- ・外寸: W190xD170xH120mm
- ・重量: 1.2kg
- ・洗浄かご付



1~5分でタイマーを設定可能です。

ウルトラソニッククリーナー 750ミリリットル

Ultrasonic Cleaner

商品コード	種類	入数	価格
UC-6106	750ミリリットル	1個	10,000円

0.01g~100gまでの計量ができる軽量薄型スケーラーです。25、50、75、100個の個数計量モード付き。



※個数計量モード切替
重さから数量をカウントすることができるモードです。同じ重さのものが沢山ある時に、短時間で正確に個数を計測することができます。

仕様

- ・電池仕様: 単4乾電池2本(付属)
- ・表示単位: g, oz, dwt, gn
- ・最小表示/ひょう量: 0.01g/100g
- ・計量皿寸法: 61mm×61mm



デジタルポケットスケーラー

Digital Pocket Scales

商品コード	入数	価格
09723	1個	6,000円

ワックスやクラウンの厚みを片手で測れるメジャーリングデバイスです。

両面に目盛りがあるので視認性に優れています。最小読取値は0.01mm。



ワックスゲージ

Wax Gauge

商品コード	入数	価格
① 04060	1個	2,000円

メタルゲージ

Metal Gauge

商品コード	入数	価格
② 04070	1個	2,000円

3.2ℓステンレス製ウルトラソニッククリーナーです。ヒーター付きで洗浄効果が向上します。

New

1年保証



蓋



ヒーター機能で最高温度80°Cまで加温して洗浄できます。1~99分でタイマー設定可能です。

3.2リットル仕様

- ・電源: AC100 ~ 120V 50/60Hz
- ・出力: 120W
- ・タンク内寸: W240xD135xH100mm
- ・外寸: W268xD170xH243mm
- ・重量: 4.77kg
- ・洗浄かご付



洗浄かご

ウルトラソニッククリーナー 3.2リットル

Ultrasonic Cleaner

商品コード	種類	入数	価格
FC-0510	3.2リットル	1個	40,000円

印象 Impression

豊富なラインナップで精密な印象採得をお手伝いします。

CAD/CAMシステムによるスキャンに適した咬合採得用付加型シリコーン印象材です。光学スキャンに使用できます。咬合面が反射するため確実な光学読み取りができ、レーザーシステムの光線を吸収しません。忠実な再現性があり、口腔内保持時間は60秒であるため咬合採得が短時間で済みます。

Zhermack Dental
 ▶付加型シリコーン印象材
 ▶咬合採得



色調
 カートリッジ：ライトブルー
 ミキシングチップ：グリーン

テクニカルデータ

操作時間(23℃)	約30秒
口腔内保持時間	約60秒
細線再現性	20µm
寸法変化(24時間後)	-0.05%
硬度	95 Shore A

オクルファーストCAD

Occlufast CAD

商品コード	包装内容	入数	価格
C200800	カートリッジ50ml(ベース+キャタリスト)×2本 ミキシングチップ(グリーン)×12本	1セット	7,500円

販売名：オクルファーストCAD 一般医療機器 届出番号：27B2X00268Z00003

咬合抵抗がほとんどなく、扱いやすい咬合採得用付加型シリコーン印象材です。トリミングが容易です。チキソトロピー性が高いため扱いやすく、口腔内保持時間が60秒と短いので顎の動きなどによる歪みの可能性を減少します。

Zhermack Dental
 ▶付加型シリコーン印象材
 ▶咬合採得



色調
 カートリッジ：パープル
 ミキシングチップ：グリーン

テクニカルデータ

操作時間(23℃)	約30秒
口腔内保持時間	約60秒
細線再現性	20µm
寸法変化(24時間後)	-0.05%
硬度	95 Shore A

オクルファーストロック

Occlufast Rock

商品コード	包装内容	入数	価格
C203220	カートリッジ50ml(ベース+キャタリスト)×1本	1本	3,500円
C200726	カートリッジ50ml(ベース+キャタリスト)×2本 ミキシングチップ(グリーン)×12本	1セット	7,500円

販売名：オクルファーストロック 一般医療機器 届出番号：27B2X00268Z00004

操作性の良いソールバイトS、さらに短時間でシャープに硬化するスーパーファスト、硬さを最優先される方にはエクストラハード。用途やお好みに合わせてお選びいただけます。



▶付加型シリコーン印象材
 ▶咬合採得



プレミアムプラスジャパンが自社研究を重ねて作り上げた、ハイクオリティの日本自社製造品です。押し出しやすさ、操作性、硬化速度、さまざまなアドバンテージを実現し、患者さんの苦痛とケアタイムを大きく軽減します。



テクニカルデータ(物性情報)

商品名	操作時間	口腔内保持時間	トータル時間	最終硬度	弾性ひずみ	寸法変化(48時間後)	硬化体の色
ソールバイトS	20秒	30秒	50秒	90 Shore A	1.1%以下	0~0.10%	マットブルー
ソールバイトS スーパーファスト	15秒	20秒	35秒	90 Shore A	1.1%以下	0~0.10%	青紫
ソールバイトS エクストラハード	20秒	30秒	50秒	95 Shore A	1.1%以下	0~0.10%	パッションブルー

扱いやすさ、押し出しの軽さを優先される方におすすめです。



ソールバイトS

SolebiteS

商品コード	包装内容	入数	価格
PJ8110	カートリッジ50ml(ベース+キャタリスト)×2本 ミキシングプラス(グリーン)×3本	1セット	3,500円

販売名：ソールバイトS 一般医療機器 届出番号：27B2X00268P00003

扱いやすさ
軽さ

20秒で硬化するのでスピードと精確性を重視される方におすすめです。



ソールバイトS スーパーファスト

SolebiteS Superfast

商品コード	包装内容	入数	価格
PJ8180	カートリッジ50ml(ベース+キャタリスト)×2本 ミキシングプラス(グリーン)×3本	1セット	3,800円

販売名：ソールバイトS 一般医療機器 届出番号：27B2X00268P00003

スピード
精確性

シヨA硬度が95と硬めのバイト材。硬さを最優先される方におすすめです。



ソールバイトS エクストラハード

SolebiteS ExtraHard

商品コード	包装内容	入数	価格
PJ8190	カートリッジ50ml(ベース+キャタリスト)×2本 ミキシングプラス(グリーン)×3本	1セット	4,200円

販売名：ソールバイトS 一般医療機器 届出番号：27B2X00268P00003

硬さ
最優先

全13種類の豊富なバリエーションを取り揃えているのでセレクトの幅が広がります。
全メーカーのカートリッジに対応しております。

ミキシングプラス

Mixing Plus



販売名：ミキシングプラス 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00018

フラット

ロングタイプ

ショートタイプ

※チップ内に残る印象材を30%削減します。



ロングタイプ ショートタイプ

ショートタイプは内部構造の違いにより従来のロングタイプと同等の練和が可能です。

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(A) DC-0120	ロングタイプ	SSS	ライトブルー	50本	4,000円
(B) DC-0121		SS	イエロー		
(C) DC-0122		S	ピンク		
(D) DC-0123		L	グリーン		
(E) DC-0124		LL	パープル		

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(F) DC-0125	ショートタイプ	SS	イエロー	50本	4,200円
(G) DC-0126		S	ピンク		
(H) DC-0127		L	グリーン		

テーバー

レジンコア用

レジンセメント用

ロングタイプ

ショートタイプ

ロングタイプ

ショートタイプ



商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(I) DC-0128	ロングタイプ	SSS	ライトブルー	50本	4,200円
(J) DC-0129	ショートタイプ				

商品コード	種類	カラー	入数	価格
(K) DC-0130	ロングタイプ	ブラウン	50本	3,500円
(L) DC-0131	ショートタイプ			3,800円
(M) DC-0132	-			3,500円

ミキシングプラス レジンコア用の先端に装着して
ご使用いただけます。



コアチップ

Core Tips

商品コード	種類	カラー	入数	価格
(A) FC-0232	スモール(エンド用)	クリア	50本	900円
(B) FC-0233	ラージ(コア用)			

販売名：コアチップ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000045
※ミキシングプラスは付属していません。

ダイナミックミキシングチップ

Dynamic Mixing Tips

商品コード	入数	価格
7055	50個	3,500円

販売名：ダイナミックミキシングチップ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000015

※ご使用に関する詳細はお問い合わせください。

イタリアZhermack社のミキシングチップです。

Zhermack
Dental

▶付加型シリコーン印象材
▶アクセサリー



ミキシングチップ W

Mixing Tips

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
(A) C202085	S	グレー	48本	9,000円
(B) C202086	M	ホワイト		

販売名：ミキシングチップW 一般医療機器 届出番号：27B2X00268200028

クリアタイプのミキシングチップです。
人気の3種類をご用意。全メーカーのカートリッジに対応しております。



ミキシングクリア

Mixing Clear

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
(A) FC-0248	SS	イエロー	50本	1,900円
(B) FC-0249	S	ピンク		
(C) FC-0250	L	グリーン		

販売名：ミキシングクリア 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00043

グレーのミキシングチップにはスモール、ホワイト・ピンクのミキシングチップにはラージを取り付け、細かい範囲での印象採得にご使用いただけます。



イントラオーラルチップ

Intraoral Tips

商品コード	種類	カラー	入数	価格
(A) 085	スモール	イエロー	100個	1,200円
(B) 086	ラージ	ホワイト		

販売名：イントラオーラルチップ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000066

カートリッジに残った印象材を移し替えることができる
カートリッジコネクターです。



カートリッジコネクター

Bite Tips Eco

商品コード	入数	価格
PD-110	5個	1,800円

販売名：カートリッジコネクター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000045

ミキシングチップ

Mixing Tips

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
(A) C205500	S	ピンク	48本	8,000円
(B) C205501	LL	パープル		

販売名：ミキシングチップ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268200001

Zhermackミキシングチップグレーに装着するチップです。

Zhermack
Dental

▶付加型シリコーン印象材
▶アクセサリー

イントラオーラルチップ

Intraoral Tips

商品コード	カラー	入数	価格
C202090	イエロー	48個	5,000円

販売名：ミキシングチップ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268200001

100個入りでお得です。



バイトチップエコタイプ

Bite Tips Eco

商品コード	入数	価格
DEL5025	100個	2,200円

販売名：バイトチップ エコタイプ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00061

50ml印象材カートリッジ用ディスペンサーです。
ソールバイトと一緒にお使いください。



ディスペンサー PJ

Dispenser PJ

商品コード	入数	価格
PJ8010	1個	10,000円

販売名：ディスペンサー PJ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268P00002

アルジネート印象材をスピーディーかつ均一に練和します。
1.08秒で毎分3600回転に達するので作業をスムーズに進行できます。

1年保証



マグネット付きホルダーカップを本体へ取付けられます。



動画で製品特長をご覧ください



練和時間は1~16秒まで自由に設定可能です。
メモリー機能で3つの練和時間をプリセットできます。



仕様

- ・電圧:AC100V-AC120V
- ・周波数:50/60Hz
- ・最大消費電力:350W
- ・攪拌能力:最大100g
- ・本体サイズ:W205×D245×H310mm
- ・重さ:18kg

使用方法

- 1 印象材を入れます。
- 2 メーカー指定の混水比に合わせて水を入れます。
- 3 しっかり蓋を閉めます。
- 4 軽く振ってからミキサーに入れてスタート。
- 5 均一で滑らかに仕上がります。



セット内容

- ・本体
- ・電源ケーブル
- ・練和スティック
- ・水計量ボトル
- ・練和カップ×4
- ・スパチュラ
- ・マグネット付きホルダーカップ

アルジネートミキサー

Alginate Mixer

商品コード	入数	価格
MX-100	1台	180,000円

販売名:アルジネートミキサー MX-100 一般医療機器 届出番号27B2X00268X00091

ご要望の声が多かった、水計量ボトルと練和カップの単品販売が始まりました。

New



水計量ボトル

Water Measuring Bottle

商品コード	入数	価格
FC-0509	1本	3,000円

練和カップ

Mixing Cup

商品コード	入数	価格
FC-0507	1個	2,000円

オートクレープ可能なプラスチック製のスパチュラです。
全体がプラスチック素材でできており、硬化した印象材を容易に清掃することができます。



スパチュラ

Autoclavable Alginate and Plaster Spatulas

オートクレープOK

商品コード	種類	カラー	入数	価格
① 450R	レギュラー	ブルー	1個	1,200円
② 450XS	ハード	グレー		

適度な柔らかさで練りやすく、使用後の洗浄も容易です。
カラフルな6色をご用意しています。

SELECT



ミキシングボウル

Flexible Mixing Bowls

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
7460	スモール	φ115×H70mm	※	1個	1,200円
7470	ミディアム	φ125×H90mm			1,500円


※6色からお選びいただけます。 ※材質:ポリ塩化ビニル

○クリアブルー ○クリアラベンダー ○クリアピンク ○クリアグリーン ○クリアイエロー ●ブルー

シリンジに印象材を入れ、口腔内又はトレーに注入してご使用いただける、ディスポーザブル印象シリンジです。



先端に角度がついているステンレス製のスパチュラです。



スパチュラ ステンレスタイプ


Curved Mixing Spatula

オートクレープOK

商品コード	カラー	入数	価格
455	ブルー	1個	3,000円

※材質(持ち手部):ポリプロピレン

印象材、セメントの練和を安定して簡単に行うことができる練板紙です。



ミキシングパッド

Mixing Pads

ディスポーザブル

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
① 3220	スモール	W45×H37mm	100枚×3	1,400円
② 3225	ラージ	W80×H70mm		

ディスポーザブル印象シリンジ


Disposable Impression Syringe

ディスポーザブル

商品コード	種類	入数	価格
① 089	5ml	50個	4,000円
② 078	12ml		5,000円

販売名:ディスポーザブル印象シリンジ 一般医療機器 届出番号27B2X0026800009

樹脂コーティングなので口腔内でのタッチが柔らかいです。
柔らかめの素材で調整も可能です。



樹脂コーティング網トレー

Resin Coated Mesh Impression Trays


商品コード	種類	サイズ	入数	価格
① DEL5030	全顎用 上下顎ペア	L	2個 (上下各1個)	660円
② DEL5031	全顎用 上下顎ペア	M		
③ DEL5032	全顎用 上下顎ペア	S		

商品コード	種類	入数	価格
④ DEL5033	片顎用 左右ペア	2個(左右各1個)	660円
⑤ DEL5034	前歯用 上下顎ペア	2個(上下各1個)	

販売名：樹脂コーティング網トレー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00056



定番の使いやすい網トレーです。



網トレー

Mesh Tray


商品コード	種類	サイズ	入数	価格
① FC-0260	全顎用 上顎 XL	W72×H66mm	1個	2,000円
② FC-0264	全顎用 下顎 XL	W74×H60mm		
③ FC-0261	全顎用 上顎 L	W72×H61mm		
④ FC-0265	全顎用 下顎 L	W69×H55mm		
⑤ FC-0262	全顎用 上顎 M	W65×H58mm		
⑥ FC-0266	全顎用 下顎 M	W69×H51mm		

商品コード	種類	サイズ	入数	価格		
⑦ FC-0263	全顎用 上顎 S	W65×H54mm	1個	2,000円		
⑧ FC-0267	全顎用 下顎 S	W66×H43mm				
⑨ FC-0268	前歯用 上顎	W58×H41mm				
⑩ FC-0269	前歯用 下顎	W64×H39mm				
⑪ FC-0270	片顎用	W38×H61mm			2個(左右各1個)	3,500円
⑫ FC-0271	回転局部用				3個	4,000円

販売名：網トレー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00053



強度の高いステンレススチール製です。
変形が起きにくく、寸法精度の優れた印象を得ることができます。



ステンレス印象トレー

Impression Trays Stainless Steel Perf-Lock

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
① FC-0220	上顎用 XL	W78×H61mm	1個	1,400円
② FC-0222	上顎用 L	W70×H58mm		
③ FC-0224	上顎用 M	W68×H54mm		
④ FC-0226	上顎用 S	W63×H52mm		



商品コード	種類	サイズ	入数	価格
⑤ FC-0221	下顎用 XL	W75×H64mm	1個	1,400円
⑥ FC-0223	下顎用 L	W73×H63mm		
⑦ FC-0225	下顎用 M	W71×H58mm		
⑧ FC-0227	下顎用 S	W70×H52mm		




ステンレス印象トレー アソートセット

商品コード	種類	入数	価格
FC-0228	アソートセット(上顎用・下顎用 各サイズXL~S)	8個(各1個)	10,000円

販売名：ステンレス印象トレー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00029


Zhermack Dental



ハイトレー

Hi-Tray Metal

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
D51SS	上顎用 size1	W63×H48mm	1個	2,500円
D52SS	上顎用 size2	W67×H51mm		
D53SS	上顎用 size3	W72×H54mm		
D54SS	上顎用 size4	W74×H57mm		
D51IS	下顎用 size1	W70×H50mm	1個	2,500円
D52IS	下顎用 size2	W72×H52mm		
D53IS	下顎用 size3	W77×H54mm		
D54IS	下顎用 size4	W78×H55mm		



ハイトレー穴あき




Hi-Tray Metal Perforated

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
D51SP	上顎用 size1	W63×H48mm	1個	2,500円
D52SP	上顎用 size2	W67×H51mm		
D53SP	上顎用 size3	W72×H54mm		
D54SP	上顎用 size4	W74×H57mm		
D51IP	下顎用 size1	W70×H50mm	1個	2,500円
D52IP	下顎用 size2	W72×H52mm		
D53IP	下顎用 size3	W77×H54mm		
D54IP	下顎用 size4	W78×H55mm		

販売名：ハイトレー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00024



ディスプレイタイプの影響トレーです。
インプラントの患者さんにもご使用いただけます。
縁が滑らかに仕上げられているため、患者さんの痛みや不快感を軽減します。



ディスプレイ印象トレー インプラント兼用タイプ

Disposable Impression Trays with Rim Lock

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
411	全顎用 上顎 L	W76×H64mm	ブルー	10個	1,400円
412	全顎用 下顎 L	W73×H62mm			
413	全顎用 上顎 M	W72×H61mm			
414	全顎用 下顎 M	W69×H59mm			
415	全顎用 上顎 S	W67×H57mm			
416	全顎用 下顎 S	W65×H56mm			

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格		
417	片顎用 上顎左/下顎右	W46×H62mm	ブルー	10個	1,400円		
418	片顎用 上顎右/下顎左	W46×H62mm					
419	前歯用 上顎	W74×H43mm					
420	前歯用 下顎	W72×H43mm					
N400	患者さんタグ					50枚	1,000円



ディスプレイ印象トレー インプラント兼用タイプ イントロパック

商品コード	種類	カラー	入数	価格
410	イントロパック(411~420)	ブルー	10個(各1個)	1,400円

※材質：ABS樹脂 販売名：印象トレー 一般医療機器 届出番号：27B2X0026800003

しっかりとしたリムロックが付いており、インプラントの患者さんにもご使用いただけます。



印象トレー インプラント兼用タイプ

Autoclavable Impression Trays with Rim Lock

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
431	全顎用 上顎 L	W77×H65mm	グレー	5個	2,000円
432	全顎用 下顎 L	W75×H64mm			
433	全顎用 上顎 M	W74×H62mm			
434	全顎用 下顎 M	W72×H60mm			
435	全顎用 上顎 S	W67×H57mm			
436	全顎用 下顎 S	W66×H56mm			

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格		
437	片顎用 上顎左/下顎右	W46×H63mm	グレー	5個	2,000円		
438	片顎用 上顎右/下顎左	W46×H63mm					
439	前歯用 上顎	W74×H44mm					
440	前歯用 下顎	W73×H42mm					
N400	患者さんタグ					50枚	1,000円



印象トレー インプラント兼用タイプ イントロパック

商品コード	種類	カラー	入数	価格
430	イントロパック(431~440)	グレー	10個(各1個)	4,000円

販売名：印象トレー 一般医療機器 届出番号：27B2X0026800003


解剖学的に設計された熱変形トレーです。
印象のゆがみを防止し、高精度な印象採得を実現。マージン部等まで高精度な印象が採得でき、従来のトレーと比較すると印象材を最大約40%節約できます。



有歯顎用



無歯顎用



キャリバー

キャリバーで患者様の顎サイズを計測し、簡単に適したトレーサイズを決定することができます。



ヒートウェーブ(カスタム印象トレー)



Customizable Impression Trays

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格		
FC-0277	全顎用 上顎 XL(45)	W81×H63mm	レッド	10個	10,000円		
FC-0281	全顎用 下顎 XL(54)	W71×H64mm	イエロー				
FC-0276	全顎用 上顎 L(44)	W78×H64mm	レッド				
FC-0280	全顎用 下顎 L(53)	W70×H62mm	イエロー				
FC-0275	全顎用 上顎 M(43)	W73×H59mm	レッド				
FC-0279	全顎用 下顎 M(52)	W68×H60mm	イエロー				
FC-0274	全顎用 上顎 S(42)	W68×H57mm	レッド				
FC-0278	全顎用 下顎 S(51)	W65×H56mm	イエロー				
FC-0272	イントロキット (キャリバー付き)					32個 (全顎用各サイズ4個)	35,000円
FC-0282	片顎用左右	W46×H63mm	グリーン			10個 (左右各5個)	12,000円
FC-0273	キャリバー			1個	6,000円		

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
FC-0294	全顎用 上顎 XXL(35)	W80×H66mm	グリーン	5個	10,000円
FC-0289	全顎用 下顎 XXL(25)	W71×H57mm			
FC-0293	全顎用 上顎 XL(34)	W72×H62mm			
FC-0288	全顎用 下顎 XL(24)	W71×H55mm			
FC-0292	全顎用 上顎 L(33)	W70×H60mm			
FC-0287	全顎用 下顎 L(23)	W68×H53mm			
FC-0291	全顎用 上顎 M(32)	W67×H58mm			
FC-0286	全顎用 下顎 M(22)	W63×H51mm			
FC-0290	全顎用 上顎 S(31)	W63×H53mm			
FC-0285	全顎用 下顎 S(21)	W60×H49mm			
FC-0284	イントロキット (キャリバー付き)			10個 (各サイズ1個)	36,000円
FC-0283	キャリバー			1個	10,000円

販売名：カスタム印象トレー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00052

上下顎、咬合の3つの印象採得を一度で実現する印象トレーです。
 チェアタイムを削減し、患者さんのご負担も軽減します。



- ① 3-in-1 トレーをご用意ください
- ② トレーの片面に印象材を盛る
 バイトワックスが不要のうえ、一度の印象採得により約20%の印象材を節約できます。中・高粘度タイプの印象材を表と裏に流し込みご使用いただけます。
 ワイヤー部分はスタンダード・ステンレス・ハードタイプの3種類をご用意しました。
 より精密な採得には咬合時にズレにくいステンレス、又はハードタイプをおすすめします。
- ③ もう一方の片面にも印象材を盛る
- ④ 口腔内に入れて印象採得する

ナイロンメッシュタイプ

操作性に優れたナイロンメッシュタイプ。



3-IN-1 トレー ナイロンメッシュタイプ

3-IN-1 Trays


商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(A) T401	ハードタイプ	臼歯用 W30×H60mm	ラベンダー	36個	6,000円
(B) T402		片顎用 W30×H59mm	ライトブルー		
(C) T403		臼歯用 (サイドレス) W30×H60mm	イエロー		
(D) S401	ステンレスタイプ	臼歯用 W30×H58mm	ライトブルー		
(E) S402		片顎用 W30×H59mm	ダークグリーン		
(F) S403		臼歯用 (サイドレス) W30×H60mm	ピーチ		

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(G) N401	スタンダードタイプ	臼歯用 W28×H60mm	グリーン	36個	4,000円
(H) N402		片顎用 W28×H60mm	イエロー		
(I) N403		臼歯用 (サイドレス) W28×H60mm	ホワイト		
(J) N404		前歯用 W69×H32mm	ラベンダー		
(K) N405		全顎用 W75×H54mm	ブルー		
(L) N400	患者さんタグ			50枚	1,000円

販売名: 3-IN-1 トレー 一般医療機器 届出番号: 27B2X0026800012

ポリエステルメッシュタイプ

ナイロンメッシュタイプよりも厚みを薄くして、バイトをより正確に採得していただけるタイプです。



3-IN-1 トレー ポリエステルメッシュタイプ


3-IN-1 Trays

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(A) 18-T401	ハードタイプ	臼歯用 W30×H60mm	ブルー	36個	6,000円
(B) 18-T402		片顎用 W30×H60mm			
(C) 18-T403		臼歯用 (サイドレス) W30×H60mm			
(D) 18-S401	ステンレスタイプ	臼歯用 W30×H58mm			
(E) 18-S402		片顎用 W30×H59mm			
(F) 18-S403		臼歯用 (サイドレス) W30×H60mm			

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(G) 18-N401	スタンダードタイプ	臼歯用 W28×H60mm	ブルー	36個	3,500円
(H) 18-N402		片顎用 W28×H60mm			
(I) 18-N403		臼歯用 (サイドレス) W28×H60mm			
(J) 18-N404		前歯用 W69×H32mm			
(K) 18-N405		全顎用 W75×H54mm			
(L) N400	患者さんタグ			50枚	1,000円

販売名: 3-IN-1 トレー 一般医療機器 届出番号: 27B2X0026800012

ディスポーザブルの無歯顎トレーです。
 衛生的なので安心してお使いいただけます。



無歯顎用



ハイトレーライト無歯顎用


High-Tray Light Edentulous

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) D5ELUP	上顎 L	W76×H55mm	12個	2,500円
(B) D5EMUP	上顎 M	W73×H55mm		
(C) D5ESUP	上顎 S	W70×H50mm		

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(D) D5ELLO	下顎 L	W75×H53mm	12個	2,500円
(E) D5EMLO	下顎 M	W70×H53mm		
(F) D5ESLO	下顎 S	W66×H48mm		

販売名: ハイトレーライト 無歯顎用 一般医療機器 届出番号: 27B2X0026820025

印象トレーの保管に適したスタンドです。
 ハンドルを挟み込んで8個のトレーを保管することができます。



印象トレースタンド

Impression Tray Stand

商品コード	サイズ	入数	価格
HY-704	W150×D98×H160mm	1個	1,800円

石膏 Dental Stones

クオリティとコストパフォーマンスに優れた石膏をご用意しました。

咬合器マウント用、硬石膏です。

高い接着性で、膨張率が非常に低いため、咬合位置のズレを抑えます。また、チキソトロピー性に優れ、咬合器のポジショニングが容易に行えます。



硬石膏

テクニカルデータ

混水比	30 ml / 粉100g
硬化時間	5分
硬化膨張率(2時間後)	0.02%
硬化膨張率(48時間後)	0.06%
圧縮強さ(1時間後)	26 MPa
圧縮強さ(48時間後)	59 MPa

- 低膨張
- 硬化5分



エリートアーチ

Elite Arti

商品コード	内容量	カラー	入数	価格
C410100	3kg	ホワイト	1パック	3,000円

販売名：エリートアーチ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268Z00017

膨張率の低い硬石膏です。
汎用性が高く、チキソトロピー性に優れています。




硬石膏

- 適用
一般模型、対合歯列模型、
可撤性補綴物の埋没用

テクニカルデータ

混水比	30 ml / 粉100g
硬化時間	12分
硬化膨張率(2時間後)	0.04%
硬化膨張率(48時間後)	0.07%
圧縮強さ(1時間後)	31 MPa
圧縮強さ(48時間後)	62 MPa



エリートモデル

Elite Model

商品コード	内容量	カラー	入数	価格
(A) C410080	3kg	アイボリー	1パック	2,200円
(B) C410070		スチールブルー		

販売名：エリートモデル 一般医療機器 届出番号：27B2X00268Z00016

人気の硬石膏エリートアーチにファストタイプを追加しました。
これまでの5分硬化から、さらに早い3分硬化タイプです。



硬石膏

テクニカルデータ

混水比	30 ml / 粉100g
硬化時間	3分
硬化膨張率(2時間後)	0.02%
硬化膨張率(48時間後)	0.06%
圧縮強さ(1時間後)	26 MPa
圧縮強さ(48時間後)	59 MPa

- 低膨張
- 硬化3分



エリートアーチファースト

Elite Arti Fast

商品コード	内容量	カラー	入数	価格
C410105	3kg	ホワイト	1パック	3,000円

販売名：エリートアーチ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268Z00017

矯正模型、対合歯列模型の作製用硬石膏です。
光沢のある白さでチキソトロピー性に優れています。



硬石膏

テクニカルデータ

混水比	24 ml / 粉100g
硬化時間	14分
硬化膨張率(2時間後)	0.04%
硬化膨張率(48時間後)	0.05%
圧縮強さ(1時間後)	32 MPa
圧縮強さ(48時間後)	60 MPa

- 光沢のある白さ



エリートオーソ

Elite Ortho

商品コード	内容量	カラー	入数	価格
C410090	3kg	ホワイト	1パック	2,500円

販売名：エリートオーソ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268Z00015

高強度でチキソトロピー性に優れ、膨張率も低い超硬石膏です。
面荒れを防ぎ正確な模型を作製できます。




超硬石膏

- 適用
クラウン、ブリッジ、
インプラント等の各種作業模型など

テクニカルデータ

混水比	20 ml / 粉100g
硬化時間	14分
硬化膨張率(2時間後)	0.08%
硬化膨張率(48時間後)	0.19%
圧縮強さ(1時間後)	52 MPa
圧縮強さ(48時間後)	81 MPa



マージン形成仕上げが
正確に行えます。

エリートロック

Elite Rock

商品コード	内容量	カラー	入数	価格
(A) C410030	3kg	サンディブラウン	1パック	4,200円
(B) C410020		クリーム		
(C) C410010		シルバークレイ		
(D) C410000		ホワイト		

販売名：エリートロック 一般医療機器 届出番号：27B2X00268Z00013

※◎シルバークレイはCAD/CAM対応◎ホワイトは少しグレイがかかった色になります。

キャストプレート・クラスプなど維持装置の着脱に適した超硬石膏です。
チキソトロピー性に優れ、膨張率が低く、耐摩耗性に優れています。



超硬石膏

- 適用
クロム、可撤性補綴物、
対合歯の模型の作製など

テクニカルデータ

混水比	25 ml / 粉100g
硬化時間	14分
硬化膨張率(2時間後)	0.08%
硬化膨張率(48時間後)	0.09%
圧縮強さ(1時間後)	42 MPa
圧縮強さ(48時間後)	60 MPa



耐摩耗性/無歯頸模型にも
お使いいただけます。

エリートストーン

Elite Stone

商品コード	内容量	カラー	入数	価格
(A) C410050	3kg	ネイビーブルー	1パック	3,300円
(B) C410048		ピンク		
(C) C410043		アクアグリーン		
(D) C410040		ブラウン		

販売名：エリートストーン 一般医療機器 届出番号：27B2X00268Z00014

石膏と石膏系埋没材専用クリーナーです。
トレイ、デンチャー、インスツルメントから簡単に除去するための発泡タイプの中性洗浄剤です。



- 使用 原液使用

- 色調 ブルー



ジプストレー3

Gypstray

商品コード	内容量	入数	価格
C400441	3L	1本	6,000円

歯冠修復 Restoration

消耗品から光重合器まで、歯冠修復を総合的にサポートします。

CURING LIGHT SERIES

6種類の特性と豊富なカラーバリエーションを揃えた光重合器シリーズです。

従来の使いやすさはそのまま、今までにない超軽量キュアリングライトです。
クラシック・デュアルから約60%小型軽量化し、どなたでも狙い通りに照射できる使い勝手を実現。



1年保証



波長範囲：440-480nm
光量：1,200mW/cm²



超軽量
84g



ピンク オレンジ イエロー ライトグリーン ライム ライトブルー ブルー ライトラベンダー ホワイト ブラック

● 軽量・小型化



C01-C、C01-Dと比べ、約60%の小型軽量化を実現。

● 便利な置くだけ充電



充電コードは汎用性の高いUSBタイプCケーブルを使用。
※充電アダプターは付属していません。

● 360°ヘッド回転



ヘッドを回転させることで、上歯・下歯共に容易に照射できます。



セット内容

- ・ライトガイド
- ・ハンドピース
- ・バッテリー
- ・充電スタンド
- ・USBタイプCケーブル(1m)
- ・228 ペン型キュアリングライト スリーブミニ100枚
- ・キュアリングライト プロテクティブライトシールド×1
- ・取扱説明書
- ・保証書

キュアリングライトミニC01

LED Curing Light Mini

商品コード	サイズ	入数	価格
C01-M	本体サイズ：φ17×230mm ライトヘッド：φ8mm	1セット	42,000円

販売名：キュアリングライトミニC01 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号 27B2X00268000057

キュアリングライトミニC01-Mライトガイド

8mm Fibre Optic Light Guide

商品コード	サイズ	入数	価格
C01-M-1	φ8mm	1本	10,000円



仕様

- ・電源：入力DC5V/1A
- ・バッテリー：3.6V 850mAh
- 種類：リチウムイオン
- ・バッテリー充電時間：2時間
- ・本体サイズ：φ17×230mm
- ・本体重さ：84g
- ・ライトガイド：φ8mm
- ・充電スタンドサイズ：82×74mm
- ・充電スタンド重さ：53g
- ・自動電源OFF機能：60秒



キュアリングライト C02を小型軽量化したキュアリングライトです。
従来の製品からヘッドが1mm薄くなり、さらに約60%小型軽量化しました。



1年保証



波長範囲：440-480nm
光量：1,200mW/cm²



超軽量
83g



ピンク オレンジ イエロー ライトグリーン ライム ライトブルー ブルー ライトラベンダー ホワイト ブラック

● 軽量・小型化



C02-C、C02-Dと比べ、約60%の小型軽量化を実現。

● ライトヘッド



ライトヘッドが1mm薄くなり、臼歯部への照射がさらに容易になりました。

● 便利な置くだけ充電



充電コードは汎用性の高いUSBタイプCケーブルを使用。
※充電アダプターは付属していません。

● 360°ヘッド回転



ヘッドを回転させることで、上歯・下歯共に容易に照射できます。



セット内容

- ・ライトガイド
- ・ハンドピース
- ・バッテリー
- ・充電スタンド
- ・USBタイプCケーブル(1m)
- ・228 ペン型キュアリングライト スリーブミニ100枚
- ・キュアリングライト プロテクティブライトシールド×1
- ・NEW熱保護リング×6
- ・取扱説明書
- ・保証書

仕様

- ・電源：入力DC5V/1A
- ・バッテリー：3.6V 850mAh
- 種類：リチウムイオン
- ・バッテリー充電時間：2時間
- ・本体サイズ：φ17×220mm
- ・本体重さ：83g
- ・ライトヘッド：φ10mm
- ・充電スタンドサイズ：82×74mm
- ・充電スタンド重さ：53g
- ・自動電源OFF機能：60秒



キュアリングライトミニC02

LED Curing Light Mini

商品コード	サイズ	入数	価格
C02-M	本体サイズ：φ17×220mm ライトヘッド：φ10mm	1セット	48,000円

販売名：キュアリングライトミニC02 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268000058

キュアリングライトミニC02-Mライトヘッド

C02-M(Mini) Direct Light Source Head

商品コード	サイズ	入数	価格
C02-M-1	φ10mm	1セット	15,000円

バッテリー・スリーブはC01-M、C02-M各種共通となります



関連商品のご紹介



ペン型キュアリングライト スリーブ



キュアリングライトミニ交換用バッテリー

Replacement Battery

商品コード	種類	入数	価格
C01/2-M-1	リチウムイオン	1個	8,000円

ペン型キュアリングライトスリーブミニ

Pen Type Curing Light Sleeves Mini

商品コード	サイズ	入数	価格
228	38×250mm	500枚	4,500円

♥ プレミアムプラスジャパンのホワイトニング照射器は安心のメーカー1年保証付き

従来の使いやすさはそのままに、C01-Dデュアルは4秒照射を実現しました。
C01-Dデュアルは青と紫の波長域を有し、さまざまな光重合材料に対応します。




1年保証



仕様

- 電源:入力AC100-240V,50/60Hz 出力DC5V/1A
- バッテリー:3.6V 2,600mAh 種類:リチウムイオン
- バッテリー充電時間:2時間
(フル充電の場合20秒モードで約100回照射できます。)
- 本体サイズφ27×264mm
- ライトガイド:8mm(C01-C) 11mm(C01-D)
- 充電スタンドサイズ:90×102mm
- 充電スタンド重さ:192g
- 自動電源OFF機能:60秒

● ライトガイド先端径比較



C01-C(クラシック) 直径8mm
C01-D(デュアル) 直径11mm

● 360°ヘッド回転



ヘッドを回転させることで、上歯・下歯共に容易に照射できます。

● 簡単測定



照射器の光量をいつでも確認できます。(表示の数値×100が光量となります)

● 便利な置くだけ充電



本体を置くだけで充電を開始します。

● バッテリー交換



バッテリーは本体から簡単に取り出せるので容易に交換できます。
※NEWキュアリングライト交換用バッテリーは別売です。



ピンク オレンジ イエロー ライトグリーン ライム ライトブルー ブルー ライトラベンダー ホワイト ブラック

セット内容

- ・バッテリー
- ・充電スタンド
- ・ACアダプター
- ・123ペン型キュアリングライトスリーブ(C01-C)×100
- ・123Lペン型キュアリングライトスリーブ(C01-D)×100
- ・キュアリングライトプロテクティブライトシールド×1
- ・取扱説明書
- ・保証書

NEWキュアリングライトC01-Cクラシック

NEWキュアリングライトC01-Cクラシック

商品コード	サイズ	入数	価格
C01-C	本体サイズ:φ27×264mm ライトヘッド:φ8mm	1セット	48,000円

販売名:キュアリングライトC01-C 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号:27B2X0026800047

NEWキュアリングライトC01-Cクラシックライトガイド

商品コード	サイズ	入数	価格
C01-C-1	φ8mm	1本	8,000円

※旧タイプのC01にも使用可能です。



NEWキュアリングライトC01-Dデュアル

NEWキュアリングライトC01-Dデュアル

商品コード	サイズ	入数	価格
C01-D	本体サイズ:φ27×264mm ライトヘッド:φ11mm	1セット	82,000円

販売名:キュアリングライトC01-D 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号:27B2X0026800048

NEWキュアリングライトC01-Dデュアルライトガイド

商品コード	サイズ	入数	価格
C01-D-1	φ11mm	1本	18,000円



バッテリーはC01-M、C02-M各種共通となります

カラーは10色からお選びいただけます。

- ピンク ●オレンジ ●イエロー ●ライトグリーン ●ライム ●ライトブルー ●ブルー ●ライトラベンダー ●ホワイト ●ブラック



NEWキュアリングライト交換用バッテリー

商品コード	種類	入数	価格
C01/2-1	リチウムイオン	1個	8,000円

より薄く進化したライトヘッドが、臼歯部への照射をサポートします。
C02-Dデュアルは3秒硬化に加え、青と紫の波長域を有し、さまざまな光重合材料に対応します。



1年保証



仕様

- 電源:入力AC100-240V,50/60Hz 出力DC5V/1A
- バッテリー:3.6V 2,600mAh 種類:リチウムイオン
- バッテリー充電時間:2時間
(フル充電の場合20秒モードで約100回照射できます。)
- 本体サイズφ27×257mm(C02-C) φ27×253mm(C02-D)
- 本体重さ:187g(C02-C) 174g(C02-D)
- ライトガイド:10mm
- 充電スタンドサイズ:90×102mm
- 充電スタンド重さ:192g
- 自動電源OFF機能:60秒

● ライトガイド先端径比較



IHC02 NEWC02
ライトヘッドの厚みが約30%薄くなりました(当社比)。NEWC02は、光が拡散しにくい設計になっています。

● 360°ヘッド回転



ヘッドを回転させることで、上歯・下歯共に容易に照射できます。

● 簡単測定



照射器の光量をいつでも確認できます。(表示の数値×100が光量となります)

● 便利な置くだけ充電



本体を置くだけで充電を開始します。

● バッテリー交換



バッテリーは本体から簡単に取り出せるので容易に交換できます。
※NEWキュアリングライト交換用バッテリーは別売です。



ピンク オレンジ イエロー ライトグリーン ライム ライトブルー ブルー ライトラベンダー ホワイト ブラック

セット内容

- ・バッテリー
- ・充電スタンド
- ・ACアダプター
- ・125口腔内カメラ/ペン型キュアリングライトスリーブ×100
- ・キュアリングライトプロテクティブライトシールド×1
- ・熱保護リング×6
- ・取扱説明書
- ・保証書

NEWキュアリングライトC02-Cクラシック

NEWキュアリングライトC02-Cクラシック

商品コード	サイズ	入数	価格
C02-C	本体サイズ:φ27×257mm ライトヘッド:φ10mm	1セット	58,000円

販売名:キュアリングライトC02-C 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号:27B2X0026800049

NEWキュアリングライトC02-Cクラシックライトヘッド

商品コード	サイズ	入数	価格
C02-C-1	φ10mm	1本	18,000円

※旧タイプのC02にも使用可能です。

NEWキュアリングライトC02-Dデュアル

NEWキュアリングライトC02-Dデュアル

商品コード	サイズ	入数	価格
C02-D	本体サイズ:φ27×253mm ライトヘッド:φ10mm	1セット	88,000円

販売名:キュアリングライトC02-D 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号:27B2X0026800050

NEWキュアリングライトC02-Dデュアルライトヘッド

商品コード	サイズ	入数	価格
C02-D-1	φ10mm	1本	25,000円



NEW熱保護リング

商品コード	入数	価格
C02-N3	6個	3,000円

アライナー矯正治療における アタッチメント設置のスタンダード

考案者 有本 博英 先生
(イースマイル国際矯正歯科・院長)



1:50から有本先生
その他著名な先生
方へのインタビュー
をご覧ください。



※動画中の照射器は旧タイプになります。

アライナー矯正治療に必要な臨床テクニックはそう多くありません。精密な印象と、精密なIPRと、精密なアタッチメントの設置です。中でもアタッチメントの設置はアライナー矯正治療特有のもので、術者のスキルと経験によって設置にかかる時間や精度が大きく異なってきます。アタッチメントを精密に設置するためにはテンプレートのアタッチメント周囲を均一に圧接し、光照射してレジン硬化する必要があります。しかし、ここで以下のような4つの問題点があります。

問題点

- 1 圧接するピンセットが滑ってしっかりと圧接しにくい。
- 2 臼歯部などピンセットが届きにくい部分にアタッチメントを設置しにくい。
- 3 圧接と照射は一人でできないため、アシスタントが必要。
- 4 ピンセットで圧接していない範囲まで広範囲に照射されてしまい、テンプレートが浮いた状態でアタッチメントが硬化してしまう。



上記、4つの問題を解決すべく開発されたのがEZアタッチメントです。

EZアタッチメントは、アライナー矯正治療におけるアタッチメント接着の効率を大幅に向上させます。それは、

特徴

- 1 照射器で圧接と照射を同時に行える。
- 2 一つ一つのアタッチメントを別々に覆い、個別にレジン硬化させることができる。



の2つの特徴があるからです。

まず、A)照射器自体で圧接と照射が同時にできるため、圧接部分を滑らすこともなく、一人でアタッチメント設置が行えるようになりました。(問題点1、2、3)。そして照射時は一つ一つのアタッチメント部分だけが覆われるので、圧接していない部分まで広範囲に照射されることがなく、余剰レジンのバリも最小限にすることができます(問題点4)。

EZアタッチメントを使うことにより、アタッチメントは、『一人で、精密に、短時間に』設置することが可能になりました。

最後臼歯部などのつけにくい部分でも安心してアタッチメントを設定することができますし、患者さんの負担も大幅に軽減されます。

EZアタッチメントを使ったアタッチメントの設置はもはやスタンダードと言えるでしょう。

キュアリングライトに装着可能なアライナー矯正用のEZアタッチメント。

圧接することで余剰レジンのバリが減り、アタッチメント装着の効率を大幅に向上させます。

アシスタントも不要になるため、一人でアタッチメントの設置が行えます。

動画で製品特長をご覧ください

対応機種
キュアリングライトミニC02
NEWキュアリングライトC02-C(クラシック)
NEWキュアリングライトC02-D(デュアル)
NEWキュアリングライトC01-D(デュアル)

減菌済み

ディスプレイ

EZアタッチメント

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
C02-PEZA-50			50個	18,000円
C02-PEZA-10	φ10×H10mm	ネイビー	10個	4,000円

※スリーブの上から装着ください。

EZアタッチメントがセットになったスペシャルセット

NEWキュアリングライトC02 EZアタッチメントスターターキット

Curing Light, Direct Light Source + Pouched EZ Attachment Starter Kit

商品コード	入数	価格
FL-0102	1セット(EZアタッチメント50個入り+キュアリングライトC02-C)	72,000円
FL-0103	1セット(EZアタッチメント50個入り+キュアリングライトC02-D)	100,000円
FL-0104	1セット(EZアタッチメント50個入り+キュアリングライトミニC02)	62,000円

販売名: キュアリングライトC02-C 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号: 27B2X00269000049
販売名: キュアリングライトC02-D 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号: 27B2X00269000050
販売名: キュアリングライトミニC02 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号: 27B2X00269000058

※EZアタッチメントはスリーブの上から装着ください。
※[キュアリングライト]は10色からお選びいただけます。
●ピンク ●オレンジ ●イエロー ●ライトグリーン ●ライム
●ライトブルー ●ブルー ●ライトラベンダー ●ホワイト ●ブラック

セット内容

- ・EZアタッチメント×50 ・キュアリングライトC02-CまたはC02-DまたはミニC02
- ・バッテリー・充電スタンド・ACアダプター(C02-CまたはC02-D)
- ・USBケーブル(ミニC02)
- ・キュアリングライトプロテクティブライトシールド×1
- ・125口腔内カメラ/ペン型キュアリングライトスリーブ×100(C02-CまたはC02-D)
- ・228ペン型キュアリングライトスリーブ×100(ミニC02)
- ・NEW熱保護リング6個 ・取扱説明書 ・保証書




製品名	C01-M(ミニ)	C01-C(クラシック)	C01-D(デュアル)	C02-M(ミニ)	C02-C(クラシック)	C02-D(デュアル)
最大光量	1,200mW/cm ²	1,500mW/cm ²	2,000mW/cm ²	1,200mW/cm ²	1,500mW/cm ²	2,500mW/cm ²
照射時間	10秒	5秒	4秒	10秒	5秒	3秒
波長域	440~480nm	440~480nm	440~480nm 390~430nm	440~480nm	440~480nm	440~480nm 390~430nm
重合深度	FULL CURE 4.3mm SOFT CURE 4.6mm	TURBO 4.2mm FULL CURE 4.3mm RAMP 4.1mm SOFT CURE 4.6mm	TURBO 4.4mm FULL CURE 5.1mm RAMP 4.8mm SOFT CURE 5mm	FULL CURE 4.3mm SOFT CURE 4.6mm	TURBO 4.4mm FULL CURE 5.1mm RAMP 4.8mm SOFT CURE 5mm	TURBO 4.4mm FULL CURE 5.2mm RAMP 4.9mm SOFT CURE 5.1mm
モード域	2	4	7	2	4	7
重量	84g	206g	203g	83g	187g	174g
光量計の有無	×	○	○	×	○	○
ヘッド形状	φ8mm	φ8mm	φ11mm	厚み11mm	厚み12mm	厚み12mm
使い分け	<p>口腔内にスムーズに挿入でき、特に舌側面への照射に適しています。</p>			<p>90°の照射角度は少ない開口で遠心部への照射が可能です。</p>		
価格	42,000円	48,000円	82,000円	48,000円	58,000円	88,000円

※デュアルは紫色の波長域までカバーすることで、様々な光重合材料を硬化させることができます。(硬化時間等は材料の添付文書をご確認ください)
※重合深度は4mmです。(自社測定値)

名称	モード設定	C01-M/C02-M (ミニ)	C01-C/C02-C (クラシック)	C01-D/C02-D (デュアル)
TACK	仮照射に使用できます。接着性レジンセメントなどの余剰セメント除去に便利です。			●
TURBO	最も速く硬化させることができるモードです。光量はC02-D[2,500mW/cm ² (3秒)]、C01-D[2,000mW/cm ² (4秒)]、C01-C/C02-C[1,500mW/cm ² (5秒)]となります。		●	●
3+3'	メタルブラケットの接着に適しています。近心、遠心それぞれ3秒間照射し、照射の間は1秒間消えます。			●
6+6'	メタルブラケットやバックルチューブの接着に適しています。近心、遠心それぞれ6秒間照射し、照射の間は1秒間消えます。			●
FULL	光量1,200mW/cm ² の照射モードです。	●	●	●
RAMP	5秒間で光量1,200mW/cm ² まで上昇し、その後は光量をキープします。		●	●
SOFT CURE	5秒間で900mW/cm ² まで上昇し、その後は光量をキープします。熱さに敏感な患者さんに適しています。	●	●	●


可視光線を99%遮断するシールドです。



ライトプロテクティブハンドシールド

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
063	L260×W125mm	クリアオレンジ	1個	3,000円

光重合系材料の硬化を防ぎ、作業時間を延長させることができるカバーです。



プロテクティブライトカバー

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
062-0	スモール	W95×D70×H28mm	クリアオレンジ	1個	3,000円
062-1	ミディアム	W145×D95×H28mm	クリアオレンジ	1個	3,500円

キュアリングライトの光量を計測することができるLEDライトメーターです。



LEDライトメーター

商品コード	サイズ	重量	入数	価格
C10	W70×D115×H35mm	89g	1個	3,000円

矯正歯科用IPRゲージセット。0.1mm、0.2mm、0.25mm、0.3mm、0.4mm、0.5mmのゲージセットです。



コンタクトゲージ

商品コード	種類	入数	価格
IPR-GAUGE-KIT	0.1mm/0.2mm/0.25mm 0.3mm/0.4mm/0.5mm	6本(各種1×6)	6,000円

歯間に挿入して隣接面を研磨する歯科用ストリップ。ダイヤモンド粒子が片面にコーティングされています。



ダイヤモンドストリップ

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
FC-0110	エキストラスーパー	2.5mm	オレンジ	30本	6,000円
FC-0111	ファイン 15μm	3.75mm	オレンジ	30本	8,000円
FC-0112	スーパー	2.5mm	グリーン	30本	8,000円
FC-0113	ファイン 30μm	3.75mm	グリーン		
FC-0114	ファイン 46μm	2.5mm	イエロー	30本	8,000円
FC-0115		3.75mm			

歯間に合わせてテンションの調整が可能なメタルストリップ。隣接面コンタクトの調整やIPRにご使用いただけます。シングルサイド、ダブルサイド、ノコギリの3種類をご用意しています。ダイヤモンドコーティングしたメタルストリップのため、繰り返しご使用いただけます。




- ・オートクレープ (135℃) 対応でコストパフォーマンスにも優れています。
- ・矯正の際のIPR (ディスクング) にもおすすめです。
- ・イントロキットをご用意いただけますと、形態修正・研磨・仕上げまでの一連の作業を行うことができます。
- ・研磨部分を曲げられるのでエッジが立たず研磨できます。

マジックストリップ イントロキット

商品コード	入数	価格
MS-INTRO-KIT	シングルサイド各種×1 ダブルサイド各種×1 ノコギリ×2 ハンドル×2	32,000円

マジックストリップ リフィルキット



片面 シングルサイド



商品コード	MS-SS-RFL/SF	MS-SS-RFL/F	MS-SS-RFL/M	MS-SS-RFL/C
種類	スーパーファイン	ファイン	ミディアム	コース
厚み (mm)	0.08	0.10	0.15	0.22
入数	ストリップ×10 ハンドル×2	ストリップ×10 ハンドル×2	ストリップ×10 ハンドル×2	ストリップ×10 ハンドル×2
価格	35,000円			

両面 ダブルサイド



商品コード	MS-DS-RFL/SF	MS-DS-RFL/F	MS-DS-RFL/M	MS-DS-RFL/C
種類	スーパーファイン	ファイン	ミディアム	コース
厚み (mm)	0.11	0.15	0.21	0.30
入数	ストリップ×10 ハンドル×2	ストリップ×10 ハンドル×2	ストリップ×10 ハンドル×2	ストリップ×10 ハンドル×2
価格	35,000円			

ノコギリ



ダイヤモンドコーティングなし。余剰セメント除去に適しています。

商品コード	MS-SAW-RFL
種類	ノコギリ
厚み (mm)	0.05
入数	ストリップ×10 ハンドル×2
価格	35,000円

販売名: マジックストリップ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00014

5個入り

片面 シングルサイド



商品コード	MS-SS-RFL-5/SF	MS-SS-RFL-5/F	MS-SS-RFL-5/M	MS-SS-RFL-5/C
種類	スーパーファイン	ファイン	ミディアム	コース
厚み (mm)	0.08	0.10	0.15	0.22
入数	ストリップ×5 ハンドル×1	ストリップ×5 ハンドル×1	ストリップ×5 ハンドル×1	ストリップ×5 ハンドル×1
価格	18,000円			

両面 ダブルサイド



商品コード	MS-DS-RFL-5/SF	MS-DS-RFL-5/F	MS-DS-RFL-5/M	MS-DS-RFL-5/C
種類	スーパーファイン	ファイン	ミディアム	コース
厚み (mm)	0.11	0.15	0.21	0.30
入数	ストリップ×5 ハンドル×1	ストリップ×5 ハンドル×1	ストリップ×5 ハンドル×1	ストリップ×5 ハンドル×1
価格	18,000円			

ノコギリ




ダイヤモンドコーティングなし。余剰セメント除去に適しています。

商品コード	MS-SAW-RFL-5
種類	ノコギリ
厚み (mm)	0.05
入数	ストリップ×5 ハンドル×1
価格	18,000円

販売名: マジックストリップ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00014

II級窩洞修復用のマトリックスシステムです。
隣接面のCR充填において、自然な豊隆の付与と緊密なコンタクトポイントの再現が可能です。



アイマトリックスバンド

ディスポーザブル

100枚入 (単品)

	3.5mm		4.5mm		・辺縁隆線を有するマトリックス形状により天然歯に近い豊隆を再現できます。
	5.5mm		6.5mm		・バンド下部のフラップにより歯頸部からのレジン漏れを防ぎます。(6.5mmのみ)

アイマトリックスウェッジ

ディスポーザブル

S M L

実寸

- ・S/M/Lの3サイズ展開。
- ・歯間空隙にもフィットし、窩底部からのレジン溢れを防ぎます。
- ・ウェッジ形状はNiTiリングとマッチしており容易に挿入し設置できます。

アイマトリックスリング

オートクレープ OK

- ・強度に優れたNiTiスプリングリングにより、高い歯間離開力を実現しました。
- ・フォーセプスにあたる部分にアンダーカットを施すことで、リングの耐久性と操作安定性を向上しました。
- ・複数歯に設置しやすい角度設計です。
- ・M字型切り込みにウェッジがフィットし、しっかりと保持します。

アイマトリックスフォーセプス

オートクレープ OK

※開閉イメージ

人間工学に基づくグリップデザインでマトリックスリングの開閉設置がしやすくなっています。

アイマトリックスツイザー

オートクレープ OK

ツイザーは、マトリックスバンドを確実に把持します。臼歯部へのアプローチがしやすい角度です。他社のマトリックスバンドにも対応可能です。

スターターキットはインストルメント付きです。



アイマトリックス スターターキット

iMatrix Introduction Kit without Instrument

商品コード	種類	入数	価格
PM-01	スターターキット	リング×各1 ウェッジ×各35 バンド×各35 フォーセプス×1 ツイザー×1	60,000円

販売名: アイマトリックス 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00050

アイマトリックス

iMatrix

商品コード	種類	カラー	入数	価格
PM-R1	リングアソート	ブラック/グレー	各1個	18,000円
PM-R2	リングスタンダード	ブラック	2個	18,000円
PM-R3	リングナロー	グレー		
PM-F1	フォーセプス	-	1本	15,000円
PM-P1	ツイザー	-	1本	18,000円

オートクレープ OK

歯間に差し込みやすく、クッション性に優れたプラスチックウェッジです。ピンセットでつかみやすいくぼみがついています。



アイマトリックス イントロキット

iMatrix Starter Kit including Instrument


商品コード	種類	入数	価格
PM-02	イントロキット	リング×各1 ウェッジ×各35 バンド×各35	40,000円

販売名: アイマトリックス 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00050

アイマトリックス

商品コード	種類	カラー	入数	価格
PM-M3	バンド 3.5mm			
PM-M4	バンド 4.5mm			
PM-M5	バンド 5.5mm	-	100枚	8,000円
PM-M6	バンド 6.5mm			
PM-WS	ウェッジスモール	イエロー		
PM-WM	ウェッジミディアム	ブルー	100本	4,000円
PM-WL	ウェッジラージ	オレンジ		

販売名: アイマトリックス 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00050



プラスチックウェッジ

Plastic Wedges

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
7650S	スモール	12mm	ブルー		
7650M	ミディアム	13mm	グリーン	100個	1,200円
7650L	ラージ	15mm	イエロー		
7650XL	エクストララージ	17mm	ホワイト		

販売名: プラスチックウェッジ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00010

フロアブルレジン、エッチング等に使用できます。
ルアーロックタイプのシリンジに対応しています。



ニードルチップ

Flowable Composite and Etching Gel Tips

商品コード	種類	カラー	入数	価格
① 080	20G 先端径0.9mm	ブラック	100本	3,000円
② 081	23G 先端径0.6mm	ライトブルー		
③ 082	18G 先端径1.2mm	ピンク		

販売名：ニードルチップ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000053

シリンジタイプなどのエッチングに使用できる
ディスプレイチップです。



デリバリーチップ

Pre-bent Needle Tip

商品コード	種類	入数	価格
① FC-0242	ニードルブラシ	100本	7,000円
② FC-0243	ニードルマイクロブラシ		
③ FC-0244	ブラシ		
④ FC-0245	スタンダード		

販売名：デリバリーチップ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000045

オートクレーブ可能で4つのサイズからお選びいただけます。



ミキシングカップ

Acrylic Mixing Cups

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
① 280	スモール 容量5ml	H25×内径20mm	1個	1,000円
② 281	ミディアム 容量15ml	H35×内径30mm		1,200円
③ 282	ラージ 容量40ml	H50×内径43mm		1,500円
④ 283	エクストララージ 容量120ml	H70×内径50mm		1,800円

各種CR、セメントの充填に使用できます。光重合もご用意しました。
CRディスペンサーに取り付けてご使用下さい。



プロドーズ CRシリンジチップ

Needle Tubes and Plugs

商品コード	種類	入数	価格
① PD-R902B	ニードル20G 遮光タイプ	100本	9,000円
② PD-L903T	ニードル19G		
③ PD-L904B	低粘度用遮光タイプ		
④ PD-M905C	中粘度用		5,000円

販売名：プロドーズ CR シリンジチップ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000044

遮光タイプのため、チューブ内での硬化を防ぎ、
余裕を持った操作が可能です。
プラグの先端の形状がチューブ内のレジンを無駄なく押し出します。
低～高粘度光重合レジンにご使用いただけます。



コンポジットチューブ&プラグ

Composite Tubes & Plugs

商品コード	入数	価格
7600	100セット	6,000円

販売名：コンポジットチューブ&プラグ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000004

ディスプレイタイプのダッペンディッシュです。
切り目に沿って折り曲げ、指で保持してご使用いただけます。



カラーダッペンディッシュ

Multi Purpose Disposable Dappen Dish

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
004S		※	200個	2,100円
004	φ21×H21mm		1,000個	8,000円
18-004		アソート(※5色×各200個)		7,500円

※カラーは5色からお選びいただけます。
○ホワイト ●イエロー ●ラベンダー ●グリーン ●ライトブルー

コンポジット、セメントなどを充填したチップを装着して使用します。



関連商品の
ご紹介
コンポジットチューブ&プラグ(P117)
プロドーズCRシリンジチップ(P117)

コンポジットチップガン

Composite Tip Gun

商品コード	サイズ	入数	価格
7605	全長160mm	1個	6,000円

販売名：コンポジットチップガン 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000060

カラフルでかわいい簡単装着シリンジカバーです。
お子様の診療におすすめです。




アンジーシリンジデコレーション

Syringe Cover

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0230	60×20mm	10枚(アソート)	600円

補綴物の押し込みや、天然歯のクラック検知に使用できます。
インレー、クラウンセッターとしてもご使用いただけます。



フラクチャーディテクター

Fracture Detector

商品コード	サイズ	入数	価格
025	全長135mm	1本	1,000円

セメントの練和に使用できるガラス練板です。




ガラス練板

Glass Cement Mixing Slab

商品コード	サイズ	入数	価格
045	135×65×12mm	1個	2,200円

ボンディング材やシーラント材等を入れ使用できます。
アプリケーターをのせる溝もついています。




ミキシングウェルズ

Disposable Mixing Wells

商品コード	種類	入数	価格
① N906	ミディアム 4穴	200個	3,000円
② 18-907	スモール 2穴	500個	5,000円

ネックを折り曲げて角度が調節できるので、届きにくい部分にも容易に塗布できます。
カラフルな4色展開です。



ブラシアプリケーター

Brush Applicators

商品コード	種類	カラー	入数	価格
7500	レギュラー	※	100本	1,500円

※2色からお選びいただけます。 ●ブルー ●ラベンダー

商品コード	種類	カラー	入数	価格
7510	ミニ	※	100本	1,500円

※2色からお選びいただけます。 ●グリーン ●イエロー

ブラシアプリケーターのチップとオートクレーブ可能なハンドルです。



ブラシアプリケーターチップ

Brush Applicators Tips

商品コード	種類	カラー	入数	価格
7501	レギュラー	ブルー	100個	1,500円
7511	ミニ	グリーン	100個	1,500円
7501B	レギュラー	ブルー	500個	6,000円
7511B	ミニ	グリーン	500個	6,000円

ハンドル

Handle

商品コード	種類	カラー	入数	価格
7502W	ハンドル	クリア	1本	800円

ブラシアプリケーターチップ スターターキット

商品コード	種類	入数	価格
7520	スターターキット	ハンドル×1・レギュラー×50・ミニ×50	1,800円

マイクロアプリケーターのチップとオートクレーブ可能なハンドルです。



マイクロアプリケーターチップ

Micro Applicator Tips

商品コード	種類	カラー	入数	価格
N921	レギュラー	ブルー	100個	660円
N922	ファイン	グリーン	100個	660円
N921B	レギュラー	ブルー	500個	3,000円
N922B	ファイン	グリーン	500個	3,000円

ハンドル


Handle

商品コード	種類	カラー	入数	価格
7502W	ハンドル	クリア	1本	800円

マイクロアプリケーターチップ スターターキット

商品コード	種類	入数	価格
7522	スターターキット	ハンドル×1・レギュラー×50・ファイン×50	1,500円

強力な粘着力があるため、ベニア、インレー、クラウンなどの着脱に便利です。
ハンドル先端は、自由な角度に折り曲げて使用できます。



粘着アプリケーター

Valustick Sticky Applicators

商品コード	サイズ	入数	価格
909	全長110mm	50本	3,300円

マイクロアプリケーターの材質を変えコストを削減したエコタイプです。
通常のエコタイプより長さが短くなったミニタイプもラインナップしたので、より経済的にご使用いただけます。



マイクロアプリケーター エコタイプ ミニ

Micro Applicators Economy Mini

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(A) 9901T	レギュラー		ブルー	400本	1,800円
(B) 9902T	ファイン	全長85mm	グリーン	(100本×4)	
(C) 9903T	ウルトラファイン		ラベンダー		




マイクロアプリケーター エコタイプ

Micro Applicators Economy

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(A) 18-901	レギュラー		ブルー	400本	2,100円
(B) 18-902	ファイン	全長100mm	グリーン	(100本×4)	
(C) 18-903	ウルトラファイン		ラベンダー		
(D) 18-904	シリンダー		ホワイト		2,400円

角度調節が自由にでき、曲げた角度はしっかり固定されるため、安定した操作が行えます。



マイクロアプリケーター

Micro Applicators

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(A) S901-1	レギュラー		ブルー		800円
(B) S902-1	ファイン		グリーン		
(C) S903-1	ウルトラファイン	全長87mm	ラベンダー	100本	1,100円
(D) S904-1	シリンダー		イエロー		
(E) S905-1	フラットシリンダー		ブルー		

マイクロアプリケーター カラーアソート

Micro Applicator Tips

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
S901	レギュラー				3,000円
S902	ファイン				
S903	ウルトラファイン	全長87mm	アソート*	100本×4	4,000円
S904	シリンダー				
S905	フラットシリンダー				

*アソート ●ブルー ●グリーン ●ラベンダー ●イエロー

100%リサイクル素材のマイクロアプリケーターです。
消費量の多いマイクロアプリケーターの素材を見直しました。
毎日大量に使う消耗品をリサイクル素材で、サステナブルな歯科診療をサポートします。



グリーンマイクロアプリケーターミニ

Green Micro Applicators Mini

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) G9901	レギュラー			800円
(B) G9902	ファイン	全長85mm	100本	
(C) G9903	ウルトラファイン			

10

咬合 Occlusion

あらゆる角度から咬合を診断するツールをご用意しました。

咬合圧分布を時系列で測定できるデジタル咬合分析システムです。インプラントや矯正時の咬合圧の確認はもちろん、咬合紙では実現できなかった早期接触も確認できます。



1年保証

これからの咬合調整

咬合圧と分布とデジタルシステム


咬合圧分布のデジタルシステムです。インプラント・矯正など全ての歯科医院様へお勧めできます。



動画で確認できるため、早期接触や力の動きが分かります。

- ・バーの高さは、咬合力の高さを示しています。
- ・バーの色が赤に近いほど、点で接触していることを表しています。
- ・バーの色が緑色に近いほど、接触点が多いことを示しています。


※バーの色は、赤→オレンジ→黄色→緑の4色で表します。



(0.54秒時)


(1.36秒時)

60μm咬合紙センサーは歯に印記もできるため治療をスムーズに行えます。




歯面上での印記イメージ

● 測定データ表示



測定データの表示方法をご希望に合わせて選ぶことができます。4分割の圧力分布図は、咬合の偏りによって4色で表示します。パーセンテージは、咬合の偏りを数値化して表示します。

● 測定データ比較



患者さんのデータはiPadへ保存されるので、同じ患者さんのデータ同士で比較することが可能です。※保存できるデータ量は、iPadの空き容量に依存します。センサーを噛んで印記された部分を切削し、すぐに咬合状態を確認することもできます。

● 測定データ転送



センサーで読み取ったデータはWi-Fi経由でiPadへ送信されます。

iPad専用アプリケーションをインストールしてご使用ください。(インストールは無償で行えます。)

※Wi-Fiの周波数は2.4GHzをご使用ください



Occlusense



※iOS、iPad、iPad Pro、iPad Airは、Apple Inc.の商標です。※Wi-FiはWi-Fi Alliance®の登録商標です。



動画で製品特長をご覧ください

ご使用いただけるiPadの機種について

<https://ja.occlusense.com>

上記、オクルセンスホームページにある、

互換性のあるiPadモデル をご参照ください。

仕様

- ・電源：入力 AC100-240V/50/60Hz 出力 DC5V/1,400mA
- ・バッテリー：1.2V×3 種類：単 4 形ニッケル水素充電電池
- ・本体サイズ：H173×W73×D30mm
- ・本体重量：241g
- ・充電スタンドサイズ：H150×W94×D57mm
- ・充電スタンド重量：275g
- ※市販の単4形ニッケル水素電池をご使用いただけます。

セット内容

- ・オクルセンス
- ・オクルセンス センサー×25
- ・テストセンサー
- ・充電スタンド
- ・電池カバー-取外し用ドライバー
- ・単4形ニッケル水素充電電池×3本
- ・クイックスタートガイド
- ・取扱説明書・保証書

オクルセンス

Occlusense

商品コード	サイズ	入数	価格
BK5000	H173×W73×D30mm (本体のみ)	1セット	300,000円

販売名：オクルセンス 特定保守管理医療機器 届出番号：27B3X00271100004
※出張セットアップをご要望の際は別途費用がかかります。

オクルセンス センサー 25枚入り

Occlusense Sensor


商品コード	サイズ	入数	価格
BK5025	H15×W70mm	25枚	45,000円
BK5035	H15×W77mm(ワイド)		



♥ プレミアムプラス日本のデジタル咬合分析システムは安心のメーカー1年保証付き

下顎の限界運動を記録し、水平的顎間関係を定めるためにご利用いただけるゴシックアーチ描記装置です。
一つのサイズでどの顎形状にも装着でき、簡単にご利用いただけます。

記録の保管も可能なスケールラベル付きです。※パウシュ 8μアルティフォルと一緒にご使用ください。



動画で製品特長を
ご覧ください

- ワンサイズでシンプル設計。
- 事前準備も少なく大幅時間短縮。
- はっきりとしたゴシックアーチが描記でき、CRの位置関係も正確に記録。

使用方法

- 描記板と描記針を除菌後、パテ、シリコンバイト材等を描記板に盛り、口腔内に装着する。
※推奨製品 ソールバイト (94ページ)
- 描記針も同じ要領で口腔内に装着する。
※推奨製品 ソールバイト (94ページ)
- タッピングを何度か行い、顎のストレスを解消する。
- パウシュアルティスプレーを描記板に塗布する。
- ゴシックアーチの描記を行う。
- 描記針をCRに合わせ、CRバイトワックスで咬合位置を記録する。
- CRバイトワックスを使用し、上下顎の位置関係を咬合器上で合わせる。

スケールラベルを使用の際、記録を必要とする際はスケールラベルを両面シールで描記板に貼付し、パウシュアルティフォル8μmを描記針と描記板の接点にて、記録する。



- (A) トレーサー
・描記板×5 ・描記針×5
・CRバイトワックス×5
・スケールラベル×10
・両面シール×10
- (B) スターターセット
・描記板×1 ・描記針×1
・CRバイトワックス×2、
・スケールラベル×2
・両面シール×2
- (C) CRバイトワックス
・CRバイトワックス×10

AFRミニレグ

AFR-Mini-Reg

商品コード	種類	入数	価格
(A) AFR100	ゴシックアーチトレーサー	1セット	9,000円
(B) AFR101	ゴシックアーチ スターターセット	1セット	5,000円
(C) AFR102	ゴシックアーチ CRバイトワックス	10	5,000円

販売名：AFR ミニレグ 一般医療機器 届出番号：27B3X00271000007



関連商品のご紹介

P94 参照 ソールバイト


P128 参照 8μm咬合紙

P129 参照 アルティスプレー

約10分のチェアタイムで完成するので、当日お渡し可能な顎関節疼痛緩和用スプリントです。

熱可塑サーマルパッドを患者様の下顎に圧接してフィットさせます。手軽に個人スプリントが完成します。

口腔内に挿入すると左右のウォーターパッドにより咬合圧が左右均等に分散され、顎関節周辺の筋肉をリラックスさせることができます。



使用時イメージ

サーマルパッド
ウォーターパッド

アクアスプリント考案者 Dr.Sabbagh,Germany ドイツ矯正歯科学会バイエルン支部会長



- ・矯正装置を装着しながらでも使用可能(保護ワックス要)。
- ・患者様ごとに簡単にカスタマイズ可能。

“アメリカ矯正歯科学会 in Chicago 2011”にて
アクアスプリントの臨床結果が発表されています。
詳細はお問合わせください。

使用方法

- 80℃のお湯に2~3分浸漬しサーマルパッドが透明になるのを待つ。
- 透明になったサーマルパッドを冷水で10秒間冷却する。
- 下顎に圧接し5分間保持する。冷水で口腔内をすすぎ、口腔内を冷却する。
- サーマルパッドが白くなり凝固したことを確認し撤去する。(1~5は繰り返し行うことができます)
- サーマルパッドの余剰部分はハサミ等で除去する。

装着時間1日10時間以内
(就寝時8時間、日中2時間)

・4週間使用しても症状改善が見られない場合は咬合以外の疼痛原因を検討する。



セット内容

- ・スプリント台
- ・リテーナーボックス×1
- ・取扱説明書

アクアスプリント サーモ

Aquasplint Thermo

商品コード	入数	価格
AQ2	1セット	14,000円

販売名：アクアスプリント サーモ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00107

加圧することで印記されるため、手が汚れにくい咬合紙です。
咬合圧が弱いほど薄く、強いほど濃く印記されます。
粘着剤の効果により、濡れた金合金やセラミック等にもしっかり印記します。



200 μm咬合紙(感圧紙)

Articulating Paper 200μm

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(A) BK01	短冊型 プリカット 両面	W52×17mm	ブルー	300枚	3,100円
BK1001			ブルー 補充用		3,000円
(B) BK101	短冊型 プリカット 両面	W52×17mm	ブルー	50枚	800円
BK02			レッド	300枚	3,100円
(C) BK1002	短冊型 プリカット 両面	W52×17mm	レッド 補充用	300枚	3,000円
(D) BK102			レッド	50枚	800円

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(E) BK03	馬蹄型 両面	W66×80mm	ブルー	50枚	2,350円
(F) BK04			レッド		
(G) BK05	短冊型プリカット両面	W45×17mm	ブルー	300枚	3,100円

親水性ワックスと薬用オイルを浸透させています。粘着剤と組み合わせることで、濡れた歯面にもしっかり印記します。
高度に研磨された金属やセラミック等の補綴物にもしっかり着色します。



100 μm咬合紙(感圧紙)

Articulating Paper 100μm

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(A) BK51	短冊型 プリカット 両面	W52×17mm	ブルー	300枚	3,200円
(B) BK57			ブルー	50枚	800円
(C) BK52	短冊型 プリカット 両面	W52×17mm	レッド	300枚	3,200円
(D) BK58			レッド	50枚	800円

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(E) BK53	馬蹄型 両面	W66×80mm	ブルー	50枚	2,900円
(F) BK54			レッド		

Bausch咬合シルクは、200 μ咬合紙と同じ特性を備える高品質天然シルクから作られています。
シルクは耐引裂性が高く、その薄さと柔軟性からどのような咬合にも適合します。
シルクの印記は極めて正確なため、より繊細な咬合接触状態の検出に適しています。
高い顔料保有容量を持つため複数回使用でき、技工作業にもおすすめです。



80 μm咬合紙(シルク感圧紙)

Articulating Silk 80μm

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(A) BK06	ロール(両面)	W80mm×3m	レッド	1個	4,600円
(B) BK876			グリーン		
(C) BK877			ブルー		

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(D) BK07	ロール(両面)	W16mm×10m	ブルー	1個	4,600円
(E) BK08			レッド		

多量の顔料を充填したマイクロカプセルから構成されているため、僅かな力でもしっかり印記することができます。
薄く親水性があり、耐引裂性に優れています。



40 μm咬合紙(感圧紙)

Articulating Paper 40μm

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(A) BK09	短冊型プリカット 両面	W104×20mm	ブルー	200枚	2,350円
(B) BK10			レッド		
(C) BK80			ブルー/レッド		
(D) BK11	プリカットシート 両面	W70×100mm	ブルー	100枚	4,500円
(E) BK12			レッド		
(F) BK13	ロールケース入 両面	W16mm×15m	ブルー	1個	1,750円
(G) BK14			レッド		
(H) BK15			ブルー		
(I) BK16	ロールケース入 両面	W22mm×10m	レッド		


商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(J) BK17	馬蹄型 両面	W66×80mm	ブルー	150枚	5,000円
(K) BK18			レッド		
(L) BK81			ブルー/レッド		
(M) BK61	短冊型プリカット 両面	W52×20mm	ブルー	200枚	1,350円
(N) BK62			レッド		
(O) BK63			ブルー/レッド		

16μmソフト咬合フィルム

ポリエチレン(PE)フィルムを使用したソフトでフレキシブルな咬合フィルムです。



高い柔軟性と極薄のカラーコーティングにより複雑な形態の咬合面にも確実にフィットして明瞭な咬合接触記録を残します。



16μmソフト咬合フィルム

Articulating Film 16μm

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(A) BK120	短冊型 プリカット 片面	20×60mm	ブラック	50枚	900円
(B) BK121			レッド		
(C) BK122			グリーン		
(D) BK123			ブルー		

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(E) BK170	幅広シート 片面	70×100mm	ブラック	50枚	3,000円
(F) BK171			レッド		
(G) BK172			グリーン		
(H) BK173			ブルー		

8μm 耐裂性ポリエステルフィルム




親水性成分を含むワックスから成る6μmカラーコーティング



カラーコーティング層はワックスと顔料から構成され、湿潤状態の咬合面でも優れた転写性を発揮します。

高度に研磨された金属補綴物やセラミックスなどの咬合面で従来の咬合紙では殆ど認識できないような微細な咬合接触点も認識することができます。咬合接触点の正確な輪郭外形を正確にかつ確実に検出できるように極めて薄く、耐引裂性に非常に優れており、湿った咬合面にも確実に印記できるように親水性成分などが含まれております。また、咬合運動の種類によっても色を分けて使用できるように5種類の色調を揃えております。



8μm咬合紙 アルティフォル(ポリエステルフィルム)

Articulating Film 8μm


商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(A) BK20	ロールケース入 片面	22mm×20m	ブラック	1個	2,000円
(B) BK21			レッド		
(C) BK22			グリーン		
(D) BK23			ブルー		
(E) BK24	ロールケース入 両面	22mm×20m	ブラック	1個	2,600円
(F) BK25			レッド		
(G) BK26			グリーン		
(H) BK27			ブルー		

詰め替え用ロール

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(A) BK1020	詰め替え用 片面	22mm×20m	ブラック	1個	1,500円
(B) BK1021			レッド		
(C) BK1022			グリーン		
(D) BK1023	詰め替え用 両面	22mm×20m	ブラック	1個	2,100円
(E) BK1024			レッド		
(F) BK1025			グリーン		
(G) BK1026			ブルー		
(H) BK1027					

シムストック12μm

12μm 耐裂性
メタリックポリエステルフィルム



親水性成分を含むワックスから成る6μmカラーコーティング



金属表面にもしっかりと印記します。

静電気が発生しないメタルコーティングの咬合フィルム。引き抜き試験にもご使用いただけます。

優れた転写性のシムストック12μm。セラミックと鏡面仕上げを施した金属表面で、接触点をくっきりと可視化。また、メタルコーティングフィルムのために静電気が発生せず、ピンセットを使用しなくても容易に取り扱することができます。さらに耐裂性があるために引き抜き試験にも適しています。



12μm咬合紙 アルティフォルメタリック(ポリエステルフィルム)

Articulating film 12μm

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(A) BK28	ロールケース入 両面	22mm×20m	ブラック/レッド	1個	2,600円
BK1028	詰め替え用 両面		ブラック/レッド	2,100円	
(B) BK30	ロールケース入 片面	22mm×20m	ブラック	1個	2,400円
(C) BK31			レッド		
(D) BK32			グリーン		
(E) BK33			ブルー		

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(F) BK39	ロールケース	16mm×20m	無着色	1個	2,100円
(G) BK35	短冊型プリカット 片面	8mm×50mm	レッド	100枚	1,600円
(H) BK38	短冊型プリカット		無着色	1,500円	
(I) BK730	幅広75mm 片面	75mm×20m	ブラック	1個	5,800円
(J) BK731			レッド		
BK328	ハンドル付 両面	22mm×60mm	ブラック/レッド	100枚	5,000円

※BK38, BK39は引き抜き試験専用です。 ※BK35はBK145(P130)にご使用いただけます。



8μm咬合紙 幅広タイプ アルティフォル(ポリエステルフィルム)

Articulating Film 8μm

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(A) BK70	ロール 片面	75mm×20m	ブラック	1個	4,900円
(B) BK71			レッド		
(C) BK72			グリーン		
(D) BK73			ブルー		

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
(E) BK74	ロール 両面	75mm×15m	ブラック	1個	7,000円
(F) BK75			レッド		
(G) BK76			グリーン		
(H) BK77			ブルー		

スプリントに塗布することで、ブラキシズムなどの動的な咬合状態を確認できます。



従来の咬合紙では瞬間的な咬合状態しか判別できませんが、アルティブラックスでは塗膜の剥がれ具合で、最大24時間(長時間咬合)の咬合面の動きが確認出来ます。

アルティブラックス クイック

Arti-brux Quick

商品コード	カラー	容量	入数	価格
BK88	レッド	0.15ml	1本	3,000円

- 粘膜異常のある場合は使用しないでください。
- ヨードアレルギーの患者には使用しないでください。

クラウン、インレー、オンレーの隣接面接触状態や、支台歯の適合性やテレコープ冠およびクラスプの適合、摩擦状態が確認できる適合検査液です。



アルティ・スポット(適合検査液)

Arti-Spot

商品コード	内容量	カラー	入数	価格
(A) BK85	15ml	ホワイト	1個	3,600円
(B) BK86		レッド		
(C) BK87		ブルー		

販売名：バウシュ アルティ・スポット 一般医療機器 届出番号：27B3X00271000002

- ※移動時と長時間ご使用にならない時は、筆を取り外し、インナーキャップをつけてください。
- ※希釈する場合は96%エタノールを1.2滴加えてください。

支台歯形成時にクラウンの種類に合わせて必要な部位の厚みを簡単に計測できるストリップスです。クリアランスの位置も確認できます。



咬合紙トップブランド“パウシュ”が提案する床過圧部診査ペーストです。

義歯による発赤部位をマーキングできる、チキソトロピー性に優れたカラーペースト(食用色素を用いています)です。



- 口腔内で識別しやすい緑色のペースト。
- 粘膜への付着性が高いペースト。
- アラインのマーキングにも。
- 極細(先端径0.3mm)付属チップ使用で、こまかなコントロールが可能。
- ディスプレイブル ニードルチップで衛生的に使用可能。

バイオインクフロー

Bio-Ink-Flow

商品コード	カラー	入数	価格
BK206	グリーン	1セット シリンジ1本(1ml)・ニードルチップ5本	3,000円

販売名：バイオインクフロー 一般医療機器 届出番号：27B3X00271000005

- 重度の炎症部位や化膿した部位には使用しないでください。
- ※関連商品 デリバリーチップ(スタンダード)P117参照
- ※関連商品 ニードルチップ P117参照

クラウンやブリッジの咬合接触や支台歯と補綴物との適合精度を試験するための適合検査スプレーです。ホワイトはCADスキャン用として使用できます。



アルティ・スプレー(適合検査スプレー)

Arti-Spray

商品コード	内容量	カラー	入数	価格
(A) BK285	75ml	ホワイト	1個	3,000円
(B) BK286		レッド		
(C) BK287		ブルー		
(D) BK288		グリーン		

販売名：バウシュ アルティ・スプレー 一般医療機器 届出番号：27B3X00271000003



アルティスポット(適合検査液)やアルティスプレー(適合検査スプレー)をフレキシメーターストリップに塗ります。

塗布した部分を、支台歯形成前の歯で噛んでいただきます。

着色した部分が削除量となります。

フレキシメーター・ストリップス

Fleximeter-Strips

商品コード	厚み	カラー	入数	価格
(A) BK250	1.0mm	ピンク	15枚	3,800円
(B) BK251	1.5mm	グリーン		
(C) BK252	2.0mm	ブルー		
(D) BK253	-	アソート	15枚(各厚み5枚)	3,800円
(E) BK254	-	-	3枚(各厚み1枚)	850円



Bausch 咬合用ピンセットシリーズ

咬合フィルム用のストレート型のピンセットです。



使用イメージ

滑り止め加工

アルティ・フォル用ストレート型ピンセット

Arti-Fol Forceps Straight

商品コード	サイズ	入数	価格
BK132	153mm(全長)	1個	6,000円

販売名：バウシュ 咬合紙用ピンセット 一般医療機器 届出番号：27B3X00271000001

全額での使用におすすめです。75mm幅のアルティフォルの使用に適しています。ロック機能付き。



使用イメージ



Y型咬合紙用ピンセット

Holder Y-Shape for Arti-Fol 75mm

商品コード	サイズ	入数	価格
BK140	120mm(全長)74mm(ワイド)	1個	8,000円

販売名：バウシュ 咬合紙用ピンセット 一般医療機器 届出番号：27B3X00271000001

全額・片顎どちらにも使用可能なプラスチック製のピンセットです。



使用イメージ
※幅調整が可能です。

フィックス・クリップ&カーブ型ピンセット

Fix-Clip Film-Forceps Curved

商品コード	サイズ	入数	価格
BK143	149mm(全長)	5個	2,600円

販売名：バウシュ 咬合紙用ピンセット 一般医療機器 届出番号：27B3X00271000001

ロールタイプのディスペンサーの連結用キットです。



コネクションキット

Arti-Fol Connection Kit

商品コード	種類	入数	価格
BK902	2個連結用	1セット	750円
BK903	3個連結用		
BK904	4個連結用		
BK905	5個連結用		

シートタイプの極薄咬合紙(BK11やBK12)や幅広タイプの咬合フィルム(BK70~77)におすすめのピンセットです。ゴムハンドルを使用することで、全額用としてご使用いただけます。



カーブ型ピンセット

Paper Forceps Curved

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) BK133	ピンセット	160mm(全長)	1個	4,200円
(B) BK130	ゴムハンドル	BK133 連結用		5,000円

販売名：バウシュ 咬合紙用ピンセット 一般医療機器 届出番号：27B3X00271000001

咬合紙用のストレートピンセットです。



使用イメージ
滑り止め加工

MILLERストレート型ピンセット

Paper-Forceps "Miller Type"

商品コード	サイズ	入数	価格
BK142	145mm(全長)	1個	2,100円

販売名：バウシュ 咬合紙用ピンセット 一般医療機器 届出番号：27B3X00271000001

補綴装置の迅速かつ正確な適合におすすめです。従来の隣接面コンタクトの強さや位置の試験方法と比較して作業が行いやすくなります。



歯間コンタクト(隣接面)用ピンセット

Arti-Fol Forceps for Approximal Contacts

商品コード	サイズ	入数	価格
BK145	146mm(全長)	1個	9,500円

販売名：バウシュ 咬合紙用ピンセット 一般医療機器 届出番号：27B3X00271000001

※専用咬合紙はBK35(P117)をご用意しています。

咬合紙・咬合フィルム用のディスペンサーです。



ディスペンサー

Roll-Dispenser

商品コード	種類	入数	価格
(A) BK137	75mm幅用卓上容器	1個	5,500円
(B) BK139	22mm幅以下ロール用		500円

11

バー・根管 Bur/Endo

豊富な形状と質の高いダイヤモンドバー・ファイルに加え、
機能的なバー・ファイルディスペンサーをご用意。

FGダイヤモンドバーシリーズ

確かな切削力と耐久性を誇るダイヤモンドバーです。



FGダイヤモンドバー

FG Diamond Bur

販売名：FGダイヤモンドバー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000029



スーパーファイン	ファイン	ミディアム	コース
30μ	50μ	107-120μ	150-180μ
イエロー	レッド	シルバー	グリーン

FG用

ミディアム

商品コード	C0SM	COM	M31S/M	C21M	C11M	C12M	M31M	C31M	F11RM	C10M	F12RM
ISO No.	197-010	197-012	197-014	197-018	198-012	198-014	198-016	197-025	198-018	199-012	199-016
形状	ラウンドエンドテーバー										
ヘッドサイズ	010	012	014	018	012	014	016	025	018	012	016
ヘッド長	4	6.3	6.5	7	8	8	8	9	10	10	10
全長	21	21	21	19.5	21	21	21	21.5	21.5	24	22
用途											
入数	6										
価格	2,000円										

商品コード	F1RM	F2RM	C4M	C2411M
ISO No.	199-016	199-018	199-021	199-024
形状	ラウンドエンドテーバー			
ヘッドサイズ	016	018	021	024
ヘッド長	10	10	10	11
全長	22.5	22.5	22	23.5
用途				
入数	6			
価格	2,000円			2,200円

商品コード	D0M	D1M	D31M	D2M	D4M	D5M
ISO No.	109-008	109-010	109-012	109-016	111-014	111-016
形状	フラットエンドシリンダー					
ヘッドサイズ	008	010	012	016	014	016
ヘッド長	4	4	4	4	8	8
全長	19	19	19.5	19	21	21.5
用途						
入数	6					
価格	2,000円					

商品コード	F114M	Z32M	F4M	F167M	F03M	F10M	F1M	F2M	F21M
ISO No.	170-012	170-016	170-023	171-016	173-012	172-018	173-016	173-018	173-021
形状	フラットエンドテーバー								
ヘッドサイズ	012	016	023	016	012	018	016	018	021
ヘッド長	4.2	4.3	5	7.2	8	8	10	10	10
全長	19	18.5	18.5	18.8	21.5	21.5	22.5	22.5	22
用途									
入数	6								
価格	2,000円	2,200円					2,000円		



商品コード	E12M	E2M	E11M	Z11M	E31M	E32M	E3M	Z2M
ISO No.	165-012	165-014	166-010	166-012	166-014	166-016	167-016	166-018
形状	ニードル							
ヘッドサイズ	012	014	010	012	014	016	016	018
ヘッド長	8	8	10	10	10	10	10.5	10
全長	22	21	23.5	22.5	23	23	23.5	22.5
用途								
入数	6							
価格	2,000円	2,200円				2,000円		

商品コード	E51M	E5M
ISO No.	249-012	249-014
形状	フレーム	
ヘッドサイズ	012	014
ヘッド長	8	8
全長	21	21
用途		
入数	6	
価格	2,000円	

商品コード	T5M	S2M	S3M	S1M	T6M
ISO No.	297-016	298-014	299-014	299-016	299-018
形状	トルヘッドコニカル				
ヘッドサイズ	016	014	014	016	018
ヘッド長	6.5	8	9.5	9.5	9.5
全長	18.5	21	22	22	22
用途					
入数	6				
価格	2,000円				

商品コード	E7M
ISO No.	130-012
形状	ポインテッドリッジ
ヘッドサイズ	012
ヘッド長	8
全長	21
用途	
入数	6
価格	2,000円

商品コード	E3RM	E42M
ISO No.	169-008	540-010
形状	セパレーション	
ヘッドサイズ	008	010
ヘッド長	3	4
全長	24	23
用途		
入数	6	
価格	2,200円	2,000円

商品コード	A0M	A010M	A1M	A2M	A25M	A3M	A4M
ISO No.	001-009	001-010	001-012	001-014	001-016	001-018	001-022
形状	ラウンド						
ヘッドサイズ	009	010	012	014	016	018	022
ヘッド長	-						
全長	19						
用途							
入数	6						
価格	2,000円						

商品コード	B1M	B14M	B16M
ISO No.	010-012	010-014	010-016
形状	インバーテッドコーン		
ヘッドサイズ	012	014	016
ヘッド長	1.3	1.5	1.4
全長	19	19	19
用途			
入数	6		
価格	2,000円		

商品コード	M51M	M5M	M01M
ISO No.	019-009	032-014	032-014
形状	ダブルインバーテッドコーン		
ヘッドサイズ	009	014	014
ヘッド長	2.5	2	1.3
全長	18.5	19	19
用途			
入数	6		
価格	2,000円		

商品コード	M4M	M42M
ISO No.	038-033	038R-033
形状	バレル	
ヘッドサイズ	033	033
ヘッド長	5.5	5.5
全長	21	21
用途		
入数	6	
価格	2,200円	

商品コード	AB325M
ISO No.	239-032
形状	ペアー
ヘッドサイズ	032
ヘッド長	5.1
全長	19
用途	
入数	6
価格	2,200円

商品コード	G041M	G4M
ISO No.	066-040	067-048
形状	ラウンドホイール	
ヘッドサイズ	040	048
ヘッド長	1.3	1
全長	17.5	15
用途		
入数	6	
価格	2,600円	

商品コード	K1M	K11M	K2M	K325M	K2RM
ISO No.	257-016	257-018	257-023	257-032	277-023
形状	エッグ/フットボール				
ヘッドサイズ	016	018	023	032	023
ヘッド長	3.3	4.5	5.3	5	4.4
全長	20	18.5	20	19	19
用途					
入数	6				
価格	2,000円				2,200円



FG用

スーパーファイン

商品コード	E31SF	E3SF	商品コード	PR2SF	E5SF	商品コード	K2SF	商品コード	F1RSF	F11R/SF
ISO No.	166-014	167-016	ISO No.	254-018	249-014	ISO No.	257-023	ISO No.	199-016	198-018
形状	ニードル		形状	フレーム		形状	エッジフットボール	形状	ラウンドエンドテーバー	
ヘッドサイズ	014	016	ヘッドサイズ	018	014	ヘッドサイズ	023	ヘッドサイズ	016	018
ヘッド長	10	10.5	ヘッド長	3	8	ヘッド長	5.3	ヘッド長	10	9
全長	23	23.5	全長	19	21	全長	20	全長	22.5	21.5
用途			用途			用途		用途		
入数	6		入数	6		入数	6	入数	6	
価格	2,000円		価格	2,000円		価格	2,200円	価格	2,000円	

ファイン

商品コード	F1RF	商品コード	E31F	E3F	Z2F	商品コード	Z51F	商品コード	S1F	T6F
ISO No.	199-016	ISO No.	166-014	167-016	166-018	ISO No.	250-014	ISO No.	299-016	299-018
形状	ラウンドエンドテーバー	形状	ニードル			形状	フレーム	形状	トルベッドコニカル	
ヘッドサイズ	016	ヘッドサイズ	014	016	018	ヘッドサイズ	014	ヘッドサイズ	016	018
ヘッド長	10	ヘッド長	10	10.5	10	ヘッド長	10	ヘッド長	9.5	9.5
全長	22.5	全長	23	23.5	22.5	全長	24	全長	22	22
用途		用途				用途		用途		
入数	6	入数	6			入数	6	入数	6	
価格	2,000円	価格	2,000円			価格	2,000円	価格	2,000円	

コース

商品コード	F1RC	E3C	T5C	S1C	T6C	E7C	A4C	M4C
ISO No.	199-016	167-016	297-016	299-016	299-018	130-012	001-022	038-033
形状	ラウンドエンドテーバー	ニードル	トルベッドコニカル			ポイントドリル	ラウンド	バレル
ヘッドサイズ	016	016	016	016	018	012	022	033
ヘッド長	10	10.5	6.5	9.5	9.5	8	-	5.5
全長	22.5	23.5	18.5	22	22	21	19	21
用途								
入数	6	6	6			6	6	6
価格	2,000円	2,000円	2,000円			2,000円	2,000円	2,200円

ショートシャンクバー

ミディアム

商品コード	E2-SSM	D1-SSM	M1M	A1-SSM
ISO No.	172-014	109-010	032-016	001-012
形状	ニードル	フットボール	ダイヤモンド	ラウンド
ヘッドサイズ	014	010	016	012
ヘッド長	8	4	1.3	-
全長	17.5	16	16	16
入数	6			
価格	2,000円			

セーフエンドガイドピンバー

ミディアム

先端セーフエンドタイプで肉内や隣接面を傷つけません。

商品コード	L1M	L2M	L3M
ISO No.	220-019	508-025	508-030
形状	セーフエンドガイドピン		
ヘッドサイズ	019	025	030
ヘッド長	10.2	10.2	9.2
全長	22	22.5	22.5
用途			
入数	2		
価格	1,800円	1,800円	

クールカットバー

表面上にできた渦巻き状の溝に冷却水が流れ込む事によりストレスなく削ることができます。

ミディアム

商品コード	C2SPM-3	C3SPM-3	M31SPM-3	F21RSPM-3	F1RSPM-3	F2RSPM-3	E5SPM	E6SPM-3	K2SPM
ISO No.	T197-018	T197-025	T198-016	T198-020	T199-016	T199-018	T249-014	T249-016	T257-023
形状	クールカット/スパイラル								
ヘッドサイズ	018	025	016	020	016	018	014	016	023
ヘッド長	7	7	8	9	10	10	8	9.5	5.3
全長	19	21	21	22	22	22	21	22	20
入数	3	3	3			2	3	2	2
価格	2,400円	2,500円	2,500円			1,800円	2,500円	1,800円	

デブスマーカー・デブスカッティングバー

ラミネートベニアプレパレーション時の前歯の適正な歯質を削除するために必要なガイドバーです。

ミディアム

ファイン


商品コード	PR13M-3	PR12M-3	PR23M-3
ISO No.	552-016	552-019	552-026
形状	デブスカッティング		
切削深さ(mm)	0.3	0.5	0.7
ヘッドサイズ	016	019	026
ヘッド長	0.9×3	1×3	0.7×3
全長	20	20	22
用途			
入数	3		
価格	4,400円		

商品コード	G31	G32	G33	G34
形状	デブスマーカー			
切削深さ(mm)	0.3	0.5	0.7	1.0
ヘッドサイズ	022	026	030	037
ヘッド長	1.1	1.2	1.3	1.4
全長	22.5	22.5	22.5	22.5
入数	2			
価格	1,100円			



※前歯を一定の深さで切削することができます。

ラミネートベニア用のデブスマーカーキットです。



プレジションマーカーキット

Precision Markers Kit

商品コード	セット内容	入数	価格
PMSET	PR13M・PR12M・PR23M G31~G34 バースタンド	×各1	1セット 14,000円

販売名: FGダイヤモンドバー 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268000029
※バースタンド: オートクレープ減菌可能(135℃まで)

CRの最終研磨バーです。

研磨用ディスクと比べると大幅にチェアタイムを短縮できます。非常に高い耐久性を持っているため繰り返し使っていただけます。

コンジットフィニッシングバー

Composite Finishing Burs



商品コード	PR15XXF	PR2XXF	E4XXF	E5XXF	E9SH1	A3XXF	A4XXF-3	M42SH1	K2XXF	K2RSH1	E9SH2	M42SH2	K2RSH2
ISO No.	170-012	254-018	247-013	249-014	298-023	001-018	001-022	038R-033	257-023	277-023	249-023	038R-033	277-023
種類	エクストラエクストラファイン											スーパーフィニッシュ	
ヘッドサイズ	012	018	013	014	023	018	022	033	023	023	023	033	023
ヘッド長	4	3	5.2	8	9	-	-	5.5	5.3	4.4	9	5.5	4.4
全長	20	19	19	21	21	19	19	21	20	19	21	21	19
入数	2		3			3		2		2			2
価格	1,200円			3,000円		1,200円	1,800円	3,000円	1,100円	3,000円	6,500円		

2ステップのCR最終研磨バーセットです。



コンジットフィニッシングキット

Composite Finishing Kit

商品コード	セット内容	入数	価格
SHINE12SET	E9SH1・K2RSH1・M42SH1 E9SH2・K2RSH2・M42SH2	×各1	1セット 20,000円

販売名: FGダイヤモンドバー 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268000029
※バースタンド: オートクレープ減菌可能(135℃まで)

ポーセレン・ジルコニア・E-max®に適したダイヤモンドバーです。硬いセラミックの切削も短時間で容易に行えます。

STRAUSS & CO.
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.



マジックタッチ


Magic Touch

販売名：マジックタッチ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000030

ダイヤモンド粒子のサイズ、形状が均一です。すべての粒子が効果的に作用し短時間での切削が可能です。

細かいダイヤモンド粒子は切削中の微小亀裂の発生や、熱の発生を抑えます。

・拡大写真(×400倍)



均一なサイズの粒子全てが、効果的に切削を進めます。

FG用

商品コード	A3PF	A4PF	B4PF	M3PF	C31PF	T2PF	K2PF	K2RPF	PR2PF	PR15PF	E12PF	E7PF	E5PF
ISO No.	001-018	001-022	225-018	198-018	197-025	298-022	257-023	277-023	254-018	170-012	172-012	130-012	249-014
ヘッドサイズ	018	022	018	018	025	022	023	023	018	012	012	012	014
ヘッド長	—	—	5	9	8	8	5.3	4.4	3	4	8	8	8
全長	19	19	19	21	21.5	20.5	20	19	19	20	22	21	21
用途	エンドアクセス			ジルコニアクラウンリムバー			舌・口蓋側			咬合面			
入数	2												
価格	2,000円						3,000円			2,000円			

キット内容表

キット	A3PF	A4PF	B4PF	M3PF	C31PF	T2PF	K2PF	K2RPF	PR2PF	PR15PF	E12PF	E7PF	E5PF
MAGIC T1	●	●				●	●		●	●		●	●
MAGIC T2	●	●				●	●		●	●		●	●
MAGIC T3	●	●		●		●	●	●	●	●		●	●

HP用

商品コード	H19RPF	H27RPF	H37PF	H24PF	H13PF
ヘッドサイズ	024	033	023	024	019
ヘッド長	10	9.3	8	6.9	—
全長	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
入数	1				
価格	2,600円				



セラミック咬合調整用

キットの内容については、
キット内容表 **MAGIC T1** をご参照下さい。



マジックタッチキットT1

商品コード	入数	価格
MAGICT1	1セット	14,000円

販売名：マジックタッチ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000030

※パースタンド：オートクレーブ滅菌可能(135℃まで) [カバーはオートクレーブ不可]

ポーセレン咬合調整用

キットの内容については、
キット内容表 **MAGIC T2** と、
次頁、研磨用ポリッシャーの **MAGIC T2** を
ご参照下さい。



マジックタッチキットT2

商品コード	入数	価格
MAGICT2	1セット	22,000円

販売名：マジックタッチ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000030

※パースタンド：オートクレーブ滅菌可能(135℃まで)

ジルコニア及びE-max®咬合調整用

キットの内容については、
キット内容表 **MAGIC T3** と、
次頁、研磨用ポリッシャーの **MAGIC T3** を
ご参照下さい。



マジックタッチキットT3

商品コード	入数	価格
MAGICT3	1セット	22,000円

販売名：マジックタッチ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000030

※パースタンド：オートクレーブ滅菌可能(135℃まで)

ポーセレン・ジルコニア・E-max®用の研磨用ポリッシャーです。

STRAUSS & CO.
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.

研磨用ポリッシャー

Rubber Diamond Conic Shape

販売名：マジックタッチ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000030



CA用

商品コード	RDRA16F	RDRA16M	RDRA16C	RDRAZ16F	RDRAZ16M
種類	ファイン	ミディアム	コース	ファイン	ミディアム
全長	25mm				
ヘッド寸法	4×10mm				
用途	ポーセレン専用			ジルコニア・E-max専用	
回転数	推奨7,000~12,000 最大 20,000				
入数	1				
価格	2,500円				

キット	RDRA16F	RDRA16M	RDRA16C	RDRAZ16F	RDRAZ16M
MAGIC T1					
MAGIC T2	●	●	●		
MAGIC T3				●	●

研磨粒子が練り込んであるため、ペースト不要です。1本であらゆる歯面形状に追従して磨くことができます。スパイラル形状のフィンは水と風を効率的に流し、温度上昇を抑えます。

STRAUSS & CO.
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.

スパイラルポリッシャー

Spiral Polisher

販売名：スパイラルポリッシャー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00062

CA用

商品コード	RCP-RA-14M	RCP-RA-14F	RD-RA-14C	RD-RA-14M	RD-RA-14F	RD-RA-E14M	RD-RA-E14F	RD-RA-Z14M	RD-RA-Z14F
種類	ミディアム	ファイン	コース	ミディアム	ファイン	ミディアム	ファイン	ミディアム	ファイン
全長	24mm								
ヘッド長	1.6mm×φ14mm								
用途	CR専用			ポーセレン専用			e-max専用		ジルコニア専用
回転数	推奨3,000~8,000 最大 20,000			推奨7,000~12,000 最大 20,000					
入数	1本								
価格	3,000円								

スパイラルポリッシャーキット

Spiral Twist Kit

商品コード	入数	価格
RDRA-TWISTKIT1	1セット(ポリッシャー各1本)	24,000円

「スパイラルポリッシャー」と「マジックタッチ(ダイヤモンドバー)」の一部を抜粋しました。CAD/CAMクラウンの調整に便利なキットです。

STRAUSS & CO.
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.



ペースト不要、ミディアムとファインを使用し調整から艶出しまで行えます。熱とマイクロクラックが起きにくいダイヤバーです。

CAD/CAM クラウン調整キット

CAD/CAM Adjustment Kit

商品コード	入数	価格
CERECKIT1	1ケース	19,000円

販売名：CAD/CAM クラウン調整キット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00089

ペースト不要のポリッシングブラシです。
CR、ポーセレン、金属、テンポラリーの最終研磨が可能です。



オート
クレープ
OK


グローブラシ

Glo Brush

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) GB-001	キット	-	15本(各5本)	9,000円
(B) GB-002	カップ	ブラシ5×6mm 全長27mm		
(C) GB-003	ポイント	ブラシ7×4mm 全長28mm	12本	
(D) GB-004	フラット	ブラシ6×4mm 全長25mm		

販売名：グローブラシ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00046

※バースタンド：オートクレープ滅菌可能(134℃まで) カバー：滅菌不可(カップ・ポイント・フラット)



研磨粒子のシリコンカーバイド(炭化ケイ素)が含まれているのでペースト不要。




CEREC MCXL用のミリングバーです。

STRAUSS & CO.
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.



シリンダーポイントド 12S ステップ ステップ



ミリングバー セレックMCXL用

Milling Bur for CEREC MCXL

商品コード	種類	入数	価格
FC-0428	12S シリンダーポイントド	1本	6,000円
FC-0429	12S ステップ		
FC-0430	12 ステップ		

販売名：ミリングバー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00082

CRの形態修正を簡単かつ短時間に仕上げるダイヤモンドバーです。

STRAUSS & CO.
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.

オクルジネーター ダイヤモンドバー

Occlusinator Diamond Bar

販売名：FGダイヤモンドバー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000029

オート
クレープ
OK

2ステップで形態修正を効率よく仕上げます。

CR形態修正用バー

三角錐状の作業部で咬合面の形態を簡単に付与。大幅な時短につながります。ダイヤモンド粒子のないエッジがストッパーになり過切削を防ぎます。

最終研磨用バー

スーパーファインよりさらに細かいエクストラスーパーファインは最終仕上げに適しています。艶出しは不要です。ダイヤモンド粒子のないセーフエッジを支点として咬頭に添えながら使用。安定した研磨が可能です。



オクルジネーターキット

Occlusinator Kit

商品コード	セット内容	入数	価格
(A) OCLKIT1	PR151F・PR261F・K305XXF ×各1	1セット	15,000円
(B) OCLKIT2	PR151F・PR261F・PR262F・K303XXF・K305XXF ×各1		

販売名：FGダイヤモンドバー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000029

オート
クレープ
OK

商品コード	PR151F	PR261F	PR262F	K303XXF	K305XXF
種類	CR形態修正用			最終研磨用	
ヘッドサイズ	015	026	024	024	027
作業部長	0.7	1.1	1.1	2.5	4
全長	19			19.5	
最大回転数	300,000	120,000			
入数	2				
価格	3,500円				

インプラント即時埋入時の抜歯窩掻爬を効率よく確実にを行うティッシュダイヤモンドパーキットです。

サージカルキュレットでは難しい不良肉芽除去も短時間かつ効率的に行うことができます。

インプラントのみならず、ペリオサージェリー、エンドサージェリー、歯根端切除などにもご使用いただけます。

STRAUSS & CO.
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.



- ・4つの径のティッシュダイヤモンドパーキットです。
- ・耐久性が高く、100ケース以上に使用可能です。
- ・最大回転数2,500rpm。



先端径2.8mmの細いサクシジョンチューブは術野を妨げません。(取付部6.5mm)専用洗浄ブラシ付

デグラニュレーションキット

Degranulation Kit

商品コード	種類	入数	価格
GRKIT1	1mm/2.5mm/3mm/3.5mm 各1本 外科用サクシジョン/洗浄ブラシ	1セット	72,000円
W-GR1D	バー 1mm	3本	50,000円
W-GR2.5D	バー 2.5mm		
W-GR3D	バー 3mm		
W-GR3.5D	バー 3.5mm		
SCTN-G1	外科用サクシジョン(洗浄ブラシ付)	1本	18,000円

販売名：デグラニュレーションキット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00054

オート
クレープ
OK



バイルアップテクニックとデグラニュレーションキットの使用例の動画をご覧ください
※2分25秒あたりからデグラニュレーションキットを使用中の様子をご覧いただけます。

軟組織の表面を効率よく作業するためのセラミックソフトティシュートリミングバー(出血も疼痛も軽減できます)。
歯肉整形や、歯肉切除、不良肉芽の切除等におすすめです。

セラミックソフトティシュートリミングバー


Ceramic Soft Tissue Trimmer

販売名：ティシュートリミングバー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000031

- ・レーザー、電気メスの代替として使用可能です。
- ・回転によって、加熱凝固作用が生じます。
- ・バースタンドに常備できるので、すぐにご使用いただけます。



歯肉整形前 歯肉整形中 歯肉整形後
歯肉ラインが不揃いな状態 歯肉ラインが揃っている状態



商品コード	FG用	
	FG-Cer	FG-CerOS
ヘッドサイズ	015	
ヘッド長	5	8
全長	22.5	25
入数	1	
価格	12,000円	

※推奨回転数：300,000rpm



軟組織の切除・形成の使用イメージ



動画で歯肉整形をご覧ください

ワンピースのカーバイドバーです。丈夫で長持ちし、
メタルクラウン・ブリッジの分割・除去に使用します。

STRAUSS & CO.
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.

メタルカッティングバー

Metal Cutting Carbide Bur

販売名：カーバイドバー メタルカッティング 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00015

商品コード	B330	B331	B1557	B1558
種類	ベア		ラウンドエンドクロスカットフィッシャー	
ヘッドサイズ	008	010	010	012
ヘッド長	2		4.1	
全長	20		19	
入数	3			
価格	3,300円			



動画でメタル切断をご覧ください

ホイール・ディスク用マンドレールです。

マンドレール

Mandrels

商品コード	種類	入数	価格
M02	RA用	6本	2,000円

販売名：マンドレール 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000055

オート
クレープ
OK

NiTi Rotary Files

ロータリーファイルシリーズ

安定した高品質とコストのバランスに優れ、世界中で認められたNiTiロータリーファイルはあらゆる根管形態に対応し、効率よく根管の拡大形成が行えます。切削効率と柔軟性を兼ね備えた6種のラインナップと豊富なバリエーションをご用意しています。ぜひ、理想的なシーケンスをお選びください。



世界中の多くの歯科医に慣れ親しまれたシステムと同様のシーケンスで使用するセーフ&クラシックエンドシステムです。



● U+NiTiファイルを使用したシーケンス



特殊熱処理技術MaxTech3.0により柔軟性、切削効率のバランスに優れています。

用途	根管拡大形成用
テーバー	バリエブルテーバー (先端から根元にかけてテーバーが異なります。)
刃部断面	凸三角形
刃部中心軸	中心
回転方向	正回転
推奨湾曲	湾曲15度以内の根管



U+ NiTi ファイル

U+ NiTi file



販売名: NIC NiTi ロータリーファイル 医療機器認証番号: 304AKBZX00001000

種類	先端径	テーバー	回転数 RPM	トルク Ncm	作業部長				入数	価格
					19mm	21mm	25mm	31mm		
SX	019	04	300	3.0	AFU 019 0SX	-	-	-	6本	6,600円
S1	018	02		-	AFU 021 0S1	AFU 025 0S1	AFU 031 0S1			
S2	020	04		-	AFU 021 0S2	AFU 025 0S2	AFU 031 0S2			
F1	020	07		-	AFU 021 0F1	AFU 025 0F1	AFU 031 0F1			
F2	025	08		-	AFU 021 0F2	AFU 025 0F2	AFU 031 0F2			
F3	030	09		-	AFU 021 0F3	AFU 025 0F3	AFU 031 0F3			
F4	040	06		-	AFU 021 0F4	AFU 025 0F4	AFU 031 0F4			
F5	050	05		3.0	-	AFU 021 0F5	AFU 025 0F5	AFU 031 0F5		

種類	作業部長			入数	価格
	21mm	25mm	31mm		
アソート SX・S1・S2・F1・F2・F3×各1	AFU 021 A01	AFU 025 A01	AFU 031 A01	6本 (各1本)	6,600円



切削効率

柔軟性

U Blue NiTiファイル V Blue NiTiファイル (P141)

U Blue NiTiファイル、V Blue NiTiファイル(P141)は柔軟性に優れ、高い湾曲追従性を持っています。ぜひ、お試しください。

U+よりも柔軟性を兼ね備えたU Blue NiTiファイルです。高い湾曲追従性を持ち、U+同様のシーケンスで使用するウルトラセーフ&クラシックエンドシステムです。



● U Blue NiTiファイルを使用したシーケンス



特殊熱処理技術MaxTech6.0により破折抵抗性が向上。さらに、柔軟性もアップし高い湾曲追従性を実現。

用途	根管拡大形成用
テーバー	バリエブルテーバー (先端から根元にかけてテーバーが異なります。)
刃部断面	凸三角形
刃部中心軸	中心
回転方向	正回転
推奨湾曲	湾曲15度~35度以内の根管



U Blue NiTi ファイル

U Blue NiTi file



販売名: NIC NiTi ロータリーファイル 医療機器認証番号: 304AKBZX00001000

種類	先端径	テーバー	回転数 RPM	トルク Ncm	作業部長				入数	価格
					19mm	21mm	25mm	31mm		
SX	019	04	400	3.0	BFU 019 0SX	-	-	-	6本	6,600円
S1	018	02		-	BFU 021 0S1	BFU 025 0S1	BFU 031 0S1			
S2	020	04		-	BFU 021 0S2	BFU 025 0S2	BFU 031 0S2			
F1	020	07		-	BFU 021 0F1	BFU 025 0F1	BFU 031 0F1			
F2	025	08		-	BFU 021 0F2	BFU 025 0F2	BFU 031 0F2			
F3	030	09		-	BFU 021 0F3	BFU 025 0F3	BFU 031 0F3			
F4	040	06		-	BFU 021 0F4	BFU 025 0F4	BFU 031 0F4			
F5	050	05		-	BFU 021 0F5	BFU 025 0F5	BFU 031 0F5			

種類	作業部長			入数	価格
	21mm	25mm	31mm		
アソート SX・S1・S2・F1・F2・F3×各1	BFU 021 A01	BFU 025 A01	BFU 031 A01	6本 (各1本)	6,600円

レシプロケーティングモードで使用するワンファイルエンドシステムです。
少ない本数での拡大形成が可能で治療時間を短縮します。



● W+NiTiファイルを使用したシーケンス



特殊熱処理技術MaxTech3.0により柔軟性、
切削効率のバランスに優れています。
グライドパス以降はプライマリー1本で
ほぼ全ての症例に対応可能です。

用途	根管拡大形成
テーバー	バリエーションテーバー (先端から根元にかけてテーバーが異なります。)
刃部断面	平行四辺形
刃部中心軸	中心
回転方向	レシプロケーティングモード



W+ NiTi ファイル

W+ NiTi file



販売名: NIC NITI ロータリーファイル 医療機器認証番号: 304AKBZX00001000


種類	先端径	テーバー	回転数 RPM	トルク Ncm	作業部長			入数	価格
					21mm	25mm	31mm		
スモール	020	07	レシプロケーティング	レシプロケーティング	AFW 021 020	AFW 025 020	AFW 031 020	6本	8,000円
プライマリー	025	07			AFW 021 025	AFW 025 025	AFW 031 025		
ミディアム	035	06			AFW 021 035	AFW 025 035	AFW 031 035		
ラージ	045	05			AFW 021 045	AFW 025 045	AFW 031 045		

種類	先端径	テーバー	回転数 RPM	トルク Ncm	作業部長			入数	価格
					21mm	25mm	31mm		
アソート 020・035・045 × 各1本 025 × 各3本					AFW 021 A01	AFW 025 A01	AFW 031 A01	6本	8,000円

レシプロケーティングモードで使用するワンファイルエンドシステムです。
拡大形成、さらに、再根管治療にご使用いただけます。



● V Blue NiTiファイルを使用したシーケンス



特殊熱処理技術MaxTech6.0により
破折抵抗性が向上します。
さらに、柔軟性もアップし高い湾曲追従性を
実現しました。

用途	根管拡大形成及び再根管治療
テーバー	バリエーションテーバー (先端から根元にかけてテーバーが異なります。)
刃部断面	S字型
刃部中心軸	中心
回転方向	レシプロケーティングモード



V Blue NiTi ファイル

V Blue NiTi file



販売名: NIC NITI ロータリーファイル 医療機器認証番号: 304AKBZX00001000

種類	先端径	テーバー	回転数 RPM	トルク Ncm	作業部長			入数	価格
					21mm	25mm	31mm		
# 2 5	025	08	レシプロケーティング	レシプロケーティング	BFV 021 025	BFV 025 025	BFV 031 025	6本	8,000円
# 4 0	040	06			BFV 021 040	BFV 025 040	BFV 031 040		
# 5 0	050	05			BFV 021 050	BFV 025 050	BFV 031 050		

種類	先端径	テーバー	回転数 RPM	トルク Ncm	作業部長			入数	価格
					21mm	25mm	31mm		
アソート 025・040・050 × 各2本					BFV 021 A01	BFV 025 A01	BFV 031 A01	6本 (各2本)	8,000円

一本のファイルでグライドパス形成が可能です。
セーフガイドチップにより作業が容易に行えます。



● T+NiTiファイルを使用したシーケンス



特殊熱処理技術MaxTech3.0により柔軟性、
切削効率のバランスに優れています。

用途	グライドパス形成
テーバー	バリエーションテーバー (先端から根元にかけてテーバーが異なります。)
刃部断面	凸三角形
刃部中心軸	中心
回転方向	正回転



T+ NiTi ファイル

T+ NiTi file




販売名: NIC NITI ロータリーファイル 医療機器認証番号: 304AKBZX00001000

種類	先端径	テーバー	回転数 RPM	トルク Ncm	作業部長			入数	価格
					21mm	25mm	31mm		
T+NiTi	017	02	300	2.0	AFT 021 017	AFT 025 017	AFT 031 017	6本	8,000円

カッティングチップで効率的にガッタパーチャを除去します。



● O+NiTiファイルを使用したシーケンス



特殊熱処理技術MaxTech3.0により柔軟性、
切削効率のバランスに優れています。

用途	再根管治療
テーバー	バリエーションテーバー (先端から根元にかけてテーバーが異なります。)
刃部断面	凸三角形
刃部中心軸	中心
回転方向	正回転



O+ NiTi ファイル

O+ NiTi file



販売名: NIC NITI ロータリーファイル 医療機器認証番号: 304AKBZX00001000

種類	先端径	テーバー	回転数 RPM	トルク Ncm	作業部長			入数	価格
					21mm	25mm	31mm		
D1	030	09	250~700	3.0	AFO 016 OD1	-	-	6本	6,600円
D2	025	08			-	AFO 018 OD2	-		
D3	020	07			-	-	AFO 022 OD3		

※500 ~ 700RPM: ガッタパーチャポイントやサーマフィル法で充填の場合
※250 ~ 300RPM: 酸化亜鉛ユーージノール系シーラーで充填の場合

種類	種類	入数	価格
アソート 030・025・020 × 各2本	AFO 000 A01	6本 (各2本)	6,600円

ファイルシリーズ

コストパフォーマンスに優れたファイル・リーマーです。

欧米のメーカーへOEM供給もっており、安定した品質とコストパフォーマンスをご提供します。 ※Hファイル、KファイルはNiTiもご用意しています。

Kファイル

S.S.K-File



販売名：Kファイル 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00036

	08	10	15	20	25	30	35	40	15 - 40
先端径	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	アソート
21mm	HSK 021 008	HSK 021 010	HSK 021 015	HSK 021 020	HSK 021 025	HSK 021 030	HSK 021 035	HSK 021 040	HSK 021 A01
25mm	HSK 025 008	HSK 025 010	HSK 025 015	HSK 025 020	HSK 025 025	HSK 025 030	HSK 025 035	HSK 025 040	HSK 025 A01
28mm	HSK 028 008	HSK 028 010	HSK 028 015	HSK 028 020	HSK 028 025	HSK 028 030	HSK 028 035	HSK 028 040	HSK 028 A01
31mm	HSK 031 008	HSK 031 010	HSK 031 015	HSK 031 020	HSK 031 025	HSK 031 030	HSK 031 035	HSK 031 040	HSK 031 A01
入数	6本								6本(各1本)
価格	660円								

	45	50	55	60	70	80	45 - 80
先端径	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	アソート
21mm	HSK 021 045	HSK 021 050	HSK 021 055	HSK 021 060	HSK 021 070	HSK 021 080	HSK 021 A02
25mm	HSK 025 045	HSK 025 050	HSK 025 055	HSK 025 060	HSK 025 070	HSK 025 080	HSK 025 A02
28mm	HSK 028 045	HSK 028 050	HSK 028 055	HSK 028 060	HSK 028 070	HSK 028 080	HSK 028 A02
31mm	HSK 031 045	HSK 031 050	HSK 031 055	HSK 031 060	HSK 031 070	HSK 031 080	HSK 031 A02
入数	6本						6本(各1本)
価格	660円						

Hファイル

S.S.H-File



販売名：Hファイル 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00019

	08	10	15	20	25	30	35	40	15 - 40
先端径	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	アソート
21mm	HSH 021 008	HSH 021 010	HSH 021 015	HSH 021 020	HSH 021 025	HSH 021 030	HSH 021 035	HSH 021 040	HSH 021 A01
25mm	HSH 025 008	HSH 025 010	HSH 025 015	HSH 025 020	HSH 025 025	HSH 025 030	HSH 025 035	HSH 025 040	HSH 025 A01
28mm	HSH 028 008	HSH 028 010	HSH 028 015	HSH 028 020	HSH 028 025	HSH 028 030	HSH 028 035	HSH 028 040	HSH 028 A01
31mm	HSH 031 008	HSH 031 010	HSH 031 015	HSH 031 020	HSH 031 025	HSH 031 030	HSH 031 035	HSH 031 040	HSH 031 A01
入数	6本								6本(各1本)
価格	660円								

	45	50	55	60	70	80	45 - 80
先端径	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	アソート
21mm	HSH 021 045	HSH 021 050	HSH 021 055	HSH 021 060	HSH 021 070	HSH 021 080	HSH 021 A02
25mm	HSH 025 045	HSH 025 050	HSH 025 055	HSH 025 060	HSH 025 070	HSH 025 080	HSH 025 A02
28mm	HSH 028 045	HSH 028 050	HSH 028 055	HSH 028 060	HSH 028 070	HSH 028 080	HSH 028 A02
31mm	HSH 031 045	HSH 031 050	HSH 031 055	HSH 031 060	HSH 031 070	HSH 031 080	HSH 031 A02
入数	6本						6本(各1本)
価格	660円						

リーマー

S.S.Reamers



販売名：リーマー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00042

	08	10	15	20	25	30	35	40	15 - 40
先端径	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	アソート
21mm	HSR 021 008	HSR 021 010	HSR 021 015	HSR 021 020	HSR 021 025	HSR 021 030	HSR 021 035	HSR 021 040	HSR 021 A01
25mm	HSR 025 008	HSR 025 010	HSR 025 015	HSR 025 020	HSR 025 025	HSR 025 030	HSR 025 035	HSR 025 040	HSR 025 A01
28mm	HSR 028 008	HSR 028 010	HSR 028 015	HSR 028 020	HSR 028 025	HSR 028 030	HSR 028 035	HSR 028 040	HSR 028 A01
31mm	HSR 031 008	HSR 031 010	HSR 031 015	HSR 031 020	HSR 031 025	HSR 031 030	HSR 031 035	HSR 031 040	HSR 031 A01
入数	6本								6本(各1本)
価格	660円								

	45	50	55	60	70	80	45 - 80
先端径	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	アソート
21mm	HSR 021 045	HSR 021 050	HSR 021 055	HSR 021 060	HSR 021 070	HSR 021 080	HSR 021 A02
25mm	HSR 025 045	HSR 025 050	HSR 025 055	HSR 025 060	HSR 025 070	HSR 025 080	HSR 025 A02
28mm	HSR 028 045	HSR 028 050	HSR 028 055	HSR 028 060	HSR 028 070	HSR 028 080	HSR 028 A02
31mm	HSR 031 045	HSR 031 050	HSR 031 055	HSR 031 060	HSR 031 070	HSR 031 080	HSR 031 A02
入数	6本						6本(各1本)
価格	660円						



ステンレス鋼よりもしなりの良いニッケルチタンファイルです。湾曲した根管には、ニッケルチタンがオススメです。根管作業の確認にも適しています。

NiTi Kファイル

NiTi K-File



販売名：NiTi Kファイル 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00037

	08	10	15	20	25	30	35	40	15 - 40
先端径	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	アソート
21mm	HNK 021 008	HNK 021 010	HNK 021 015	HNK 021 020	HNK 021 025	HNK 021 030	HNK 021 035	HNK 021 040	HNK 021 A01
25mm	HNK 025 008	HNK 025 010	HNK 025 015	HNK 025 020	HNK 025 025	HNK 025 030	HNK 025 035	HNK 025 040	HNK 025 A01
入数	6本								6本(各1本)
価格	1,400円								




NiTi Hファイル

NiTi H-File



販売名：NiTi Hファイル 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00035

	08	10	15	20	25	30	35	40	15 - 40
先端径	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	アソート
21mm	HNH 021 008	HNH 021 010	HNH 021 015	HNH 021 020	HNH 021 025	HNH 021 030	HNH 021 035	HNH 021 040	HNH 021 A01
25mm	HNH 025 008	HNH 025 010	HNH 025 015	HNH 025 020	HNH 025 025	HNH 025 030	HNH 025 035	HNH 025 040	HNH 025 A01
入数	6本								6本(各1本)
価格	1,400円								



適度なしなやかさで、しっかりと充填します。
メインポイントはISOカラーコード付きです。



ガッタパーチャポイント メインポイント

GP Main Point

販売名：ガッタパーチャポイント 管理医療機器 認証番号：224AGBZ00001000

サイズ	商品コード	全長	入数	価格
15	MGP-15-CD	28.5mm	120本	1,000円
20	MGP-20-CD			
25	MGP-25-CD			
30	MGP-30-CD			
35	MGP-35-CD			
40	MGP-40-CD		120本(各20本)	
15-40	MGP-CD-A1			
45	MGP-45-CD			
50	MGP-50-CD			
55	MGP-55-CD			
60	MGP-60-CD	120本		
70	MGP-70-CD			
80	MGP-80-CD			
45-80	MGP-CD-A2			
			120本(各20本)	



- 実寸
- (A) FS 17mm
 - (B) FM 21mm
 - (C) FL 25mm
 - (D) S 15mm
 - (E) M 21mm
 - (F) L 26mm
 - (G) LM 21mm
 - (H) XL 26mm

ガッタパーチャポイント アクセサリーポイント

GP Accessory Point

販売名：ガッタパーチャポイント 管理医療機器 認証番号：224AGBZ00001000

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) MGPJ-FS	FS(細小)	17mm	100本	1,200円
(B) MGPJ-FM	FM(細中)	21mm		
(C) MGPJ-FL	FL(細大)	25mm		
(D) MGPJ-S	S(小)	15mm		
(E) MGPJ-M	M(中)	21mm		
(F) MGPJ-L	L(大)	26mm		
(G) MGPJ-LM	LM(太中)	21mm		
(H) MGPJ-XL	XL(極大)	26mm		
MGPJ-A1	アソート (FS/FM/FL/M)		100本(各25本)	

滅菌済みのペーパーポイントです。根管内の乾燥、止血等にお使いいただけます。



アブソーバンドペーパーポイント

Paper Point

滅菌済

販売名：アブソーバンドペーパーポイント 一般医療機器 届出番号：40B1X10003GE0077

サイズ	商品コード	全長	入数	価格
15	MPP-15-CD	28.5mm	200本	660円
20	MPP-20-CD			
25	MPP-25-CD			
30	MPP-30-CD			
35	MPP-35-CD			
40	MPP-40-CD			
15-40	MPP-CD-A1		200本 (#15-20)各34本 (#25-40)各33本	



サイズ	商品コード	全長	入数	価格
45	MPP-45-CD	28.5mm	200本	660円
50	MPP-50-CD			
55	MPP-55-CD			
60	MPP-60-CD			
70	MPP-70-CD			
80	MPP-80-CD			
45-80	MPP-CD-A2		200本 (#45-60)各34本 (#55-80)各33本	

届きにくい部位の清掃や液剤の塗布におすすめです。



エンドブリアプリケーター

Endo Brush Applicators

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
3223	全長60mm	ブラック	100本	2,500円



細い根管に適した31Gの根管洗浄用ニードルです。
2つの側孔から薬液を噴出します。



オプチプローブ

OptiProbe Needle Tips

商品コード	種類	カラー	入数	価格
(A) 221-20	31G 21mm	イエロー	20本	4,000円
(B) 222-20	31G 27mm	グリーン		
221-50	31G 21mm	イエロー	50本	10,000円
222-50	31G 27mm	グリーン		

販売名：オプチプローブイリゲーションニードル 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00096

●未滅菌

ディスボで使えるルアーロックシリンジです。
ルアーロック式なのでチップが外れません。



縦長のノッチから薬液をソフトに噴出する根管洗浄用
ニードルです。

先端はフラット形状になっています。



イリゲーションニードル

Irrigation Needle Tips

商品コード	種類	カラー	入数	価格
(A) 238	23G	ブルー	100本	3,000円
(B) 239	27G	イエロー		
(C) 232	30G	ピンク		

販売名：イリゲーションニードル 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00090

●未滅菌



ルアーロックシリンジ

Luer-Lock Syringe

商品コード	種類	入数	価格
(A) 310W	1.2cc キャップ付き	100本	4,200円
(B) 240	3cc	100本	3,200円
(C) 241	6cc	50本	2,100円
(D) 242	12cc	100本	4,500円

販売名：ルアーロックシリンジ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00095

●未滅菌

インプラント用ドリルやCA用バーの収納・保管にご使用いただけます。
ドリルやバーを入れたまま超音波洗浄、オートクレーブ、保管ができるので便利です。



※超音波洗浄のみ蓋を開けた状態で
行ってください。



ヘッド長20mm以下のドリル・バーを収納できます。

ドリル滅菌ケース

Autoclavable Drill Case


商品コード	種類	入数	価格
(A) 2807S	9孔	1個	4,000円
(B) 2807M	12孔		4,800円
(C) 2807L	15孔		5,500円



FG,CA,HPあらゆるバーをホールドするシリコンバースタンドです。
 患者さんごとにバーをセットしてチェアサイドに運び、治療後はバーを挿したまま滅菌工程を行えます。
 バー間隔が広く、抜き差しが容易でグロメットの買い替えも不要です。
 バーを完全に覆うカバーでエアロゾルからしっかり保護します。



- カバーをしたままオートクレーブ可能
- 逆さでも落ちないホールド性




底に設けられたスリットやグロメットホールから高圧蒸気が行き渡る設計。(クラスS以上のオートクレーブ)



シリコンバースタンド

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
FC-0491	5孔	W74×D31×H35mm	1個	5,000円
FC-0492	10孔	W74×D40×H35mm		7,000円
FC-0493	25孔	W74×D80×H35mm		8,000円
FC-0494	25孔ラージカバー	W74×D80×H72mm		12,000円


※[5孔]はブラック以外の5色からお選びいただけます。
 ※[10孔,25孔,25孔ラージカバー]は6色からお選びいただけます。
 ○ホワイト ●ピンク ●パープル ●ブルー ●オレンジ ●ブラック



- カバー部 耐熱性、耐薬品性の高いポリスルホン樹脂
- ベース部 メディカルグレードの高耐久シリコン


お好みの組み合わせで、お選びいただけるオーガナイザーです。
 そのままオートクレーブもできるので、管理もしやすく清潔にお使いいただけます。

※スポンジは除く




切削バー/ファイル オーガナイザー

商品コード	種類	サイズ	入数	価格	
A 4810	ファイル用	W115×D52×H40mm	1個	2,200円	
B 4811					78孔
C 4812					48孔
D 4813					36孔
E 4818	バー用	W115×D52×H40mm	1個	2,200円	
F 4819					78FG




※オーガナイザーは上下面ともに穴があいております。



商品コード	種類	サイズ	入数	価格
G 4830	カバー	W112×D50×H15mm	1個	1,500円
H 4821	1台用	W120×D55×H56mm		2,500円
I 4823	3台用	W160×D120×H56mm		3,500円
J 4825	5台用	W265×D120×H56mm		6,000円

※Gファイル用スポンジは811(P149)をお使いください。
 ※A③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩の中身は別売りです。

全6種類の個性豊かなバーホルダーです。
 衛生的な3種類のカバー付きバーホルダーです。



バーホルダー

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
A YCDM350A-18B	18FG	W73×D23×H35mm	ブルー	1個	1,400円
B YCDM350A-30P	30FG	W73×D23×H35mm	パープル		1,400円
C YCDM348-L	40FG+20HP	W108×D57×H55mm	グリーン		1,800円



リーズナブルな3種類のバーホルダーです。



商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
D LK-1403	FG10+CA50	W90×D90×H70mm	※	1個	800円
E LK-1404	HP48	W78×D78×H90mm			600円
F LK-1405	FG24	W75×D60×H36mm			600円

※[LK-1403・LK-1404・LK-1405]は2色からお選びいただけます。○ホワイト ●ブルー



豊富なカラーバリエーションをご用意しております。




バーディスペンサー

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
N050-FG	12FG	W75×D10×H35mm	※	1個	1,500円
N050-MIX	6FG+6RA				

※7色からお選びいただけます。
 ○ホワイト ●イエロー ●ベージュ ●ラベンダー ●ブルー ●ライトブルー ●グリーン



FG,CA,HP共用のマグネット式のバースタンドです。




マグネチックバースタンド

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
A 033	スモール 8孔	W42×D42×H12mm	※	1個	1,000円
B 034	ラージ 14孔	W80×D42×H12mm			1,500円
C 033A	スモールカバー	-	クリア	1個	800円
034A	ラージカバー	-	クリア		1,000円

※[033・034]は7色からお選びいただけます。
 ○ホワイト ●イエロー ●ベージュ ●ラベンダー ●ブルー ●ライトブルー ●グリーン
 ◎カバーはHP用バー収納時にはご使用いただけません。


使い勝手に合わせて選べる7種のサイズ、2カラー展開です。



アルミニウムバースタンド

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
A 037-HP	6HP	W53×D28×H62mm	※	1個	4,000円
B 038-FG	スモール 15FG	W56×D26×H33mm			3,000円
C 039-MIX	10FG+5CA	W58×D26×H34mm			3,000円

※A57mm C24mm ◎◎◎◎◎26mm以下のバーが収納可能です。
 ※2色からお選びいただけます。◎シルバー ●ブルー



商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
D 2880-FG	80FG	W100×D76×H33mm	※	1個	6,000円
E 2880-MIX	40FG+40CA	W100×D76×H32mm			7,000円
F 2832-FG	ミディアム 32FG	W80×D42×H32mm			5,000円
G 2832-MIX	16FG+16CA	W80×D42×H32mm			5,000円



事前に使用するファイルをセットすることで治療中に必要なファイル類を探す時間と手間を省きます。

SELECT



1mm毎に深さの異なるゲージで簡単にエンドストップの位置を決定。

中央のエンドゲージでエンドストップからの長さを計測。

ホワイト ピンク パープル ブルー オレンジ

シリコンエンドスタンド
Silicone End Stands

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0495	W97XD57XH77mm	1セット	20,000円
FC-0496	スポンジ	25個	6,000円

※スポンジは含まれません。FC-0496スポンジをお求めください。

※(FC-0495)は5色からお選びいただけます。○ホワイト ●ピンク ●パープル ●ブルー ●オレンジ

患者ごとにファイルをセットしてチェアサイドに。使用前のオートクレープもカバーをしたまま可能です。(Sクラス以上のオートクレープ)

スポンジはディスボですが、使用前のオートクレープが可能です。

オートクレープ OK

シリコンエンドスタンド
Silicone End Stands

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0495	W97XD57XH77mm	1セット	20,000円
FC-0496	スポンジ	25個	6,000円

※(FC-0495)は5色からお選びいただけます。○ホワイト ●ピンク ●パープル ●ブルー ●オレンジ

リングが付いているので、指にはめて使用することができます。左右両方から計測できるエンドゲージ付きです。

クッションホルダー
Triangular Endo Ring and Cushions




オートクレープ OK

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
088	本体 (スポンジ付)	18mm & 20mm (リング内径)	1セット (ホルダー×1・リング×2 スポンジ×1)	1,200円
803	交換用スポンジ	-	50枚	3,000円

オートクレープ・超音波洗浄も可能なエンドファイルケースです。ファイルをケースに入れたまま洗浄・滅菌・保管できるので便利です。

エンドファイル滅菌ケース
Endo File Case



ファイルが取り出しやすい角度に飛び出る設計です。スライド式の蓋がファイルの落脱を防ぎます。

オートクレープ OK

商品コード	種類	入数	価格
2818	ファイル容量9本	1個	3,800円

滅菌時に蒸気が行き渡りやすいような設計になっています。

SELECT



エンドゲージ付

クリーンエンドディスペンサー
Clean Endo Dispenser

オートクレープ OK

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
DC-0119	ファイル容量 18本	W95×D15×H52mm	※	1個	2,200円

※5色からお選びいただけます。●グリーン ●ブルー ●イエロー ●オレンジ ●ピンク

患者さんごとにファイルを収納しておくことができ便利です。

SELECT



エンドディスペンサー
Endo Dispenser

オートクレープ OK

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
N055	ファイル容量 18本	W85×D14×H52mm	※	1個	3,300円

※7色からお選びいただけます。
○ホワイト ●イエロー ●ベージュ ●ラベンダー ●ブルー ●ライトブルー ●グリーン

シリコン製のエンドストップです。



シリコンエンドストップ
Silicone Endo Stop

オートクレープ OK

商品コード	カラー	入数	価格
329	アソート	100個	1,500円

※単色の販売はございません。

アルミ素材のエンドルーラーです。



エンドルーラー ブルー
Endo Ruler

オートクレープ OK

商品コード	測定範囲	入数	価格
4898	0~40mm	1個	1,800円

#110までのファイル・リーマーを収納でき、1mm単位のエンドゲージもついています。



エンドゲージ付

アルミニウムエンドディスペンサー
Aluminium Endo Dispenser

オートクレープ OK

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
2800	ファイル容量 18本	W60×D30×H55mm	1個	5,000円

リーマーを刺してご使用いただけます。目盛りでリーマーの長さを測れます。



エンドクッションホルダー
Endo Cushion Holder

オートクレープ OK

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
1180	本体	W50×D50×H21mm	1個	3,000円
801	交換用スポンジ		50枚	3,000円

※スポンジは別売りです。

12 ~ 27.5mmまで0.5mm刻みで、ストップ位置を設定できます。



エンドメジャーブロック
Endo Measuring Block

オートクレープ OK

商品コード	サイズ	入数	価格
4888	W100×D24×H32mm	1個	3,000円

10 ~ 30.5mmまで0.5mm刻みで、ストップ位置を調節できます。




アルミニウムエンドメジャーブロック
Endo Measuring Block Aluminium

オートクレープ OK

商品コード	サイズ	入数	価格
10005	W150×D25×H33mm	1個	20,000円

ラージ・スモールの2タイプをご用意しています。ラージは底面にシリコンの滑り止め付きです。



エンドスタンド
Endo Stand

オートクレープ OK

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
4833	ラージ(スポンジ付)	-	1個	2,000円
812	交換用スポンジ	φ65mm	50枚	2,600円

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
4800	スモール(スポンジ付)	-	1個	1,800円
811	交換用スポンジ	φ50mm	50枚	2,500円

スモールサイズは#4812(P147)オーガナイザーのエンドスポンジとしてもご使用いただけます。

ブラシの長さを調節できるワイヤーブラシです。



ブラスパーブラシ
Brass Bur Brush

オートクレープ OK

商品コード	サイズ	入数	価格
1110	W120mm 径: 8mm	1個	2,500円

チェアサイドの簡単な義歯調整などに。重量860gの超軽量ダストコレクターです。ラボでの使用もお勧めです。



タッチボタンで簡単操作 ファン LED



多層構造フィルターは本体を開けて簡単に取り外すことができます。6か月ごとの交換をお勧めします。

●ヘッド特性



蛇腹式の吸入口は、象の長い鼻をイメージしています。360°好きな方向に曲げて使用できます。

●LED



先端には3灯のLEDライト付き。作業時の手元を明るく照らします。(LED寿命時間30,000時間)

●使用イメージ



コンパクトな設計で切削粉塵を吸い込みます。(大きい切削片の吸引は困難です)



動画でテックを研磨をご覧ください

エレファントダストコレクター(ライト付)

Elephant Dust Collector

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0334	205×225×140mm	860g	1台 60,000円

※AC/DCアダプター付

エレファントダストコレクター 替フィルター

Elephant Dust Collector Filter

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0335	175×180mm	1枚	6,000円

エレファントダストコレクターとセットで使用できるクリーンボックスです。大きい切削片も残らずキャッチします。



・折り畳み式で簡単に組み立てられます。
・作業後は畳んでそのまま廃棄。往診もスマートに。

エレファントシールド

Elephant Shield

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0484	W250×D210×H190mm	3個	8,000円

破片などの飛散を防止する研磨作業用集塵ボックスです。



グライディングボックス

Grinding Box

商品コード	サイズ	入数	価格
065	W300×D200×H180mm	1個	18,000円

12 ルーペ Loupe

高性能ルーペが繊細な作業をお手伝いします。

種類が豊富なプレミアムルーペです。

倍率2.5/3.0/3.5の3種類に加え、ルーペレンズの位置を左右個別に調整できるインディビジュアルタイプと、効率的に中央1箇所調整するセンターフィックスタイプの2タイプの充実したラインナップから最も適したルーペをお選びいただけます。



6ヶ月保証



タイプ

●インディビジュアルタイプ



調整ネジ

ルーペレンズの位置を左右個別に調整でき、個々にあった瞳孔距離での操作が可能となり目の疲れを軽減できます。

●センターフィックスタイプ



調整ネジ

効率的に中央1箇所調整できます。初めてお使いの方にもおすすめです。

レンズ角度調整機能



倍率 2.5倍/3倍/3.5倍
作業距離 340mm/420mm

詳細なレンズ角度の調整が可能です。

付属品



・ケース×1 ・レンズカバー×2
・レンズクロス×1 ・ドライバー×1
・ヘッドストラップ×1 ・ネジ止め具×1

フレームカラー



ブラック

シルバー

ブルー

レッド

ピンク

プレミアムルーペ

Loupe

インディビジュアルタイプ

商品コード	倍率	作業距離	視野範囲	焦点深度	ルーペ重量	カラー	入数	価格
FC-0143	2.5倍	340mm	100mm	115mm	40g	※	1個	38,000円
FC-0144		420mm						
FC-0145	3倍	340mm	65mm	70mm	40g	※	1個	40,000円
FC-0146		420mm						
FC-0147	3.5倍	340mm	60mm	65mm	41g	※	1個	42,000円
FC-0148		420mm						

※5色からお選びいただけます。●ブラック ○シルバー ●ブルー ●レッド ●ピンク

センターフィックスタイプ

商品コード	倍率	作業距離	視野範囲	焦点深度	ルーペ重量	カラー	入数	価格
FC-0149	2.5倍	340mm	100mm	115mm	40g	※	1個	38,000円
FC-0150		420mm						
FC-0151	3倍	340mm	65mm	70mm	40g	※	1個	40,000円
FC-0152		420mm						
FC-0153	3.5倍	340mm	60mm	65mm	41g	※	1個	42,000円
FC-0154		420mm						

13

矯正 Orthodontics

機能性とコストパフォーマンスを兼ね備えたラインナップ。

IPR、ディスクング用のダイヤモンドバーです。歯間削合時の細かいコントロールを可能にしました。切削したい幅によって、それぞれのヘッドサイズからお選びいただけます。

STRAUSS & CO.
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.



動画で製品特長をご覧ください
安定し素早いIPR



J316SF



カーブの部分当てることでエッジを立てずに削れます。これまでになかった細さで、デリケートな作業を助けます。

インタープロキシマルダイヤモンドバーキット

IPR Kit


商品コード	入数	価格
IPRKIT1	1セット	16,000円

販売名：インタープロキシマルキット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00017

※バースタンド：オートクレープ滅菌可能(135℃まで)
※キット内容は次頁「IPRKIT1」を参照ください。

エマージェンスプロファイルへの形態付与に適しています。ディスクング時の形態修正に便利なバーです。

STRAUSS & CO.
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.



インタープロキシマルダイヤモンドバー

IPR Bar

販売名：インタープロキシマルダイヤモンドバー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00084



商品コード	J313F-2
ヘッドサイズ	031
ヘッド長	3.5
全長	19
最大回転数	※120,000
入数	2
価格	3,000円

※5倍速コントラで回転数を調整してご使用ください。

矯正終了時のボンド除去用カーバイドバー・ポリッシャーです。コンポジットレジン、トリミング・フィニッシングにも使用できるEF6、FG7902に加え矯正のボンド除去専用カーバイドバー・ポリッシャーです。

STRAUSS & CO.
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.

トリミングフィニッシングバー
アタッチメント・ボンド除去

オーソドンティックバー
ボンド除去

オーソドンティックポリッシャー
ボンド除去・研磨



インタープロキシマルダイヤモンドバーキットにオーソドンティックバー・ポリッシャーを加えたキットです。

オーソドンティックキット

Orthodontic Kit

商品コード	入数	価格
ORTHOKIT1	1セット	30,000円

販売名：オーソドンティックキット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00087

※バースタンド：オートクレープ滅菌可能(135℃まで)
※キット内容は次頁「ORTHOKIT1」を参照ください。

オーソドンティックキットの一部にトリミング・フィニッシングバー2形態を追加しています。矯正治療のボンド除去に便利なキット、バーは12枚刃で平滑な仕上がりになります。

STRAUSS & CO.
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.



デボンディングキット

Debonding Kit

商品コード	入数	価格
DEBONDKIT1	1セット	17,000円

販売名：デボンディングキット 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00083

※キット内容は次頁「DEBONDKIT1」を参照ください。

STRAUSS & CO.
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.

インタープロキシマルダイヤモンドバー

IPR Bar

オートクレープOK

販売名：インタープロキシマルダイヤモンドバー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00084

商品コード	J316SF	J316PF	Z12S/SF	Z12S/PF	J10F	E11S/SF	E11S/PF
種類	インタープロキシマルダイヤモンドバー						
ヘッドサイズ	0.3	0.4	0.2-0.45	0.3-0.5	0.4-1.6	0.2-0.55	0.3-0.65
ヘッド長	5		3.4		5	7	
全長	20		22		19	23.5	
最大回転数	120,000*		450,000		300,000	450,000	
入数	2			6		2	
価格	3,300円			2,400円		3,300円	
IPRKIT1	●	●	●	●	●	●	●
ORTHOKIT1	●	●	●	●	●	●	●

※5倍速コントラで回転数を調整してご使用ください。

オーソドンティックバー

Orthodontic Bar

オートクレープOK

販売名：カーバイドバー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00031

商品コード	FG-M31SF	RA7006	RA-K2RSF
種類	オーソドンティックバー		
ヘッドサイズ	016	018	023
ヘッド長	8	1.9	4.4
全長	22		
最大回転数	300,000	120,000	
入数	3	5	
価格	6,600円	11,000円	
ORTHOKIT1	●	●	●
DEBONDKIT1	●	●	●

トリミング&フィニッシングバー

Trimming & Finishing Bar

オートクレープOK

販売名：カーバイドバー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00031

商品コード	FG-EF6	FG7902	FG7664	FG7406
種類	トリミング・フィニッシングバー			
ヘッドサイズ	014	010	014	018
ヘッド長	6	4.5	8	4
全長	21		19	
最大回転数	450,000			300,000
入数	3			
価格	4,400円	4,000円	5,000円	
ORTHOKIT1	●	●	●	●
DEBONDKIT1	●	●	●	●

オーソドンティック・ポリッシャー

Orthodontic Polisher

オートクレープOK

販売名：オーソドンティックポリッシャー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00086

商品コード	RORTHORA17	RORTHORA16
種類	オーソドンティックポリッシャー	
ヘッドサイズ	6	5
ヘッド長	7.5	10
全長	25	
最大回転数	20,000	
入数	12	
価格	5,500円	
ORTHOKIT1	●	●
DEBONDKIT1	●	●



マジックストリップのIPRコントラ装着タイプキットです。
IPR、隣接面コンタクト調整に使いやすいマジックストリップをIPRコントラに装着可能にしました。



ギャップ
(研磨材のないスムーズな部位)

ギャップ部がタイトな歯間への挿入をスムーズにします。

付属レンチでストリップにアダプターを取り付けた後、IPRコントラに装着します。
※IPRコントラは当社での取扱はございません。

患者さんごとに、研磨部分のテンションの調整が可能です。

ハンドルを取付けることでマニュアル操作も可能です。



種類	スーパーファイン	ファイン	ミディアム	コース	コース	コース
厚み(mm)	0.11	0.15	0.21	0.30	0.40	0.50
ギャップ有無	有	有	有	有	無	無
入数	2	2	2	2	1	1

※キットのみの販売となります。リフィルの取扱はございません。



セット内容

- ・ギャップ有ダブルサイド4種×2
- ・ギャップ無ダブルサイド2種(0.40, 0.5mm)×1
- ・アダプター×4
- ・アダプター用レンチ×1
- ・ハンドル×1

マジックストリップIPRコントラキット

Magicstrip Reciprocal Kit

商品コード	入数	価格
MS-RECIP-KIT1	1セット	35,000円

販売名：マジックストリップ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00014



商品コード	MS-GAP-RFL5/SF	MS-GAP-RFL5/F	MS-GAP-RFL5/M	MS-GAP-RFL5/C	MSDS-040RFL5/C	MSDS-050RFL5/C	MS-ADPT1
種類	スーパーファイン	ファイン	ミディアム	コース	コース	コース	アダプター単品
厚み	0.11	0.15	0.21	0.3	0.4	0.5	
ギャップ有無	有	有	有	有	無	無	
入数	ストリップ×5、ハンドル×1						3
価格	22,000円						4,000円

マジックストリップIPRコントラキット リフィル

Magicstrip Reciprocal Kit Refill

販売名：マジックストリップ 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00014

アライナー、スプリント、レジン床等の研磨、艶出しに使用するファイバーホイールです。
研磨剤を練りこんだファイバーを使用しているので、ポリッシングペストが必要ありません。
密度を抑えたソフト構造で形状追従性が高く、研磨熱の上昇を防ぎます。



※推奨回転数：10,000rpm

ファイバーホイール

Fiber Wheel Buff

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
① HP-FBUFF-26F	ファイン			
② HP-FBUFF-26M	ミディアム	φ25mm	12本	7,000円
③ HP-FBUFF-26C	コース			

販売名：ファイバーホイール 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00014

アライナー矯正治療に使用するカッターです。

① ホールパンチ



直径5mmに丸く繰り抜くパンチです。
アライナーに挿入しやすいように先端を薄くしています。
丸くカットしやすいようにパンチ部にR(アール)を付けています。

② ティアドロップカッター



幅2mm×長さ最大5mmのスリットを入れるカッターです。
アライナーに挿入しやすいように先端を薄くしています。

アライナー用カッター

Orthodontic Cutter

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
① FC-0471	ホールパンチ	全長130mm	1本	18,000円
② FC-0472	ティアドロップカッター			

販売名：アライナープライヤー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00079

アライナー矯正治療に使用するプライヤーです。

③ ディンプルバーティカル



2mm×5mmで縦にディンプルを付与するプライヤーです。
アライナーに挿入しやすいように先端を薄くしています。

④ ディンプル水平



3mm×2mmで横向きにディンプルを付与するプライヤーです。
アライナーに挿入しやすいように先端を薄くしています。

アライナー用プライヤー

Orthodontic Plier

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
③ FC-0473	ディンプルバーティカル	全長130mm	1本	18,000円
④ FC-0474	ディンプル&水平			

販売名：アライナープライヤー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00079

矯正治療に使用する定番プライヤー&カッターです。

① ヤングプライヤー



③ バンドリム-ピングプライヤー-T.C.
テフロンチップ付



② ツイードプライヤー-T.C.



④ ピン&リガチャーカッター-T.C.



矯正用インスツルメント

Orthodontic Instruments

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
① FC-0457	ヤングプライヤー	全長138mm	1本	8,000円
② FC-0458	ツイードプライヤー-T.C.	全長127mm		15,000円

販売名：ヤングプライヤー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00070
販売名：ツイードプライヤー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00071

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
③ FC-0459	バンドリム-ピングプライヤー-T.C.テフロンチップ付	全長138mm	1本	15,000円
FC-0514	交換用テフロンチップ	-	1個	300円
④ FC-0460	ピン&リガチャーカッター-T.C.	全長127mm	1本	15,000円

販売名：バンドリム-ピングプライヤー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00072
販売名：ピン&リガチャーカッター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00073

シリコン型に光重合レジンを含めて7種類のアタッチメントを自作することができます。矯正で歯の移動をサポートするためのアタッチメント作成ツールです。

1.ボタンボンダー	2.バイトターポボンダー	3.タンテイマーズボンダー
薄いボタンを形成します。	上顎前歯舌側にバイトターボを形成します。	指しゃぶりや舌突出癖を抑えるための小さな円錐形のアタッチメントを形成します。
4.バックルチューブボンダー	5.ブラケットボンダー	
バックルチューブを形成します。	ブラケットを形成します。	
6.リテーナーボンダー	7.オクルーザルパッドボンダー	
舌側にリテーナーを形成します。	咬合挙上臼歯パッドを形成します。	



動画で製品特長をご覧ください
バックルチューブボンダー
使用動画

ミニモールド

商品コード	種類	入数	価格
4045	ミニモールドキット	ハンドル1本+シリコン型7種 各1個	9,000円
4045-1	ボタンボンダー		
4045-2	バイトターポボンダー	10個	6,500円
4045-3	タンテイマーズボンダー		

商品コード	種類	入数	価格
4045-4	バックルチューブボンダー		
4045-5	ブラケットボンダー		
4045-6	リテーナーボンダー	10個	6,500円
4045-7	オクルーザルパッドボンダー		

販売名：ミニモールド 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00080


アライナー矯正の必需品のアライナーシーターは、患者さんにアライナーをフィットさせるために噛んでもらいます。



アライナーシーター

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
(A) FC-0427	白	φ10×30mm	2本入×10袋	2,500円
(B) 4042-2	ペンギン	110mm長 8mm厚	2本入	1,100円
(C) 4042-3	ハート			

上顎前方牽引用フェイスマスクです。調整域が広くフィット性の高いマスクです。



フェイスマスク

商品コード	種類	カラー	入数	価格
(A) 5063-1	シングル	ブルー		
(B) 5063-2	シングル	レッド	1個	6,000円
(C) H21-12	ダブル	ブルー		

販売名：フェイスマスク シングル 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00081
販売名：フェイスマスク ダブル 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00088

お子様向けリテーナーケースです。両側から押すと、お子様にも簡単に開けられます。



アンジー リテーナーボックス

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
FC-0236	W60×D58×H30(内寸mm)	ホワイト/パープル	10個(各色×5個)	2,500円

矯正歯科用IPRゲージセットです。0.1mm、0.2mm、0.25mm、0.3mm、0.4mm、0.5mmのゲージセットです。



コンタクトゲージ

商品コード	サイズ	入数	価格
IPR-GAUGE-KIT	0.1mm/0.2mm/0.25mm/ 0.3mm/0.4mm/0.5mm	6本(各1本)	6,000円

モジュール用のディスペンサーです。



オーソチェインディスペンサー

商品コード	サイズ	入数	価格
059	W209×D76×H76mm	1個	3,500円

関連商品のご紹介



リテーナー向けのケースです。
スポーツマウスガード、デンチャーケースとしてもお使いいただけます。



リテーナーボックス 単色 10個入り

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
600	W70×D55×H25(内寸mm)	※	10個	1,000円

※8色からお選びいただけます。
●ブルー ○ホワイト ●グリーン ●イエロー ●ピンク ●ラベンダー ●ライム ●ライトブルー

リテーナーボックス カラーアソート 10個入り

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
600	アソート	W70×D55×H25(内寸mm)	※(8色入)	10個	1,000円

●ブルー×2 ○ホワイト×2 ●グリーン ●イエロー ●ピンク ●ラベンダー ●ライム ●ライトブルー

リテーナーボックス カラーアソート 200個入り

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
600-200	アソート	W70×D55×H25(内寸mm)	※(8色入)	200個(10個入×20箱)	18,000円

※上記(アソート10個入り)が20箱入っています。

マウスピース向けのケースです。



マウスガードボックス 単色 10個入り

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
601	W73×D58×H38(内寸mm)	※	10個	1,200円

※8色からお選びいただけます。
●ブルー ○ホワイト ●グリーン ●イエロー ●ピンク ●ラベンダー ●ライム ●ライトブルー

マウスガードボックス カラーアソート 10個入り

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
601	アソート	W73×D58×H38(内寸mm)	※(8色入)	10個	1,200円

●ブルー×2 ○ホワイト×2 ●グリーン ●イエロー ●ピンク ●ラベンダー ●ライム ●ライトブルー

マウスガードボックス カラーアソート 200個入り

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
601-200	アソート	W73×D58×H38(内寸mm)	※(8色入)	200個(10個入×20箱)	22,000円

※上記(アソート10個入り)が20箱入っています。

大きめのリテーナー・マウスピース向けのケースです。



オールガードボックス 単色 10個入り

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
602	W72×D63×H35(内寸mm)	※	10個	1,400円

※8色からお選びいただけます。
●ブルー ○ホワイト ●グリーン ●イエロー ●ピンク ●ラベンダー ●ライム ●ライトブルー

オールガードボックス カラーアソート 10個入り

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
602	アソート	W72×D63×H35(内寸mm)	※(8色入)	10個	1,400円

●ブルー×2 ○ホワイト×2 ●グリーン ●イエロー ●ピンク ●ラベンダー ●ライム ●ライトブルー

オールガードボックス カラーアソート 200個入り

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
600-200	アソート	W72×D63×H35(内寸mm)	※(8色入)	200個(10個入×20箱)	26,000円

※上記(アソート10個入り)が20箱入っています。

蓋の内側に鏡がついているリテーナーケースです。
リテーナー装着時に便利です。



鏡付きリテーナーケース 単色10個入り

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
612	W74×D64×H27(内寸mm)	※	10個	2,800円

※7色からお選びいただけます。
●ブルー ●グリーン ●ラベンダー ○ホワイト ●イエロー ●ピンク ●バニラ

鏡付きリテーナーケース カラーアソート 10個入り

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
612	アソート	W74×D64×H27(内寸mm)	※(7色入)	10個	2,800円

●ブルー×2 ●グリーン×2 ●ラベンダー×2 ○ホワイト ●イエロー ●ピンク ●バニラ

鏡付きリテーナーケース カラーアソート 200個入り

商品コード	種類	サイズ	カラー	入数	価格
612-200	アソート	W74×D64×H27(内寸mm)	※(7色入)	200個(10個入×20箱)	44,000円


※上記(アソート10個入り)が20箱入っています。

14

モデル Model

患者さんのモチベーションアップのツールとしてお使いください。

歯ブラシ付の特大モデルです。
正しい歯磨きの指導等をよりわかりやすく説明できます。




特大デモンストレーションモデル

Demo Model (Model incl. Brush)

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0117	W150×D128×H125mm 歯ブラシの長さ 210mm	1個	11,000円

2分割されており、カリエスが歯に与える影響を3段階の順でみる事ができるモデルです。



カリエス臼歯用モデル

Caries Molar Model

スケール: 約5倍

商品コード	サイズ	入数	価格
1011	W118×H65mm	1個	22,000円

患者さんに歯間ブラシの使い方やブラッシングの仕方などの指導ができるモデルです。
指導用歯ブラシ付きで、開口状態を好きな角度に保つことができます。




デモンストレーションモデル

Brush Demo Model

スケール: 約2倍

商品コード	サイズ	入数	価格
PL008	W120×D95×H100mm 歯ブラシの長さ 215mm	1個	10,000円

インプラント、小臼歯、臼歯の歯根、セラミッククラウン、ブリッジ等のデモンストレーションモデルです。



インプラント用モデル

Implant Demo Model

スケール: 約5倍

商品コード	サイズ	入数	価格
1007	W103×H89mm	1個	24,000円

アクリル製品 Acrylic Products

美しく、機能的なディスペンサーで診療の効率アップ。


エッチング材・ボンディング材もまとめてコンパクトに収納できます。
取り出しに便利な形状で、クリア素材なので、収納品を容易に見分けられます。



コンポジットディスペンサー

商品コード	種類	入数	価格
H060	収納シリンジ20本	1個	12,000円


内容物がひと目で確認できるオーガナイザーです。
仕切り板を自由に組み合わせることでコンポジットだけでなく、ボンディング材やアプリケーションを一緒に収納することができます。



コンポジットオーガナイザー

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
A M060	収納シリンジ 14本用	W195×D145×H95mm φ15mm	1個	9,500円
B S060	収納シリンジ 20本用	W290×D145×H95mm φ15mm	1個	11,000円

簡易的で、実用的なシリンジホルダーです。



コンポジットシリンジホルダー

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
A 551	スモール 収納シリンジ 11本	W100×D125×H120mm φ15mm	1個	3,000円
B 552	ミディアム 収納シリンジ 23本	W200×D125×H120mm φ15mm	1個	4,200円

引き出しタイプのコットンロールディスペンサーです。
φ8、φ10、φ12×38mmのコットンロールを収納できます。



コットンロールディスペンサー

商品コード	カラー	入数	価格
A LK-1102W	ホワイト	1個	1,000円
B LK-1102B	ブルー	1個	1,000円

マイクロアプリケーションエコタイプ専用のディスペンサーです。
スタンダードタイプとミニタイプの2タイプをご用意しています。



マイクロアプリケーション エコタイプ ディスペンサー

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
A 18-900	スタンダード 収納数 約300本	W110×D80×H100mm	1個	6,000円
B 18-9900	ミニ 収納数 約400本	W110×D80×H100mm	1個	6,000円

A P120(18-901~18-904)マイクロアプリケーションエコタイプ収納可能
B P120(9901T~9903T)マイクロアプリケーションエコタイプミニ収納可能


インプレッションガン・ミキシングチップを一緒に収納できるホルダーです。



インプレッションガンホルダー

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
A 072	収納ガン 2本	W145×D140×H150mm φ25mm	1個	10,000円
B 074	収納ガン 4本	W265×D140×H150mm φ25mm	1個	12,000円

様々なサイズの手袋を収納できるディスペンサーです。
ティッシュケースとしても使用できます。




グローブ・ティッシュディスペンサー

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
064	スタンダード	内寸: W250×D140×H90mm	1個	6,000円
068	ラージ	内寸: W240×D125×H100mm	1個	6,000円
069	エクストララージ	内寸: W240×D125×H110mm	1個	6,000円

※壁に取付可能(ネジ付)

一枚ずつ取り出しやすく、減り具合も一目で確認できるディスペンサーです。




ペーパーディスペンサー

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
A 057	ペーパーエプロン用	内寸: W173×D133×H137mm	1個	5,500円
B 058	ペーパータオル用	内寸: W267×D112×H151mm	1個	5,500円

※壁に取付可能(ネジ付)


バリアフィルム(P162掲載)専用のディスペンサーです。



バリアフィルムディスペンサー

商品コード	サイズ	入数	価格
1155	W232×D123×H194mm	1個	6,600円

各サイズごとにご用意しています。
効率よくパウチが取り出せます。



パウチディスペンサー

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
A 061-0	収納	W55×H100 W75×D210×H145mm	1個	7,500円
B 061-1	収納	W70×H230 W85×D210×H275mm	1個	8,000円
C 061-2	収納	W90×H135 W100×D210×H185mm	1個	9,000円
D 061-3	収納	W90×H230 W100×D210×H275mm	1個	10,000円
E 061-4	収納	W135×H260 W150×D210×H295mm	1個	12,000円

※壁に取付可能(ネジ付)

マスクをほこりなどから守り、コンパクトに収納できるディスペンサーです。



マスクディスペンサー

商品コード	サイズ	入数	価格
095	内寸: W185×D100×H105mm	1個	5,500円

※壁に取付可能(ネジ付)

16

ユニフォーム Uniform

機能性と清潔感にデザイン性も兼ね備えました。

伸びてらくらく、伸縮性にすぐれたワッフルニットスクラブです。
吸汗性・速乾性・ストレッチ性・制電性を兼ね備えた着心地の良いワッフル生地の診療着です。6つのサイズ展開と5色のカラーバリエーション。

SELECT

胸ポケット
仕分けに便利なダブルポケット。

右ポケット
ループ付き

左ポケット

着脱しやすいスナップボタン

UNISEX (男女兼用)

	SS	S	M	L	LL	3L
胸囲	92	98	104	110	116	124
肩幅	36	38	44	46	48	50
着丈	64	68	70	73	76	76
袖丈	19	20	21	22	23	23

ワッフルニット
ポリエステル95%・綿5%

ワッフルのように凹凸があるワッフルニット素材は、肌に触れる面積が小さいので、サラサラとした着心地の素材です。シワがつきにくく保温力もあり、夏は涼しく、冬は温かく着用できます。

吸汗性 速乾性 ストレッチ 制電



ワッフルニットスクラブ

商品コード	種類	カラー	入数	価格
DC-0133	SS	●ターコイズ ●ブルー ●グリーン ●ワイン ●ピンク	1枚	4,200円
DC-0134	S			
DC-0135	M			
DC-0136	L			
DC-0137	LL			
DC-0138	3L			

刺繍付ワッフルニットスクラブ

商品コード	種類	カラー	入数	価格
DC-0149	SS	●ターコイズ ●ブルー ●グリーン ●ワイン ●ピンク	1枚	8,000円
DC-0150	S			
DC-0151	M			
DC-0152	L			
DC-0153	LL			
DC-0154	3L			

※一度ご開封・ご使用された商品は返品・交換はいたしかねます。

※上記ご注文のお客様は刺繍申込専用紙が必要になります。詳細はお問い合わせください。

動きやすく、肌触りも良いシャーリングパンツです。

ストレッチツイル

レディースのみ腰裏地付き

裏地メッシュ生地

ポリエステル100%

表面感の綺麗なツイル素材に、ストレッチ性を加えて動きやすさを高めました。さらに抗菌効果もプラスしました。

制電 ストレッチ 抗菌

	S	M	L	LL	3L
ウエスト	69-75	75-81	81-87	87-93	93-99
股下	78	78	80	80	78

	SS	S	M	L	LL
ウエスト	57-66	61-70	65-74	69-78	73-82
股下	70	70	70	72	72

メンズシャーリングパンツ

商品コード	種類	カラー	入数	価格
DC-0139	S	ホワイト	1枚	6,000円
DC-0140	M			
DC-0141	L			
DC-0142	LL			
DC-0143	3L			


レディースシャーリングパンツ

商品コード	種類	カラー	入数	価格
DC-0144	SS	ホワイト	1枚	6,000円
DC-0145	S			
DC-0146	M			
DC-0147	L			
DC-0148	LL			

刺繍サービス

ご注文の流れ(専用紙にご記入ください)

- 1 刺繍文字の指定 > 2 位置の指定 > 3 書体の選定 > 4 色の選定



1 刺繍文字の指定
刺繍したい文字をお知らせください。刺繍可能文字数は12文字までです。

2 位置の指定
左のイラストのA~Cから刺繍したい場所をお選びください。

3 書体の選定 3つの書体からお選びください。

1.明朝体	2.ゴシック体	3.丸ゴシック体
プレミアムプラスジャパン	プレミアムプラスジャパン	プレミアムプラスジャパン

4 色の選定 ①~⑤の5色の刺繍糸からお選びください。



※刺繍糸の色合いはお客様のイメージと多少異なることがありますが、あらかじめご了承ください。

納期: 約3週間

※・お名前によって刺繍できない場合もございます。・文字数によって文字の大きさが異なります。・刺繍内容の確認はできません。・刺繍入れ商品のキャンセル、返品、交換はできません。・ワッフルニットスクラブのみ刺繍可能です。

ヨーロッパ製のデザインと機能を兼ね備え、院内の空間を美しく演出。

40cm幅の省スペースながら足元までたっぷり使える収納性を兼ね備えています。専用トレーで自由自在に引き出しの中をレイアウトいただけます。



MINI CABINET Lungo *Made in Italy*

3タイプの高さがある6段の引き出しを備えているので、書類から大きな箱モノまできれいに収納することが可能です。



イエロー

グリーン

ブルー

ホワイト

● サイズ



● 基本性能



ミニキャビネット ルongo

Mini Cabinet Lungo

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
PSRT6	W400×D480×H800mm	※	1台	180,000円

※4色からお選びいただけます。●イエロー ●グリーン ○ホワイト ●ブルー
※仕切りトレー/フリートレーは別売りです。
※関連商品 キャビネットトレー(非純正) P88参照

キュートなフォルムで院内を明るく演出します。かわいいデザインとフットワークの良さが特徴のキャビネットです。別売りの専用トレーを使えば、理想的な収納環境へコーディネートできます。



イエロー



グリーン

ブルー

ホワイト

MINI CABINET Patto *Made in Italy*

ミニキャビネット パット

Mini Cabinet Patto


商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
RC4SN	W400×D480×H800mm	33kg	※ 1台	150,000円

※4色からお選びいただけます。●イエロー ●グリーン ○ホワイト ●ブルー
※仕切りトレー/フリートレーは別売りです。
※関連商品 キャビネットトレー(非純正) P88参照



- 耐荷重：約20kg
- 引き出し内寸(1,2,3段目)：W340×D340×H35mm
- 引き出し内寸(4段目)：W340×D340×H75mm
- 材質 フロント：ステンレススチール
ボディ：ステンレススチール
トップ：人工大理石

ミニキャビネットルongo・ミニキャビネットパット専用トレー(別売)



フリートレー 1/2/3段目用

Mini Cabinet Trays

商品コード	サイズ	入数	価格
BA-AS01	W315×D295×H35mm	1個	4,000円

※その他、非純正キャビネットトレーのご用意もあります。(P88参照)



仕切りトレー 1/2/3段目用

Mini Cabinet Trays

商品コード	サイズ	入数	価格
BA-AS06	W100×D145×H30mm	1個	4,000円



フリートレー 4/5段目用

Mini Cabinet Trays

商品コード	サイズ	入数	価格
BA-BS01	W315×D295×H75mm	1個	4,000円

チェアサイドで使いやすい移動用カートです。小型の機械のレイアウトにも便利で、キャスター付きなので移動も快適です。



Mobile cart *Made in Italy*



● 引き出し収納



● 電源付きタイプ(3芯タイプ)

モバイルカート 2段

Mobile Cart

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
MC2R	W560×D440×H815mm	20kg	ホワイト	1台 60,000円

●耐荷重(各段)約10kg ●引き出し内寸：W268×D250×H55mm
●棚サイズ：W560×D440mm
●材質 ボディ：ステンレススチール 溶接タイプ(組み立てタイプではございません)
※開梱・設置・空き箱の回収はございません。

モバイルカート 3段

Mobile Cart

商品コード	カラー	サイズ	カラー	入数	価格
MC3RK	電源無	W490×D360×H800mm	ホワイト	1台	45,000円
MC3RK-S	電源有	11kg			52,000円

※ノーマルタイプと電源付きタイプの2種類をご用意しております。
●耐荷重(各段)約10kg ●棚サイズ：W400×D300mm ●電源コード：約1m
●材質 ボディ：ステンレススチール 溶接タイプ(組み立てタイプではございません)
※開梱・設置・空き箱の回収はございません。

白を基調とした洗練されたデザインで院内を落ち着いた空間に仕上げます。
 歯科医院様の内装とも相性のいいデザインです。ガラス天板とホワイト樹脂天板の2タイプをご用意しています。



グリーン(ガラス天板)



ブルー(ガラス天板) クリア(ガラス天板) ホワイト(樹脂天板)

キャビネット クアドラ

Cabinet Quadra

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
QR6G	W500×D475×H785mm 50kg	グリーン	1台	240,000円
QR6B		ブルー		
QR6W		クリア		
QR6	W500×D510×H785mm 46kg	ホワイト		220,000円

- 耐荷重：約150kg
- トレー標準装備
- サイレントクローズシステム標準装備
- 引き出し内寸(上2段)：W427×D372×H158mm (下2段)：W427×D372×H158mm
- 材質 フロント：スチール(電気亜鉛めっき鋼板) ボディ：スチール(電気亜鉛めっき鋼板)
- トップ：ガラス/合成樹脂(ホワイト天板のみ)



サイレントクローズシステム キャスターロック付(後輪のみ) マグネット取付可能(フロント・ボディ)

スチールボディとガラス天板の重厚なキャビネットは院内デザインを上質かつ洗練された空間に仕上げます。
 機能面、デザイン面ともに細部にまでこだわり、快適な使い心地を追求しました。



グリーン



ブルー クリア

キャビネット デコ

Cabinet Deco

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
DS6G	W500×D550×H810mm 51kg	グリーン	1台	300,000円
DS6B		ブルー		
DS6W		クリア		

- 耐荷重：約150kg
- トレー標準装備
- サイレントクローズシステム標準装備
- 引き出し内寸(上2段)：W427×D375×H60mm (下2段)：W427×D375×H158mm
- 材質 フロント：ウレタン樹脂(ポリウレタン) ボディ：スチール(電気亜鉛めっき鋼板)
- トップ：ガラス



サイレントクローズシステム キャスターロック付(後輪のみ) マグネット取付可能(側面ボディのみ)

人間工学に基づいた、身体に負担の少ない自然な姿勢を作り出すサドル型ツールです。
 足を広げるように座るため、座ったまま簡単に移動ができ作業効率が向上します。着座中の太腿や臀部への圧迫が軽減されるので、足のしびれやむくみ、疲れなども改善します。



デンタルツール アマゾン



デンタルツール ジャンパー



ブラック ブルー グリーン レッド ダークブルー オレンジ ターコイズ

※フットコントロールはデンタルツール アマゾン、デンタルツール ジャンパーどちらにも取り付け可能です。

特 徴



足を広げるように座るため、座ったまま簡単に移動ができ作業効率も向上します。さらに、着座中の太腿や臀部への圧迫が軽減されるので、足のしびれやむくみ、疲れなども改善します。


デンタルツール アマゾン

Dental Stool Amazon

商品コード	カラー	フットコントロール	入数	価格
FC-0486	※	なし	1脚	120,000円
FC-0487	※	あり	1脚	140,000円

※7色からお選びいただけます。
 ●ブラック ●ブルー ●グリーン ●レッド ●ダークブルー ●オレンジ ●ターコイズ
 ※消毒にはゼタ3フォーム(P30)が使用できます。
 ※開梱・設置・空き箱の回収はございません。

仕 様



スタムスキン(PVC)素材について

柔軟さと心地良い質感がありながら過酷な使用にも耐える強さを兼ね備えたスタムスキン(PVC)は、その柔らかさゆえ変形・歪みが生じにくい素材です。防水・防炎・防カビ・染付き防止加工されたPVCコーティングが機重にも重なり、汚れやシミの侵入・沈着を防ぎます。抗菌性・防汚性・耐摩耗性・メンテナンス性に優れ、不特定多数の人が出入りする場所や高い衛生基準が求められる飲食店や医療施設等での使用に適しています。

デンタルツール ジャンパー

Dental Stool Jumper

商品コード	カラー	フットコントロール	入数	価格
FC-0488	※	なし	1脚	120,000円
FC-0489	※	あり	1脚	140,000円

※7色からお選びいただけます。
 ●ブラック ●ブルー ●グリーン ●レッド ●ダークブルー ●オレンジ ●ターコイズ
 ※消毒にはゼタ3フォーム(P30)が使用できます。
 ※開梱・設置・空き箱の回収はございません。

●在庫状況によりご注文をいただいてからお届けまでにお時間がかかります。
 ●お届けの際はお客様立ち合いのもと、開梱・設置・空き箱の回収まで無償で行います。
 ●配送サービスの都合上、離島など一部お届けできない地域があります。
 ●対象地域、納期、配送など、詳細につきましては、お問い合わせ窓口(TEL06-6845-0050)へお問い合わせください。

キャビネットのお届けについて

人気有名作家が手がける
プレミアムプラスジャパンだけのオリジナル作品。
テイストの異なる4名の作家による、子どもから大人まで楽しめるデンタルアートです。



武内 祐人 (タケウチ ヨシヒト)

1969年、大阪生まれ。1993年、京都市立芸術大学
プロダクトデザイン専攻 卒業。
阪急うめだ本店、松屋銀座、ジェイアール名古屋
タカシマヤなど各地にて個展開催。精力的にライブ
ペインティングも行う。また幼稚園や病院の壁画
イラストなども手がける。
人気の「I wish you are always smiling.」という
テーマで描かれた笑顔の動物や子どもたちのイラ
ストは、雑貨アイテムや広告などで多数使用。
2015～2019年度まで小学2年生国語の教科書
(東京書籍)の表紙に採用。

撮影：兵庫県宝塚市 宝塚デンタルオフィス



● 額縁



壁掛け用吊り下げ金具・紐付き

● キャンバス



● 作品証明書



各作品20枚限定販売の
作品証明書が同封されています。

Painting05(武内祐人)

Painting05

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
PJ9190	F6号	W32×D41×H20mm	1枚	50,000円

●額装：なし(キャンバスアート仕様) ●壁掛け金具なし

20枚
限定




Painting03(武内祐人)

Painting03

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
PJ9200	A2	W570×D750×H23mm(額含む)	1枚	65,000円

●額装：あり ●額装素材：チーク ●壁掛け金具あり(紐付き)

20枚
限定



Painting01(武内祐人)

Painting01

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
PJ9160	A5	W280×D222×H23mm(額含む)	1枚	45,000円

●額装：あり ●額装素材：チーク ●壁掛け金具あり(紐付き)

20枚
限定




Painting02(武内祐人)

Painting02

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
PJ9170	A3	W535×D420×H23mm(額含む)	1枚	55,000円

●額装：あり ●額装素材：チーク ●壁掛け金具あり(紐付き)

20枚
限定



Painting04(武内祐人)

Painting04

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
PJ9180	A5	W250×D250×H37mm	1枚	35,000円

●額装：なし(キャンバスアート仕様) ●壁掛け金具なし


20枚
限定





山崎 たかし (ヤマサキ タカシ)

大阪府生まれ。TIS(東京イラストレーターズ・ソサエティ)会員。
 1979年大阪芸術大学卒業、卒業にてグランプリ受賞。
 1982年第1回国際SFアート大賞 シルバー賞受賞。
 2003年日本アートアカデミー入選。
 東京ディズニーランドマップ、オートバックスカレンダー、大阪市高速電気軌道株式会社(旧大阪市交通局)車内吊りアートマップポスター。
 その他絵本装画など多数。



デンタルタウン(山崎たかし)

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
PJ9030	A5インチ	W220×D275×H35mm	1枚	15,000円

※A5インチサイズは、深さのあるボックスフレームです。(壁掛けタイプ・紐つき)



デンタルバルーン(山崎たかし)

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
PJ9050	A2	W595×D421×H17mm	1枚	35,000円

※軽量でシンプルなアルミ製フレームです。(壁掛け用つり下げ金具・紐つき)



デンタルイルミネーション(山崎たかし)

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
PJ9010	A5角	W170×D170×H35mm	1枚	12,000円

※A5角サイズにかざり、裏面スタンド付きボックスフレームです。(壁掛けも可能。紐つき)



デンタル工事現場(山崎たかし)

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
PJ9040	A3	W421×D298×H17mm	1枚	28,000円

※軽量でシンプルなアルミ製フレームです。(壁掛け用つり下げ金具・紐つき)



デンタルハウス(山崎たかし)

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
PJ9020	A5角	W170×D170×H35mm	1枚	12,000円

※A5角サイズにかざり、裏面スタンド付きボックスフレームです。(壁掛けも可能。紐つき)

北沢 夕芸 (キタザワ ユウキ)

1962年長野県生まれ。TIS(東京イラストレーターズ・ソサエティ)会員。
雑誌、書籍、広告などの仕事の他、eラーニングアニメーション、木彫の立体も制作している。
スペースユイで毎年個展開催。
主な仕事として川崎アゼリアのイメージビジュアル、注文の多い料理店・銀河鉄道の夜、長ぐつをはいたネコ(集英社みらい文庫)など。



ウィズ・トゥースペースト・チューブ(北沢夕芸)

With Tooth Paste Tube

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
PJ9100	A2	W595×D421×H17mm	1枚	30,000円

※軽量でシンプルなアルミ製フレームです。(壁掛け用つり下げ金具・紐つき)



トゥースマザー(北沢夕芸)

Tooth Mother

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
PJ9090	A3	W298×D421×H17mm	1枚	20,000円

※軽量でシンプルなアルミ製フレームです。(壁掛け用つり下げ金具・紐つき)

● フレームについて



A2・A3フレーム

軽量でシンプルなアルミ製フレーム。
(付属品：壁掛け用つり下げ金具・紐)
好きな額装に入れ替えていただくことも可能です。



A5インチ・A5角

木製、ボックス型フレーム。表面ガラス。
(付属品の紐で壁掛け可能)
A5角(正方形)にかざり、裏面にスタンドが付いています。



ロータスリーフ(北沢夕芸)

Lotus Leaf

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
PJ9080	A5インチ	W275×D220×H35mm	1枚	12,000円

※A5インチサイズは、深さのあるボックスフレームです。(壁掛けタイプ・紐つき)



エレファント(北沢夕芸)

Elephant

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
PJ9060	A5角	W170×D170×H35mm	1枚	10,000円

※A5角サイズにかざり、裏面スタンド付きボックスフレームです。(壁掛けも可能。紐つき)



イン・ザ・フォレスト(北沢夕芸)

In the Forest

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
PJ9070	A5角	W170×D170×H35mm	1枚	10,000円

※A5角サイズにかざり、裏面スタンド付きボックスフレームです。(壁掛けも可能。紐つき)



大森 ところ (オオモリトコ)
 山口県生まれ。
 東京造形大学一類(油彩具象科)卒業。
 主に雑誌カットを中心に、広告、ポスター、
 ウィンドウディスプレイ用イラスト、書籍、雑誌、
 webサイト、Tシャツなどのイラスト、挿絵など
 国内外制作、展示多数。



窓辺(大森ところ)

By the Window

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
PJ9150	A2	W421×D595×H17mm	1枚	15,000円

※軽量でシンプルなアルミ製フレームです。(壁掛け用つり下げ金具・紐つき)



アオイ・秋(大森ところ)

AOI, Autumn

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
PJ9140	A3	W298×D421×H17mm	1枚	10,000円

※軽量でシンプルなアルミ製フレームです。(壁掛け用つり下げ金具・紐つき)



院内のインテリアに。やさしい彩りを添えるアートたち。
 医院の受付に、待合室に、診察室に。患者様もスタッフも心が和む空間を演出。



バラと横顔(大森ところ)

Girl with Rose

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
PJ9120	A5インチ	W220×D275×H35mm	1枚	10,000円

※A5インチサイズは、深さのあるボックスフレームです。(壁掛けタイプ・紐つき)



グリーン(大森ところ)

Green

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
PJ9130	A5インチ	W275×D220×H35mm	1枚	10,000円

※A5インチサイズは、深さのあるボックスフレームです。(壁掛けタイプ・紐つき)



リース(大森ところ)

Wreath

商品コード	種類	サイズ	入数	価格
PJ9110	A5インチ	W275×D220×H35mm	1枚	10,000円

※A5インチサイズは、深さのあるボックスフレームです。(壁掛けタイプ・紐つき)

キッズ・グッズ Kids/Goods

院内を明るく、楽しく。お子様向けのグッズもご用意しました。

歯の形をしたミラーです。



トゥースミラー

McTooth Mirror

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0138	140×170mm	1個	3,000円

握ることで、リラックスして診療をうけていただくためのハンドクッションです。



トゥースハンドクッション

Anti Stress Tooth

商品コード	サイズ	入数	価格
FC-0139	W65×D60×H65mm	1個	1,200円

院内のディスプレイや歯ブラシやペン立て、キャンドルホルダーとしてもご使用いただけます。



トゥースホルダー

Miraholder

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
FC-0141	120×120mm	ブルー/ホワイト	1個	2,500円

※キャンドル付

歯の形をしたキャンドルです。



トゥースキャンドル

Miracandle

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
FC-0142	65×75mm	ブルー/ホワイト	1個	1,800円

楽しく歯磨きしていただけるかわいい2分間用砂時計です。



アワーグラス

Miradent Hourglass

商品コード	入数	価格
FC-0125	1個	500円

歯の形をしたクリップです。



Teethクリップ

Dental Model Bib Clip

商品コード	入数	価格
091	1個	600円



デンタルアイテムのマスコットが可愛いメタリックキーホルダーです。



キーホルダー

Keychains

商品コード	種類	サイズ	入数	価格	
(A) FC-0498	臼歯	50~70mm (本体)	1個	1,000円	
(B) FC-0499	歯ブラシ				
(C) FC-0500	ミラー				
(D) FC-0501	印象トレー				
(E) FC-0502	タービン				
(F) FC-0503	シリンジ				1,600円
(G) FC-0504	鉗子				

可愛いデンタルアルバムはお子様の思い出をブックタイプで保存できる、乳歯収納ケースです。



※医院にて抜歯した乳歯の場合、歯根が長いとケースに収まらない場合があります。ダイヤモンドバーなどで歯根をカットして差し上げてください。

アンジー デンタルアルバム

Dental Album Premium

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
(A) FC-0238	W126×D121×H23mm	ピンク	1冊	4,200円
(B) FC-0239		ブルー		

コンパクトでかわいい乳歯ケースです。




アンジー 乳歯ケース

Dental Album

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
FC-0240	W70×D86×H12mm	グリーン ピンク オレンジ	12個(各色×4個)	7,000円

※医院にて抜歯した乳歯の場合、歯根が長いとケースに収まらない場合があります。ダイヤモンドバーなどで歯根をカットして差し上げてください。

お子様の大切な乳歯をはじめ、多目的に使用できます。宝箱のデザインはお子様から大人気です。カラーバリエーション豊富にご用意しています。



トレジャー乳歯ボックス

Treasure Chests

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
FC-0140	W34×D30×H25mm	※	100個(各色×25個)	6,600円

※単色の販売はございません。●ブルー ●グリーン ●イエロー ●ピンク

精度の高い補綴物の作成に、安定と品質の高いヨーロッパブランドを。

義歯製作、修復に適しています。操作性が良くスムーズな作業が可能で再現性の高い印象が取れ、弾性回復・耐熱性に優れています。

SOLE C
LAB PUTTY 85 ▶ 技工用縮合型シリコーン印象材



ソールラボ 5kg

商品コード	内容量	入数	価格
PJ9900	5kg	1個	7,600円

販売名：ソールラボ 歯科複模型用ゴム質弾性印象材 届出番号：27B2X00268P00004



ソールラボ 5kg + 2ソールジェル

商品コード	内容量	入数	価格
PJ9910	5kg+2ジェル	1セット	10,000円

販売名：ソールラボ 歯科複模型用ゴム質弾性印象材 届出番号：27B2X00268P00004
販売名：ソールジェル 歯科印象採得用器材 届出番号：27B2X00268P00005

SOLE GEL
C-Silicone gel Catalyst ▶ 硬化剤



テクニカルデータ
練和時間 約30秒
操作時間(23℃) 約1分30秒
硬化時間(23℃) 約5分30秒
硬度(24時間後) 85 Shore A
寸法変化 0.2%以下
弾性回復 99.0%



ソールラボ 2.6kg

商品コード	内容量	入数	価格
PJ9920	2.6kg	1個	5,000円

販売名：ソールラボ 歯科複模型用ゴム質弾性印象材 届出番号：27B2X00268P00004



ソールラボ 10kg + 4ソールジェル

商品コード	内容量	入数	価格
PJ9930	10kg+4ジェル	1セット	18,000円

販売名：ソールラボ 歯科複模型用ゴム質弾性印象材 届出番号：27B2X00268P00004
販売名：ソールジェル 歯科印象採得用器材 届出番号：27B2X00268P00005



ソールジェル

商品コード	内容量	入数	価格
PJ9950	60g	1個	1,400円

販売名：ソールジェル 歯科印象採得用器材 届出番号：27B2X00268P00005

寸法再現性に優れ、数週間経っても再現性が持続します。CAD/CAMスキャナーに対応しています。

New

SOLE A
LAB PUTTY 85 ▶ 技工用付加型シリコーン印象材



テクニカルデータ
練和時間 約30秒
操作時間(23℃) 約2分
硬化時間(23℃) 約6分
硬度(24時間後) 85 Shore A
寸法変化 0.2%以下
弾性回復 99.5%

ソールラボ パテ85

商品コード	内容量	入数	価格
PJ9960	1.5kg+1.5kg	1セット	9,000円

販売名：ソールラボパテ 歯科複模型用ゴム質弾性印象材 届出番号：27B2X00268P00006

操作が簡単で超硬タイプのシリコーン印象材です。寸法再現性に優れ、数週間経っても再現性が持続します。CAD/CAMスキャナーに対応しています。

New

SOLE A
LAB PUTTY 95 ▶ 技工用付加型シリコーン印象材



テクニカルデータ
練和時間 約30秒
操作時間(23℃) 約2分
硬化時間(23℃) 約6分
硬度(24時間後) 95 Shore A
寸法変化 0.2%以下
弾性回復 99.5%

ソールラボ パテ95

商品コード	内容量	入数	価格
PJ9970	1.5kg+1.5kg	1セット	9,000円

販売名：ソールラボパテ 歯科複模型用ゴム質弾性印象材 届出番号：27B2X00268P00006

複模型製作用のシリコーン印象材です。流動性が高く細部まで流れやすく高精度で寸法再現性に優れています。

New

DUPLISOLE
24 ▶ 複模型用シリコーン印象材



テクニカルデータ
練和時間 約1分
操作時間(23℃) 約5分
硬化時間(23℃) 約20分
硬度(24時間後) 24 Shore A
寸法変化 0.05%以下

デュプリソール

商品コード	内容量	入数	価格
PJ9990	1kg+1kg	1セット	11,000円

販売名：デュプリソール 歯科複模型用ゴム質弾性印象材 届出番号：27B2X00268P00007

技工用印象材

広い用途に適用できる技工用縮合型シリコンパテです。
 義歯の作成・修復やクラウンなどの複製などに最適です。
 流動性が高くスムーズな操作が可能となり、再現性の高い印象が取れます。また弾性回復力にも優れています。
 ※使用時に硬化ラボが必要となります。

Zhermack Dental > 技工用縮合型シリコン印象材
 > 技工用シリコン印象材



インプラント上部構造作製 歯肉再現模型のコアとして使用

色調 グレー(色素は入っていません)
 テクニカルデータ ※硬化ラボ使用
 練和時間 約30秒
 操作時間(23℃) 約2分
 硬化時間(23℃) 約6分
 硬度(24時間後) 80 Shore A
 弾性回復 99.00%
 細線再現性 20μm
 寸法変化(24時間後) -0.10%
 耐熱性 140℃



10kg

5kg

2.6kg

900g

ゼタラボ使用のメリット

- ・ 流し込み重合法によるコアの使用では、硬度があるので人工歯の位置関係が狂いにくい。
- ・ 印象面の再現性が高い。
- ・ 表面に油分が浮き上がらない。
- ・ トリミングが容易にできる。

ゼタラボ

商品コード	内容量	入数	価格
C400791	900g	1個	3,000円
C400790	2.6kg		6,500円
C400811	5kg		11,000円
C400804	10kg		20,000円

販売名: ゼタラボ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268Z00010

Zhermack Dental > 技工用縮合型シリコン印象材
 > 技工用シリコン印象材



セットでお得!

ゼタラボ5kg+2硬化ラボ

商品コード	内容量	入数	価格
C400798	ゼタラボ5kg+硬化ラボ60ml×2	1セット	14,000円

販売名: ゼタラボ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268Z00010
 販売名: 硬化材 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268Z00009

色調 グレー(色素は入っていません)
 テクニカルデータ ※硬化ラボ使用
 練和時間 約30秒
 操作時間(23℃) 約2分
 硬化時間(23℃) 約6分
 硬度(24時間後) 80 Shore A
 弾性回復 98.00%
 細線再現性 20μm
 寸法変化(24時間後) -0.10%
 耐熱性 140℃

正確性と耐熱性に優れた超硬タイプの技工用縮合型シリコンパテです。
 義歯、クラウン、ブリッジなどの基盤や義歯の複製などに最適です。
 流動性が高くスムーズで、再現性の高い印象が取れ、弾性回復力にも優れています。
 ※使用時に硬化ラボが必要となります。

Zhermack Dental > 技工用縮合型シリコン印象材
 > 技工用シリコン印象材



テンポラリークラウンブリッジのコアとして

デンチャー修復

色調 ホワイト
 テクニカルデータ ※硬化ラボ使用
 練和時間 約30秒
 操作時間(23℃) 約2分
 硬化時間(23℃) 約6分
 硬度(24時間後) 90 Shore A
 弾性回復 99.00%
 細線再現性 20μm
 寸法変化(24時間後) -0.10%
 耐熱性 180℃



5kg

2.6kg

タイタニウム

商品コード	内容量	入数	価格
C400605	2.6kg	1個	6,500円
C400611	5kg		11,000円

販売名: タイタニウム 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268Z00011

Zhermack製、縮合型シリコン印象材のキャタリストです。

※ゼタラボ / タイタニウムに対応。

Zhermack Dental > 技工用縮合型シリコン印象材 色調 グレー
 > 硬化材



硬化ラボの使用法



パテに計量スプーンの型を付け、型の2本分を注出。

手で練和する

石膏模型にパテを盛る

完成

硬化ラボ

商品コード	内容量	入数	価格
C100900	60ml	1本	2,200円

販売名: 硬化ラボ 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268Z00026

操作が簡単で正確な印象が採れる、超硬タイプの技工用付加型シリコンパテです。

※硬化阻害を起こすため、ラテックス製グローブを使用しないでください。

Zhermack Dental > 技工用付加型シリコン印象材
 > 技工用シリコン印象材



プラチナム95

商品コード	包装内容	入数	価格
① C400720	ベース450g+キャタリスト450g 計量スプーン2個付	1セット	5,500円

色調 ベース: ライトブルー
 キャタリスト: ホワイト
 テクニカルデータ
 練和時間 約30秒
 操作時間(23℃) 約2分
 硬化時間(23℃) 約6分
 硬度(24時間後) 95 Shore A
 弾性回復 99.50%
 細線再現性 20μm
 寸法変化(24時間後) -0.05%
 耐熱性 200℃

商品コード	包装内容	入数	価格
② C400700	ベース1kg+キャタリスト1kg 計量スプーン2個付	1セット	9,500円

販売名: プラチナム95 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268Z00007

歯肉再現用模型材

ジンジファーストリジッドは、インプラント用模型作製(直接法)に適している歯肉再現模型用シリコーン材です。硬度がありトリミングが容易で、辺縁部を正確に作製できます。寸法安定性が高く正確です。

※ジンジファーストエラスチックと比べると弾性が低く、力をかけると亀裂が入る可能性があるため、着脱の際はご注意ください。



- ▶ 技工用付加型シリコーン印象材
- ▶ 歯肉再現用模型材

色調	ピンク
テクニカルデータ	
操作時間(23℃)	約2分
硬化時間(23℃)	約10分
硬度(1時間後)	70 Shore A



ジンジファースト リジッド

Gingifast Rigid

商品コード	包装内容	入数	価格
C401520	カートリッジ50ml×2本 ミキシングチップ(イエロー)×12本 イントラオーラルチップ(イエロー)×12個 分離材10ml×1本 スプレーノズル付	1セット	6,500円

販売名:ジンジファースト 一般医療機器 届出番号:27B2X00268Z00012

ジンジファーストエラスチックは模型上で自然な歯肉を正確に再現するための歯肉再現模型用シリコーン材です。優れた審美性で透明感のある自然に近い歯肉を再現します。寸法安定性が高く正確で、弾性があり繰り返し着脱が可能です。クラウン、ブリッジ作製(間接法)やインプラント用模型作製(直接法)にも適しています。



- ▶ 技工用付加型シリコーン印象材
- ▶ 歯肉再現用模型材

色調	ピンク
テクニカルデータ	
操作時間(23℃)	約2分
硬化時間(23℃)	約10分
硬度(1時間後)	40 Shore A



ジンジファースト エラスチック

Gingifast Elastic

商品コード	包装内容	入数	価格
C401500	カートリッジ50ml×2本 ミキシングチップ(イエロー)×12本 イントラオーラルチップ(イエロー)×12個 分離材10ml×1本 スプレーノズル付	1セット	6,500円

販売名:ジンジファースト 一般医療機器 届出番号:27B2X00268Z00012

光重合型コンポジットレジンに最適した、透明で適度な稠度のある技工用シリコーン印象材です。透明で光を透過し、酸素阻害を受けずにコンポジットレジンの光重合を行うことができます。また適度な硬さにより、コンポジットレジンの変形を起こしません。流動性が高くワックスパターンを細部まで正確に再現します。寸法変化が少ないため、テンプレートの保管が可能です。



- ▶ 技工用付加型シリコーン印象材
- ▶ 技工用シリコーン印象材

色調	カートリッジ:透明 ミキシングチップ:イエロー
テクニカルデータ	
操作時間(23℃)	約90秒
硬化時間(23℃)	約15分
硬度(1時間後)	72 Shore A
寸法変化(24時間後)	0.185%



エリートトランスペアレント

Elite Transparent

商品コード	包装内容	入数	価格
C401600	カートリッジ50ml×1本 ミキシングチップ(イエロー)×6本	1セット	6,500円

販売名:エリートトランスペアレント 一般医療機器 届出番号:27B2X00268Z00008

シリコーン系印象材同士の接着を防ぎます。(ジンジファーストやエリートトランスペアレントのシリコーン印象材をプラチナム95、ゼタラボ、タイタニウム等と併用する場合。)



分離材

Separator

商品コード	内容量	入数	価格
C400888	10ml×2	2本	2,200円

エリートダブルは複模型作製の全ての技術に適しており、2種類の硬化時間からお選び頂けます。流動性が高いため細部に流し込みやすく、高精度で再現性に優れ、また寸法安定性にも優れた模型作製ができます。



- ▶ 複模型用シリコーン印象材



カラー グリーン

テクニカルデータ

練和時間(23℃)	約60秒
機械練和時間(23℃)	約30秒
操作時間(23℃)	約10分
硬化時間(23℃)	約20分
硬度(24時間後)	22 Shore A
細線再現性	20µm
寸法変化(24時間後)	-0.05%

エリートダブル22

Elite Double 22

商品コード	包装内容	入数	価格
C400821	250g(ベース) / 250g(カタリスト)	1セット	7,000円

販売名:エリートダブル 一般医療機器 届出番号:27B2X00268Z00018

スキャン後、時間を置くとコーティングが自然に消える、画期的なスキンスプレーです。酸化チタン等の白色顔料不使用。飛び散らないため外で作業する必要はありません。専用ノズルで均一に薄くスプレーでき、被膜は約2µmで補綴物の適合も良好です。



Made in GERMANY



専用のノズル付きなので、非常に薄く均一なコーティングが可能で高精度なスキャンが実現できます。



動画で製品特長をご覧ください

スキンスプレー SCANTIST 3Dの動画をぜひご覧ください。コーティングが自然に消えていく様子を詳しく確認していただけます。



10cmほど離してスプレー噴射
※作業中は換気を行ってください。
※10cm以上離してスプレーしてください。



均一にスプレーした状態

コーティングが自然に消えていく様子 (消えていく様子を分かりやすくお伝えできるように、ガラス素材に使用しております。)



スキャン直後

放っておくだけで

自然に消える!

※完全に揮発するまで約30分~4時間かかります。(素材により揮発時間が異なります。)

スキンスプレー SCANTIST 3D

Scantist 3D

商品コード	内容量	入数	価格
FC-0511	200ml	1本	5,000円

販売名:スキンスプレー SCANTIST 3D 一般医療機器 届出番号:27B2X00268X00113

コンポジット、セラミック、非貴金属合金、貴金属、レジン、石膏など幅広い用途にお使いいただけます。
作業時のブレや衝撃が少なく、作業面の仕上がりが良いクロスカットを採用しています。

技工用カーバイドバー

Carbide Burs for Lab

販売名：技工用カーバイドバー 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00102

スーパーファイン



商品コード	11230	11240	11360	11236
ISO No.500-104	114-110	201-110	201-110	275-110
ヘッドサイズ	023	040	060	060
ヘッド長	14	15	15	14
用途	コンポジット・セラミック・非貴金属合金・貴金属			
入数	1本			
価格	2,200円			

ファイン



商品コード	21013	21123	21230	21240	21360	21236
ISO No.500-104	187-140	292-140	144-140	201-140	201-140	275-140
ヘッドサイズ	023	023	023	040	060	060
ヘッド長	15	14	14	15	15	14
用途	セラミック・非貴金属合金・貴金属					
入数	1本					
価格	2,200円					

ミディアム



商品コード	31013	31123	31230	31240	31360	31236
ISO No.500-104	187-190	292-190	144-190	201-190	201-190	275-190
ヘッドサイズ	023	023	023	040	060	060
ヘッド長	15	14	14	15	15	14
用途	貴金属・レジン・石膏					
入数	1本					
価格	2,200円					

ラウンド(プレーンカット)

ミディアム



商品コード	31R23	31R50
ISO No.500-104	001-175	001-175
ヘッドサイズ	023	050
ヘッド長	2.3	5.0
用途	非貴金属合金	
入数	1本	
価格	2,200円	

コース



商品コード	41240	41360	41236
ISO No.500-104	201-220	201-220	275-220
ヘッドサイズ	040	060	060
ヘッド長	15	15	14
用途	レジン・石膏		
入数	1本		
価格	2,200円		

スーパーコース



商品コード	51360	51236
ISO No.500-104	201-225	275-225
ヘッドサイズ	060	060
ヘッド長	14	14
用途	レジン・石膏	
入数	1本	
価格	2,200円	

ヘッドサイズ	推奨回転数
010-023	5,000~40,000
025-045	15,000~30,000
050-080	15,000~20,000

非貴金属合金の調整に適しています。
シリコンより長く使用でき、切削効率良く調整できます。

非貴金属合金研磨用

ラバーポイント

Rubber Polisher

販売名：ラバーポイント 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00101

粗研磨用

HP用



商品コード	RP513HP	RP533HP	RP133HP	RP143HP	RP273HP	RP343HP	RP383HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	1,400円						

中研磨用

HP用



商品コード	RP511HP	RP531HP	RP131HP	RP141HP	RP271HP	RP341HP	RP381HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	1,400円						

仕上げ研磨用

HP用



商品コード	RP510HP	RP530HP	RP130HP	RP140HP	RP270HP	RP340HP	RP380HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	1,400円						

最終仕上げ研磨用

HP用



商品コード	RP519HP	RP539HP	RP139HP	RP149HP	RP279HP	RP349HP	RP389HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	1,400円						

ラバーポイント シャンクレス

Rubber Polisher Shankless

販売名：ラバーポイント 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00101

粗研磨用

シャンクレス



商品コード	RP614	RP664	RP684
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	2,000円	4,200円	

中研磨用

シャンクレス



商品コード	RP613	RP663	RP683
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	2,000円	4,200円	

仕上げ研磨用

シャンクレス



商品コード	RP612	RP662	RP682
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	2,000円	4,200円	

最終仕上げ研磨用

シャンクレス



商品コード	RP611	RP661	RP681
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	2,000円	4,200円	

ホイール・ディスク用マンドレールです。



RA用

マンドレール

Mandrels



商品コード	種類	入数	価格
M02	RA用	6本	2,000円

販売名：マンドレール 一般医療機器 届出番号：27B2X00268000055

陶材・プレシャスメタル・レジンの調整に適しています。
発熱を抑えカーブでも効率良く研削・研磨します。

プレシャスメタル・レジ研磨用

シリコンポイントSCシリーズ

Silicone Polisher SC Series

販売名: シリコンポイント 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00103

粗研磨用
HP用



商品コード	SC513HP	SC533HP	SC133HP	SC143HP	SC273HP	SC343HP	SC383HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	1,400円						

中研磨用
HP用



商品コード	SC512HP	SC532HP	SC132HP	SC142HP	SC272HP	SC342HP	SC382HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	1,400円						

仕上げ研磨用
HP用



商品コード	SC511HP	SC531HP	SC131HP	SC141HP	SC271HP	SC341HP	SC381HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	1,400円						

最終仕上げ研磨用
HP用



商品コード	SC510HP	SC530HP	SC130HP	SC140HP	SC270HP	SC340HP	SC380HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	1,400円						

シリコンポイントSCシリーズ シャンクレス

Silicone Polisher SC Series Shankless

販売名: シリコンポイント 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00103

粗研磨用
シャンクレス



商品コード	SC613	SC663	SC683
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	4,200円		

中研磨用
シャンクレス



商品コード	SC612	SC662	SC682
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	4,200円		

仕上げ研磨用
シャンクレス



商品コード	SC611	SC661	SC681
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	4,200円		

最終仕上げ研磨用
シャンクレス



商品コード	SC610	SC660	SC680
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	4,200円		

レジ研磨用

シリコンポイントSTシリーズ

Silicone Polisher ST Series

販売名: シリコンポイント 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00103

粗研磨用
HP用



商品コード	ST534	ST544	ST554	ST714
ヘッドサイズ	4.0	6.0	10.0	10.0
ヘッド長	12.0	16.0	20.0	24.0
推奨回転数	20,000~30,000			
入数	12本			
価格	1,400円			

仕上げ研磨用
HP用



商品コード	ST532	ST542	ST552	ST712
ヘッドサイズ	4.0	6.0	10.0	10.0
ヘッド長	12.0	16.0	20.0	24.0
推奨回転数	20,000~30,000			
入数	12本			
価格	1,400円			

中研磨用
HP用



商品コード	ST533	ST543	ST553	ST713
ヘッドサイズ	4.0	6.0	10.0	10.0
ヘッド長	12.0	16.0	20.0	24.0
推奨回転数	20,000~30,000			
入数	12本			
価格	1,400円			

最終仕上げ研磨用
HP用



商品コード	ST530	ST540	ST550	ST710
ヘッドサイズ	4.0	6.0	10.0	10.0
ヘッド長	12.0	16.0	20.0	24.0
推奨回転数	20,000~30,000			
入数	12本			
価格	1,400円			

ポーセレン研磨用

シリコンポイントSPシリーズ

Silicone Polisher SP Series

販売名: シリコンポイント 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00103

粗研磨用
HP用




商品コード	SP513HP	SP533HP	SP133HP	SP143HP	SP273HP	SP343HP	SP383HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	1,400円						

中研磨用
HP用



商品コード	SP512HP	SP532HP	SP132HP	SP142HP	SP272HP	SP342HP	SP382HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	1,400円						

仕上げ研磨用
HP用



商品コード	SP511HP	SP531HP	SP131HP	SP141HP	SP271HP	SP341HP	SP381HP
ヘッドサイズ	3.0	4.0	3.5	5.0	6.0	12.0	12.0
ヘッド長	7.0	12.0	10.5	16	9.5	2.0	2.0
推奨回転数	15,000~30,000						
入数	12本						
価格	1,400円						

シリコンポイントSPシリーズ シャンクレス

Silicone Polisher SP Series Shankless

販売名: シリコンポイント 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00103

粗研磨用
シャンクレス



商品コード	SP613	SP663	SP683
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	4,200円		

中研磨用
シャンクレス




商品コード	SP612	SP662	SP682
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	4,200円		

仕上げ研磨用
シャンクレス



商品コード	SP611	SP661	SP681
ヘッドサイズ	6.0	22.0	22.0
ヘッド長	23.0	3.0	3.5
推奨回転数	8,000~10,000		
入数	100個		
価格	4,200円		


遠心鑄造用ルツボです。
カータイプの大小です。



ルツボ

商品コード	種類	カラー	入数	価格
(A) PH-4J	スモール	ホワイト	1個	1,500円
(B) PH-4K	ラージ	ホワイト	1個	1,800円

技工指示書を挟み立てられる技工用トレーです。
取り外しができるカラーパネルで収納時はコンパクトになります。



モデルトレー

商品コード	カラー	入数	価格
04041	レッド	1個	900円
04042	ブルー		
04043	イエロー		
04044	ホワイト		
04045	グリーン		
04046	ブラック		

南加大咬合器は2段階の高さ調節可能です。



(A) ハイアーチ

(B) ローアーチ

(C) 南加大

咬合器

商品コード	種類	上下顎間距離	入数	価格
(A) 02042	ハイアーチ	65mm	1個	1,600円
(B) 02043	ローアーチ	47mm		
(C) 02040	南加大	50・65mm		


販売名：歯科用咬合器 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00093

矯正用模型製作に適した角形ゴム枠です。



突起無し

突起有り



ラバー模型ベース

商品コード	種類	入数	価格	
GCDM830	内突起有	上顎(大)・上顎(中)・上顎(小) 下顎(大)・下顎(中)・下顎(小) (各サイズ1)	6個	1,500円
GCDM830-A	内突起無			

技工用小型マイクロモーター RENHEシリーズの上位機種です。
最高回転数45,000rpm、最大トルク4.2Ncm。

本体1年保証

コレットチェック・ベアリングを除く



正逆回転切替、マニュアル/フット切替付。
*フットコントロールでも回転数操作が可能。

セット内容

- ・本体×1・電源ケーブル×1・ハンドピース×1
- ・フットコントロール×1・ハンドピーススタンド×1
- ・カーボンブラシ×1ペア・工具×1セット

仕様

- ・本体サイズ：W120xD130xH67mm
- ・重量：1,550g
- ・電源：入力AC100-120V 50/60Hz
- ・ハンドピース重量：270g
- ・最高回転数：45,000rpm
- ・最大トルク：4.2Ncm

マイクロモーター RENHE505D/45K

Micromotor Renhe 505D/45K

商品コード	入数	価格
RENHE505D45K	1台	55,000円

販売名：マイクロモーター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00085

軽量小型マイクロモーターフットコントロール付きです。
最高回転数35,000rpm。

本体1年保証

コレットチェック・ベアリングを除く



スピードコントローラーで出力0にするとすぐに
回転をストップするクイックストップ仕様です。
正逆回転切替、マニュアル/フット切替付。
*フットコントロールでも回転数操作が可能です。

セット内容

- ・本体×1・電源ケーブル×1・ハンドピース×1
- ・フットコントロール×1・ハンドピーススタンド×1
- ・カーボンブラシ×1ペア・工具×1

仕様

- ・本体サイズ：W120×D150×H80mm
- ・重量：1,110g
- ・電源：入力AC110-120V 50/60Hz
- ・ハンドピース重量：220g
- ・最高回転数：35,000rpm

マイクロモーター

Renhe315

商品コード	入数	価格
RENHE315	1台	38,000円

販売名：マイクロモーター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00085

高トルクブラシレスモーター採用し、
大型LCDパネルで回転数を見やすく表示できます。
最高回転数55,000rpm、最大トルク8.5Ncm。

本体1年保証

コレットチェック・ベアリングを除く



正逆回転切替、マニュアル/フット切替付。
*フットコントロールでも回転数操作が可能。

セット内容

- ・本体×1・電源ケーブル×1・ハンドピース×1
- ・フットコントロール×1・ハンドピーススタンド×1
- ・工具×1セット・クロス

仕様

- ・本体サイズ：W185xD175xH128mm
- ・重量：2,460g
- ・電源：入力AC100-120V 50/60Hz
- ・ハンドピース重量：204g
- ・最高回転数：55,000rpm
- ・最大トルク：8.5Ncm

マイクロモーター PRIME SENSE A7

Micromotor Prime Sense A7

商品コード	入数	価格
PRIMESENSE7	1台	130,000円

販売名：マイクロモーター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00085

軽量で手軽に持ち運べる充電式マイクロモーターです。
ブラシレスモーターで静音タイプです。
最高回転数30,000rpm。3時間の充電で約25時間使用可能です。

本体1年保証

コレットチェック・ベアリングを除く



動画で製品特長を
ご覧ください



Eタイプモーター
Eタイプモーターには
お使いのコントラ
・ストレート (ISO規格) が
ご使用いただけます。

セット内容

- ・本体×1・ハンドピース×1・ACアダプター×1
- ・ラバーパッド×1・ベルトクリップ×1
- ・ケース×1・ハンドピーススタンド×1
- ・ハンドピース重量：64g
- ・最高回転数：30,000rpm

仕様

- ・本体サイズ：W65 x L129 x H27mm
- ・重量：235g
- ・電源：入力AC100 ~ 240V 50/60Hz
- ・ハンドピース重量：64g
- ・最高回転数：30,000rpm

マイクロモーター PRIME 1210

Prime1210

商品コード	種類	カラー	入数	価格
PRIME1210B	Eタイプ	ブラック	1セット	60,000円
PRIME1210C		ホワイト		
PRIME1210HPB	HPタイプ	ブラック	1セット	63,000円
PRIME1210HPW		ホワイト		

販売名：マイクロモーター 一般医療機器 届出番号：27B2X00268X00085

ア～エ

ア

iBriteスタンドタイプ	62
iBriteテーブルトップタイプ	62
iBriteマウスピース	62
I-ブロックポイントブラシ	51
I-ブロックポイントブラシ 替えブラシ	51
アイマトリックス	116
アイマトリックス イントロキット	116
アイマトリックス スターターキット	116
アイリスシザーズ	83
アクアスプリントサーモ	124
アクアソース ニトリルグローブ	21
アスピレーターブラシ	58
アダプター	58
アブソーバンドペーパーポイント	145
網トレ	99
アライナーシーター	157
アライナー用カッター	156
アライナー用ブライヤー	156
アルジネートミキサー	97
アルティ・スプレー(適合検査スプレー)	129
アルティ・スポット(適合検査液)	129
アルティ・フォル用ストレート型ピンセット	130
アルティブラックス クイック	129
アルミニウムエンドディスペンサー	149
アルミニウムエンドメジャーブロック	150
アルミニウムパーブロック	148
アワーグラス	177
アンジーサライバエジェクター	57
アンジーシリコンデコレーション	117
アンジーデンタルアルバム	178
アンジー乳歯ケース	178
アンジーバイトブロック	90
アンジープロフィーリング	45
アンジーリテーナーボックス	158

イ

EZアタッチメント	111
EZ歯間ブラシ	52
イリゲーションニードル	146
インジケーターテープ	20
印象トレイ インプラント 兼用タイプ	101
印象トレイ インプラント 兼用タイプ イントロバック	101
印象トレースタンド	104
インスツルメントカセット	87
インスツルメントトレイ	88
インスツルメントマット	86
インスツルメント 滅菌ケース	87
インスツルメントリング	86

イ

インターブロキシマルダイヤモンドバー	153
インターブロキシマルダイヤモンドバーキット	153
イントラオーラルチークリトラクター	89
イントラオーラルチップ(Premium Plus)	96
イントラオーラルチップ(Zhermack)	96
イントラオーラルリッパ	89
インファントオープラシ	54
インプラントスケラーセット	72
インプラントスケラーチップ	72
インプラント用モデル	160
インプレッションガンスリーブ	28
インプレッションガンホルダー	162

ウ

ウルトラソニッククリーナー 2.5リットル	92
ウルトラソニッククリーナー 3.2リットル	92
ウルトラソニッククリーナー 750ミリリットル	92

エ

Hファイル	143
エヴァサクシオンミラー	68
AFRミニレグ	123
エキスカベーター	77
エキスパローラー	75
X線スリーブ	25
X線センサースリーブ	27
X線バリアカバー	27
X線バリアカバー縦	27
X線バリアカバーエコタイプ縦	27
X線バリアカバーエコタイプ横	27
X線フィルムフォルダー	91
X線防護エプロン	36
FGダイヤモンドバー	131
エプロンホルダー	33
エリートアーチ	105
エリートアーチファースト	105
エリートオーソ	105
エリートストーン	106
エリートダブル22	184
エリートトランスベアレント	183
エリートモデル	105
エリートロック	106
LEDライト	60
LEDライトメーター	113
エレファントシールド	151

エ～ケ

エ

エレファントダストコレクター 替フィルター	151
エレファントダストコレクター(ライト付)	151
エレベーター	79
エレベーターラクスエータータイプ	80
エンドクッションホルダー	149
エンドゲージ付きミラー	70
エンドスタンド	149
エンドディスペンサー	149
エンドファイル滅菌ケース	150
エンドブラシアプリケーター	145
エンドメジャーブロック	150
エンドルーラー プル	150

オ

オーソチェインディスペンサー	158
オーソドンティックキット	153
オーソドンティックバー	154
オーソドンティック・ポリッシャー	154
O+ NiTiファイル	142
オーラルエバキューエーター	59
オーラルエバキューエーター ソフトチップタイプ	59
オールガードボックス	159
オクルジネーターキット	137
オクルジネーター ダイヤモンドバー	137
オクルセンス	122
オクルセンスセンサー 25枚入	122
オクルファーストCAD	93
オクルファーストロック	93
オブチプローブ	146

カ

カートリッジコネクタ	96
カーブ型ピンセット	130
鏡付きリテーナーケース	159
ガッタパーチャポイント アクセサリーポイント	145
ガッタパーチャポイント メインポイント	145
カップディスペンサー	34
カラーダッペンディッシュ	118
ガラス練板	118
カリエス臼歯用モデル	160

キ

キーボードスリーブ	25
キーホルダー	178
技工用カーバイドバー	185
キッズ歯ブラシ	53
CAD/CAMクラウン調整キット	136
キャビネット クアドラ	167
キャビネット デコ	167
キャビネット トレー	88
キュアリングライト ミニ交換用バッテリー	108
キュアリングライト ミニC01	107
キュアリングライト ミニC01-Mライトガイド	107
キュアリングライト ミニC02	108
キュアリングライト ミニC02-Mライトヘッド	108
吸引チップ	58
キュレット	73
矯正用インスツルメント	156

ク

クッションホルダー	150
グライディングボックス	151
クラウンリムービングブライヤー	85
クラウンリムービングブライヤーチップ10入	85
グラスダッペンディッシュ	118
クリーンエンドディスペンサー	149
グリーンマイクロアプリケーターミニ	120
クリップオンディスポーザブルフェイスシールド	23
グレーシーキュレット アフターファイブ	74
グレーシーキュレット ミニファイブ	74
グローブ・ティッシュディスペンサー	162
グローブラシ	137

ケ

Kファイル	143
研磨用ポリッシャー	136

コ～ソ

コ	
コアチップ	95
硬化ラボ	182
抗菌スプレー (G2TAM a プラス)	30
口腔内カメラ/ペン型キュアリングライトスリーブ	28
口腔内撮影用両面ミラー	66
咬合器	189
コットンロールディスペンサー	161
コネクションキット	130
コンタクトゲージ	113
コンボジットオーガナイザー	161
コンボジットシリンジスリーブ	28
コンボジットシリンジホルダー	161
コンボジットチップガン	117
コンボジットチューブ&ブラグ	117
コンボジットディスペンサー	161
コンボジットフィニッシングキット	134
コンボジットフィニッシングバー	134

サ	
サージカルアスピレーター	58
サクションチューブ	59
撮影用ライト	64
サライバエジェクター	57

シ	
CSRラップ	20
歯間コンタクト(隣接面)用ピンセット	130
仕切りトレイ 1/2/3段目用	166
刺繍付きワッフルニットスクラブ	163
ジブトレイ 3	106
12μm咬合紙アルティフォルメタリック(ポリエステルフィルム)	127
16μmソフト咬合フィルム	127
樹脂コーティング網トレイ	99
潤滑油スプレー	60
シリコンエンドスタンド	149
シリコンエンドストップ	150
シリコン歯式オーガナイザー	86
シリコンバススタンド	147
シリコンポイントSCシリーズ	187
シリコンポイントSCシリーズシャンクレス	187
シリコンポイントSPシリーズ	188
シリコンポイントSPシリーズシャンクレス	188
シリコンポイントSTシリーズ	188
シリンジチップ	58

シ	
シリンジチップシールド	26
シリンジ用スリーブ	26
シルクケア ラテックスグローブ	21
ジンジファースト エラスチック	183
ジンジファースト リジッド	183

ス	
スキャンスプレー SCANTIST 3D (200ml)	184
スケーラー	72
スケーラーチップ	47
スケーラーチップホルダー	50
スケーラーブラシ	50
スケーラーブラシホルダー	50
ステンレス印象トレイ	100
ステンレス印象トレイアソートセット	100
ステンレスインスツルメントトレイ	88
スパイラルポリッシャー	136
スパイラルポリッシャーキット	136
スパチュラ	98
スパチュラ ステンレスタイプ	98
スプレッダ	76
スペシフィックフロス	54
3-IN-1 トレー	103

セ	
ゼタ3 ソフト	30
ゼタ3 フォーム	30
ゼタ7 ソリューション	30
ゼタ4 ウォッシュ	30
ゼタラボ	181
ゼタ1 ウルトラ	30
舌クリーナー	55
切削バー/ファイル オーガナイザー	147
セラミックソフト ティッシュトリミングバー	138
ゼンス ラテックスグローブ	21

ソ	
ソールジェル	179
ソールバイトS	94
ソールラボ	179
ソールラボ パテ	180
ソニックデンチャークリーナー	56

タ～ニ

タ	
タイタニウム	182
ダイナミックミキシングチップ	95
ダイヤモンドストリップ	113
W+ NiTiファイル	141

チ	
チークリトラクター	89
チューブスリーブ	26

テ	
Teethエブロンホルダー	33
Teethクリップ	177
Teethタオル	33
Tスタイル ライトハンドルスリーブ	25
T+ NiTiファイル	142
ディスペンサー	130
ディスペンサー PJ	96
ディスポーザブルアイシールド	23
ディスポーザブル印象シリンジ	98
ディスポーザブル印象トレイ インプラント兼用タイプ	101
ディスポーザブル印象トレイ インプラント兼用タイプ イントロバック	101
ディスポーザブル歯間ブラシ	53
ディスポーザブルフェイスシールド	23
ディスポーザブルプロフィーリング	45
ディスポーザブルミラー	70
デグラニュレーションキット	138
デジタルポケットスケーラー	91
デボンディングキット	153
デモンストレーションモデル	160
デュプリソール	180
デリバリーチップ	117
デンタルアート アオイ・秋(大森とこ)	175
デンタルアート イン・ザ・フォレスト(北沢夕芸)	174
デンタルアート ウィズ・トゥースペスト・チューブ(北沢夕芸)	173
デンタルアート エレファント(北沢夕芸)	174
デンタルアート グリーン(大森とこ)	176
デンタルアート デンタルイルミネーション(山崎たかし)	172
デンタルアート デンタル工事現場(山崎たかし)	171
デンタルアート デンタルタウン(山崎たかし)	172
デンタルアート デンタルハウス(山崎たかし)	172
デンタルアート デンタルバルーン(山崎たかし)	171
デンタルアート トゥースマザー(北沢夕芸)	173
デンタルアート バラと横顔(大森とこ)	176
デンタルアート Painting01(武内祐人)	170
デンタルアート Painting02(武内祐人)	169

テ	
デンタルアート Painting03(武内祐人)	169
デンタルアート Painting04(武内祐人)	170
デンタルアート Painting05(武内祐人)	170
デンタルアート 窓辺(大森とこ)	175
デンタルアート リース(大森とこ)	176
デンタルアート ロータススリーブ(北沢夕芸)	174
デンタルスツール アマゾン	168
デンタルスツール ジャンパー	168
デンチャーバスクリナー	56
デンチャーバスカラーアソート10個入	56
デンチャーバスカラーアソート200個入	56
デンチャーバス単色10個入	56
デントールA	51

ト	
トゥースキャンドル	177
トゥースハンドクッション	177
トゥースホルダー	177
トゥースミラー	177
特大デモンストレーションモデル	160
トリミング&フィニッシングバー	154
ドリル滅菌ケース	146
トルクレンチ	50
トレイスリーブ	28
トレイラック	88
トレジャー乳歯ボックス	178

ニ	
NiTi Hファイル	144
NiTi Kファイル	144
ニードルステーション	88
ニードルチップ	117
ニードルホルダー	84
ニトリルプラス グローブ	21
200μm咬合紙(感圧紙)	125
にほんの暮ら紙デンタルエブロン	31
NEWキュアリングライト 交換用バッテリー	109
NEWキュアリングライト C01-Cクラシック	109
NEWキュアリングライト C01-Cクラシックライトガイド	109
NEWキュアリングライト C01-Dデュアル	109
NEWキュアリングライト C01-Dデュアルライトガイド	109
NEWキュアリングライト C02-Cクラシック	110
NEWキュアリングライト C02-Cクラシックライトヘッド	110
NEWキュアリングライト C02-Dデュアル	110
NEWキュアリングライト C02-Dデュアルライトヘッド	110
NEWキュアリングライト C02 EZアタッチメントスターターキット	111
NEW熱保護リング	110

ネ～ハ

ネ

NeoDrys防湿パッド	34
粘着アプリケーション	119

ハ

バーディスベンサー	148
バーホルダー	148
バイオインクフロー	129
バイトウィングスリーブ	90
バイトチップエコタイプ	96
バイトブロック	90
バイトブロックスリーブ	25
ハイトレー	100
ハイトレーライト無歯顎用	104
パウチディスベンサー	162
歯型ハンドミラー	33
バキュームミラー	67
バキュームライン用スリーブ	26
パターンピブ	32
パターンマスク	22
80μm咬合紙(シルク感圧紙)	126
8μm咬合紙アルティフォル(ポリエステルフィルム)	128
8μm咬合紙幅広タイプアルティフォル(ポリエステルフィルム)	128
抜糸ハサミ	85
抜歯鉗子	81
歯ブラシホルダー	55
パラレルミラー	71
バリアフィルム	24
バリアフィルムディスベンサー	162
ハロゲンライト	60
ハンドピース用スリーブ	28
ハンドル	119

ヒ

PMTCプロフィーカップ	41
PMTCプロフィーブラシ	43
PCマウススリーブ	25
ヒートウェーブ(カスタム印象トレー)	102
ビックブラシ替えブラシ(携帯用歯間ブラシ替えブラシ)	52
ビックブラシセット(携帯用歯間ブラシセット)	52
ビックミラフロス	54
ビックミラフロス 替えフロス	54
100μm咬合紙(感圧紙)	125
ピンセット	78

フ

ファイバーホイール	155
フィックス・クリップ&カーブ型ピンセット	130
V Blue NiTiファイル	141
フェイスシールド	23
フェイスマスク	157
フッ素トレイ	55
不織布ヘッドレストスリーブ	24
ブラガー	77
フラクチャーディテクター	117
ブラシアプリケーター	119
ブラシアプリケーターチップ	119
ブラシアプリケーターチップスターターキット	119
プラスチックインスツルメントカセット	87
プラスチックウェッジ	117
プラスチックカップディスベンサー	34
プラスチックカップディスベンサー 50カップ用	34
プラスパーブラシ	150
ブラチナム95	182
ブリーズエアクリーンミラー	69
フリートレイ 1/2/3段目用	166
フリートレイ 4/5段目用	166
フレキシメーター・ストリップス	129
プレジジョンマーカークット	134
フレックスサライバエジェクター	57
プレミアムピブ	32
プレミアムマスク	22
プレミアムマスク シールド付き	22
プレミアムマスク タイオンタイプ	22
プレミアムルーベ	152
ブローブ	76
ブローブエキスプローラー	75
ブロスブラシ	56
プロテクティブアイウェア	23
プロテクティブライトカバー	113
プロドーズCRシリンジチップ	117
プロフィーカップ	45
プロフィーブラシ	45
プロブロック	90
分離材	183

へ

ペーパーエブロン	32
ペーパーエブロンホルダー(テープタイプ)	33
ペーパーディスベンサー	162
ペーパートレイ(コーティング付)	88
ヘッドレストスリーブ	24
ペン型キュアリングライト スリーブ	28
ペン型キュアリングライト スリーブミニ	108

ホ～ラ

ホ

保護カバー	27
ホルダー用マルチレンチ	50

マ

マイクロアプリケーターチップ	119
マイクロアプリケーター	120
マイクロアプリケーター エコタイプ ディスベンサー	162
マイクロシザーズ	79
マイクロトーチ	91
マイクロニードルホルダー	84
マイクロピンセット	78
マイクロモーター	190
マウスガードボックス	159
マウスプロップ	90
マウスミラー	71
マウスミラースリーブ	28
マウスミラーハンドル	71
マウスリトラクター	89
マグネチックバースタンド	148
マジックストリップIPRコントラキット	155
マジックストリップスIPRコントラリフィル	114
マジックストリップポイントロケット/リフィルキット	114
マジックタッチ	135
マジックタッチキット	135
マスクディスベンサー	162
マンドレール	186

ミ

MILLER ストレート型ピンセット	130
ミキシングウェルズ	118
ミキシングカップ	118
ミキシングクリア	96
ミキシングチップ	96
ミキシングチップW	96
ミキシングパッド	98
ミキシングプラス	95
ミキシングボウル	98
水計量ボトル	97
ミニキャビネット パット	166
ミニキャビネット ルンゴ	165
ミニモールド	157
ミリングバーセレックMCXL用	137

メ

メスハンドル	85
メタルカッティングバー	138
メタルゲージ	91
メタルシリンジチップ	58
滅菌済チューブスリーブ(インプラント・オペ用)	26
滅菌済ディスボインスツルメント	86
滅菌パウチ	20
滅菌ロール	19
メンズシャーリングパンツ	164

モ

モーターカート 3段	166
モーターカート 2段	166
モデルトレイ	189
モニターアーム(スチール)43φ	35
モニターアームタブレット用(ブラ)53φ	35
モニターアーム(スチール)50φ	35
モニターアーム(ブラ)53φ	35
モバイルグリップ	63

ユ

U Blue NiTiファイル	140
U+ NiTiファイル	139
ユニットチェア用スリーブ	24

ヨ

40μm咬合紙(感圧紙)	126
--------------	-----

ラ

ライトガイドスリーブ	28
ライトプロテクティブハンドシールド	113
ラバーポイント	186
ラバー模型ベース	189

リ～ワ

リ

リーマー	144
リテーナーボックス	159

ル

ルアーロックシリンジ	146
ルツボ	189
LUNOSエクステンションセット ペリオ	38
LUNOSスーブラノズル	38
LUNOSパウダーコンテナ	37
LUNOSパウダーコンテナトレイ	37
LUNOSパウダージェットハンドピースセット スーブラ	37
LUNOSパウダージェットハンドピースセット プロ	37
LUNOSプロフィーパウダージェントルクリーン	46
LUNOSプロフィーパウダーペリオコンビ	46
LUNOSプロフィーペースト スーパーソフト	46
LUNOSプロフィーペースト 2 in 1	46
LUNOSプロフィラクスクッション	34
LUNOSペリオノズル	38
LUNOSマイルノスペリオチップ	38
ルミエアクリン口腔内撮影用ミラー	66

レ

レインボーエンドゲージ付ミラー	70
レディースシャーリングパンツ	164
練成充填器	77
練和カップ(1個入)	97

ロ

ロトブロックス	45
---------	----

ワ

Y型咬合紙用ピンセット	130
ワックスゲージ	91
ワッフルニットスクラブ	163