

2023年10月16日

プレミアムプラスジャパン株式会社

お客様各位

「スケーラーブラシホルダー」の自主回収に関するお知らせ

謹啓 平素は弊社製品に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。この度、弊社が製造販売する「スケーラーブラシホルダー」におきまして使用の際、ブラシ接続部が破折する事象が判明しました。

調査の結果、下記のロットにつきまして、同様の事象が発生している可能性が考えられるため、当該ロット製品の自主回収をすることと致しました。当該品を使用した場合、口腔内において脱落が生じる可能性があります。しかしながら今までに健康被害の報告は受けておらず、重篤な健康被害が生じる可能性はないと判断しております。ご心配ならびにご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

本件につきましては監督官庁へ報告の上、ご指導を仰ぎつつ対応させていただきます。

何卒事情ご賢察の上、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

【対象製品】

製品コード	製品名	ロット番号	届出番号	クラス分類
#270	スケーラーブラシホルダー	02881210	27B2X00268000040	クラスⅠ

※2023年1月16日以降の出荷分が回収の対象となります。

以上

返送先：

〒561-0805

大阪府豊中市原田南1丁目13-5

プレミアムプラスジャパン(株)商品センター

TEL：06-6335-4750

プレミアムプラスジャパン 株式会社

大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F

Tel：06-6845-0050 Fax：06-6845-0051